



# Catalogo

2024



# WIMED, UNA STORIA DI SUCCESSO DAL 1976.

Wimed, divisione del gruppo Movi spa, da **oltre 40 anni** opera con successo nel settore Home Care con l'obiettivo di garantire comfort e sicurezza al paziente e allo stesso tempo facilitare il lavoro del personale medico.

L'azienda dispone delle migliori soluzioni presenti ad oggi sul mercato per vivere al meglio **ogni condizione di difficoltà motoria**. Particolare attenzione è rivolta alla cura degli anziani, alle cure domiciliari e agli ausili per la gestione della vita quotidiana.

Wimed offre una vasta gamma di prodotti dedicati sia alla distribuzione al dettaglio che a ospedali e case di cura, spaziando dai **sistemi antidecubito** abbinati ai **letti per degenza**, alle **carrozine**, a tutti gli **ausili per la deambulazione**, per il **bagno** ed ai **dispositivi medici di base**. Da tempo ha acquisito un ruolo centrale nel mercato di riferimento ed è riconosciuta dai clienti come un partner affidabile e solido.



*La sede di Movi SpA  
a Milano, dove si  
trovano gli uffici  
di Wimed*



I prodotti Wimed superano severi test di qualità: la sicurezza e il benessere del paziente sono, infatti, al primo posto tra gli obiettivi da raggiungere. Vengono inoltre selezionati solo i materiali migliori per garantire la durata e la resistenza degli articoli.

Il **team di specialisti di prodotto** è sempre pronto a garantire il massimo supporto ai clienti, aiutandoli in tutte le fasi del processo di acquisto, insieme a un **customer service** attento e preparato.

L'**assistenza tecnica** è il fiore all'occhiello di Wimed: garantisce un servizio di riparazione e sostituzione accurato e tempestivo su tutte le tipologie di prodotto.

La **squadra di marketing** lavora per promuovere il Brand sui canali tradizionali e online e per proporre attività personalizzate per i clienti.

Anche la **logistica** ha un ruolo fondamentale: un magazzino di circa 4000 mq dove vengono stoccati oltre 550.000 prodotti.

Venite a scoprire il mondo Wimed!



*I team sales,  
assistenza tecnica e marketing  
al lavoro*



# STORY

**Wimed nasce nel 1976** come divisione di Movi dedicata alla distribuzione di ausili ortopedici e medicali. L'affermazione di Wimed sul mercato Homecare continua il suo percorso, fino a culminare nel 1990 con l'apertura della propria rete di vendita, supportata da agenti su tutto il territorio nazionale, cominciando così a instaurare rapporti longevi e di fiducia con i clienti.

Il **2005** segna un'altra tappa importante nel percorso del brand: l'inizio della progettazione, sviluppo e lancio di **prodotti a marchio Wimed**. Questo passo ha permesso al brand di mostrarsi al mercato come azienda qualificata, seria e organizzata, diventando allo stesso tempo indipendente dai classici contratti di distribuzione che avevano caratterizzato la realtà di Movi fino a quel momento.

Oggi Wimed è una realtà consolidata in Italia e si sta affacciando anche ai mercati esteri.



*L'ampio e rinnovato show room Wimed presso la sede centrale*

# INDICE

|  |    |
|--|----|
| • 1. ANTIDECUBITO                      | 04 |
| • 2. LETTI                             | 36 |
| • 3. CARROZZINE                        | 09 |
| • 4. CARROZZINE ELETTRONICHE           | 12 |
| • 5. SCOOTER                           | 15 |
| • 6. MOBILITAZIONE & RIABILITAZIONE    | 18 |
| • 7. POLTRONE                          | 21 |
| • 8. AUSILI BAGNO                      | 23 |
| • 9. SANITARI & AUSILI PER L'AUTONOMIA | 09 |
| • 10. ABENA                            | 12 |
| • 11. DIAGNOSTICA                      | 15 |
| • 12. SMART & PRESSOTERAPIA            | 18 |
| • 13. DOPPLER & PRESSOTERAPIA          | 21 |
| • 14. LAME & BISTURI                   | 23 |



# ANTIDECUBITO



# LEGENDA ICONE

**TELO DI COPERTURA**



**COMPRESSORE**



**VALVOLA CPR**



**CELLE OVALIZZATE**



**SEZIONE TESTA**



**TRASPORTO**



**ZERO PRESSIONE**



# SISTEMI STATICI



## MATERASSO in fibra cava siliconata ad elementi fissi



Ausilio antidecubito idoneo all'utilizzo come sovrasmaterasso su letti normali.

Materasso composto da 12 elementi fissi.

- Portata terapeutica 110 kg
- Spessore 20 cm

### CODICE

**94009090**



## MATERASSO in fibra cava siliconata



Materasso composto da 8 o 12 elementi asportabili. Ausilio antidecubito idoneo all'utilizzo come sovra materasso su letti normali.

- Portata terapeutica 120 kg
- Spessore 15 cm

### CODICI

**94009091**

Materasso in fibra cava siliconata con 12 inserti asportabili

### DIMENSIONI

195x85 h.15 cm

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**94009099**

Materasso in fibra cava siliconata con 8 inserti asportabili

195x85 h.15 cm





## MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC

Il materasso 30MC è un dispositivo medico destinato alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.

- Prodotto in schiuma poliuretana micro cellulare a cellula aperta di tipo convenzionale, con lavorazione scarichi tronco piramidali, senza l'impiego di C.F.C.
- Non contiene lattice ed è stato trattato per ostacolare la formazione di batteri, microbi, acari e muffe
- Protezione chimica agli odori assicurata
- Perfetta stabilità e adattabilità del materasso sul letto in qualsiasi sua articolazione; ottima riduzione delle pressioni di contatto ed elevato comfort per il paziente
- Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito
- Disponibile in due diverse misure
- Disponibile come accessorio il coprimaterasso ignifugo 11M, lavabile, con cerniera (COD. 17/08 per rete 90 cm - COD. 17/08-120 per rete 120 cm)

150 Kg



### CODICE DESCRIZIONE

**94003000** MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO 30MC idoneo per rete 90x200 cm

**94003012** MATERASSO ANTIDECUBITO 120 cm IN POLIURETANO 30MC idoneo per rete 120x200 cm

### MISURA

193x83x14 cm

195x120x14 cm

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



# SISTEMI STATICI



## POLYPLOT® 1



Materasso antidecubito destinato alla prevenzione e/o coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.

- Prodotto in mescola pressofusa di poliuretano ad alta densità (40 kg/m<sup>3</sup>) e alta resilienza.
- Materasso a sezione unica e bordi laterali di sostegno che consentono la frequente movimentazione del paziente e una perfetta stabilità del materasso sul letto.
- Perfettamente articolabile con le movimentazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di aerazione
- Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali
- Disponibile sia con telo di copertura in Polyfilm (totalmente impermeabile ai liquidi) che Polymaille (Bi-Estensibile, impermeabile e trasparente)
- Disponibile come ACCESSORIO:
  - COD. P421PM - Cover in Polymaille, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm
  - COD. 17/08 - Cover Ignifuga 1.IM universale, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm

| CODICI           | DESCRIZIONE   | DIMENSIONI   | PORTATA TERAPEUTICA |
|------------------|---|--------------|---------------------|
| P102MPLPMHI      | Materasso Polyplot 1 a 1 sezione con copertura Polymaille | 87x198x14 cm | 130 kg              |
| P101MPLPFDH      | Materasso Polyplot 1 a 1 sezione con copertura Polyfilm   | 87x198x14 cm | 130 kg              |
| <b>Accessori</b> |   |              |                     |
| P101M20          | Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex  | 87x20x14 cm  | 130 kg              |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## POLYPLOT® 120



Materasso antidecubito destinato alla prevenzione e/o coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.

- Prodotto in mescola pressofusa di poliuretano ad alta densità (40 kg/m<sup>3</sup>) e alta resilienza.
- Materasso a sezione unica e bordi laterali di sostegno che consentono la frequente movimentazione del paziente e una perfetta stabilità del materasso sul letto.
- Copertura Telo Polymaille® integrale bi-estensibile impermeabile che assicura il massimo comfort, una perfetta ventilazione e mantiene la temperatura corporea costante

| CODICE         | DESCRIZIONE   | DIMENSIONI    | PORTATA TERAPEUTICA |
|----------------|---|---------------|---------------------|
| P102MPLPMHI120 | Materasso Polyplot 1 a 1 sezione cm. con copertura Polymaille | 120x200x14 cm | 270 kg              |
| P102MPLPMHI140 | Materasso Polyplot 1 a 1 sezione con copertura Polymaille     | 133x199x14 cm | 270 kg              |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi





## POLYMULTI® 3



Materasso in schiuma di poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità (40 Kg/m<sup>3</sup>) con zone a capacità differenziata di distribuzione del peso.

- Diviso in tre sezioni di 65x86x17 cm ognuna, diversamente componibili in base al peso del paziente
- Disegno a blocchi che favorisce la ventilazione nelle aree di contatto mantenendo la temperatura corporea costante
- Tre zone a ridotte pressioni di contatto (testa, sacro e talloni) e tre inserti a ridotte pressioni (zone bianche) asimmetrici e ruotabili per adattarsi a pazienti di varie stature
- Disponibile sia con copertura Telo Polyfilm® in poliuretano ipoallergenico, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), con angoli elastici che con copertura Telo Polymaille® integrale bi-estensibile impermeabile che assicura il massimo comfort, una perfetta ventilazione e mantiene la temperatura corporea costante
- Portata terapeutica 130 kg
- Spessore 17 cm
- Disponibile come ACCESSORIO:
  - COD. P421PM - Cover in Polymaille, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm

### CODICI

### DESCRIZIONE

### DIMENSIONI

### PORTATA TERAPEUTICA

**P141MPPMHI**

Materasso Polymulti 3 a 3 sezioni con copertura Polymaille

86x197x17 cm

130 kg

**P141MPPFDHNC**

Materasso Polymulti 3 a 3 sezioni con copertura Polyfilm. Non Compresso

86x197x17 cm

130 kg

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## POLYMULTI® VISCO



Materasso pressofuso in schiuma ad alta resilienza e densità con due scarichi differenziati a lenta memoria in schiuma viscoelastica 80 kg/m<sup>3</sup>

- Migliore distribuzione delle pressioni.
- Scarico differenziato della pressione nelle zone ad alto rischio.
- 4 cm di imbottitura in schiuma viscoelastica (80 kg/m<sup>3</sup>) sotto l'area sacrale e l'area dei talloni
- Copertura in Polyfilm/disponibile anche in Polymaille
- Portata terapeutica: 130 kg
- DIMENSIONI: 87x198x14 cm
- Disponibile come ACCESSORIO:
  - COD. P421PM - Cover in Polymaille, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm
  - COD. 17/08 - Cover Ignifuga 1.IM universale, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm

### CODICE

### DESCRIZIONE

### MISURA

**P181MPPFDH**

Materasso Polymulti Visco con copertura in Polyfilm

87x198x14cm

**P181MPPMHI**

Materasso Polymulti Visco con copertura in Polymaille

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



# SISTEMI STATICI



## VISCOFLEX®

Materasso a sezione unica composto da uno speciale polimero viscoelastico di 80Kg/m<sup>3</sup>, stampato su di una base in poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m<sup>3</sup>).

- Copertura integrale bi-estensibile impermeabile Polymaille® che assicura il massimo comfort, una perfetta ventilazione e mantiene la temperatura corporea costante
- Disponibile come ACCESSORIO:
  - COD. P421PM - Cover in Polymaille, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm
  - COD. 17/08 - Cover Ignifuga 1.IM universale, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm

### CODICE

### DESCRIZIONE

### MISURA

#### Sovramaterassi

**P161MS2RPMHI**

Sovramaterasso Viscoflex Air+Air in materiale viscoelastico con 2 inserti Polyair, 90x200x6 cm con copertura Polymaille (su ordinazione)

**P161MSRPMHI**

Sovramaterasso Viscoflex Air in materiale viscoelastico con 1 inserto a bassa pressione e 1 inserto Polyair, 90x200x6 cm con copertura Polymaille

**P161MSPPMH**

Sovramaterasso Viscoflex in materiale viscoelastico con 1 inserto a bassa pressione 90x200x6 cm con copertura Polymaille (su ordinazione)

**P161MSPMHI**

Sovramaterasso Viscoflex in materiale viscoelastico 90x200x6 cm con copertura Polymaille (su ordinazione)

86x197x 6cm



110 kg

#### Dimensioni speciali - larghezza

**P161MOPMHI70**

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 70x200x14 cm con copertura Polymaille

68x197x14 cm



130 kg

**P161MOPMHI80**

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 80x200x14 cm con copertura Polymaille

77x197x14 cm

**P161MOPMHI100**

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 100x200x14 cm con copertura Polymaille

96x197x14 cm



160 kg

**P161MOPMHI120**

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 120x200x14 cm con copertura Polymaille

115x197x14 cm

**P161MOPMHI140**

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 140x200x14 cm con copertura Polymaille

133x197x14 cm

#### Dimensioni speciali - lunghezza

**P161MOPMHI220**

Materasso Viscoflex dimensioni speciali 90x220x14 cm con copertura integrale

86x220x14 cm



130 kg

**P161MOPMHI190**

Materasso Viscoflex dimensioni speciali 90x190x14 cm con copertura integrale

86x187x14 cm

**P161MOKPMHI170**

Materasso Viscoflex KID 70x170x14 cm con copertura integrale

68x165x14 cm



40 kg

**P161MOKPMHI160**

Materasso Viscoflex KID 80x160x14 cm con copertura integrale

77x155x14 cm

#### Materasso standard

**P161MOPMHI**

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 90x200x14 cm con copertura Polymaille


86x199x14 cm



130 kg

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi






**CODICE**

**P161M02RPMHI**

MATERASSO  
VISCOFLEX  
EVOLUTIVE  
AIR+AIR



**CODICE**

**P161MORPMHI**

MATERASSO  
VISCOFLEX  
EVOLUTIVE  
LP+AIR



**CODICE**

**P161MOEPMHI**

MATERASSO  
VISCOFLEX  
EVOLUTIVE  
ZONA SACRO  
E TALLONI



**CODICE**

**P161MOPPMHI**

MATERASSO  
VISCOFLEX  
EVOLUTIVE  
ZONA TALLONI

## VISCOFLEX® Linea EVOLUTIVE



Materasso antidecubito destinato alla prevenzione e/o coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.

Prodotto in Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m<sup>3</sup>) stampato su di una base in poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m<sup>3</sup>).

Al centro: un concetto unico di inserto anatomico anti-punzonatura in schiuma ad alta resilienza (40 kg / m<sup>3</sup>) che agisce come una molla, evitando gli effetti della punzonatura.

Superficie a scanalature che offre una migliore aerazione e agevola la movimentazione del paziente mantenendo la temperatura corporea costante.

- Portata terapeutica: 130 kg
- Due alloggiamenti per inserti: uno nella zona talloni e uno nella regione sacrale.
- Disponibili due tipi di inserti:
- LP: inserto bianco LOW PRESSURE in viscoelastico ad alta densità (80 kg/m<sup>3</sup>) e bassa pressione di contatto che permette di scaricare la pressione nelle zone a maggiore incidenza di lesioni da decubito.
- AIR: Inserto Arancione ad aria AIR a celle a nido d'ape in laxeprone a bassissima pressione di contatto.
- Copertura integrale, ingnifuga, bi-estensibile impermeabile Polymaille® che assicura il massimo comfort, una perfetta ventilazione e mantiene la temperatura corporea costante.
- Disponibile come ACCESSORIO:
  - COD. P421PM - Cover in Polymaille, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm
  - COD. 17/08 - Cover Ignifuga 1.IM universale, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm

| CODICE              | DESCRIZIONE   | DIMENSIONI   | PORTATA TERAPEUTICA |
|---------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>P161M02RPMHI</b> | Materasso Viscoflex Evolutive Air+Air in materiale viscoelastico con 2 inserti Polyair, 90x200x14 cm con copertura Polymaille                           | 86x197x14 cm | 130 kg              |
| <b>P161MORPMHI</b>  | Materasso Viscoflex Evolutive Air in materiale viscoelastico con 1 inserto a bassa pressione e 1 inserto Polyair, 90x200x14 cm con copertura Polymaille | 86x197x14 cm | 130 kg              |
| <b>P161MOEPMHI</b>  | Materasso Viscoflex Evolutive in materiale viscoelastico con 2 inserti a bassa pressione, 90x200x14 cm con copertura Polymaille                         | 90x200x14 cm | 130 kg              |
| <b>P161MOPPMHI</b>  | Materasso Viscoflex Evolutive in materiale viscoelastico con 1 inserto a bassa pressione per talloni 90x200x14 cm con copertura Polymaille              | 87x197x14 cm | 130 kg              |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## Accessori

COD. P301CR51432HW - Inserto Polyair per Viscoflex Evolutive

COD. P161M02 - Inserto a bassa pressione per Viscoflex Evolutive

COD. P462PM - Telo polymaille integrale per Viscoflex Evolutive

## COMBO BASIC 2

Sistema completo di compressore e sovr materasso, da posizionare su un normale materasso. Sistema antidecubito ad aria per la prevenzione di ulcere da decubito.

- Sovramaterasso a stampo unico
- Portata terapeutica: 120 kg

### CODICE DESCRIZIONE

**94131050** SISTEMA COMBO BASIC 2

**94130855** Compressore per sistema COMBO BASIC 2

**94130910** Sovramaterasso a bolle H 7 cm

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



| CARATTERISTICHE TECNICHE  | COMBO BASIC 2 | EASY DOUBLE |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Cicli di compressione     | 6 min         | 6 min       |
| Portata massima           | 120 kg        | 130 kg      |
| Peso sovr materasso       | 2,2 kg        | 2,5 kg      |
| Altezza bolle             | 6 cm          | 12 cm       |
| Dimensione sovr materasso | 198x89x7 cm   | 200x90x12,5 |

## SISTEMA EASY AIR II

Sistema antidecubito ad aria per uso domiciliare, indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

- Silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima manutenzione.
- Portata massima: 130 kg
- Peso: 1,8 kg
- DIMENSIONI: 200x90x6,3 cm
- Altezza bolla: 7 cm
- Spessore PVC: 0,3 mm

### CODICE DESCRIZIONE

**94131010** SISTEMA EASY AIR 2:  
Compressore + Materasso a bolle

**94130910** Sovramaterasso a bolle H 7 cm

**94130845** Compressore

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi





## SISTEMA EASY DOUBLE

Sistema antidecubito a bolle d'aria, alto 12 cm, con compressore con regolatore di pressione, per uso domiciliare indicato per pazienti a basso rischio di lesioni da pressione o con lesioni al I stadio, senza fratture instabili della colonna vertebrale.

- Silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima manutenzione
- Funzionamento tramite modalità alternata: le due serie di celle a nido d'ape funzionano gonfiandosi e sgonfiandosi alternativamente con cicli di alternanza di durata complessiva di 6 minuti
- Regolazione del livello di gonfiaggio degli elementi in funzione del comfort del paziente
- Portata terapeutica: 130 Kg
- DIMENSIONI: 200 x 90 x 12,5 cm

### CODICE DESCRIZIONE

**94131030** SISTEMA EASY DOUBLE:  
Compressore  
+ Materasso a bolle

**94130930** Materasso a bolle

**94130845** Compressore

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## SISTEMA EASY XCELL 2

Sistema antidecubito ad aria per uso domiciliare, indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo piaghe da decubito.

- Silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima manutenzione.
- Copertura inclusa
- Portata massima: 160 kg
- Peso: 1,8 kg
- DIMENSIONI sovrasmaterasso: 200x86x12,5 cm

### CODICE DESCRIZIONE

**94131020** SISTEMA XCELL 2:  
Compressore  
+ Materasso a elementi

**94130920** Materasso a elementi

**94130845** Compressore

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi





## X-CELL PLUS

Sistema preventivo a medio rischio di sviluppare lesioni da decubito.

- 18 celle sostituibili singolarmente – altezza 10 cm
- Portata terapeutica 120 kg
- Micro-cessione d'aria delle celle – nella zona tronco
- Funzione trasporto – tramite l'apposito connettore
- Copertura bielastica, impermeabile e traspirante, trattamento anti-microrganismi e resistente al fuoco
  - MR: Materasso sostitutivo con supporto antidecubito in PU posto al di sotto degli elementi ad aria.
  - OL: Sovramaterasso, da posizionare su un normale materasso
- DIMENSIONI: 86x190x20 cm

### CODICE

**94101060 - MR**

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**94101050 - O/L**



## COMFORT CARE

Materasso sostitutivo ad aria. Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di ulcere da pressione fino al III – IV stadio.

- 17 celle sostituibili singolarmente – altezza 13 cm
- Portata terapeutica 150 kg
- Micro-cessione d'aria delle celle – nella zona tronco
- Valvola CPR
- Funzione trasporto – tramite l'apposito connettore
- Funzione zero pressione – con la possibilità di togliere singolarmente le celle
- Copertura bielastica, impermeabile e traspirante, trattamento anti-microrganismi e resistente al fuoco
- Disponibile in due versioni:
  - MR: Materasso sostitutivo con supporto antidecubito in PU posto al di sotto degli elementi ad aria.
  - OL: Sovramaterasso, da posizionare su un normale materasso
- Codice Cover: 98990010
- DIMENSIONI: 83x200x20 cm

### CODICE








**98000002 - MR**

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**98000001 - O/L**



|  | <b>CARATTERISTICHE:</b>  | <b>CLINICAL CARE</b> | <b>COMFORT CARE</b> | <b>X-CELL PLUS</b> | <b>HIGH CURE</b>         |   |
|--|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|
| <b>TELO DI COPERTURA</b>                         | Impermeabile. Traspirante. Bi-elastico, nessun effetto amaca. Riduce le forze di taglio e stiramento. Trattamento anti-microrganismi. Ancorato alla base con cerniere sui quattro lati, nessuna contaminazione interna al materasso Perfettamente lavabile e sanificabile. | ●                    | ●                   | ●                  | ●                        |    |
| <b>CELLE OVALIZZATE</b>                          | Celle di forma ovalizzata e parzialmente sovrapposte. Miglior supporto del paziente, anche in posizione seduta. Sostituibili singolarmente   | ●                    | ●                   | ●                  | ●                        |    |
| <b>CELLE a TUTTO SPESSORE d' ARIA</b>            | Alte 20 cm, ripartite in una zona inferiore che rimane sempre gonfia e una zona superiore che funziona sia in modalità statica che alternante  | ●                    |                     |                    | ●                        |   |
| <b>CONTROLLO del MICROCLIMA CUTANEO</b>          | Micro-cessione d'aria controllata direttamente dalle otto celle del tronco, dove il rischio di eccessiva sudorazione è più elevato   | ●                    | ●                   |                    | ●                        |   |
| <b>ZERO PRESSIONE</b>                            | Possibile lo scarico completo della pressione in ognuna delle celle mediante sgancio rapido sia in modalità alternante che statica. Mantiene la cella permanentemente sgonfia, se necessario   | ●                    | ●                   |                    |                          |    |
| <b>DOPPIA FUNZIONE TERAPEUTICA</b>               | Alternante - con cicli 1 in 2 - tempo del ciclo 10 min   |                      | ●                   |                    |                          |   |
|  | Alternante - con cicli 1 in 2 - tempo del ciclo da 10 a 25 min   | ●                    |                     |                    |                          |   |
|  | Statico - bassa pressione  | ●                    | ●                   |                    |                          |   |
|  | Alternante - con cicli 1 in 2 - tempo ciclo 12 min   |                      | ●                   | ●                  |                          |   |
| <b>COMPRESSORE</b>                               | Alternante - con cicli 1 in 2 - tempo del ciclo 12/18/24 min   |                      |                     |                    | ●                        |   |
|  | Silenzioso e privo di vibrazioni   | ●                    | ●                   | ●                  | ●                        |  |
|  | 200 kg   | ●                    |                     |                    |                          |   |
| <b>PORTATA TERAPEUTICA</b>                       | 180 kg   |                      |                     |                    | ●                        |   |
|  | 150 kg   |                      | ●                   |                    |                          |   |
|  | 120 kg   |                      |                     | ●                  |                          |   |
| <b>VALVOLA CPR</b>                               | Rapida e attivabile con un solo comando, permette lo sgonfiamento rapido   | ●                    | ●                   |                    | ●<br>(x2)                |  |
| <b>TRASPORTO</b>                                 | Mantenimento materasso gonfio  | ●                    | ●                   | ●                  | ●                        |  |
| <b>ALLARMI ACUSTICI e VISIVI</b>                 | Per malfunzionamenti/bassa pressione   | ●                    | ●                   |                    | ●                        |   |
| <b>ALLARMI solo VISIVI</b>                       | Per malfunzionamenti   |                      |                     | ●                  | ●                        |   |
| <b>CELL ON - CELL</b>                            | Materasso formato da un doppio strato di celle, nel quale la fila inferiore resta sempre gonfia a protezione del paziente per evitare l'effetto amaca. E' possibile rimuovere la cella superiore per annullare la pressione su una determinata area.                       | ●                    |                     |                    |                          |   |
| <b>SELEZIONE TESTA a doppia DIFFERENZIAZIONE</b> | Tre celle testa semi dinamiche non alternanti, onde evitare stimoli vestibolari. Funzione Zero Pressione, permette di scaricare completamente la nuca. Utile anche in caso di pronazione   | ●                    | ●                   |                    | ●<br>(no zero pressione) |  |



### Accessorio



Materassino  
in poliuretano  
cod. 94003850

## MID CURE

Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di pazienti ad alto rischio di ulcere da pressione ovvero pazienti con lesioni fino al III-IV stadio.

- Il sistema è composto da un compressore digitale e da un materasso a riempimento d'aria dotato di cinghie elastiche per fissaggio al letto
- La doppia funzione statico/alternate permette di scaricare i picchi di pressione responsabili della occlusione del distretto precapillare e prevenire la genesi delle lesioni da pressione
- Funzione di massima pressione per agevolare le manovre di nursing sul paziente temporizzata 20 min
- Tempo del ciclo di alternanza regolabile da 12 a 24 min
- Il flusso continuo di aria al di sotto della copertura assicura la traspirabilità e previene la macerazione cutanea
- Copertura bielastica, impermeabile, traspirante e trattata contro microrganismi
- Tasca per inserimento base in poliuretano
- DIMENSIONI: 83x200x13 cm (versione O/L)
- Disponibile anche nella versione 83x200x18 cm con l'aggiunta del materassino in poliuretano cod. 94003850 (versione MR)

### CODICE DESCRIZIONE

- 94140001** SISTEMA MID CURE:  
versione materasso -  
compressore
- 94140930** Materasso con copertura
- 94140910** Compressore

Questi articoli  
sono dispositivi  
medici detraibili  
in fase di  
dichiarazione  
dei redditi



## HIGH CURE

Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di pazienti ad altissimo rischio di ulcere da pressione ovvero pazienti con lesioni fino al IV stadio.

- Il sistema è composto da un compressore digitale e da un materasso sostitutivo a completo riempimento d'aria dotato di cinghie elastiche per fissaggio al letto
- La doppia funzione statico/alternante permette di scaricare i picchi di pressione responsabili della occlusione del distretto precapillare e prevenire la genesi delle lesioni da pressione
- Il flusso continuo di aria al di sotto della copertura assicura la traspirabilità e previene la macerazione cutanea
- Funzione di massima pressione per agevolare le manovre di nursing sul paziente temporizzata 20 min
- Tempo del ciclo di alternanza regolabile da 12 a 24 min
- Copertura bielastica, impermeabile, traspirante e trattata con microrganismi
- Base di supporto con continuo circolo d'aria
- Sistema a 2 vie
- DIMENSIONI: 85x200x20 cm

### CODICE DESCRIZIONE

- 94140000** SISTEMA HIGH CURE:  
Compressore digitale  
+ Materasso sostitutivo
- 94140920** Materasso sostitutivo  
con copertura
- 94140910** Compressore digitale

Questi articoli  
sono dispositivi  
medici detraibili  
in fase di  
dichiarazione  
dei redditi





## CLINICAL CARE

Materasso sostitutivo a tutto spessore d'aria che non rende necessario un materasso aggiuntivo. Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di ulcere da pressione fino al IV stadio.

- 20 celle in PU sostituibili singolarmente - altezza 20 cm
- Portata terapeutica di 200 kg
- Micro-cessione d'aria delle celle – nella zona tronco
- Valvola CPR
- Funzione trasporto – tramite l'apposito connettore
- Funzione zero pressione – con la possibilità di togliere singolarmente le celle
- Copertura bielastica, impermeabile e traspirante, trattamento anti-microrganismi e resistente al fuoco.
- DIMENSIONI: 85x200x20 cm

### CODICE

**98000005** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE pg. 15





## HOSPITAL CARE XL

Materasso sostitutivo a tutto spessore d'aria che non rende necessario un materasso aggiuntivo. Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di ulcere da pressione fino al IV stadio.

- 20 celle in PU sostituibili singolarmente – altezza 20 cm
- Portata terapeutica: 340 kg
- Micro-cessione d'aria delle celle – nella zona tronco
- Valvola CPR
- Funzione "Zero pressione" per lo scarico completo della pressione transcutanea nelle aree lesionate
- Funzione trasporto – tramite l'apposito connettore
- Funzione "P Max" per agevolare le manovre di nursing sul paziente
- Copertura bielastica, impermeabile e traspirante, trattamento anti-microrganismi e resistente al fuoco
- Indicato per il LETTO BARIATRICO
- DIMENSIONI: 120x200x25 cm

### CODICE

**98000150**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## CLINICAL PED

Materasso sostitutivo a tutto spessore d'aria che non rende necessario un materasso aggiuntivo. Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di ulcere da pressione fino al IV stadio per pazienti pediatrici.

- 23 celle in PU sostituibili singolarmente – altezza 18 cm
- Portata terapeutica: 70 kg
- Micro-cessione d'aria per agevolare la traspirazione e prevenire la macerazione cutanea
- Valvola CPR
- Funzione "Zero pressione" per lo scarico completo della pressione transcutanea nelle aree lesionate
- Funzione trasporto – tramite l'apposito connettore
- Funzione "P Max" per agevolare le manovre di nursing sul paziente
- Copertura bielastica, impermeabile e traspirante, trattamento anti-microrganismi e resistente al fuoco.
- DIMENSIONI: 68x140x18 cm

### CODICE

**98000007**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



CARATTERISTICHE: HOSPITAL CARE XL e CLINICAL PED

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>TELO DI COPERTURA</b>                         | Impermeabile. Traspirante. Bi-elastico, nessun effetto amaca. Riduce le forze di taglio e stiramento. Trattamento Anti-microorganismi. Ancorato alla base con cerniere sui quattro lati, nessuna contaminazione interna al materasso. Perfettamente lavabile e sanificabile. |    |
| <b>CELLE a TUTTO SPESSORE d' ARIA</b>            | Ripartite in una zona inferiore che rimane sempre gonfia e una zona superiore che funziona sia in modalità statica che alternante  |   |
| <b>CONTROLLO del MICROCLIMA CUTANEO</b>          | Micro-cessione d'aria controllata sulle celle del tronco, dove il rischio di eccessiva sudorazione è più elevato   |   |
| <b>ZERO PRESSIONE</b>                            | Possibile lo scarico completo della pressione in ognuna delle celle mediante sgancio rapido sia in modalità alternante che statica. Mantiene la cella permanentemente gonfia, se necessario  |    |
| <b>DOPPIA FUNZIONE TERAPEUTICA</b>               | Alternante - con cicli 1 in 2 - tempo del ciclo da 10 a 25 min<br>Statico - bassa pressione  |   |
| <b>COMPRESSORE:</b>                              | Silenzioso e privo di vibrazioni   |   |
| <b>PORTATA TERAPEUTICA</b>                       | HOSPITAL CARE XL: 340 kg<br>CLINICAL PED: 70 kg  |   |
| <b>VALVOLA CPR</b>                               | Rapida e attivabile con un solo comando, permette lo sgonfiamento rapido   |  |
| <b>TRASPORTO</b>                                 | Mantenimento materasso gonfio  |   |
| <b>ALLARMI ACUSTICI e VISIVI</b>                 | Per malfunzionamenti/bassa pressione   |   |
| <b>CELL ON - CELL</b>                            | Possibile isolare la parte superiore di ogni cella. Terzo inferiore di ogni cella sempre gonfio, anche in modalità alternante. Ulteriore protezione del paziente. Regolazione secondo le impostazioni  |   |
| <b>SELEZIONE TESTA a doppia DIFFERENZIAZIONE</b> | Tre celle testa semi dinamiche non alternanti, onde evitare stimoli vestibolari. Funzione Zero Pressione, permette di scaricare completamente la nuca. Utile anche in caso di pronazione   |  |

# CUSCINI IN GEL



## GEL TOP CON FORO



Prodotto in distribuzione.

Cuscino per seduta composto da uno strato di gel in poliuretano con assorbimento delle pressioni e uno strato di poliuretano espanso.

- Materiale altamente traspirante e parte sottostante impermeabile e gommata con funzione antiscivolo per impedire scivolamenti
- Gel e poliuretano espanso che garantiscono una diminuzione delle pressioni di contatto con funzione distributiva e aumento della superficie d'appoggio
- Fodera esterna realizzata con tessuto impermeabile, traspirante al vapore, elastico e ipoallergenico

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PORTATA TERAPEUTICA |
|--------|-------------|------------|---------------------|
|--------|-------------|------------|---------------------|

PL1000/F

Geltop, in schiuma poliuretanicca e gel di silicone con foro

40x40x2,5 cm

120 kg

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## GEL TOP



Prodotto in distribuzione.

Cuscino antidecubito in gel fluido.

- Rivestimento esterno in poliestere/poliuretano con ioni d'argento, impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo, antibatterico
- Parte inferiore della cover realizzata in tessuto antiscivolo, sfoderabile
- Rivestimento lavabile fino a 40° in lavatrice

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | PORTATA TERAPEUTICA |
|--------|-------------|------------|---------------------|
|--------|-------------|------------|---------------------|

PL300

Geltop, in schiuma poliuretanicca e gel di silicone

40x40x4 cm

120 kg

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## EASY SEAT GEL


Cuscino antidecubito in gel fluido

- Fodera in tessuto di poliuretano impermeabile, elastica e traspirante.
- Portata massima: 120 kg
- DIMENSIONI: 39x39x6 cm

| CODICE |
|--------|
|--------|

94004048

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## GEL FORM



Prodotto in distribuzione.

Cuscino composto con base anatomica, integrato con fluidi auto modellanti. Composto da due strati:

- Strato superiore a contatto con il paziente in gel fluido di poliuretano ad elevata reticolazione e totalmente impermeabile
- Strato inferiore in schiuma poliuretanaica
- Fodera esterna con ioni d'argento con base traspirante antiscivolo, impermeabile all'acqua e permeabile ad aria e vapore

| CODICI | DESCRIZIONE | MISURE | PORTATA TERAPEUTICA |
|--------|-------------|--------|---------------------|
|--------|-------------|--------|---------------------|

|          |  |            |       |
|----------|--|------------|-------|
| PL3000/W | Gelform, in schiuma poliuretanaica e gel di silicone, con base anatomica | 42x42x8 cm | 90 kg |
|----------|--|------------|-------|

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## POLYFORM®



Cuscino composto da gel di poliuretano viscoelastico ad alta reticolazione, iniettato in un involucro di poliuretano iperestensibile ed ipoallergenico.

- Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante antiscivolo impermeabile ma permeabile al vapore e all'aria

| CODICI | DESCRIZIONE | MISURE | PORTATA TERAPEUTICA |
|--------|-------------|--------|---------------------|
|--------|-------------|--------|---------------------|

|              |                     |              |        |
|--------------|---------------------|--------------|--------|
| P311C40401HW | Polyform dimensioni | 40x40x2,5 cm | 120 kg |
| P311C45431HW | Polyform dimensioni | 45x43x2,5 cm | 140 kg |
| P313C40401HW | Polyform con foro   | 40x40x2,5 cm | 100 kg |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## DUOGEL®



Cuscino composto da gel di poliuretano ad alta reticolazione e da una parte centrale in gel di poliuretano viscoelastico totalmente impermeabile.

- Fodera esterna, rimovibile, Polymaille® con base traspirante antiscivolo

| CODICI | DESCRIZIONE | MISURE | PORTATA TERAPEUTICA |
|--------|-------------|--------|---------------------|
|--------|-------------|--------|---------------------|

|               |        |              |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| P311CD42421HW | Duogel | 42x42x2,5 cm | 140 kg |
|---------------|--------|--------------|--------|

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



# CUSCINI IN GEL



## EASY SEAT DUO


Cuscino composito con base anatomica, integrato con fluidi automodellanti.

- Base cuscino in schiuma compatta e uno strato di gel fluido viscoelastico.
- Fodera in tessuto di poliuretano, impermeabile, elastica e traspirante
- Portata massima: 120 kg
- DIMENSIONI: 41x41x7 cm

### CODICE

**94004050**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## DUOFORM

Cuscino composito con base anatomica, integrato con fluidi automodellanti.

- Base preformata in schiuma compatta ad alta densità ed alta resilienza + strato di gel fluido viscoelastico
- Ideale per pazienti che necessitano di un supporto particolarmente efficace e confortevole
- Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante antiscivolo impermeabile ma permeabile al vapore ed all'aria.

 **SYSTEM**

| CODICI               | DESCRIZIONE  | DIMENSIONI | PORTATA TERAPEUTICA |
|----------------------|--|------------|---------------------|
| <b>P341C42421HW</b>  | Duoform, misto in gel e schiuma blu, per pazienti normal     | 42x42 cm   | 110 kg              |
| <b>P341C45461HW</b>  | Duoform, misto in gel e schiuma blu, per pazienti bariatrici | 45x46 cm   | 140 kg              |
| <b>P341CS42421HW</b> | Duoform, misto in gel e schiuma bianca, per pazienti leggeri | 42x42 cm   | 70 kg               |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi





# CUSCINI IN FIBRA CAVA

## CUSCINO per il posizionamento in fibra cava



Rivestimento in fibra cava siliconata universale per carrozzina

- Rivestimento in fibra cava di poliestere siliconata con fodera esterna.
- Lavabile in lavatrice a 70 °C
- DIMENSIONI: 106x46cm

### CODICE

**94004039**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## CUSCINI per il posizionamento in fibra cava



### CODICI

**94004043** - Cuscino

**94004047** - Cuscino con foro

### DESCRIZIONE

Cuscino in fibra cava di poliestere siliconata con fodera esterna.

- Lavabile in lavatrice a 70° C e asciugabile con centrifuga

### DIMENSIONI

40x43x10cm

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## EASY SEAT FIBRE, EASY SEAT FIBRE con FORO

Cuscino in fibra cava di poliestere siliconata, in versione con e senza foro

- Fodera esterna
- Indicato per pazienti a basso rischio di decubito
- Portata massima: 125 kg
- DIMENSIONI: 45x41x9,5 cm

### CODICE

**94004051**

senza foro

**94004052**

con foro

### DESCRIZIONE

### RDM

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



# CUSCINI IN SCHIUMA



## EASY SEAT FOAM

Cuscino antidecubito in schiuma di poliuretano con base anatomica.

- Fodera in tessuto di poliuretano impermeabile, elastica e traspirante
- Portata massima: 120 kg
- DIMENSIONI: 41x41x7 cm

### CODICE

**94004049**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## EASY SEAT VISCOFLEX®

Cuscino in materiale viscoelastico, con copertura traspirante in Polymaille, base antiscivolo, ultraleggero, impermeabile ai liquidi.

- Adatto in presenza di piaga da decubito, oppure quando il rischio che si presenti è alto.
- Portata massima: 88 kg
- DIMENSIONI: 40x40x6 cm - 45x43x6 cm

### CODICE

**P361CLX40401HW**

**P361CLX45431HW**

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



 **SYSTEM**



## MIXTE

Cuscino con base anatomica in schiuma poliuretanicca ad alta densità (42 kg/m<sup>3</sup>). Composto da due strati:

- Strato superiore a contatto con il paziente in gel fluido di poliuretano ad elevata reticolazione e totalmente impermeabile
- Strato inferiore in schiuma poliuretanicca
- Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante antiscivolo impermeabile ma permeabile al vapore ed all'aria

| CODICE       | DESCRIZIONE                         | DIMENSIONI  | PORTATA TERAPEUTICA |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| P314C40401HW | Polyform Mixte dimensioni cm. 40x40 | 40x40x 6 cm | 90 kg               |

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## VISCOFLEX®

Cuscino anatomico sagomato in schiuma viscoelastica ad altissima densità

- La sua forma anatomica combinata con le proprietà meccaniche della schiuma viscoelastica aumenta l'area di contatto del bacino con il cuscino, determinando una netta riduzione delle pressioni transcutanee e migliorando la stabilità, il posizionamento e il comfort del paziente.
- Superficie impermeabile, con barriera micro-batterica ventilata a nido d'ape.
- Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante, antiscivolo e impermeabile, ma permeabile al tempo stesso al vapore e all'aria. Tale fodera è indicata per pazienti con problemi di incontinenza

| CODICI        | DESCRIZIONE               | DIMENSIONI  | PORTATA TERAPEUTICA |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| P361C36361HW  | Viscoflex con fodera      | 36x36 h8 cm | 50 kg               |
| P361C38381HW  | Viscoflex con fodera      | 38x38 h8 cm | 90 kg               |
| P361C42421HW  | Viscoflex con fodera      | 42x42 h8 cm | 100 kg              |
| P361C42461HW  | Viscoflex con fodera      | 42x46 h8 cm | 110 kg              |
| P361C45421HW  | Viscoflex con fodera      | 45x42 h8 cm | 110 kg              |
| P361C45461HW  | Viscoflex con fodera      | 45x46 h8 cm | 130 kg              |
| P361C48431HW  | Viscoflex con fodera      | 48x43 h8 cm | 140 kg              |
| P361C51461HW  | Viscoflex con fodera      | 51x46 h8 cm | 150 kg              |
| P361C51501HW  | Viscoflex con fodera      | 51x50 h8 cm | 160 kg              |
| P361CS42421HW | Viscoflex Soft con fodera | 42x42 h8 cm | 70 kg               |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



# CUSCINI IN SCHIUMA



## VISCOFLEX® PLUS

**SYSTEM**

Cuscino in viscoelastico sagomato anatomicamente che garantisce uno scarico preciso e delicato delle pressioni dell'area ischio-sacrale, conferendo al tempo stesso maggiore stabilità. Questo cuscino assicura la migliore distribuzione delle pressioni, ma anche, in parallelo, un'immersione controllata e stabilizzata del bacino.

- Previene, grazie alla sua parete smussata, il fenomeno dello scivolamento in avanti, in particolare nel caso di retroversione del bacino
- Inserto in schiuma ad alta resilienza che struttura il cuscino
- Copertura bielastica, impermeabile ai liquidi, ma permeabile al vapore che consente di ridurre le forze di taglio e stiramento e permette di mantenere costante la temperatura del corpo

| CODICI               | DESCRIZIONE                     | DIMENSIONI   | PORTATA TERAPEUTICA |
|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>P361CA32321HW</b> | Viscoflex Plus                  | 32x32 h8 cm  | 50 kg               |
| <b>P361CA36361HW</b> | Viscoflex Plus                  | 36x36 h8 cm  | 50 kg               |
| <b>P361CA38381HW</b> | Viscoflex Plus                  | 38x38 h8 cm  | 90 kg               |
| <b>P361CA38431HW</b> | Viscoflex Plus                  | 38x43 h8 cm  | 90 kg               |
| <b>P361CA40401HW</b> | Viscoflex Plus                  | 40x40 h8 cm  | 100 kg              |
| <b>P361CA42421HW</b> | Viscoflex Plus                  | 42x42 h8 cm  | 100 kg              |
| <b>P361CA42461HW</b> | Viscoflex Plus                  | 42x46 h8 cm  | 110 kg              |
| <b>P361CA45421HW</b> | Viscoflex Plus                  | 45x42 h8 cm  | 110 kg              |
| <b>P361CA45461HW</b> | Viscoflex Plus                  | 45x46 h8 cm  | 130 kg              |
| <b>P361CA48431HW</b> | Viscoflex Plus                  | 48x43 h8 cm  | 140 kg              |
| <b>P361CA51461HW</b> | Viscoflex Plus                  | 51x46 h8 cm  | 150 kg              |
| <b>P361CA51501HW</b> | Viscoflex Plus                  | 51x50 h8 cm  | 160 kg              |
| <b>P361CA56461HW</b> | Viscoflex Plus Bariatrico       | 56x46 h10 cm | 230 kg              |
| <b>P361CA61501HW</b> | Viscoflex Plus Bariatrico       | 61x50 h10 cm | 270 kg              |
| <b>P361CP42421HW</b> | Viscoflex Plus con divaricatore | 42x42 h8 cm  | 100 kg              |
| <b>P361CP45421HW</b> | Viscoflex Plus con divaricatore | 45x42 h8 cm  | 110 kg              |
| <b>P361CP45461HW</b> | Viscoflex Plus con divaricatore | 45x46 h8 cm  | 130 kg              |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



# CUSCINI AD ARIA



## BASIC AIR®

Cuscino a bolle d'aria a microinterscambio composto da celle pneumatiche a nido d'ape.

- Valvola unica per il gonfiaggio delle celle ed esclusivo manometro con mono palla di gonfiaggio
- Copertura integrale in PU, ipoallergenico al 100% bi-estensibile, impermeabile ai liquidi
- Zip su 3 lati, base antiscivolo
- Kit di riparazione delle celle fornito di serie per riparare il prodotto in loco
- Classe di reazione al fuoco 1IM



| CODICI               | DESCRIZIONE              | PORTATA TERAPEUTICA |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>P301CB40401HW</b> | Dimensioni cm.40x40 h. 7 | 120 kg              |
| <b>P301CB43431HW</b> | Dimensioni cm.43x43 h. 7 | 120 kg              |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## POLYAIR®

Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio composto da celle pneumatiche in Laxprene a nido d'ape.

- L'aria viene distribuita tra le cellule grazie al sistema di canali di ventilazione interni circolando anche all'esterno del cuscino tra le celle, garantendo una buona ventilazione e riducendo così gli effetti della macerazione
- Due valvole di gonfiaggio dei due settori differenziati ed esclusivo manometro con mono palla di gonfiaggio che consentono, combinando il peso del paziente alla circonferenza della zona pelvica, di gonfiare il cuscino alla pressione corretta
- Copertura integrale in PU ipoallergenico al 100% bi-estensibile, impermeabile ai liquidi, trattato con prodotti antifungine, antibatterici e germicidi
- Zip su 3 lati e base antiscivolo
- Kit di riparazione delle celle fornito di serie per riparare il prodotto in loco.
- Classe di reazione al fuoco 1IM



| CODICI              | DESCRIZIONE               | PORTATA TERAPEUTICA |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>POLYAIR HIGH</b> |                           |                     |
| <b>P302C40401HW</b> | Dimensioni cm.40x40 h. 10 | 80 kg               |
| <b>P302C40431HW</b> | Dimensioni cm.40x43 h. 10 | 90 kg               |
| <b>P302C40461HW</b> | Dimensioni cm.40x46 h. 10 | 120 kg              |
| <b>P302C43431HW</b> | Dimensioni cm.43x43 h. 10 | 110 kg              |
| <b>P302C46461HW</b> | Dimensioni cm.46x46 h. 10 | 140 kg              |
| <b>P302C51461HW</b> | Dimensioni cm.51x46 h. 10 | 160 kg              |
| <b>P302C51501HW</b> | Dimensioni cm.51x50 h. 10 | 180 kg              |
| <b>POLYAIR LOW</b>  |                           |                     |
| <b>P301C36361HW</b> | Dimensioni cm.36x36 h. 6  | 60 kg               |
| <b>P301C40401HW</b> | Dimensioni cm.40x40 h. 6  | 80 kg               |
| <b>P301C40431HW</b> | Dimensioni cm.40x43 h. 6  | 90 kg               |
| <b>P301C43431HW</b> | Dimensioni cm.43x43 h. 6  | 110 kg              |
| <b>P301C46461HW</b> | Dimensioni cm.46x46 h. 6  | 140 kg              |
| <b>P301C51461HW</b> | Dimensioni cm.51x46 h. 6  | 160 kg              |
| <b>P301C51501HW</b> | Dimensioni cm.51x50 h. 6  | 180 kg              |



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



# AUSILI PER IL POSIZIONAMENTO



## CIAMBELLA GONFIABILE


Prodotto in distribuzione.

Indicato per decorsi post-operatori e particolarmente adatti per le persone con problemi di decubito, piaghe, emorroidi, ecc.

**CODICE**                    **70-508.02** - Ciambella gonfiabile rotonda Ø 40 cm  
**70-508.03** - Ciambella gonfiabile rotonda Ø 43 cm  
**70-508.04** - Ciambella gonfiabile rotonda Ø 45 cm

**DESCRIZIONE**            Gonfiabili in gomma rossa con valvola di sfiato.

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## CIAMBELLA IN ESPANSO

Indicato per decorsi post-operatori e particolarmente adatti per le persone con problemi di decubito, piaghe, emorroidi, ecc.

**CODICE**                    **127** - Ciambella rotonda Ø 35 cm  
**126W** - Ciambella a ferro di cavallo Ø 37 cm

**DESCRIZIONE**            In gomma espansa colore panna

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## CUSCINO AD ACQUA

Prodotto in distribuzione.

**CODICE**                    **RCW**  
**DESCRIZIONE**            in robusto PVC da 0,4 mm azzurro  
**MISURE**                    46x42 cm

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## CUSCINO AD ACQUA con foro

Prodotto in distribuzione.

**CODICE**                    **RFW**  
**DESCRIZIONE**            in robusto PVC da 0,4 mm azzurro, con foro centrale per uso comoda  
**MISURE**                    46x42 cm

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## GOMITIERA, TALLONIERA, TALLONIERA small, GINOCCHIERA



**94004041** - Gomitiera



**94004042** - Talloniera



**94004044** - Talloniera small



**94004040** - Ginocchiera

### CODICI

**94004041** - Gomitiera

**94004042** - Talloniera

**94004044** - Talloniera small

**94004040** - Ginocchiera

### DESCRIZIONE

Cuscini specifici in fibra cava siliconata adatti per particolari esigenze. Lacci in velcro.

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## GOMITIERA IN FIBRA CAVA

Gomitiera in fibra cava siliconata dotata di lacci per la chiusura.

- Portata massima: 125 kg
- DIMENSIONI: 25x24x5 cm

### CODICE

**94004053**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## TALLONIERA IN FIBRA CAVA

Talloniera in fibra cava siliconata dotata di lacci per la chiusura.

- Portata massima: 125 kg
- DIMENSIONI: 15x15x15 cm

### CODICE

**94004054**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



# AUSILI PER IL POSIZIONAMENTO



## TALLONIERA a stivale

**SYSTEM**

Talloniera in viscoelastico conformata anatomicamente per ospitare il 'tendine di Achille' e scaricare completamente la pressione nella zona del tallone.

- Copertura integrale impermeabile, traspirante bielastica, riduce le frizioni e le forze di taglio, stiramento.
- Cerniera al di sotto del posizionatore che assicura la massima protezione interna da contaminazioni
- Trattamento anti microrganismi
- Aiuta a prevenire il piede equino e riduce le pressioni di contatto intorno all'arto consentendone lo stabile posizionamento a letto
- Dimensioni: 63,5x22x31 cm

### CODICI

### DESCRIZIONE

**P903T1HW**

TALLONIERA A STIVALE VISCOFLEX

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**P903HW**

COPERTURA



## TALLONIERA mini

**SYSTEM**

Supporto integrale per tallone in materiale viscoelastico a memoria di forma indicato per pazienti con mobilità normale o parzialmente limitata

- Riduce le forze di frizione tra il letto e il tallone del paziente
- Ideale nella prevenzione delle piaghe ai talloni in pazienti agitati o con arti inferiori in continuo movimento.
- Dimensioni: 55x25x7,5 cm

### CODICE

**P901T1HW**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi







## TALLONIERA integrale



Talloniera a sostegno integrale con pressioni di contatto differenziate.

- Sezione appoggio tallone di colore bianco a ridotta pressione di contatto che assicura una protezione totale
- Sezione appoggio gamba di colore blu che assicura un maggior supporto con riduzione delle pressioni
- Entrambe le sezioni in polimero viscoelastico ad alta densità (80 kg/m<sup>3</sup>)
- Speciale conformazione anatomica che accompagna la forma dell'arto ed assicura un ottimo scarico delle pressioni su tutti i punti di appoggio
- Facilmente ripiegabile per tenere i talloni in completa sospensione
- Due modelli: a due posti, per entrambi gli arti; ad un posto, arto singolo o gestione separata degli arti
- Fornito con fodera esterna Polymaille® impermeabile, traspirante e bi-elastica
- Riduce frizioni e forze di taglio e stiramento
- Trattamento Anti-microorganismi
- Cerniera posta al di sotto del posizionatore per la massima protezione interna
- Base antiscivolo
- Dimensioni: Talloniera integrale 2 posti - 77x64x10,5 cm;
- Talloniera integrale 1 posto - 73x32x10,5 cm

### CODICI

### DESCRIZIONE

**P902T1HW**

TALLONIERA INTEGRALE 2 POSTI

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**P904T1HW**

TALLONIERA INTEGRALE 1 POSTO

## ABDUTTORE per ginocchia



Abduttore per ginocchia in schiuma ad alta resilienza indicato per prevenire i rischi di lussazione postoperatoria a seguito di intervento di impianto di protesi d'anca.

- Aiuta a stabilizzare le gambe in una data posizione
- Fornito di copertura bielastica, impermeabile, traspirante e completamente sfoderabile
- Dimensioni: 24x16x18 cm

### CODICE

**P911L1HW**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



# AUSILI PER IL POSIZIONAMENTO




## SCHIENALE ANATOMICO per carrozzina

**SYSTEM**

Cuscino indicato per migliorare la posizione del paziente in carrozzina. Riduce lo scivolamento, rispetta la morfologia della curva cifotica della schiena e l'anatomia della regione lombare. In materiale viscoelastico con due zone a portanza differenziata. Fodera rimovibile, traspirante e idrorepellente.

| CODICI           | DESCRIZIONE  | DIMENSIONE  |
|------------------|--|-------------|
| <b>P951DIHW</b>  | Schienale per carrozzina Viscoflex in viscoelastico con copertura Polymaille misura standard               | 49x44x9 cm  |
| <b>P951DSIHW</b> | Schienale per carrozzina Viscoflex in viscoelastico con copertura Polymaille misura small (su ordinazione) | 44x39x9 cm  |
| <b>P951DLIHW</b> | Schienale per carrozzina Viscoflex in viscoelastico con copertura Polymaille misura large (su ordinazione) | 49x50x10 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## POSIZIONATORE per avambraccio da letto

**SYSTEM**

Posizionatore da letto per avambraccio in materiale viscoelastico, conformato anatomicamente per proteggere dalla formazione di edemi e consentire il mantenimento di una posizione corretta.

- Riduce le pressioni di contatto attorno all'arto e permette uno stabile posizionamento del braccio
- Incavo per il gomito, ampio angolo del braccio
- Appoggio palmare per la mano
- In polimero Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m<sup>3</sup>) auto modellante che assicura una morbida protezione attorno all'arto
- Utilizzo bi-laterale, destro e sinistro.
- Fornito di copertura bielastica, traspirante, impermeabile ai liquidi e completamente sfoderabile
- Dimensioni: 65x37x15,5 cm

### CODICE

**P912LIHW** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## POSIZIONATORE laterale 30°

**SYSTEM**

Esclusivo ed innovativo posizionatore con anima stabilizzatrice in poliuretano ad alta resilienza che mantiene il decubito laterale nel tempo. Il decubito laterale può facilitare l'attività respiratoria del paziente.

- Esclusiva conformazione anatomica che facilita il posizionamento ed il comfort del paziente
- Bilaterale, sia destro che sinistro
- Incavo per alloggiamento sacro
- Supporto coscia che facilita il mantenimento in asse della colonna
- Cuneo divaricatore arti inferiori, evita contatto e fregamento tra le ginocchia
- Fodera Polymaille® removibile, antiscivolo e impermeabile
- Dimensioni: 99x55x15 cm

### CODICE

**P910LIHW**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## POSIZIONATORE per avambraccio da carrozzina

**SYSTEM**

Posizionatore per avambraccio in materiale viscoelastico adatto per uso su qualsiasi modello di carrozzina.

- Totalmente indipendente dalla carrozzina, di facile utilizzo, consente di trasferire il peso dell'avambraccio direttamente alla coscia e non al braccio garantendo una continua correzione della posizione in rapporto ai movimenti del paziente
- Forma anatomica e materiale viscoelastico a memoria di forma che ottimizzano il comfort per il paziente, con profili curvi che rispettano la posizione morfologica naturale del braccio e della mano, in particolare l'angolo a gomito/polso
- Scanalature che mantengono il braccio all'interno del dispositivo; supporto a cuneo con anima in compensato e rivestimento in materiale viscoelastico studiato per l'appoggio e la stabilizzazione del posizionatore in orizzontale che fornisce un adattamento alla curva naturale della gamba
- Scanalature anatomiche che rispettano la posizione morfologica del braccio e zona di posizionamento del palmo della mano
- Velcro sotto il posizionatore che consente il mantenimento del dispositivo nella posizione corretta
- Utilizzabile sia per il braccio destro che per quello sinistro
- Copertura bielastica, impermeabile e traspirante indicata per pazienti incontinenti.
- Dimensioni: 55x18,5x26 cm

### CODICE

**P961F1HW**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



# CUSCINI PER IL POSIZIONAMENTO

IN MICROGRANULI POLISTIRENE ESPANSO CON FODERA INTEGRALE RIMOVIBILE IN POLYMAILLE



## AD ANELLO

Cuscino a forma circolare ad anello.

- Dotato di velcro per la chiusura in posizione anteriore
- Consente di supportare la testa sia in posizione seduta che in posizione semi-reclinata
- Dimensioni: 50x50 cm

**CODICE** P9704B1HW

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



**SYSTEM**



## A MEZZALUNA POSTERIORE CON CUSCINO POSTERIORE ADDIZIONALE

il bacino e la porzione superiore del tronco in posizione ferma quando il paziente si trova in decubito dorsale o semi-laterale.

- Riduce i picchi di pressione sui gomiti
- Velcro che permette di ancorare il cuscino per mantenere la testa in posizione
- Utilizzabile sulla carrozzina
- Dotato di fettucce che consentono di adattare la forma del cuscino alla morfologia del paziente
- Dimensioni: cuscino a mezzaluna 135x85 cm; cuscino posteriore addizionale 58x40 cm

**CODICE** P9705B1HW Cuscino a Mezzaluna

P9706B1HW Cuscino Posteriore addizionale

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## LATERALE

Cuscino che consente un posizionamento laterale assicurando il comfort delle ginocchia, del bacino e del tronco superiore.

- Dotato di fettucce che consentono di adattare la forma del cuscino alla morfologia del paziente
- Dimensioni: 180x54 cm

**CODICE** P9707B1HW

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



**SYSTEM**





## PER ABDUZIONE ginocchia

Cuscino di abduzione delle ginocchia.

- Riduce la pressione nelle aree interne del malleolo e la parte interna delle ginocchia
- L'utilizzo simultaneo di questo cuscino con il cuscino cilindrico permette un decubito dorsale corretto con inclinazione di 30° delle ginocchia rispetto al piano del bacino
- Dimensioni: 62x32 cm

**CODICE** P9703B1HW

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## UNIVERSALE small UNIVERSALE standard

Cuscini rettangolari imbottiti utili per prevenire gli effetti di macerazione cutanea co-responsabili della genesi di lesioni da decubito.

- Aumentano la superficie di contatto tra supporto e paziente e riducono i picchi di pressione nelle aree a maggior rischio come i talloni, la zona laterale-interna delle ginocchia e le caviglie
- Utilizzabili anche come semplici cuscini o in abbinamento ad altri dispositivi di prevenzione
- Dimensioni: cuscino Universale Small - 35x26 cm cuscino Universale Standard - 56x40 cm

**CODICE** P9700B1HW Universale SMALL

P9701B1HW Universale STANDARD

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## CILINDRICO

Cuscino cilindrico utilizzabile in diverse modalità.

- Posizionato sotto le ginocchia per mantenere le gambe in posizione semi-distesa
- Abbinato al cuscino di abduzione delle ginocchia (P9703) per mantenere saldamente abdotti gli arti inferiori in posizione e proteggere la parte interna delle ginocchia
- Dimensioni: 20x60 cm

**CODICE** P9702B1HW

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



# LETTI



# LEGENDA ICONE



**LUNGHEZZA RETE**



**LARGHEZZA RETE**



**LARGHEZZA TOTALE**



**LUNGHEZZA TOTALE**



**ALTEZZA PEDIERA  
E TESTIERA**



**ALTEZZA RETE  
DA TERRA**



**ESCURSIONE SPONDE**



**PORTATA UTENTE**



**CARICO MASSIMO  
UTILIZZO**



**Possibilità di posizionare  
il paziente in  
POSIZIONE SEDUTA**





**LETTO ELETTRICO** 

Prodotti in distribuzione.

Il Letto Girevole Twist ha funzione innovativa: si trasforma in una poltrona elevabile consentendo all'utente di alzarsi dal letto in autonomia e sicurezza. Il piano rete non solo è girevole ma è dotato anche della funzione di alzata, proprio come una poltrona elevabile. Infatti, al termine della rotazione laterale, la rete effettuerà anche quel movimento che permetterà all'utente di avere un aiuto completo per la discesa e salita dal letto.

- Regolazione elettrica in altezza del piano rete
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Sponde laterali a scomparsa
- 4 Ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Maniglione a triangolo
- Un telecomando con cui effettuare tutte le movimentazioni necessarie
- Letto dotato di 7 motori LINAK
- Possibilità di allungare il piano rete da 200 a 226 cm



**CODICE**

**DESCRIZIONE**

**SOV-RB24ROT-SX**

Rotazione a SINISTRA  
(per discesa a destra)

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili  
in fase di dichiarazione dei redditi

**SOV-RB24ROT-DX**


Rotazione a DESTRA  
(per discesa a sinistra)



**NDNMATFLEXLACES**

Materasso

**MISURE**





## Posizione relax

Guarda il  
VIDEO



Rotazione dalla posizione  
Relax alla posizione Poltrona



Posizione Poltrona



Posizione  
Letto classica



Movimenti graduali  
dalla posizione Letto classica  
a Regolazione indipendente  
parte cosce-gambe



Regolazione  
indipendente parte  
cosce-gambe



Posizione Letto alzato



Alzata in piedi



Regolazione indipendente  
schienale



**Chiuso**



**Accessori**



**LETTI MANUALI**

Letti in ferro dotati di rete metallica a due movimenti.

- Regolazione manuale indipendente dell'inclinazione dello schienale e della zona cosce/gambe
- Schienale: regolabile da 0° a 75°
- ACCESSORIO: KIT IN LEGNO a pagina 52

**CODICE DESCRIZIONE**

**15000092** Letto articolato a 2 movimenti smontabile LIUTO

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**15000093** Letto articolato a 1 movimento smontabile CETRA

**CODICE ACCESSORI**

**DESCRIZIONE**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>15002058</b>   | Ruota piroettanti con freno per letto in ferro |
| <b>15001006</b>   | Sponde ribaltabili                             |
| <b>18/23/I</b>    | Parasponde                                     |
| <b>15000036</b>   | Kit in legno senza ruote                       |
| <b>15000036/R</b> | Kit in legno con ruote                         |

**MISURE**





## LETTO ELETTRICO

Letto in ferro di rete articolata metallica.

- Regolazione elettrica indipendente dell'inclinazione dello schienale e della zona cosce/gambe
- Doppia regolazione dell'altezza del piano rete
- ACCESSORIO: KIT IN LEGNO a pagina 52

### CODICE

**15000026**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CODICE ACCESSORI

### DESCRIZIONE

**15002058**

Ruota piroettanti con freno per letto in ferro

**15001006**

Sponde ribaltabili

**18/23/I**

Parasponde

**15000036**

Kit in legno senza ruote

**15000036/R**

Kit in legno con ruote

### MISURE



85 cm



195 cm



90 cm



203 cm



testiera 59 cm  
pediera 39 cm



da 38  
a 48 cm



135 kg



180 kg

15000013

**BONGO**

Disponibile anche  
nel colore  
grigio



## LETTO ELETTRICO CON RETE METALLICA

Letto elettrico con rete metallica dotato di struttura in legno dalle forme squadrate.

- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori montati sotto la testiera e pediera
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Regolazione sezione schiena 0°-70°
- Regolazione sezione cosce 0°-40°, in contemporanea alla flessione ginocchia 0°-13°
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/23/I

### CODICE COLORE

**15000013** LEGNO

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**15000013/G** LEGNO GRIGIO

### MISURE



89 cm



200 cm



103 cm



212 cm



43 cm



da 31  
a 71 cm



135 kg



180 kg

42 LETTI



## LETTO ELETTRICO CON RETE A DOGHE

Letto elettrico in legno dal design arrotondato, rete a doghe in legno.

- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo solleva malati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Regolazione sezione schiena 0°-70°
- Regolazione sezione cosce 0°-35°, in contemporanea alla flessione ginocchia 0°-13°
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/23/I

### CODICE

**15000014** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE



89 cm



200 cm



104 cm



216 cm



53 cm



da 25  
a 66 cm



135 kg



180 kg



## LETTO ELETTRICO CON RETE A DOGHE

Letto dotato di una robusta struttura in legno e rete a doghe per il massimo del comfort.

- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Regolazione sezione schiena 0°-75°
- Regolazione sezione cosce 0°-30°, in contemporanea alla flessione ginocchia 0°-20°
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/23/I

### CODICE

**15000003** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE





## LETTO ELETTRICO A UNA PIAZZA E MEZZA

Letto da una piazza e mezza, dotato di robusta struttura in legno e rete metallica.

- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori posizionati alle estremità
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Regolazione sezione schiena 0°-77°
- Regolazione sezione cosce 0°-35°, in contemporanea alla flessione ginocchia 0°-25°
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/23/I


### CODICE

**15000007/R**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE





## LETTO ELETTRICO BARIATRICO

Letto appositamente progettato per supportare pesi elevati e sorreggere gli utenti più robusti.


- Sponde laterali di contenimento triple in alluminio, regolabili in altezza e rivestite di una pellicola effetto legno intonata a testiera e pediera
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori posti alle estremità
- Telecomando dotato di chiave magnetica che permette l'attivazione solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Regolazione sezione schiena 0°-70°
- Regolazione sezione cosce 0°-30°, in contemporanea alla flessione ginocchia 0°-20°
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/23/I

### CODICE

**15000019** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE







## LETTO ELETTRICO CON STRUTTURA ALLUNGABILE

Letto elettrico, dotato di struttura in legno e rete metallica allungabile fino a 215 cm.

- Forme arrotondate ed eleganti, adatte ad ogni tipologia di ambiente
- Sponde laterali di contenimento in alluminio regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- Telecomando dotato di chiave magnetica che permette l'attivazione solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- In caso di allungamento delle rete è possibile dotarsi di appositi accessori quali kit allungamento sponde e prolunga per Materasso COD. 15001008
- Regolazione sezione schiena 0°-70°
- Regolazione sezione cosce 0°-40°, in contemporanea alla flessione ginocchia 0°-25°
- Prolunga materasso 20 cm disponibile come ACCESSORIO - COD. P101M20
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/23/I

### CODICE

**15000017** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE



## Angolo letto



Anticigolio, antinfortunistico, estetico

## Cursori



Regolatore di rigidità: consente di aumentare la flessibilità delle doghe posizionate nella zona del bacino via via che vengono spostate verso l'esterno



Prodotto naturale realizzato 100% in multistrato di faggio. Natural product made 100% from multi-layered beechwood.



Il faggio proviene da piantagioni con obbligo di riforestazione e rigorosi standard ambientali. The beechwood comes from sustainable forests respectful of rigorous environmental standards.



Le colle utilizzate per la costruzione del multistrato sono a bassa emissione di formaldeide. The glues used in the construction of the multi-layered beechwood have low formaldehyde emissions.



Prodotti verniciati con vernici atossiche. Products are painted with non-toxic paints.



I prodotti sono stati sottoposti a test secondo la normativa UNI EN 1725 (letti domestici) e sono risultati idonei. The products have undergone tests in compliance with the normative UNI EN 1725 (domestic beds) resulting as suitable.

## RETI ORTOPEDICHE ELETTRICHE

Rete ortopedica singola e matrimoniale, appositamente progettata per sollevarsi in modo indipendente consentendo, nel frattempo, di mantenere una corretta posizione durante il riposo.

- Doghe con spessore 8 mm
- Doghe flessibili, che essendo elastiche e indipendenti l'una dall'altra, si modellano sul corpo seguendo le curve naturali
- Zona testa: dogha sagomata terminale
- Zona spalle: dogha anatomica per una corretta postura
- Zona lombare: dogha per sostegno lordosi
- Zona bacino: dogha anatomica con regolatori di rigidità
- Zona gambe: doghe a portanza neutra
- Zona piedi: dogha sagomata terminale
- Telaio costruito interamente in legno, senza parti metalliche
- Dotato di sospensioni a portata differenziata
- 11 regolazioni intermedie
- Totale assenza di viti a vista, assenza di campi magnetici, finiture atossiche
- Dotata di serie di 4 piedi, Ø 55 mm, H25 cm
- Piedi opzionali: Ø 55 mm, H 30-35-40 cm
- In fase d'ordine possibilità di scegliere di alzare le reti tramite:
  - Telecomando Bluetooth e APP GERMANY MOTIONS - COD. T6 APP + RADIOCOMANDO
  - APP GERMANY MOTIONS - COD. T6 APP

Prodotto in distribuzione.

## App



## Radio comando

### MISURE



Singola  
80 cm



Matrimoniale  
160 cm



190 cm



ogni rete  
90 kg

### CODICE

ADVE2

ADVE2-160

### DESCRIZIONE

RETE SINGOLA

RETE MATRIMONIALE



## LETTO ELETTRICO CON STRUTTURA PANTOGRAFO

Letto a pantografo, dotato di struttura in legno e rete ortopedica con doghe in legno.


- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione altezza parallela a terra tramite meccanismo a pantografo
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Regolazione sezione schiena 0°-70°
- Regolazione sezione cosce 0°-35°, in contemporanea alla flessione ginocchia 0°-28°
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/23/I

### CODICE

**15000004** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE





## ARREDO CAMERA

Armadio a 2 ante, con ripiani interni.

### CODICE

**NV1022A2C1P**

### MISURE

**Larghezza**

82 cm

**Profondità**

52 cm

**Altezza**

200 cm

**50 LETTI**



## ARREDO CAMERA

Comodino in legno dotato di 4 ruote piroettanti (2 anteriori con freno di stazionamento).

**CODICE**

**NV2021C1ARI**



### MISURE

**Larghezza**

45 cm

**Profondità**

45 cm

**Altezza**

73 cm



## KIT IN LEGNO

Kit in legno per trasformazione letti in ferro Wimed senza ruote e con ruote:

- Compatibile con i letti: **Arpa Plus, Cetra e Liuto**
- Comprende: pediera, testiera, un kit di quattro sponde e un kit di quattro gambe

### CODICE DESCRIZIONE

**15000036** KIT IN LEGNO SENZA RUOTE per i modelli:  
CETRA - cod. 15000093 / LIUTO - cod. 15000092 / ARPA PLUS - cod. 15000026

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CODICE DESCRIZIONE

**15000036/R** KIT IN LEGNO CON RUOTE per i modelli:  
CETRA - cod. 15000093 / LIUTO - cod. 15000092 / ARPA PLUS - cod. 15000026

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## SPONDE RIBALTABILI

Prodotto in distribuzione.

Sponde ribaltabili con ganci a molla girevoli.

- Struttura in acciaio verniciato grigio scuro
- Forma anatomica dei ganci per una presa sicura
- Ideali per letti con struttura tubolare in ferro

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>CODICE</b>                | <b>15001006</b> |
| <b>LUNGHEZZA STANDARD</b>    | 204 cm          |
| <b>LUNGHEZZA TOTALE</b>      | 222 cm          |
| <b>LUNGHEZZA SENZA GANCI</b> | 184 cm          |
| <b>ALTEZZA</b>               | 43 cm           |

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## SPONDE UNIVERSALI

Sponde universali adattabili per letto singolo e matrimoniale.

- Struttura in metallo verniciato nero.
- Regolazione struttura in lunghezza, larghezza e altezza, con traversi telescopici.
- Facilmente abbassabili grazie al meccanismo a baionetta per agevolare le manovre di trasferimento.

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CODICE</b>                         | <b>15001005</b>               |
| <b>LUNGHEZZA</b>                      | regolabile da 105 cm a 180 cm |
| <b>LARGHEZZA</b>                      | 95 cm x 165 cm                |
| <b>ESCURSIONE IN H del piano rete</b> | 30 cm - 40 cm - 50 cm         |

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## PARASPONDE

Prodotto in distribuzione.

Parasponde universale per letti degenza, utile a prevenire urti del paziente contro il letto. Tessuto ignifugo, lavabile e idrorepellente.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>CODICE</b>    | <b>18/23/I</b> |
| <b>LUNGHEZZA</b> | 166 cm         |
| <b>ALTEZZA</b>   | 50 cm          |
| <b>SPESSORE</b>  | 3 cm           |

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## ALZAMALATI con base SMONTABILE

Dispositivo di sollevamento con base a pavimento, adattabile alla maggior parte dei letti. Braccio oscillante orientabile con blocchi in diverse posizioni. Completamente smontabile per una riduzione degli ingombri.

**CODICE** 15009900

Prodotto in distribuzione.

**LARGHEZZA anteriore** 76 cm

**LARGHEZZA posteriore** 65 cm

**PROFONDITA'** 72.5 cm

**COLORE** Antracite

**PORTATA MAX** 75 kg

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## ALZAMALATI da LETTO

Dispositivo di sollevamento dotato di attacco universale.

- Adattabile a letti con telaio a tubolare cilindrico
- Interamente smontabile per facilitarne il trasporto

**CODICE** 15009800

**PORTATA MAX** 75 kg

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## ASTA PORTA FLEBO CON RUOTE



Asta porta flebo Made in Italy con due ganci.

- Struttura in acciaio cromato
- Base in plastica a 5 razze e 5 ruote piroettanti

**CODICE** 15005050

Prodotto in distribuzione.

**ALTEZZA** regolabile da 120 cm a 220 cm

**PORTATA MAX** 5 kg

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## COMODINO

Dotato di 4 ruote piroettanti, tavolino scorrevole, cassetto e antina a due ripiani.

**CODICE** 15000040

**ALTEZZA** 83 cm

**LARGHEZZA** 46 cm

**PROFONDITA'** 47 cm





## VASSOIO SERVIPRANZO



Vassoio servipranzo Made in Italy con piano d'appoggio sagomato e gambe ripiegabili.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>CODICE</b>    | <b>15010200</b> |
| <b>LARGHEZZA</b> | 58 cm           |
| <b>LUNGHEZZA</b> | 38 cm           |
| <b>ALTEZZA</b>   | 30 cm           |



## TAVOLINO SERVIPRANZO CON RUOTE

Tavolino servipranzo con ruote.

- Regolabile in altezza e inclinazione
- Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>CODICE</b>      | <b>15001010</b>          |
| <b>LARGHEZZA</b>   | 60 cm                    |
| <b>PROFONDITA'</b> | 40 cm                    |
| <b>ALTEZZA</b>     | regolabile da 62 a 90 cm |

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## REGGISCUSCINO

Reggiscuscino regolabile in 5 posizioni con poggiatesta, in tessuto traspirante.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>CODICE</b>      | <b>24214200</b> |
| <b>LARGHEZZA</b>   | 50 cm           |
| <b>PROFONDITA'</b> | 49 cm           |
| <b>ALTEZZA</b>     | 55 cm           |

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## ALZACOPERTE

Prodotto in distribuzione.

Alzacoperte in acciaio.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>CODICE</b>    | <b>90590350</b> |
| <b>ALTEZZA</b>   | 38 cm           |
| <b>LARGHEZZA</b> | 40 cm           |

# CARROZZINE



# LEGENDA ICONE



**LARGHEZZA  
SEDUTA**



**ALTEZZA  
SCHIENALE**



**INGOMBRO  
MASSIMO**



**REGOLAZIONE  
inclinazione  
SCHIENALE**



**INGOMBRO  
da CHIUSA**



**ALTEZZA  
POSTERIORE  
seduta**



**INGOMBRO  
senza RUOTE**



**ALTEZZA  
ANTERIORE  
seduta**



**PROFONDITA'  
SEDUTA**



**ALTEZZA  
BRACCIOLO**



**PROFONDITA'  
TOTALE**



**DISTANZA  
SCHIENALE  
BRACCIOLO**



**PROFONDITA'  
senza PEDANE**



**ALTEZZA  
TOTALE**



**DISTANZA  
SEDUTA-  
PEDANA**




**BASCU-  
LAMENTO**



**REGOLAZIONE  
PEDANA**



**PORTATA**



**REGOLAZIONE  
profondità  
SEDUTA**



**PESO**



\* Le misurazioni sono da considerarsi senza cuscino (ove presente di serie)

\*\* Non tutti i fori di regolazione sono utilizzabili

# MODELLI CARROZZINE

| Carrozzine Standard           | Singola crociera | Doppia crociera | Ruote estraibili | Regolazione altezza ruote posteriori | Regolazione altezza ruote anteriori | Forcella con inclinazione regolabile | Bracciolo ribaltabile | Bracciolo ribaltabile e removibile | Bracciolo regolabile in altezza | Bracciolo regolabile in altezza desk o lungo |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>X-Light Reclining</b>      |                  | X               | X                | X                                    | X                                   | X                                    |                       | X                                  |                                 | X  |
| <b>X-Light Concept</b>        |                  | X               | X                | X                                    | X                                   | X                                    |                       | X                                  |                                 | X  |
| <b>X-Light HD/ Bariatric</b>  |                  | X               | X                | X                                    | X                                   | X                                    |                       | X                                  | X                               |  |
| <b>Easy Wheel/ Transit</b>    | X                |                 |                  | X                                    |                                     |                                      | X                     |                                    |                                 |  |
| <b>Easy Quick/ Transit</b>    |                  | X               | X                |                                      |                                     |                                      | X                     |                                    |                                 |  |
| <b>Winner Two/ Transit</b>    | X                |                 |                  |                                      |                                     |                                      | X                     |                                    |                                 |  |
| <b>Winner Two DC/ Transit</b> |                  | X               |                  |                                      |                                     |                                      | X                     |                                    |                                 |  |
| <b>Excel Plus/ Transit</b>    | X                |                 | X                | Solo autospinta                      | X                                   |                                      |                       | X                                  |                                 | Accessorio                                   |
| <b>Millenium III/Transit</b>  | X                |                 | X                | Solo autospinta                      | X                                   |                                      |                       | X                                  |                                 | X  |
| <b>Easy light/ Transit</b>    |                  | X               | X                | Solo autospinta                      | X                                   | X                                    |                       | X                                  | X                               |  |
| <b>Light Plus/ Transit</b>    |                  | X               | X                | X                                    | X                                   | X                                    |                       | X                                  |                                 | X  |
| <b>Light Top</b>              |                  | X               | X                | X                                    | X                                   | X                                    |                       | X                                  |                                 | X  |
| <b>Excel Plus HD</b>          |                  | X               |                  |                                      |                                     |                                      |                       | X                                  |                                 |  |
| <b>Reclining/ Transit</b>     | X                |                 |                  |                                      |                                     |                                      |                       | Solo estraibile                    |                                 |  |
| <b>Transit Brava</b>          | X                |                 |                  |                                      |                                     | X                                    |                       | X                                  |                                 |  |

| <b>Ruotine anti ribaltamento</b> | <b>Ruotine ascensore</b> | <b>Schienale tensionabile</b> | <b>Schienale regolabile in altezza</b> | <b>Schienale reclinabile</b> | <b>Basculamento</b> | <b>Seduta tensionabile</b> | <b>Profondità seduta regolabile</b> | <b>Freno per accompagnatore</b> | <b>Portata</b>   |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| X                                | X                        | X                             | X                                      | X                            |                     |                            | X                                   |                                 | 130 kg           |
| X                                | X                        | X                             | X                                      | X                            | X                   |                            | X                                   |                                 | 130 kg           |
| X                                | X                        | X                             | X                                      | X                            |                     |                            | X                                   |                                 | 180 kg<br>250 kg |
|                                  |                          |                               |  |                              |                     |                            |                                     |                                 | 120 kg           |
|                                  |                          |                               |  |                              |                     |                            |                                     |                                 | 120 kg           |
|                                  |                          |                               |  |                              |                     |                            |                                     |                                 | 120 kg           |
|                                  |                          |                               |  |                              |                     |                            |                                     |                                 | 120 kg           |
| Accessorio                       | Accessorio               |                               |  |                              |                     |                            |                                     |                                 | 120 kg           |
| Accessorio                       | Accessorio               |                               |  |                              |                     |                            |                                     |                                 | 130 kg           |
| Accessorio                       | X                        |                               |  |                              |                     |                            |                                     |                                 | 130 kg           |
| X                                | X                        | X                             | X                                      |                              |                     |                            |                                     |                                 | 120 kg           |
| X                                | X                        | X                             | X                                      | X                            |                     | X                          | X                                   |                                 | 130 kg           |
|                                  |                          |                               |  |                              |                     |                            |                                     | X                               | 160 kg           |
| X                                |                          |                               |  | X                            |                     |                            |                                     |                                 | 120 kg           |
| X                                |                          |                               |  |                              |                     |                            |                                     | X                               | 115 kg           |

151300XX

EASY WHEEL

VISUALIZZA QUI  
I CODICI NOMENCLATORE151310XX | **EASY WHEEL  
TRANSIT****CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO STANDARD**

Carrozzina standard pieghevole ad autospinta o transito a ruote non estraibili.

- Rivestimento in Nylon lavabile
- Braccioli ribaltabili
- Appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- Ruote posteriori da 24" per la versione autospinta - 12" per la versione da transito
- Ruote anteriori da 8"

**Accessori**alle pagine  
82 e 83**EASY WHEEL**

| CODICE          | MISURA    |
|-----------------|-----------|
| <b>15130016</b> | 16"/40 cm |
| <b>15130017</b> | 17"/43 cm |
| <b>15130018</b> | 18"/46 cm |
| <b>15130020</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

**EASY WHEEL TRANSIT**

| CODICE          | MISURA    |
|-----------------|-----------|
| <b>15131016</b> | 16"/40 cm |
| <b>15131017</b> | 17"/43 cm |
| <b>15131018</b> | 18"/46 cm |
| <b>15131020</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

**MISURE**Autospinta: **19 kg**  
Transit: **17 kg**

| Auto spinta | 40/43    | +20 cm | +19 cm | 29 cm | 40 cm | 107-114 cm | 81 cm | 40-50 cm | 42 cm | 48 cm | 51 cm | 25 cm | 92 cm | 120 kg |
|-------------|----------|--------|--------|-------|-------|------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Transit     | 46/50 cm | +16 cm | +16 cm |       |       | 97-104 cm  | 71 cm |          |       |       |       |       |       |        |

**60** CARROZZINE



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



152310XX | **EASY QUICK TRANSIT**

## CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO STANDARD

Carrozzina standard pieghevole ad autospinta o transito dotata di ruote estraibili.

- Estrazione rapida delle ruote
- Struttura rinforzata con doppia crociera
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Braccioli ribaltabili
- Pedane poggiatesta indipendenti, estraibili e regolabili in altezza con cinturino ferma talloni
- Ruote posteriori da 24" per la versione autospinta - 12" per la versione da transito
- Ruote anteriori da 8"
- Ruote per passaggi stretti di serie

### Accessori

alle pagine  
**82 e 83**

#### EASY QUICK

**CODICE MISURA**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>15230016</b> | 16"/40 cm |
| <b>15230017</b> | 17"/43 cm |
| <b>15230018</b> | 18"/46 cm |
| <b>15220019</b> | 19"/48 cm |
| <b>15230020</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



#### EASY QUICK TRANSIT

**CODICE MISURA**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>15231016</b> | 16"/40 cm |
| <b>15231017</b> | 17"/43 cm |
| <b>15231018</b> | 18"/46 cm |
| <b>15231020</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



#### MISURE

| Auto spinta | 40/43<br>46/48/<br>50 cm | +20<br>cm | +19 cm | 29 cm | 40 cm | 107-114<br>cm | 81 cm | 40-50<br>cm | 42 cm | 48 cm | 51 cm | 25 cm | 92 cm | 120 kg |
|-------------|--------------------------|-----------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Transit     | 40/43<br>46/<br>50 cm    | +16 cm    | +16 cm | 29 cm | 40 cm | 97-114<br>cm  | 71 cm | 40-50<br>cm | 42 cm | 48 cm | 51 cm | 25 cm | 92 cm | 120 kg |

Autospinta: **19 kg**  
Transit: **17 kg**




151000XX

**WINNER TWO****VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE151010XX | **WINNER TWO**  
**TRANSIT****CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO STANDARD**


Carrozzina standard ad autospinta

- Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato
- Braccioli estraibili e ribaltabili
- Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Ruota posteriore da 24" per la versione autospinta - 12" per la versione da transito
- Ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Ruote anteriori da 8"














**Accessori**alle pagine  
82 e 83**WINNER TWO****CODICE MISURA**

|                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| <b>15100016</b> | 16"/40 cm | Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi  |
| <b>15100017</b> | 17"/43 cm |   |
| <b>15100018</b> | 18"/46 cm |   |
| <b>15100020</b> | 20"/50 cm |   |

**WINNER TWO TRANSIT****CODICE MISURA**

|                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| <b>15101016</b> | 16"/40 cm | Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi  |
| <b>15101017</b> | 17"/43 cm |   |
| <b>15101018</b> | 18"/46 cm |   |
| <b>15101020</b> | 20"/50 cm |   |

**MISURE**Autospinta: **17.5 kg**  
Transit: **16.5 kg** 

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autospinta | <b>40/43</b><br><b>46/50</b>  | <b>+17 cm</b>   | <b>28 cm</b>  | <b>40 cm</b>  | <b>105-112</b><br><b>cm</b>   | <b>79 cm</b>  | <b>40-51</b><br><b>cm</b>   | <b>40 cm</b>  | <b>50 cm</b>  | <b>52 cm</b>  | <b>20 cm</b>  | <b>91 cm</b>  | <b>120 kg</b>   |
| Transit    | <b>cm</b>   | <b>+15 cm</b>   |   |   | <b>96-100</b><br><b>cm</b>  | <b>70 cm</b>  |   |   |   |   |   |   |   |

**62** CARROZZINE





**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



151010XX/CR | **WINNER TWO TRANSIT**  
DOPPIA CROCIERA

## CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO STANDARD

Carrozzina standard ad autospinta doppia crociera.

- Disponibile anche in versione da transito
- Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato
- Braccioli ribaltabili
- Appoggiamanche ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma talloni
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Ruota posteriore da 24" per la versione autospinta - 12" per la versione da transito
- Ruota anteriore da 8"

### Accessori

alle pagine  
82 e 83

#### WINNER TWO DOPPIA CROCIERA

**CODICE**      **MISURA**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>15100016/CR</b> | 16"/40 cm |
| <b>15100017/CR</b> | 17"/43 cm |
| <b>15100018/CR</b> | 18"/46 cm |
| <b>15100020/CR</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



#### WINNER TWO TRANSIT DOPPIA CROCIERA

**CODICE**      **MISURA**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>15101016/CR</b> | 16"/40 cm |
| <b>15101017/CR</b> | 17"/43 cm |
| <b>15101018/CR</b> | 18"/46 cm |
| <b>15101020/CR</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



#### MISURE

| <b>Autospinta</b> | 40/43    | +17 cm | 28 cm | 40 cm | 105-112 cm | 79 cm | 40-51 cm | 40 cm | 50 cm | 52 cm | 20 cm | 120 kg |
|-------------------|----------|--------|-------|-------|------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Transit</b>    | 46/50 cm | +15 cm |       | 40 cm | 96-100 cm  | 70 cm |          |       |       |       |       |        |

Autospinta: **17.5 kg**  
Transit: **16.5 kg**





VISUALIZZA QUI  
I CODICI NOMENCLATORE



152010XX | **TRANSIT PLUS**

## CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO STANDARD

Carrozzina standard ad autospinta. Evoluzione del modello Winner, presenta braccioli più accoglienti, ruote ad estrazione rapida con posizionamento variabile in più posizioni del perno e ruote anteriori regolabili in altezza.

- Disponibile anche in versione da transito
- Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato
- Braccioli estraibili e ribaltabili
- Appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Ruote posteriori ad estrazione rapida
- Ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza

**Accessori**  
alle pagine  
82 e 83

### EXCEL PLUS

#### CODICE MISURA

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>15200014</b> | 14"/36 cm |
| <b>15200016</b> | 16"/40 cm |
| <b>15200017</b> | 17"/43 cm |
| <b>15200018</b> | 18"/46 cm |
| <b>15200020</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### TRANSIT PLUS

#### CODICE MISURA

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>15201014</b> | 14"/36 cm |
| <b>15201016</b> | 16"/40 cm |
| <b>15201017</b> | 17"/43 cm |
| <b>15201018</b> | 18"/46 cm |
| <b>15201020</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE

|                      | Autospinta              |        | Transit |       | Autospinta |               | Transit |               | Autospinta |             | Transit |             | Kg |             |       |             |       |
|----------------------|-------------------------|--------|---------|-------|------------|---------------|---------|---------------|------------|-------------|---------|-------------|----|-------------|-------|-------------|-------|
|                      | 36/40/43<br>46/50<br>cm | +18 cm | +17 cm  | 28 cm | 40 cm      | 103-112<br>cm | 78 cm   | 100-105<br>cm | 73 cm      | 40-51<br>cm | 40 cm   | 43-48<br>cm |    | 47-50<br>cm | 20 cm | 84-89<br>cm | 88 cm |
| <b>64 CARROZZINE</b> |                         |        |         |       |            |               |         |               |            |             |         |             |    |             |       |             |       |

Autospinta: **17.5 kg**  
Transit: **16.5 kg**





**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



155010XX | **MILLENNIUM III  
TRANSIT**

## CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO STANDARD

Carrozzina standard ad autospinta.

Questo modello monta braccioli ergonomici regolabili in altezza e profondità dotati di un pratico anello che facilita l'alzata in piedi dell'utilizzatore.

- Disponibile anche in versione da transito
- Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato
- Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- Bracciolo con occhiello per facilitare l'alzata del paziente
- Appoggiatesta ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile.
- Forma esagonale anti rotazione della pedana
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Telo seduta completo di copertura viti
- Posizionamento variabile delle forcelle anteriori
- Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi

### Accessori

alle pagine  
82 e 83

#### MILLENNIUM III

| CODICE | MISURA |
|--------|--------|
|--------|--------|

|          |           |
|----------|-----------|
| 15500014 | 14"/36 cm |
| 15500016 | 16"/40 cm |
| 15500017 | 17"/43 cm |
| 15500018 | 18"/46 cm |
| 15500019 | 19"/48 cm |
| 15500020 | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



#### MILLENNIUM III TRANSIT

| CODICE | MISURA |
|--------|--------|
|--------|--------|

|          |           |
|----------|-----------|
| 15501014 | 14"/36 cm |
| 15501016 | 16"/40 cm |
| 15501017 | 17"/43 cm |
| 15501018 | 18"/46 cm |
| 15501021 | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE

|            |                            |        |        |       |       |               |       |             |       |             |  |             |             |               |
|------------|----------------------------|--------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|--|-------------|-------------|---------------|
| Autospinta |                            |        |        |       |       |               |       |             |       |             |  |             |             |               |
|            | 36/40/43<br>46/48/50<br>cm |        |        | 28 cm | 40 cm | 103-112<br>cm | 78 cm |             |       | 43-48<br>cm |  | 47-50<br>cm | 22-29<br>cm | 3-12<br>cm    |
| Transit    | 36/40/43<br>46/50<br>cm    | +18 cm | +17 cm |       |       | 100-105<br>cm | 73 cm | 40-51<br>cm | 40 cm | 48 cm       |  |             |             |               |
|            |                            |        |        |       |       |               |       |             |       |             |  |             |             | 84-89<br>cm   |
|            |                            |        |        |       |       |               |       |             |       |             |  |             |             | 88 cm         |
|            |                            |        |        |       |       |               |       |             |       |             |  |             |             | 130 kg        |
|            |                            |        |        |       |       |               |       |             |       |             |  |             |             | CARROZZINE 65 |

Autospinta: **17.5 kg**  
Transit: **16.5 kg**





**Accessorio**

**Cod. 15359901** Alzagambe elevabili  
**Cod. 15359902** Ruotine antiribaltamento

**VISUALIZZA QUI**  
 I CODICI NOMENCLATORE



153610XX | **EASY LIGHT TRANSIT**

**CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO LEGGERE**

Carrozzina Leggera con telaio in alluminio a doppia crociera.  
 Modello Entry level della gamma di carrozzine in alluminio Wimed.

- Telaio pieghevole a doppia crociera verniciato grigio
- Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili
- Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma talloni
- Ruotine per passaggi stretti di serie
- Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori con inclinazione regolabile
- Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi
- Ruotine per passaggi stretti di serie
- Rivestimento in Nylon lavabile

**Accessori**  
 alle pagine  
**82 e 83**

**EASY LIGHT**

**CODICE MISURA**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>15351016</b> | 16"/40 cm |
| <b>15351017</b> | 17"/43 cm |
| <b>15351018</b> | 18"/46 cm |
| <b>15351019</b> | 19"/48 cm |
| <b>15351020</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**EASY LIGHT TRANSIT**

**CODICE MISURA**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>15361016</b> | 16"/40 cm |
| <b>15361017</b> | 17"/43 cm |
| <b>15361018</b> | 18"/46 cm |
| <b>15361019</b> | 19"/48 cm |
| <b>15361020</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**MISURE**

Autospinta: **16 kg**  
 Transit: **15 kg**

|                    |                         |           |           |       |       |               |       |             |       |  |             |             |   |        |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-------------|-------|--|-------------|-------------|---|--------|
| Transit Autospinta |                         |           |           |       |       |               |       |             |       |  |             |             |   |        |
|                    | 40/43<br>46/48<br>50 cm | +20<br>cm | +20<br>cm | 32 cm | 40 cm | 104-111<br>cm | 78 cm | 38-50<br>cm | 40 cm | 46.5-50 cm<br>(rimuovendo<br>ruotine<br>ascensore) | 50-52<br>cm | 24-31<br>cm | 93 cm<br>(+/- regola-<br>zione ruote<br>posteriori) | 120 kg |
|                    |                         | +15 cm    | +15 cm    | 27 cm |       | 95-100<br>cm  | 72 cm |             |       | 51 cm  |             |             | 95 cm   |        |



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



153600XX | **LIGHT PLUS TRANSIT**

## CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO LEGGERE

Carrozzina ad autospinta leggera e pieghevole con telaio a doppia crociera. Primo modello in alluminio a doppia crociera di alta gamma: questa carrozzina offre schienale tensionabile regolabile in altezza imbottito e rinforzato, numerose regolazioni del baricentro, forcelle regolabili in inclinazione, ruotine per passaggi stretti e antiribaltamento di serie.

- Telaio in alluminio verniciato
- Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- Rivestimenti in Nylon lavabile
- Schienale regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
- Seduta regolabile in altezza
- Ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- Regolazione del baricentro
- Appoggiategambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori con inclinazione regolabile
- Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi

### LIGHT PLUS

| CODICE   | MISURA    |
|----------|-----------|
| 15350014 | 14"/36 cm |
| 15350016 | 16"/40 cm |
| 15350017 | 17"/43 cm |
| 15350018 | 18"/46 cm |
| 15350020 | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### LIGHT PLUS TRANSIT

| CODICE   | MISURA    |
|----------|-----------|
| 15360014 | 14"/36 cm |
| 15360016 | 16"/40 cm |
| 15360017 | 17"/43 cm |
| 15360018 | 18"/46 cm |
| 15360020 | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE

|         |            |                         |           |        |       |       |              |       |             |             |  |             |             |            |             |                      |
|---------|------------|-------------------------|-----------|--------|-------|-------|--------------|-------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| Transit | Autospinta |                         |           |        |       |       |              |       |             |             |  |             |             |            |             |                      |
|         |            | 36/40/43<br>46/50<br>cm | +20<br>cm | +18 cm | 29 cm | 42 cm | 97-101<br>cm | 78 cm | 35-50<br>cm | 43-48<br>cm | 44-51<br>cm<br><small>(possibile solo<br/>rimovendo<br/>ruotine<br/>ascensore)</small> | 50-52<br>cm | 22-29<br>cm | 3-12<br>cm | 89-91<br>cm | 120 kg               |
|         |            | +16 cm                  |           |        |       |       |              |       |             |             |  |             |             |            |             | CARROZZINE <b>67</b> |

Autospinta: **15.5 kg**  
Transit: **14.5 kg**





VISUALIZZA QUI  
I CODICI NOMENCLATORE



**Accessori**  
alle pagine  
82 e 83

## CARROZZINA AUTOSPINTA LEGGERA

Carrozzina ad autospinta leggera e pieghevole con telaio a doppia crociera. Modello top di gamma: alla dotazione di Light Plus aggiunge schienale regolabile in inclinazione, maniglie per accompagnatore regolabili in altezza, maggior numero di regolazioni di baricentro e seduta tensionabile con cuscino di serie.

- Telaio in alluminio verniciato
- Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Schienale regolabile in altezza, reclinabile da 80° a 110°, tensionabile, imbottito e rinforzato
- Seduta regolabile in altezza e profondità
- Sedile tensionabile dotato di cuscino in gommapiuma
- Ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- Regolazione del baricentro
- Appoggiategambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- Manopole per l'accompagnatore regolabili in altezza
- Posizionamento variabile delle forcelle anteriori con inclinazione regolabile
- Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi


### CODICE MISURA

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>15370014</b> | 14"/36 cm |
| <b>15370016</b> | 16"/40 cm |
| <b>15370017</b> | 17"/43 cm |
| <b>15370018</b> | 18"/46 cm |
| <b>15370020</b> | 20"/50 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE



16 kg



80-110°





VISUALIZZA QUI  
I CODICI NOMENCLATORE



1530101X | **RECLINING  
TRANSIT**

## CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO

Carrozzina ad autospinta e transito con schienale reclinabile e prolungabile con poggiatesta di serie.

- Telaio pieghevole in acciaio verniciato bordeaux
- Schienale reclinabile da 0° a 30°
- Ruotine antiribaltamento per una maggior sicurezza anche quando lo schienale è inclinato
- Braccioli estraibili
- Appoggiagambe estraibili con rotazione antero-posteriore, elevabili e regolabili in altezza
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Ruota posteriore da 24" per la versione autospinta - 12" per la versione da transito
- Ruota anteriore da 8"

### RECLINING

#### CODICE MISURA

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>15300016</b> | 16"/40x43 cm |
| <b>15300017</b> | 17"/43x43 cm |
| <b>15300018</b> | 18"/46x43 cm |
| <b>15300020</b> | 20"/50x43 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### RECLINING TRANSIT

#### CODICE MISURA

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>15301016</b> | 16"/40x40 cm |
| <b>15301017</b> | 17"/43x43 cm |
| <b>15301018</b> | 18"/46x46 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## Accessori

alle pagine  
82 e 83

### MISURE

|  | Auto-spinta          | Transit   |  |       |       |  |  |                     |  |              |                     |              |  |              |               |  |  |  |  |
|--|----------------------|-----------|--|-------|-------|--|--|---------------------|--|--------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--|--|--|--|
|  |                      |           |  |       |       |  |  |                     |  |              |                     |              |  |              |               |  |  |  |  |
|  | 40/43<br>46/50<br>CM | +20<br>cm |  | 32 cm | 43 cm | <b>122-131<br/>cm</b><br>(173 cm<br>con Basc. e<br>Recl. max.<br>e Recl. max.<br>pedane<br>estese e<br>poggiatesta)) | <b>90-128<br/>cm</b><br>(con Basc.<br>e Recl. max.<br>+ poggiatesta) | <b>45-60<br/>cm</b> | <b>58-82<br/>cm</b><br>(con poggiatesta) | <b>46 cm</b> | <b>43-48<br/>cm</b> | <b>23 cm</b> | <b>102-126<br/>cm</b><br>(con poggiatesta) | <b>0-30°</b> | <b>120 kg</b> |  |  |  |  |
|  | 40/43<br>46<br>cm    | +15 cm    |  |       |       |  |  |                     |  |              |                     |              |  |              |               |  |  |  |  |

Autospinta: **24.5 kg**  
Transit: **23.5 kg**





**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



## Dettagli



Dettaglio in  
rosso



Dettaglio in  
rosso



**Reclinazione  
schienale**

## Accessori

a pagina 81

## CARROZZINA IN ALLUMINIO




Carrozzina ad autospinta in alluminio con telaio a doppia crociera e **schienale reclinabile**.
















- Telaio pieghevole a doppia crociera in alluminio di alta qualità
- Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi
- Regolazione del baricentro
- Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote anteriori con inclinazione regolabile
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Schienale reclinabile dinamicamente, regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
- Seduta regolabile in altezza e profondità
- Sedile dotato di cuscino in gommapiuma
- Ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- Cintura Pelvica inclusa
- Appoggiatesta ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza, dotate di regolazione tibio-tarsica e cinturino ferma tallone
- Poggiatesta, pedane elevabili e cuscino premium con cuneo divaricatore disponibili come accessori.

### CODICE MISURA


|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>15554010</b> | 16"/40 cm |
| <b>15554310</b> | 17"/43 cm |
| <b>15554610</b> | 18"/46 cm |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi 

## MISURE

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40/43<br>46<br>cm  | +20<br>cm   | +19 cm  | 34 cm   | 40-50<br>cm   | 104<br>cm<br>(senza<br>ruotine<br>antiribalta-<br>mento)                            | 84 cm<br>(reg. schie-<br>nale max)  | 35-50<br>cm   | 50-56<br>cm   | 47 cm<br>(con rimoz.<br>ruotine<br>transito)   | 48.5-<br>51.5<br>cm   | 24-31<br>cm   | 1-10<br>cm  | 98 cm<br>(+/- regolaz.<br>ruote post<br>schienale)                                    | 130 kg  |
| 70 CARROZZINE  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |

21 kg 

90°-140° 





**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



## CARROZZINA AUTOSPINTA BARIATRICA

Carrozzina **bariatrica** a doppia crociera.


- Telaio pieghevole, stabilizzante, in acciaio verniciato blu
- Braccioli estraibili e ribaltabili
- Forcelle anteriori rinforzate
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Maniglie posteriori dotate di freni per accompagnatore con sistema di bloccaggio
- Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili
- Pedane in metallo regolabili in altezza, rinforzate e dotate di cinturino ferma tallone
- Ruota posteriore da 24"
- Ruota anteriore da 8"
- Freni attivabili anche tramite leva posta sulle maniglie di spinta per facilitarne l'utilizzo da parte dell'accompagnatore

## Accessori















alle pagine  
**82 e 83**

### CODICE

### MISURA

|                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| <b>15200020HD</b> | 20"/50 cm | Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi  |
| <b>15200022HD</b> | 22"/56 cm |   |
| <b>15200024HD</b> | 24"/60 cm |   |

### MISURE

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50/56<br>60 cm   | +20<br>cm   | 30 cm   | 45 cm   | 110-117<br>cm   | 85 cm   | 40-52<br>cm   | 42 cm   | 50 cm   | 52 cm   | 20 cm  | 92 cm   | 160 kg  |   |

24.5 kg 



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



## Dettagli

CARROZZINA BARIATRICA IN ALLUMINIO  
PORTATA fino a **250 Kg**

## Accessori

a pagina 81

## CARROZZINA IN ALLUMINIO



Carrozzina bariatrica in alluminio di alta qualità con telaio rinforzato a doppia crociera: XLight HD/Bariatric è una sedia a rotelle leggera dalla portata elevata.

- Telaio pieghevole, stabilizzante, in alluminio
- Telaio pieghevole a doppia crociera in alluminio di alta qualità
- Braccioli regolabili in altezza estraibili e ribaltabili
- Ruote posteriori da 24" dotate di perno ad estrazione rapida
- Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi
- Regolazione del baricentro
- Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote anteriori con inclinazione regolabile
- Schienale regolabile in altezza e reclinazione, tensionabile, imbottito e rinforzato
- Seduta regolabile in altezza e profondità
- Sedile dotato di cuscino in gommapiuma
- Appoggiatesta ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza, dotate di regolazione tibio-tarsica e cinturino ferma tallone
- Ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- Cintura Pelvica inclusa
- Forcelle anteriori rinforzate
- Rivestimento in Nylon lavabile

### CODICE MISURA MODELLO

|                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| <b>1555010</b>  | 50 cm | HD        |
| <b>1555510</b>  | 55 cm | HD        |
| <b>15556010</b> | 60 cm | HD        |
| <b>15556510</b> | 65 cm | BARIATRIC |
| <b>15557010</b> | 70 cm | BARIATRIC |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE

|           |                |           |       |             |                   |       |             |             |   |                     |             |  |        |
|-----------|----------------|-----------|-------|-------------|-------------------|-------|-------------|-------------|---|---------------------|-------------|--|--------|
|           |                |           |       |             |                   |       |             |             |   |                     |             |  |        |
| HD        | 50/55<br>60 cm | +22<br>cm | 38 cm | 40-50<br>cm | 102-<br>108<br>cm | 80 cm | 35-50<br>cm | 50-56<br>cm | 43-53<br>cm<br>(43-46<br>cm con<br>rimoz.ruote<br>transito) | 52.5-<br>56.5<br>cm | 29-36<br>cm | 98 cm<br>(+/- regolaz.<br>posteriore<br>e H schienale) | 180 kg |
| BARIATRIC | 65/<br>70 cm   |           |       |             |                   |       |             |             |   |                     |             |  | 250 kg |

15574X10

X-LIGHT CONCEPT



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



## Dettagli



Pedana  
unica



Dettaglio  
in blu



**basculante e pieghevole!!**

**Accessori**  
alle pagine 81

## SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

Carrozzina in alluminio di alta qualità, basculante e pieghevole con telaio a doppia crociera.  
Mai una sedia basculante è stata così semplice da trasportare.

- Telaio pieghevole a doppia crociera in alluminio di alta qualità
- Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi
- Regolazione del baricentro
- Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote anteriori con inclinazione regolabile
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Basculamento della seduta e reclinazione dello schienale
- Spinte laterali in dotazione di serie
- Schienale regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
- Seduta regolabile in altezza e profondità
- Sedile dotato di cuscino in gommapiuma
- Ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- Appoggiatesta ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza, dotate di regolazione tibio-tarsica e cinturino ferma tallone
- Cintura Pelvica inclusa e Poggiatesta incluso
- Cuscino premium con cuneo divaricatore disponibili come accessori
- Pedane appoggiatesta elevabili separate con dispositivo per la trasformazione in pedana unica

### MISURE

|                   |           |           |       |             |  |        |   |             |             |   |             |             |            |   |        |       |     |          |
|-------------------|-----------|-----------|-------|-------------|--|--------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------|---|--------|-------|-----|----------|
|                   |           |           |       |             |  |        |   |             |             |   |             |             |            |   |        |       |     |          |
| 40/43<br>46<br>cm | +26<br>cm | +26<br>cm | 40 cm | 40-50<br>cm | 116 cm<br>(senza<br>ruotine<br>antiribaltamento) | 121 cm | 87 cm<br>(+ reclinaz./<br>basculamento) | 35-50<br>cm | 50-56<br>cm | 44-54<br>cm<br>(44-46<br>cm con<br>rimoz.ruote<br>transito) | 48-52<br>cm | 24-31<br>cm | 1-10<br>cm | 130 cm<br>(+/- regolaz.<br>posteriore<br>e H schienale) | 130 kg | 31 kg | 18° | 90°-142° |

CARROZZINE 73



VISUALIZZA QUI  
I CODICI NOMENCLATORE



### Accessori



COD.15541211  
Spinte laterali  
standard



COD.15541212  
Spinte laterali  
corte



COD.15541213  
Cuneo divaricatore



COD.15501217  
Tavolino attacco doppio



COD.15991000  
Tavolino universale

## SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI AUTOSPINTA e TRANSITO

Seggioloni polifunzionale disponibile in 2 versioni: con ruote da 600 mm e 400 mm.

- Seduta regolabile in profondità e in larghezza
- Braccioli imbottiti regolabili in altezza ed estraibili
- Spondina parabiti imbottita estraibile
- Schienale con scocca rigida asportabile regolabile in altezza, reclinabile fino a 30°
- Basculamento della seduta fino a 26°
- Poggiatesta modellabile, regolabile in altezza, profondità e lateralmente
- Rivestimento di seduta, schienale e poggiatesta in Nylon rinforzato impermeabile
- Ruote posteriori ad estrazione rapida, ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza (nella versione 400mm regolabili solo le ruote anteriori)
- Ruotine antiribaltamento regolabili in altezza
- Perno estraibile per l'abbattimento rapido dello schienale
- Pedane regolabili in altezza e flessione-estensione
- Appoggiagambe elevabili e regolabili in profondità
- Appoggiapiedi regolabili in inclinazione, profondità e altezza
- Pedane appoggiapiedi separate con dispositivo per la trasformazioni in pedana unica
- Regolazione del fulcro del ginocchio in inclinazione
- Piastra ancoraggio per il trasporto in auto/bus
- Spinte laterali swing away disponibili come accessorio

**CODICE MISURA MODELLO**

| CODICE          | MISURA | MODELLO |
|-----------------|--------|---------|
| <b>15544015</b> | 40 cm  | ruote   |
| <b>15544515</b> | 45 cm  | 600 mm  |
| <b>15545015</b> | 50 cm  |         |
| <b>15544010</b> | 40 cm  | ruote   |
| <b>15544510</b> | 45 cm  | 400 mm  |
| <b>15545010</b> | 50 cm  |         |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE

| MISURA | 40/45<br>50<br>cm | +22<br>cm | 40-54<br>cm | 114 cm<br>(senza ruotine<br>antiribaltamento)<br>186 cm<br>(Recl. e Basc.<br>Max. Pedane<br>Max. lungh.<br>e inclinate,<br>Poggiatesta) | 91-123<br>cm<br>(Recl. e Basc.<br>Max. Pedane<br>Max.)<br>87-119<br>cm<br>(Recl. e Basc.<br>Max. Pedane-<br>Max.) | 28-51<br>cm | 63 cm | 42-45<br>cm | 43 cm | 41-45<br>cm | 27-33<br>cm | 100-<br>106/148<br>cm<br>(Poggiatesta) | 148 cm | 136 kg |
|--------|-------------------|-----------|-------------|---|---|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|--|--------|--------|
| 600mm  |                   |           |             |   |   |             |       |             |       |             |             |  |        |        |
| 400mm  |                   |           |             |   |   |             |       |             |       |             |             |  |        |        |

74 CARROZZINE

35 kg



30°



26°





**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



## Accessori


alle pagine  
**82 e 83**

## CARROZZINA AUTOSPINTA LEGGERA


Carrozzina ad autospinta in alluminio studiata appositamente per passaggi stretti grazie alle ruote posteriori posizionate sotto la seduta.

- Telaio pieghevole, stabilizzante, in acciaio verniciato bordeaux
- Braccioli desk, estraibili e ribaltabili
- Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza
- Rivestimento in Nylon lavabile
- La più stretta sul mercato, solo 9.5 cm di ingombro in più rispetto alla seduta

### CODICE MISURA

|                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| <b>15400016</b> | 16"/40 cm | Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi  |
| <b>15400017</b> | 17"/43 cm |   |

### MISURE



13 kg 



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



## Accessori

alle pagine  
82 e 83

## CARROZZINA DA TRANSITO LEGGERA

Carrozzina da transito leggera, ideale per il trasporto di pazienti in spazi ridotti.

- Telaio pieghevole in alluminio
- Schienale abbattibile a metà altezza
- Freni posti direttamente sulle manopole posteriori per facilitare l'utilizzo dell'accompagnatore
- Braccioli fissi
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Appoggiagambe estraibili e ribaltabili, pedane regolabili in altezza dotate di cinturino ferma tallone


### CODICE

**15400000**

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE



11.5 kg  Kg



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



## CARROZZINA DA TRANSITO LEGGERA

Carrozzina da transito leggera.

- Telaio in alluminio verniciato blu
- Freni attivabili anche tramite leva posta sulle maniglie di spinta per facilitare l'utilizzo dell'accompagnatore
- Ruote antiribaltamento per una maggiore sicurezza
- Braccioli ribaltabili ed estraibili
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Appoggiagambe ribaltabili, estraibili, intra ed extra ruotabili
- Pedane regolabili in altezza, dotate di cinturino ferma tallone
- Ruote posteriori da 12"
- Ruote anteriori da 8"

### CODICE MISURA

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>15391016</b> | 16"/40 cm |
| <b>15391017</b> | 17"/43 cm |
| <b>15391018</b> | 18"/46 cm |
| <b>15391020</b> | 20"/50 cm |


Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## Accessori

alle pagine  
82 e 83

### MISURE



13.5 kg



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



## PASSEGGINO POSTURALE

Passeggino per bambini pratico e comodo, con telaio in alluminio, leggero e completamente richiudibile.

- Basculamento
- Reclinazione dello schienale
- Maniglia di spinta regolabile in inclinazione
- Appoggiatesta morbido e regolabile
- Pettorina a 5 punti
- Sostegni laterali per il tronco
- Pedana unica regolabile in altezza
- Cuneo divaricatore
- Riduttori di seduta
- Barra di protezione
- Meccanismo di sbloccaggio rapido per estrazione unità
- Ruote posteriori con freno unidirezionali
- Ruote anteriori piroettanti
- Seduta interscambiabile con possibilità di guida fronte mamma o fronte strada
- Imbottitura lavabile ed asportabile
- Bauletto portaoggetti pieghevole

### CODICE

**15760000**  
**15761000**

### COLORE

ROSSO  
BLU

Questi articoli sono dispositivi medici  
destraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## Dettagli



DIMENSIONI  
GUSCIO:  
102x75x49 cm



DIMENSIONI  
STRUTTURA:  
93x67x47 cm




Tavolino  
di serie



Colore  
BLU

### MISURE



20 kg





VISUALIZZA QUI  
I CODICI NOMENCLATORE



## CARROZZINA AUTOSPINTA PEDIATRICA

Carrozzina ad autospinta da bambino, leggera e pieghevole.

- Telaio a crociera singola in alluminio verniciato
- Ruote posteriori con protezione copri raggi colorata e perno ad estrazione rapida
- Ruote antiribaltamento
- Braccioli imbottiti, regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili
- Schienale e seduta rivestiti in tessuto traspirante
- Schienale regolabile in altezza
- Appoggiagambe estraibili ed intraruotabili
- Pedane regolabili in altezza e dotate di ferma polpacci: nella confezione presente un dispositivo per la trasformazione in pedana unica
- Maniglie di spinta regolabili in altezza

## Accessori

alle pagine  
82 e 83

### WINNER KIDS

#### CODICE MISURA

15390012  
15390014

12\*/30 cm  
14\*/35 cm

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE



30/35  
cm



+20  
cm



+19 cm



29 cm



34 cm



88 cm



71 cm



26-31  
cm



36-  
38.5  
cm



45-47  
cm



46-49  
cm



18-24  
cm



87-103  
cm



80 kg

13.5 kg  Kg

15750000

TWEETY

## CARROZZINA DA TRANSITO

Sedia adatta per il trasporto, compatta e facilmente richiudibile

- Telaio pieghevole in alluminio
- Braccioli lunghi e ribaltabili
- Sedile e schienale in tessuto lavabile
- Schienale abbattibile
- Appoggiatesta estraibili e appoggiatesta regolabili in altezza con cinturino ferma talloni
- Freni posti direttamente sulle maniglie di spinta per facilitare l'utilizzo dell'accompagnatore
- Freno di serie non dotato di sistema di bloccaggio (sistema di bloccaggio acquistabile come accessorio COD.15750091)
- Cintura pelvica di contenimento

### CODICE


**15750000** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE

### MISURE

10 kg



### Accessori



COD. 15750090  
Borsa da trasporto

COD. 15750091  
Kit freno di stazionamento

15740000

# SEDIA DA TRASPORTO

## CARROZZINA DA TRANSITO

Sedia da accompagnatore in alluminio richiudibile, adatta per il trasporto di persone per brevi tratti.

- Telaio in alluminio richiudibile ad ombrello
- Schienale e seduta in Nylon blu
- Cintura pelvica di contenimento, di serie
- Braccioli elevabili
- Pedana unica e fissa
- Fornita di serie di un pratico borsone con maniglie per facilitarne il trasporto in auto
- Dotata di freno di stazionamento

### CODICE

**15740000** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### Accessori

alle pagine  
82 e 83





8.4 kg
















### MISURE








**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE

|   | <b>CODICE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                     | <b>MODELLI COMPATIBILI e MISURE</b>        |
|---|---------------|--|--|
|    | 15549915      | ALZAGAMBE ELEVABILE                    | <b>X-Light HD / Bariatric (coppia)</b>     |
|   | 15549916      | ALZAGAMBE ELEVABILE                    | <b>X-Light Reclining 40-43 cm (coppia)</b> |
|   | 15549917      | ALZAGAMBE ELEVABILE                    | <b>X-Light Reclining 46 cm (coppia)</b>    |
|    | 15549918      | ALZAGAMBE ELEVABILE                    | <b>X-Light Concept 40-43 cm (coppia)</b>   |
|   | 15549919      | ALZAGAMBE ELEVABILE                    | <b>X-Light Concept 46 cm (coppia)</b>      |
|   | 15549920      | CUSCINO PREMIUM CON CUNEO DIVARICATORE | <b>40 cm universale</b>                    |
|  | 15549921      | CUSCINO PREMIUM CON CUNEO DIVARICATORE | <b>43 cm universale</b>                    |
|   | 15549922      | CUSCINO PREMIUM CON CUNEO DIVARICATORE | <b>46 cm universale</b>                    |
|   | 15549923      | POGGIATESTA (ESTENSIONE SCHIENALE)     | <b>X-Light Reclining 40 cm</b>             |
|  | 15549924      | POGGIATESTA (ESTENSIONE SCHIENALE)     | <b>X-Light Reclining 43 cm</b>             |
|   | 15549925      | POGGIATESTA (ESTENSIONE SCHIENALE)     | <b>X-Light Reclining 46 cm</b>             |

# ACCESSORI

|  | CODICE   | DESCRIZIONE   | MODELLI COMPATIBILI  |
|--|----------|---|--|
|                   | 15139901 | PEDANE INCLINAZIONE VARIABILE EASY  | <b>Easy Wheel / Easy Wheel transit / Easy Quick / Easy Quick transit</b>   |
|                   | 15369910 | PEDANE INCLINAZIONE VARIABILE   | <b>Light Top / Light Plus</b>  |
|  | 15359901 | ALZAGAMBE ELEVABILI   | <b>Easy Light / Easy Light transit</b>   |
|                   | 15992018 | PEDANE INCLINAZIONE VARIABILE   | <b>Millenium III / Millenium III Transit / Excel Plus / Transit Plus / Winner Two / Winner Two transit / Winner Two Doppia / Crociera / Winner Two Transit Doppia Crociera / Excel Plus HD / Slim Plus</b> |
|                   | 5301     | CINTURA PETTORALE *<br>            | <b>Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE e SEGGIOLONI POLIFUZIONALI</b>  |
|                  | 5303     | CINTURA PETTORALE A CORPETTO *<br> | <b>Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE e SEGGIOLONI POLIFUZIONALI</b>  |
|                  | 5304     | CINTURA PETTORALE A SCUDO *<br>    | <b>Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE e SEGGIOLONI POLIFUZIONALI</b>  |
|                 | 15991000 | TAVOLINO  | <b>Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE</b>   |
|  |          |   |  Video tutorial Tavolino  |
|  | 15992003 | RUOTE POSTERIORI 24" AUTOSPINTA   | <b>Millenium III Transit / Transit Plus / Winner Two transit / Winner Two Transit Doppia Crociera</b>  |
|    | 15992019 | RUOTE POSTERIORI 12" TRANSITO   | <b>Millenium III / Excel Plus / Winner Two / Winner Two Doppia /Crociera</b>   |

|   | <b>CODICE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>        | <b>MODELLI COMPATIBILI</b>   |
|---|---------------|---------------------------|--|
|   | 15139950      |                           | <b>Easy Wheel / Easy Quick</b>   |
|    | 15359902      | RUOTINE ANTI-RIBALTAMENTO | <b>Easy Light</b>  |
|   | 15992058      |                           | <b>Millenium III / Millenium III Transit / Excel Plus / Transit Plus</b>   |
|    | 159940XX      | POGGIATESTA<br>H 22,5 cm  | <b>Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE</b><br><b>*Excel Plus HD: disponibile solo nella misura 50 cm</b>     |
|   | 15992040      |                           | <b>Millenium III / Millenium III Transit / Excel Plus / Transit Plus</b>   |
|    | 15991018      | BRACCIOLI LUNGHI          | <b>Winner Two / Winner Two transit /</b><br><b>Winner Two Doppia Crociera /</b><br><b>Winner Two Transit Doppia Crociera</b> |
|   | 15992017      | RUOTE<br>ASCENSORE        | <b>Millenium III / Millenium III Transit / Excel Plus / Transit Plus</b>   |
|  | 15993901      | ALZAGAMBE<br>WINNER KIDS  | <b>Winner Kids</b>   |

\*

#### **CODICE**

**5301**  
**5303**  
**5304**

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



# CARROZZINE ELETTRICHE



# LEGENDA ICONE

LARGHEZZA  
SEDUTA



ALTEZZA  
BRACCIOLO



INGOMBRO  
MASSIMO



ALTEZZA  
TOTALE



INGOMBRO  
da CHIUSA



PORTATA



PROFONDITA'  
SEDUTA



PESO



PROFONDITA'  
TOTALE



REGOLAZIONE  
profondità  
SEDUTA



PROFONDITA'  
senza  
PEDANE



REGOLAZIONE  
inclinaz.  
SCHIENALE



DISTANZA  
SEDUTA-  
PEDANA



PENDENZA



ALTEZZA  
SCHIENALE



BASCULA-  
MENTO



ALTEZZA  
POSTERIORE  
seduta



ALTEZZA  
ANTERIORE  
seduta





**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| VELOCITA' MASSIMA | 6 km/h              |
| BATTERIE          | 2x12V 36Ah          |
| AUTONOMIA         | 30 km               |
| CARICABATTERIE    | HP 24V 5Ah          |
| RUOTE ANTERIORI   | 8" pneumatiche      |
| RUOTE POSTERIORI  | 12.5" pneumatiche   |
| MOTORI            | Potenza max 2x450 W |


**CARROZZINE ELETTRICHE PIEGHEVOLI**

Carrozzine elettriche OLYMPIA per uso interno e OLYMPIA LUX per uso esterno.















- Telaio pieghevole e schienale abbattibile a metà per ridurre l'ingombro
- Schienale tensionabile completo di copertura
- Cuscino seduta completo di tasca porta oggetti
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza con spondina proteggi abiti
- Appoggiagambe ribaltabili, estraibili, intraruotabili, con fascia reggipolpacci regolabile
- Pedane regolabili in flessione-estensione e in altezza
- Cintura pelvica e routine anti-ribaltamento di serie
- Possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro
- Luci di posizione e indicatori di direzione (solo Olympia con luci)

**CODICE MISURA**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>17000030</b> | 16" |
| <b>17000031</b> | 18" |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi 

**MISURE**

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>40/46 cm</b><br>+3 cm per parte (Braccioli)                                     | <b>+22 cm</b><br>+ Reg. Braccioli   | <b>41 cm</b>  | <b>40 cm</b>  | <b>112-116 cm</b>   | <b>87-90 cm</b><br>(Antiribaltamento)   | <b>36-47 cm</b>   | <b>48 cm</b>  | <b>43 cm</b>  | <b>45 cm</b>   | <b>19-28 cm</b>   | <b>95 cm</b>  | <b>120 kg</b>   | <b>70 kg</b>  |

6°





VISUALIZZA QUI  
I CODICI NOMENCLATORE



Video  
tutorial



## Accessori



Staffa Joystick  
per accompagnatore  
COD. 17993050

COD. 17993006  
Alzagambe per Olympia

**CODICE**      **MISURA**

**17000032**      16"

**17000033**      18"

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## MISURE



**40/46**  
cm  
+3 cm  
per parte  
(Braccioli)



**+22**  
cm  
+ Reg.  
Braccioli



**41 cm**



**40 cm**



**112-116**  
cm



**87-90**  
cm  
(Antiribaltamento)



**36-47**  
cm



**48 cm**



**43 cm**



**45 cm**



**19-28**  
cm



**95 cm**



**120 kg**

**70 kg**



**6°**





**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



Meccanismo di chiusura  
incredibilmente semplice.  
La Butterfly più leggera!!

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |        |
|-------------------|--------|
| VELOCITA' MASSIMA | 6 km/h |
| BATTERIE          | 12 Ah  |
| AUTONOMIA         | 15 km  |
| MOTORE            | 2x140w |
| RUOTE ANTERIORI   | 7"     |
| RUOTE POSTERIORI  | 10"    |

## CARROZZINA ELETTRICA PIEGHEVOLE


Carrozzina elettrica pieghevole, estremamente leggera e facile da gestire: il suo sistema di chiusura innovativo e il design minimale la rendono un prodotto unico nel suo genere.

- Si apre e si chiude molto più facilmente di ogni altra carrozzina elettrica pieghevole grazie ad un sistema completamente nuovo
- Misure e peso ridotto per garantire la massima trasportabilità
- Meccanismo di chiusura incredibilmente semplice
- Design minimale per ridurre peso e ingombri
- Joystick destro o sinistro
- Ruotine antiribaltamento di serie
- Batteria a scomparsa
- Pedana richiudibile
- Ruote posteriori piene da 10" ad aderenza migliorata
- Sistema di ammortizzazione centrale


Prodotto in distribuzione.

### CODICE

**PL001-7002**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi 

### MISURE



con batteria **23 kg**  
senza batteria **20 kg**



10°



# BUTTERFLY. SMART



## DOTAZIONI DI SERIE



SISTEMA  
DI AMMORTIZZAZIONE  
CENTRALE



BRACCIOLO  
RIBALTABILE



RUOTINE DA  
TRASPORTO



BATTERIA  
A SCOMPARSA

## Accessori

COD. 17994076  
RUOTINE per  
caricamento  
in auto

COD. 17994079  
SCHIENALE  
PREMIUM

COD. 17994080  
ATTACCO JOYSTICK  
per accompagnatore

COD. 17994078  
CUSCINO  
PREMIUM



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |        |
|-------------------|--------|
| VELOCITA' MASSIMA | 6 km/h |
| BATTERIE          | 12 Ah  |
| AUTONOMIA         | 15 km  |
| MOTORE            | 2x250w |
| RUOTE ANTERIORI   | 8"     |
| RUOTE POSTERIORI  | 12"    |

## CARROZZINA ELETTRICA PIEGHEVOLE Gold

Prodotto in distribuzione.

Butterfly Pro è la carrozzina elettrica pieghevole più solida, completa e tecnica sul mercato: i braccioli regolabili in altezza e profondità, la pedana regolabile e lo schienale sia reclinabile che prolungabile, la rendono adattabile alle esigenze di ogni utilizzatore. Il sistema di chiusura semplice, solido e preciso permette di richiudere rapidamente Butterfly Pro e di trasportarla facilmente a mano o riporla in qualsiasi auto.

- Schienale reclinabile dall'utilizzatore e regolabile in altezza
- Braccioli regolabili in altezza e profondità
- Pedane separate regolabili
- Meccanismo di chiusura semplice e preciso
- Joystick destro o sinistro con display LCD
- Ruotine antiribaltamento di serie
- Pedana richiudibile
- Ruote posteriori piene da 12" ad aderenza migliorata
- Ruote anteriori piene da 7" con forcelle dotate di sospensioni
- Pratica borsa portaoggetti
- Poggiatesta di serie


### CODICE

**PL001-6002**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE



35 kg

12°

35°



## DOTAZIONI DI SERIE



RECLINAZIONE  
SCHIENALE



BRACCIOLO REGOLABILE  
in altezza e profondità



BORSA  
PORTAOGGETTI



JOYSTICK LCD



AMMORTIZZATORI



BATTERIA ESTRAIBILE

## Accessori



COD. 17994028  
ATTACCO JOYSTICK  
per accompagnatore



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| VELOCITA' MASSIMA | 6 km/h         |
| BATTERIE          | Lithium 25 Ah  |
| PESO BATTERIE     | 3.9 Kg         |
| AUTONOMIA         | 15 km          |
| CONTROLLER        | P&G nVR2 BLP40 |
| RUOTE             | 7"x2"          |
| MOTORE            | 540 W          |
| POTENZA MAX       | 300 W          |


**CARROZZINA ELETTRICA PIEGHEVOLE**

Carrozzina elettrica pieghevole, leggera e pratica da trasportare.

- Struttura in lega leggera, richiudibile con poche manovre
- Batteria al litio che garantisce un'elevata autonomia
- Valigetta batteria rimovibile che ne consente la ricarica anche all'esterno della carrozzina
- Sedile con schienale abbattibile completo di braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza
- Luci a led anteriori e posteriori
- 4 Ruote pneumatiche
- Joystick installabile sia sul bracciolo destro che sul bracciolo sinistro
- grande manovrabilità anche in spazi chiusi.
- 4 Ruote pneumatiche

**CODICE****13610012**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi

**MISURE**

con batteria **34 kg**  
senza batteria **29 kg**



6°





**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



## Accessori



COD. 17991050  
Alzagambe per Rocket 3

### Sistema poggiatesta avvolgente

COD. NE-40880

COD. NE-MOD-0901

(Blochetto per poggiatesta)

### Poggiatesta a contenimento regolabile

COD. 17991082

### Staffe fissaggio posteriore joystick

COD. 17991081

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| VELOCITA' MASSIMA | 6 km/h            |
| BATTERIE          | 2x12V 50Ah        |
| AUTONOMIA         | 30 km             |
| CARICABATTERIE    | HP 24V 5Ah        |
| RUOTE ANTERIORI   | 9" pneumatiche    |
| RUOTE POSTERIORI  | 13.5" pneumatiche |
| MOTORI            | 2x450 W           |

## CARROZZINA ELETTRICA

Carrozzina compatta ideale per uso **esterno**, con telaio interamente regolabile in larghezza.

- Schienale tensionabile completo di copertura
- Sistema di basculamento elettronico da 0° a 23°
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza, dotati di spondina parabiti
- Pedane regolabili in flessione-estensione e in altezza
- Cintura pelvica e ruote anti-ribaltamento di serie
- Possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro
- Seduta e schienale regolabili in larghezza

## CODICE

**17000010**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## MISURE

|  |                                   |  |  |                                       |                 |              |              |              |                 |               |               |  |
|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--|
|  |                                   |  |  |                                       |                 |              |              |              |                 |               |               |  |
| <b>40/50 cm</b><br>+6 cm per parte (braccioli) | <b>+20 cm</b><br>+ reg. braccioli | <b>42-45 cm</b><br>+6 cm (reg. pedane) | <b>100 cm</b> (Senza Ruotine Antiribalt.)<br><b>113 cm</b> (140cm con comando esteso Basc. e Recl.max) | <b>78 cm</b> (94cm Basc. e Recl. Max) | <b>35-47 cm</b> | <b>54 cm</b> | <b>49 cm</b> | <b>50 cm</b> | <b>28-34 cm</b> | <b>107 cm</b> | <b>135 kg</b> |  |

con batteria **100 kg**  
senza batteria **60 kg**



**30°**

**10°**

**23°**



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



Staffe fissaggio  
posteriore Joystick  
disponibile come **Accessorio**  
COD. 17991081

## Accessori



**Sistema poggiatesta  
avvolgente**  
COD. NE-40880  
COD. NE-MOD-0901  
(Bocchetto per poggiatesta)  
**Poggiatesta a contenimento  
regolabile**  
COD. 17991082

COD. 17991050 Alzagambe

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| VELOCITA' MASSIMA | 6 km/h            |
| BATTERIE          | 2x12V 50Ah        |
| AUTONOMIA         | 30 km             |
| CARICABATTERIE    | HP 24V 5Ah        |
| RUOTE ANTERIORI   | 9" pneumatiche    |
| RUOTE POSTERIORI  | 13.5" pneumatiche |
| MOTORE            | 2x450 W           |


## CARROZZINA ELETTRICA PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica compatta per uso esterno. Questo modello è equipaggiato con un sistema di sospensioni progettato per superare superfici non omogenee, terreni accidentati, sentieri e ostacoli. La particolare tecnologia del telaio assicura grande stabilità durante la guida: Rocket 4 è in grado di scendere in totale sicurezza da barriere alte fino a 14 cm e di garantire un elevato livello di comfort anche sui terreni più difficili.














- Schienale tensionabile completo di copertura, regolabile in altezza
- Seduta regolabile in profondità e larghezza
- Cuscino seduta regolabile per seguire le variazioni di larghezza
- Sistema di basculamento elettronico da 0° a 23°
- Sistema di regolazione dell'inclinazione manuale dello schienale da 0° a 30°
- Braccioli estraibili, regolabili in altezza e larghezza, dotati di spondina para abiti
- Appoggiagambe regolabili in profondità, ribaltabili, estraibili, intraruotabili con fascia reggipolpacci regolabile
- Appoggiapiedi in flessione-estensione e in altezza: possono essere unite per formare una pedana unica
- Cintura pelvica e routine anti-ribaltamento di serie
- Possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro

### CODICE

**17000050**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi 

### MISURE

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>40-50 cm</b><br>+6 cm per parte (braccioli)                                     | <b>+20 cm</b><br>+ reg. braccioli   | <b>42-47 cm</b><br>+6 cm (reg. pedane)  | <b>100-113 cm</b><br>(140cm con basculam.e recl.max e pedane allungate)             | <b>78 cm</b><br>(98cm con basculam.e recl.max)                                      | <b>35-47 cm</b>   | <b>54 cm</b>  | <b>49 cm</b>  | <b>50 cm</b>  | <b>28-34 cm</b>  | <b>107 cm</b>   | <b>135 kg</b>   |   |

100 kg 

30° 

10° 

23° 





**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



- Reclinazione elettronica dello schienale.
- Basculamento elettronico.
- Pedane elevabili elettronicamente.

## Accessori

### Sistema poggiatesta

COD. NE-40880  
(Poggiatesta avvolgente)  
COD. NE-MOD-0901  
(Blochetto per poggiatesta)

### Staffe fissaggio posteriore joystick

COD. 17991081

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| VELOCITA' MASSIMA | 6 km/h            |
| BATTERIE          | 2x12V 50Ah        |
| AUTONOMIA         | 30 km             |
| CARICABATTERIE    | HP 24V 5Ah        |
| RUOTE ANTERIORI   | 8,5" pneumatiche  |
| RUOTE POSTERIORI  | 13,5" pneumatiche |
| MOTORI            | 2x450 W           |


## CARROZZINA ELETTRICA

Carrozzina compatta ideale per uso **esterno**, progettata per chi necessita di maggiore supporto grazie ai suoi avanzati sistemi di controllo elettronico della postura.













- Schienale tensionabile completo di copertura
- Sistema di basculamento elettronico da 0° a 23°
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza, dotati di spondina parabiti
- Pedane regolabili in flessione-estensione e in altezza
- Cintura pelvica e routine anti-ribaltamento di serie
- Possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro
- Sistema di regolazione dell'inclinazione elettronica dello schienale da 0° a 30°
- Alzagambe regolabili elettronicamente con reggipolpacci regolabili

## CODICE

**17000012**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi 

## MISURE

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>40 cm</b><br>+6 cm<br>per parte<br>(braccioli)                                  | <b>+20 cm</b><br>+ reg.<br>braccioli  | <b>42-45 cm</b><br>+6 cm<br>(reg.<br>pedane)  | <b>112-115 cm</b><br>(115cm<br>con basculam.e<br>recl.max)                          | <b>82 cm</b><br>(125cm<br>con basculam.e<br>recl.max)                               | <b>38-45 cm</b>   | <b>54 cm</b>  | <b>46 cm</b>  | <b>51 cm</b>  | <b>28-34 cm</b>  | <b>110 cm</b>   | <b>135 kg</b>   |

con batteria **100 kg**  
senza batteria **60 kg** 

**30°** 

**10°** 

**23°** 



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| VELOCITA' MASSIMA | 6 km/h          |
| BATTERIE          | 2x12V 50Ah      |
| AUTONOMIA         | 30 km           |
| CARICABATTERIE    | HP 24V 5Ah      |
| RUOTE ANTERIORI   | 8" pneumatiche  |
| RUOTE POSTERIORI  | 12" pneumatiche |

## CARROZZINA ELETTRICA PER BAMBINO

Carrozzina elettrica da bambino compatta ideale per uso sia interno che esterno.

- Schienale tensionabile.
- Seduta e schienale regolabile in profondità e in larghezza
- Sistema di basculamento elettronico da 0° a 23° e sistema di regolazione dell'inclinazione dello schienale manuale
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza
- Pedane regolabili in profondità e in altezza, ribaltabili, estraibili; possono essere unite per formare una pedana unica
- Luci di posizione e indicatori di direzione

#### CODICE

**17000020**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



#### MISURE

|          |        |                            |           |       |          |       |       |       |          |       |       |
|----------|--------|----------------------------|-----------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
|          |        |                            |           |       |          |       |       |       |          |       |       |
| 30-40 cm | +30 cm | 40 cm<br>+6 cm<br>(Pedane) | 92-100 cm | 78 cm | 24-30 cm | 40 cm | 46 cm | 48 cm | 22-25 cm | 93 cm | 90 kg |

con batteria **83 kg**



30°

10°

30°



**VISUALIZZA QUI**  
I CODICI NOMENCLATORE



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| VELOCITA' MASSIMA | 5.6 km/h                     |
| BATTERIE          | 2 x 12V 12 Ah/Optional 20 Ah |
| AUTONOMIA         | 12-16 km                     |
| CARICABATTERIE    | HP 24V 5Ah                   |
| RUOTE ANTERIORI   | 6" pneumatiche               |
| RUOTE POSTERIORI  | 8" pneumatiche               |
| MOTORE            | 200 Watt                     |

## CARROZZINA ELETTRONICA

Carrozzina elettronica, compatta per uso interno.

- Sedile morbido e imbottito
- Braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza (6 cm per parte)
- Sistema di rotazione della seduta
- Pedana ripiegabile
- Sedile rimovibile e schienale abbattibile per facilitare il trasporto in auto
- Ruote pneumatiche
- Ruote anteriori da 6"
- Ruote posteriori da 8"

#### CODICE

#### 202C

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



#### MISURE

|       |       |       |       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|       |       |       |       |       |       |       |        |
| 45 cm | 59 cm | 45 cm | 84 cm | 30 cm | 52 cm | 22 cm | 136 kg |

con batteria **58 kg**  
senza batteria **44.7 kg**



**CARATTERISTICHE TECNICHE ERCOLINO**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| VELOCITA' MASSIMA                   | 6.4 km/h         |
| BATTERIA<br>piombo-acido, sigillata | 12V 12 Ah x 2    |
| AUTONOMIA                           | 16 km            |
| CARICABATTERIE                      | 2A 24V in uscita |
| MOTORE                              | 24V 150W/200W C  |

**CARATTERISTICHE TECNICHE ERCOLINO SMART**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| VELOCITA' MASSIMA                   | 5 km/h           |
| BATTERIA<br>piombo-acido, sigillata | 12V 20 Ah        |
| AUTONOMIA                           | 16 km            |
| CARICABATTERIE                      | 3A 12V in uscita |
| MOTORE                              | 12V 100W CC      |

**PROPULSORE ELETTRICO**

Propulsore elettrico per carrozzine che consente all'accompagnatore di avere un aiuto nella spinta della carrozzina, specialmente in caso di salite e pendenze ripide.

- Funzionamento pari a quello dei motori delle carrozzine elettroniche con possibilità di regolare la velocità in discesa, frenando con il freno motore
- Tubolare telescopico (37,5-50 cm) che consente un facile montaggio su carrozzine con seduta fino a 50 cm di larghezza
- **NON compatibile con il modello Slim Plus**
- Disponibile in due versioni: si prega di consultare la tabella tecnica di seguito riportata in alto a destra nella pagina

Prodotto in distribuzione.

| <b>CODICE</b>    | <b>MODELLO</b> |
|------------------|----------------|
| <b>PS-HA</b>     | ERCOLINO       |
| <b>PS-ECO II</b> | ERCOLINO SMART |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

**NOTA BENE**

Sui modelli di carrozzine a doppia crociera Ercolino potrebbe sporgere posteriormente.

ERCOLINO: **19.2 kg**  
ERCOLINO SMART: **14 kg**



6°



ERCOLINO carrozzina + utente: **135 kg**  
ERCOLINO SMART carrozzina + utente: **115 kg**



# SCOOTER



# LEGENDA ICONE

LARGHEZZA TOTALE



LUNGHEZZA TOTALE



PENDENZA



CARICO MASSIMO  
DI UTILIZZO



PESO



SCOOTER VELOCE



SCOOTER ADATTO  
PER AFFRONTARE  
PENDENZE



SCOOTER PIEGHEVOLE



SCOOTER

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| COLORI DISPONIBILI | Blu e Rosso            |
| ALTEZZA TOTALE     | 92 cm                  |
| RUOTE ANTERIORI    | 177.8 mm x 63.5 mm     |
| RUOTE POSTERIORI   | 203.2 mm x 76.2 mm     |
| VELOCITA' MAXI     | 8 km/h                 |
| AUTONOMIA          | 18 Km                  |
| BATTERIE           | 12 Ah                  |
| POTENZA MASSIMA    | 500 W                  |
| CENTRALINA         | Dynamic 50A Controller |

**SCOOTER ELETTRICO**

Prodotto in distribuzione.






Scoter elettrico dalle dimensioni ridotte, estremamente maneggevole anche in spazi chiusi.

- Disponibile in due colori: rosso e blu
- 4 ruote in gomma piena
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Braccioli regolabili in larghezza e ribaltabili
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Pratica valigetta porta batterie, facilmente removibile, per poterla ricaricare separatamente dallo scooter

| <b>CODICE</b>  | <b>COLORE</b> |
|----------------|---------------|
| <b>C020426</b> | BLU           |
| <b>C020425</b> | ROSSO         |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

**MISURE**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 49 cm   | 100 cm  | 10 °  | 120 kg  | 48 kg   |

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121

metti foto con Logo Wimed

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ALTEZZA TOTALE   | 84 cm                  |
| RUOTE ANTERIORI  | 177.8 mm x 63.5 mm     |
| RUOTE POSTERIORI | 203.2 mm x 76.2 mm     |
| VELOCITA' MAXI   | 8 km/h                 |
| AUTONOMIA        | 18 Km                  |
| BATTERIE         | 12 Ah                  |
| POTENZA MASSIMA  | 500 W                  |
| CENTRALINA       | Dynamic 50A Controller |

**SCOOTER ELETTRICO**

Prodotto in distribuzione.






Scoter elettrico dalle dimensioni ridotte, estremamente maneggevole anche in spazi chiusi.

- 4 ruote in gomma piena
- Manubrio ampiamente regolabile
- Piantone dello sterzo regolabile in larghezza
- Braccioli regolabili in larghezza
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Pratica valigetta porta batterie, facilmente removibile, per poterla ricaricare separatamente dallo scooter
- Cestino porta oggetti di serie

**CODICE****SW-1000S/202**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi

**MISURE**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 49 cm   | 100 cm  | 10 °  | 120 kg  | 48 kg   |

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121





**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ALTEZZA               | 99 cm   |
| VELOCITA' MAX         | 12 km/h   |
| DIMENSIONE PNEUMATICI | 10"x3,5"  |
| AUTONOMIA             | 30 km (tolleranza +/- 5 km in base a peso utilizzatore, terreno e velocità) |
| BATTERIE              | 2 Batterie 12V/38Ah   |

**SCOOTER ELETTRICO**

Scoter dal design moderno di medie dimensioni.

- 4 ruote pneumatiche
- Sterzo regolabile in inclinazione
- Sedile con schienale, ruotabile e completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e in larghezza
- 2 specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Ruote anteriori e posteriori dotate di ammortizzatori dedicati
- Cestino portaoggetti anteriore di serie
- Sedile smontabile e abbattimento manubrio per riduzione ingombri
- Distanza regolabile tra sedile e sterzo
- Display con indicazione dati di guida e stato di carica della batteria

Prodotto in distribuzione.

**CODICE**

**SW1260**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



**MISURE**

|       |        |     |        |       |
|-------|--------|-----|--------|-------|
|       |        |     |        |       |
| 65 cm | 128 cm | X ° | 160 kg | 86 kg |

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121



Rosso brillante



Bianco

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |  |
|---------------------|--|
| H PEDANA DA TERRA   | 12 cm  |
| H SEDILE DA TERRA   | 62 cm  |
| H PEDANA-SEDILE     | 46 cm  |
| LARGHEZZA SEDUTA    | 50 cm  |
| RUOTE ANTERIORI     | 300-4  |
| RUOTE POSTERIORI    | 300-4  |
| VELOCITA' MAX       | 10 km/h  |
| AUTONOMIA           | 25 Km batterie standard<br>35 Km batterie potenziate |
| BATTERIE            | 2 da 12 V 36 Ah                                      |
| BATTERIE POTENZIATE | 2 da 12V 50 Ah (opzionali)                           |
| POTENZA MASSIMA     | 940 W  |
| CENTRALINA          | Dynamic Rhino II S<br>Drive 70Ah                     |

## SCOOTER ELETTRICO

Scoter classico di medie/piccole dimensioni, dal design semplice e adatto a persone di tutte le età.

- 4 ruote pneumatiche
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile con schienale abbattibile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- 1 specchietto retrovisore
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Sedile smontabile e abbattimento manubrio per riduzione ingombri
- Caricabatterie esterno da 5Ah
- Supera ostacoli fino a 6 cm
- Sedile regolabile in altezza e profondità
- Cestino portaoggetti anteriore di serie

Prodotto in distribuzione.






## CODICE COLORE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>M4JRH/10/18</b> | ROSSO  |
| <b>M4JRH/10/54</b> | BLU    |
| <b>M4JRH/10/91</b> | BIANCO |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## MISURE

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 58 cm   | 120 cm  | 8 °   | 160 kg  | con batterie: 89 kg<br>senza batterie: 65 kg  |

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ALTEZZA                  | 108 cm  |
| ALTEZZA SCHIENALE        | 74 cm   |
| ALTEZZA BRACCIOLI-SEDILE | 26 cm   |
| H PEDANA-SEDILE          | 49 cm   |
| LARGHEZZA SEDUTA         | 50 cm   |
| PROFONDITA' SEDILE       | 48 cm   |
| 4 RUOTE                  | 330.2x88.9 mm<br>Pneumatiche  |
| VELOCITA' MAX            | 15 km/h   |
| AUTONOMIA                | 40 km (tolleranza +/- 5 km<br>in base a peso utilizzatore,<br>terreno e velocità) |
| BATTERIE                 | 12V/50ah  |
| CARICABATTERIE           | 120-230V/24V/SA   |
| MOTORE                   | 24V/800W picco<br>di potenza 1600W  |

**SCOOTER ELETTRICO**

Prodotto in distribuzione.






Scoter classico di medie/piccole dimensioni, dal design semplice e adatto a persone di tutte le età.

- Sterzo regolabile in inclinazione
- Sedile con schienale, ruotabile e completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e in larghezza
- 2 specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Ruote anteriori e posteriori dotate di ammortizzatori dedicati
- Cestino portaoggetti anteriore di serie
- Sedile smontabile e abbattimento manubrio per riduzione ingombri
- Distanza regolabile tra sedile e sterzo
- Display con indicazione dati di guida e stato di carica della batteria

**CODICE****SW1400**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi

**MISURE**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 71 cm   | 140 cm  | 15 °  | 150 kg  | 124.5 kg  |

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121



Silver



Rosso brillante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| H PEDANA-SEDILE  | 48 cm                         |
| RUOTE ANTERIORI  | 11" x 4"                      |
| RUOTE POSTERIORI | 11" x 4"                      |
| VELOCITA' MAXI   | 10 km/h                       |
| AUTONOMIA        | 30 Km                         |
| BATTERIE         | 12V 50 Ah                     |
| MOTORE           | 700 W 4800 rpm                |
| CENTRALINA       | Dynamic Rhino II S Drive 70Ah |

## SCOOTER ELETTRICO

Scoter classico, semplice e adatto a persone di tutte le età.

- 4 ruote pneumatiche
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile con schienale abbattibile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 1 specchietto retrovisore
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Cestino portaoggetti anteriore di serie
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa, velocità

Prodotto in distribuzione.

## CODICE

**M4P6 RED**

**M4P6 SILVER**

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## MISURE



67 cm



138 cm



6 °



135 kg



con 2 batterie 50 Ah:  
senza batterie:

**106 kg**  
**76 kg**

## Accessori

alle pagine  
120 e 121

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |  |
|---------------------|--|
| COLORI DISPONIBILI  | Rosso  |
| H PEDANA DA TERRA   | 22 cm  |
| H SEDILE DA TERRA   | 70 cm  |
| H PEDANA-SEDILE     | 45 cm  |
| LARGHEZZA SEDUTA    | 46 cm  |
| RUOTE ANTERIORI     | 75x203 mm / 3"x8"<br>Pneumatiche                     |
| RUOTE POSTERIORI    | 75x203 mm / 3"x8"<br>Pneumatiche                     |
| VELOCITA' MAX       | 12.8 km/h  |
| AUTONOMIA           | 31 Km batterie standard<br>43 Km batterie potenziate |
| BATTERIE            | 2 da 12 V 50 Ah                                      |
| BATTERIE POTENZIATE | 2 da 12 V 75 Ah                                      |
| POTENZA MASSIMA     | 1600 W   |
| CENTRALINA          | Dynamic Rhino II S<br>Drive 110Ah                    |

**SCOOTER ELETTRICO**

Prodotto in distribuzione.

Scoter dal design moderno di medie dimensioni.

- 4 ruote pneumatiche
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac
- Cestino portaoggetti anteriore di serie

**CODICE****L4D**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi

**MISURE**

68 cm



143 cm



8 °



160 kg



con 2 batterie 50 Ah standard:  
con 2 batterie 75 Ah standard:  
senza batterie:

**121 kg**  
**143 kg**  
**91 kg**

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121



Grigio

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| H PEDANA DA TERRA | 22 cm                          |
| H SEDILE DA TERRA | 70 cm                          |
| H PEDANA-SEDILE   | 45 cm                          |
| LARGHEZZA SEDUTA  | 46 cm                          |
| RUOTE ANTERIORI   | 100/55-10                      |
| RUOTE POSTERIORI  | 100/55-10                      |
| VELOCITA' MAX     | 15 km/h                        |
| AUTONOMIA         | 34 Km batterie potenziate      |
| BATTERIE          | 2 da 12 V 75 Ah                |
| POTENZA MASSIMA   | 2600 W                         |
| CENTRALINA        | Dynamic Rhino II S Drive 160Ah |

## SCOOTER ELETTRICO

Scoter dal design sportivo.

- 4 ruote pneumatiche
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Prestazioni elevate grazie al potente motore da 2600 W
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac

Prodotto in distribuzione.

### CODICE COLORE

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>L4B</b>    | GRIGIO          |
| <b>L4B/18</b> | ROSSO BRILLANTE |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE

|              |               |             |               |   |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---|
|              |               |             |               |   |
| <b>73 cm</b> | <b>160 cm</b> | <b>10 °</b> | <b>180 kg</b> | con 2 batterie 50 Ah:<br>senza batterie: <b>170 kg</b><br><b>112 kg</b> |

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| COLORI DISPONIBILI | Grigio          |
| H PEDANA DA TERRA  | 22 cm           |
| H SEDILE DA TERRA  | 70 cm           |
| H PEDANA-SEDILE    | 45 cm           |
| LARGHEZZA SEDUTA   | 46 cm           |
| RUOTE ANTERIORI    | 100/55-10       |
| RUOTE POSTERIORI   | 100/55-10       |
| VELOCITA' MAX      | 12 km/h         |
| AUTONOMIA          | 34 Km           |
| BATTERIE           | 2 da 12 V 75 Ah |
| POTENZA MASSIMA    | 2600 W          |
| CENTRALINA         | S-Drive 160A    |

## SCOOTER ELETTRICO

Prodotto in distribuzione.

Scoter dal design sportivo, proposto in una versione studiata per adattare pendenze importanti.

- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac
- 4 ruote pneumatiche
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Prestazioni elevate in salita grazie al potente motore da 2600 W con riduttore 25:1

#### CODICE

#### WT-L4B

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



**Adatto per affrontare PENDENZE**

#### MISURE



73 cm



160 cm



12 °



180 kg



con 2 batterie 75 Ah:  
senza batterie:

170 kg  
112 kg

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| H PEDANA DA TERRA | 20 cm           |
| H SEDILE DA TERRA | 70 cm           |
| H PEDANA-SEDILE   | 50 cm           |
| LARGHEZZA SEDUTA  | 50 cm           |
| RUOTE ANTERIORI   | 100/60-8        |
| RUOTE POSTERIORI  | 115/55-8        |
| VELOCITA' MAXT    | 13 km/h         |
| AUTONOMIA         | 45 Km           |
| BATTERIE          | 2 da 12 V 75 Ah |
| POTENZA MASSIMA   | 1400 W          |
| CENTRALINA        | S-Drive 120A    |

## SCOOTER ELETTRICO

Prodotto in distribuzione.

Scooter dalla linea moderna ed elegante.

- 4 ruote pneumatiche con cerchi in lega a 5 razze
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa, velocità
- Prestazioni ottimali tra potenza del motore e rapporto del motoriduttore
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac






#### CODICE

**14219067**

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



#### MISURE

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>72 cm</b>  | <b>142 cm</b>   | <b>6°</b>   | <b>160 kg</b>   | con 2 batterie 75 Ah:<br>senza batterie: <b>135 kg</b><br><b>95 kg</b>              |

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121





#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| H PEDANA DA TERRA | 20 cm           |
| H SEDILE DA TERRA | 60 cm           |
| H PEDANA-SEDILE   | 50 cm           |
| LARGHEZZA SEDUTA  | 56 cm           |
| RUOTE ANTERIORI   | 100/60-8        |
| RUOTE POSTERIORI  | 115/55-8        |
| VELOCITA' MAX     | 15 km/h         |
| AUTONOMIA         | 45 Km           |
| BATTERIE          | 2 da 12 V 75 Ah |
| POTENZA MASSIMA   | 1400 W          |
| CENTRALINA        | S-Drive 140A    |

## SCOOTER ELETTRICO

Prodotto in distribuzione.

Versione sportiva dello scooter modello Vita: il più veloce di tutta la gamma.

- Rapporto di trasmissione del riduttore 20:1 che permette una velocità massima più elevata
- 4 ruote pneumatiche con cerchi in lega a 5 razze
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile, reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino avviso di retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa, velocità
- Disponibile come accessorio la cappottina Scooterpac

#### CODICE

**14219058**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



**Scooter VELOCE**

#### MISURE



**72 cm**



**142 cm**



**6 °**



**160 kg**



con batterie:  
senza batterie:

**135 kg**  
**95 kg**

## Accessori

alle pagine  
**120 e 121**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| COLORI DISPONIBILI | Rosso           |
| H PEDANA DA TERRA  | 25 cm           |
| H SEDILE DA TERRA  | 70 cm           |
| H PEDANA-SEDILE    | 50 cm           |
| LARGHEZZA SEDUTA   | 50 cm           |
| RUOTE ANTERIORI    | 120/60-8        |
| RUOTE POSTERIORI   | 160/40 -10      |
| VELOCITA' MAX      | 15 km/h         |
| AUTONOMIA          | 45 Km           |
| BATTERIE           | 2 da 12 V 75 Ah |
| POTENZA MASSIMA    | 1800 W          |
| CENTRALINA         | S-Drive 200A    |

**SCOOTER ELETTRICO**

Prodotto in distribuzione.






Scoter sportivo, dal design accattivante, versione fuoristrada del modello Vita S12.

- Scooter equipaggiato con ruote larghe da fuoristrada e rollbar posteriore, per la massima sicurezza anche su sterrati e strade di campagna.
- 4 ruote pneumatiche con cerchi in lega a 5 razze
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso di retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni sull'autonomia della batteria, distanza percorsa e velocità
- Rollbar posteriore di protezione
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Disponibile come accessorio la cappottina Scooterpac

**CODICE****14219022**

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

**MISURE**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <b>79 cm</b>  | <b>162 cm</b>   | <b>6 °</b>  | <b>160 kg</b>   | con 2 batterie 75 Ah:<br>senza batterie: <b>135 kg</b><br><b>95 kg</b>              |

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121



**Disponibile  
anche con  
seduta doppia**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |   |
|--------------------|---|
| COLORI DISPONIBILI | Bianco  |
| H DA TERRA         | 23 cm   |
| H SEDILE DA TERRA  | 70 cm   |
| H PEDANA-SEDILE    | 44 cm   |
| LARGHEZZA SEDUTA   | 51 cm   |
| RUOTE ANTERIORI    | 100/80-10   |
| RUOTE POSTERIORI   | 100/90-10   |
| VELOCITA' MAX      | 15 km/h   |
| AUTONOMIA          | 40 Km (con batterie da 75Ah)<br>50 Km (con batterie da 100Ah) |
| BATTERIE           | 2 DA 75/100 Ah  |
| POTENZA MASSIMA    | 2600 W  |
| CENTRALINA         | Dynamic 180A  |

## SCOOTER ELETTRICO

Scoter dalle dimensioni notevoli e dall'evidente robustezza ma, estremamente confortevole, agile e scattante.

- 4 ruote pneumatiche con battistrada largo che garantisce un miglior comfort
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Schienale reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Bracciali ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- 2 specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa e velocità
- Freno stazionamento aggiuntivo oltre il classico elettrofreno
- Prestazioni ottimali tra potenza del motore e rapporto del motoriduttore

## MISURE

|       |        |      |        |                                  |
|-------|--------|------|--------|----------------------------------|
|       |        |      |        |                                  |
| 73 cm | 175 cm | 10 ° | 180 kg | con batterie:<br>senza batterie: |
|       |        |      |        | <b>182 kg</b><br><b>146 kg</b>   |

Prodotto in distribuzione.

## CODICE

**L4BF HS** seduta singola

**L4BF HD** seduta doppia

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**Adatto  
per affrontare  
PENDENZE**

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121



## Dettaglio



Cruscotto

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| COLORI DISPONIBILI | Nero                  |
| H PEDANA DA TERRA  | 10,4 cm               |
| H SEDILE DA TERRA  | 62 cm                 |
| H PEDANA-SEDILE    | 47 cm                 |
| LARGHEZZA SEDUTA   | 51 cm                 |
| RUOTE ANTERIORI    | 2,75-14 x 1           |
| RUOTE POSTERIORI   | 2,75-14 x 2           |
| VELOCITA' MAX      | 15 km/h               |
| AUTONOMIA          | 50 km                 |
| BATTERIE           | Pb 12 V 100 Ah (2 pz) |
| POTENZA MASSIMA    | 2600 W                |

## SCOOTER ELETTRICO

Scoter elettrico dal design sportivo e accattivante stile chopper.

- 3 ruote pneumatiche con cerchi in lega
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 1 specchietto retrovisore
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso di retromarcia
- Sistema di sospensioni attive sulla forcella del manubrio
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa e velocità

Prodotto in distribuzione.

### CODICE

#### XL3 II

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE



76 cm



166 cm



10 °



181 kg



con 2 batterie 75 Ah:  
con 2 batterie 100 Ah opzionali:  
senza batterie:

**188 kg**  
**195 kg**  
**130 kg**

**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| COLORI DISPONIBILI | Azzurro                    |
| DIMENSIONI CHIUSO  | 75x49x45 cm                |
| H DA TERRA         | 6 cm                       |
| H SEDILE DA TERRA  | 50 cm                      |
| H PEDANA-SEDILE    | 30 cm                      |
| LARGHEZZA SEDUTA   | 38 cm                      |
| PROFONDITA' SEDUTA | 33 cm                      |
| H SCHIENALE        | 36 cm                      |
| RUOTE ANTERIORI    | doppia 180mm x40 mm piena  |
| RUOTE POSTERIORI   | 200 mm x 50 mm piene       |
| VELOCITA' MAX      | 6.5 km/h                   |
| AUTONOMIA          | 20 km                      |
| BATTERIE           | Ioni di Litio 24V -11,5 Ah |
| MOTORE             | 270W 4400 RPM 21:1         |

## SCOOTER FOLDABLE

Scoter pieghevole leggero e pratico da trasportare.

- Struttura in lega leggera, richiudibile con poche manovre
- Sterzo regolabile in altezza
- Batteria al litio che garantisce un'elevata performance nella durata
- Valigetta batteria removibile per poterla ricaricare separatamente dallo scooter
- 2 ruotine poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter agevolmente anche da chiuso
- Elevata stabilità dello sterzo grazie alle ruote gemellate anteriori
- Sedile smontabile con schienale abbattibile
- 4 ruote in gomma piena
- Catarifrangente posteriore

Prodotto in distribuzione.

## CODICE

14283334

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121



**PIEGHEVOLE:**  
chiusura manuale

## MISURE



50 cm



95 cm



3°



115 kg



con batteria:  
senza batteria:

27 kg  
25 kg



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| COLORI DISPONIBILI | Rosso                       |
| DIMENSIONI CHIUSO  | 75x49x45 cm                 |
| H PEDANA DA TERRA  | 19 cm                       |
| H SEDILE DA TERRA  | 58.5 cm                     |
| H PEDANA-SEDILE    | 37 cm                       |
| LARGHEZZA SEDUTA   | 40 cm                       |
| RUOTE ANTERIORI    | doppia 200mm x50 pneumatica |
| RUOTE POSTERIORI   | 2.80 - 2-50                 |
| VELOCITA' MAX      | 6.5 km/h                    |
| AUTONOMIA          | 15 km                       |
| BATTERIE           | Ioni di Litio 24V -10.5 Ah  |
| POTENZA MASSIMA    | 540 W                       |

**SCOOTER FOLDABLE**

Scoter pieghevole leggero e pratico da trasportare. Questo modello evolve il modello S19 con l'aggiunta dei braccioli, luci a led e batteria più potente.

- Struttura in lega leggera, richiudibile con poche manovre
- Sterzo regolabile in altezza con luce a led
- Batteria al litio che garantisce un'elevata performance nella durata
- Valigetta batteria removibile per poterla ricaricare separatamente dallo scooter
- 2 ruotine poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter agevolmente anche da chiuso
- Elevata stabilità dello sterzo grazie alle ruote gemellate anteriori
- Sedile smontabile con schienale abbattibile completo di braccioli regolabili in altezza
- 4 ruote pneumatiche
- Luci a led anteriori e posteriori
- Posizionamento del sedile regolabile in senso antero-posteriore

**MISURE**

50 cm



95 cm



3 °



115 kg



con batteria:  
senza batteria:

**28 kg**  
**26 kg**

Prodotto in distribuzione.

**CODICE****14283335**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



**Accessori**  
alle pagine  
**120 e 121**



**PIEGHEVOLE:**  
chiusura manuale





## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| COLORI DISPONIBILI | Bianco                        |
| DIMENSIONI CHIUSO  | 76x53x46 cm                   |
| H SEDILE DA TERRA  | 58.5 cm                       |
| H PEDANA-SEDILE    | 37 cm                         |
| H PEDANA DA TERRA  | 19 cm                         |
| LARGHEZZA SEDUTA   | 40 cm                         |
| VELOCITA' MAX      | 6.5 km/h                      |
| AUTONOMIA          | 20 km                         |
| BATTERIE           | Ioni di Litio<br>24V -10.5 Ah |
| POTENZA MASSIMA    | 540 W                         |

## SCOOTER FOLDABLE

Scoter pieghevole leggero e pratico da trasportare.

- Struttura in lega leggera, richiudibile con poche manovre
- Sterzo regolabile in altezza
- Batteria al litio che garantisce un'elevata performance nella durata
- Valigetta batteria removibile per poterla caricare separatamente dallo scooter
- 2 ruotine poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter agevolmente anche da chiuso
- Maggiore stabilità dello sterzo grazie alle 2 ruote anteriori
- Sedile con schienale abbattibile completo di braccioli regolabili in larghezza
- Luci a led anteriori e posteriori
- 4 ruote pneumatiche
- Posizionamento del sedile regolabile in senso antero-posteriore

Prodotto in distribuzione.

## CODICE

14284065

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



**Accessori**  
alle pagine  
120 e 121



**PIEGHEVOLE:**  
chiusura manuale

## MISURE



49 cm



97 cm



3 °



115 kg



con batteria:  
senza batteria:

28 kg  
25.7 kg



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| COLORI DISPONIBILI | Rosso                         |
| DIMENSIONI CHIUSO  | 88x48x60 cm                   |
| H SEDILE DA TERRA  | 39.5 cm                       |
| H PEDANA DA TERRA  | 33 cm                         |
| LARGHEZZA SEDUTA   | 40 cm                         |
| VELOCITA' MAX      | 10 km/h                       |
| AUTONOMIA          | 15 km                         |
| BATTERIE           | Ioni di Litio<br>24V -10.5 Ah |
| POTENZA MASSIMA    | 270W 4400<br>rpm 21:1         |

**SCOOTER FOLDABLE** 

Scoter pieghevole, leggero e pratico da trasportare.

- Chiusura automatica tramite pulsante in 20 secondi
- Segnale luminoso per indicazione della traiettoria da percorrere
- Struttura in lega leggera
- Funzionamento tramite chiave magnetica
- Dimensioni compatte e confortevoli
- 4 ruote pneumatiche
- Progettato per adattarsi a spazi piccoli
- Riduzione automatica della velocità in curva
- Eccellente raggio di sterzata
- Batteria al litio che garantisce performance di alto livello
- Valigetta batteria removibile per poterla caricare separatamente dallo scooter
- Ruotine di trasporto poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter agevolmente anche da chiuso
- Luci a led anteriori e posteriori
- Sterzo regolabile in altezza
- Braccioli di serie
- Posizionamento del sedile regolabile in senso antero-posteriore

**MISURE**

60 cm



91 cm



3 °



120 kg

con batteria:  
senza batteria:**33.5 kg**  
**29.3 kg**

Prodotto in distribuzione.

**CODICE****14401068**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



**Accessori**  
alle pagine  
**120 e 121**









**PIEGHEVOLE:**  
chiusura manuale





# ACCESSORI

|   | CODICE        | DESCRIZIONE                   | MODELLI COMPATIBILI   |
|---|---------------|-------------------------------|---|
|    | 79094017      | BORSA PORTAOGGETTI POSTERIORE | <b>S26 / FOLDABLE 4 RUOTE BIANCO / S19 DELUXE ROSSO</b>                                 |
|    | 94018058      | BORSA PORTA-BASTONE           | <b>VITA S12S SPORT / VITA S12</b>   |
|    | S37-061-00100 | BAULETTO                      | <b>PANTHER / TIGER / FELIX / LYNX / MARTIN</b>  |
|   | 94219001      | CESTINO ANTERIORE             | <b>VITA S12X / VITA S12S SPORT / VITA S12</b>   |
|  | S37-022-00100 |                               | <b>PANTHER / TIGER / FELIX / LYNX</b>   |
|  | ART-CESTINO   | CESTINO POSTERIORE            | <b>PANTHER / TIGER / FELIX / LYNX / VITA S12S SPORT / VITA S12 / MARTIN</b>             |
|  | 94018036      |                               | <b>VITA S12S SPORT / VITA S12 / MARTIN</b>  |
|  | S37-005-00800 | PORTA BASTONE                 | <b>VITA S12X / VITA S12S SPORT / VITA S12 / PANTHER / TIGER / FELIX / LYNX / MARTIN</b> |

|   | <b>CODICE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                        | <b>MODELLI COMPATIBILI</b>  |
|---|---------------|---|---|
|    | 94088010      | PORTA<br>STAMPELLE                        | <b>VITA S12S SPORT / VITA S12</b>                                     |
|    | S37-005-00201 | PORTA<br>BOMBOLA<br>OSSIGENO              | <b>PANTHER / TIGER</b>  |
|    | S37-062-00200 | CAPPOTTINA<br>RIGIDA                      | <b>PANTHER SEDUTA SINGOLA</b>   |
|  | SPFCFS001     | CAPPOTTINA<br>PIEGHEVOLE<br>SCOOTERPAC    | <b>LYNX / MARTIN / FELIX</b>  |
|  | SPFCFS002     | CAPPOTTINA<br>PIEGHEVOLE<br>SCOOTERPAC XL | <b>VITA S12X / VITA S12S SPORT / VITA S12 /<br/>TIGER ALP / TIGER</b> |
|  | 94018069      | TENDALINO<br>PARASOLE                     | <b>VITA S12S SPORT / VITA S12</b>                                     |

# MOVIMENTAZIONE & RIABILITAZIONE





## LEGENDA ICONE

**ALTEZZA MANOPOLE**



**INGOMBRO MASSIMO**



**PROFONDITA'**



**ALTEZZA SEDUTA  
DA TERRA**



**MISURE SEDUTA**



**PORTATA**



**PESO**





## DEAMBULATORE FISSO

Deambulatore per uso interno, leggero e robusto. Maneggevole, adatto tutti coloro che hanno necessità di un ausilio o un sostegno per camminare.

- Regolabile in altezza
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida

### CODICE

**15641500**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## DEAMBULATORE FISSO CON RUOTE Fisse

Deambulatore per uso interno, leggero e robusto. Maneggevole, adatto a tutti coloro che hanno necessità di un ausilio o un sostegno per camminare.

- Regolabile in altezza
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida

### CARATTERISTICHE TECNICHE di tutti e 3 i modelli

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| PROFONDITA'          | 47 cm            |
| LARGHEZZA            | 54 cm            |
| ALTEZZA REGOLABILE   | from 76 to 99 cm |
| LARGHEZZA DEL MANICO | 42 cm            |

### CODICE

**15641600**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



2.4 kg  Kg

136 kg 



## DEAMBULATORE FISSO CON RUOTE PIROETTANTI

Deambulatore per uso interno, leggero e robusto. Maneggevole, adatto a tutti coloro che hanno necessità di un ausilio o un sostegno per camminare.

- Regolabile in altezza
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida

### CODICE

**15641700**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### Accessori



15641091  
RUOTE FISSE



15641092  
RUOTE  
PIROETTANTI



15641093  
RUOTE PUNTALE/  
FRENO



15641093/1  
PUNTALE/FRENO

# ROLLATOR PER ESTERNI



## ROLLY-DELTA

Rollator pieghevole in alluminio verniciato per uso interno ed esterno.

- Dotato di 3 ruote in gomma piena
- Impugnature anatomiche e regolabili in altezza
- Richiudibile
- Comprende una borsa portaoggetti

### CODICE

**15608100**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE



da 85  
a 96  
cm



64 cm



55 cm



125 kg



## ROLLATOR 4 RUOTE

Rollator in ferro verniciato, particolarmente indicato per l'uso esterno.

- Dotato di sedile, vassoio, cestino con maniglia, porta bastone e dispositivo di sicurezza per l'antichiusura
- Impugnature ergonomiche e regolabili in altezza con leve per freni a pattino
- 2 ruote piroettanti anteriori e 2 ruote fisse posteriori

### CODICE

**15605200**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA SEDUTA 38 cm

RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI 20 cm

### MISURE



da 78  
a 96  
cm



62 cm



60 cm



57 cm



120 kg





## ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO ROSSO

Rollator in acciaio verniciato, particolarmente indicato per l'uso esterno.

- 4 ruote in PU, 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse
- Struttura arricchita con sostegno lombare per la schiena
- Impugnature regolabili in altezza
- Cestello portaoggetti di serie

### CODICE

**15615100**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| ALTEZZA FASCIA SCHIENALE         | 4 cm            |
| DISTANZA SEDUTA/FASCIA SCHIENALE | 20 cm           |
| DIMENSIONI CESTINO               | 21x37 cm H10 cm |

### MISURE



da 77  
a 91  
cm



60 cm



61 cm



53 cm



30x30  
cm



136 kg

8.3 kg 



## ROLLY PUSH

Rollator in alluminio verniciato indicato per uso esterno, dotato di sistema frenante a pressione

- Sistema frenante innovativo che tramite l'applicazione di pressione sulle manopole consente la discesa di un puntale in grado di frenare il rollator
- Impugnature ergonomiche regolabili in altezza
- Ruote da 6": 2 anteriori piroettanti e 4 posteriori fisse dotate di freni attivabili tramite manopole con possibilità di bloccaggio
- Dotato di porta bastone, sedile, poggia schiena e cestino portaoggetti

### CODICE

**15605800**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ALTEZZA SCHIENALE DA SEDUTA | 25 cm      |
| DIMENSIONI CESTINO          | 40 x 23 cm |

### MISURE



da 88  
a 100  
cm



62 cm



66 cm



57 cm



33x35  
cm  
(45 cm  
spazio  
reale)



100 kg

7 kg 



# ROLLATOR PER ESTERNI



## ROLLY SLIM

Rollator in alluminio verniciato per passaggi stretti, indicato per uso esterno.

- Dimensioni ridotte per consentire il passaggio in ambienti stretti
- Impugnature ergonomiche regolabili in altezza
- 4 ruote da 7,3": 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse dotate di freni attivabili tramite manopole con possibilità di bloccaggio
- Dotato di porta bastone, sedile, poggia schiena e cestino portaoggetti

### CODICE

**15605600**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA SCHIENALE DA SEDUTA

22 cm

DIMENSIONI CESTINO

29 x 23 cm

### MISURE



da 82  
a 90  
cm



50 cm



68 cm



53 cm



33x25  
cm  
(34 cm  
spazio reale)



136 kg

7 kg 



## GHIBLI

Rollator in alluminio a telaio pieghevole.

- Impugnature anatomiche e regolabili in altezza
- Dotato di un appoggio per la schiena
- 4 ruote da 6": 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse dotate di freni attivabili tramite manopole con possibilità di bloccaggio
- Facile da chiudere e trasportare

### CODICE

**15605400**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

DISTANZA MANOPOLE

45 cm

H BARRA SCHIANALE DA SEDUTA

21 cm

### MISURE



da 78  
a 93  
cm



62 cm



65 cm



53.5  
cm



34x31  
cm



136 kg

7 kg 



## ROLLATOR KD

Rollator in alluminio a telaio pieghevole.

- Seduta regolabile in altezza
- Impugnature anatomiche e regolabili in altezza
- Dotato di un appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare

### CODICE

**15615200** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA FASCIA IMBOTTITA SCHIENALE 4.5 cm

DIMENSIONI TASCA INTERNA 21 x 29 x 13 cm

### MISURE



da 77  
a 100  
cm



62 cm



77 cm



da 44  
a 59  
cm



33x31  
cm



130 kg

6.5 kg



## ROLLY-ALU

Rollator in alluminio verniciato, indicato per l'uso esterno.

- Impugnature anatomiche e regolabili in altezza
- 2 ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di portabastone, sedile, poggiaschiena e cestino portaoggetti

### CODICE

**15607100** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA FASCIA SCHIENALE DA TERRA 79 cm

DIMENSIONI CESTINO 22 x 40 cm

RUOTE ANTERIORI 20 cm

RUOTE POSTERIORI 20 cm

### MISURE



da 81 a  
92 cm



63.5  
cm



60 cm



52.5  
cm



32.5x35  
cm



150 kg

7 kg



# ROLLATOR PER ESTERNI




## ROLLY-2

Rollator in alluminio pieghevole e facile da chiudere

- Presenta 2 funzioni: ausilio per la deambulazione e carrozzina da transito
- Dotato di appoggio per la schiena, maniglione di spinta per l'accompagnatore
- Pedane indipendenti
- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|  |                                    |             |
|--|------------------------------------|-------------|
| <b>CODICE</b>  | <b>ALTEZZA FASCIA SCHIENALE</b>    | 8 cm        |
| <b>15609100</b>  | <b>DISTANZA SEDUTA E SCHIENALE</b> | 21 cm       |
| Questo articolo è dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi | <b>RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI</b>  | 20 cm       |
|     | <b>DIMENSIONI CHIUSO</b>           | 95x60x63 cm |
|  | <b>DIMENSIONI CESTINO</b>          | 33x16 cm    |
|  | <b>DIMENSIONI PEDANE</b>           | 14x15 cm    |
|  | <b>DISTANZA PEDANE/SEDUTA</b>      | 40 cm       |
|  | <b>H MANOPOLE ACCOMP. DA TERRA</b> | 88 cm       |

### MISURE



da 84  
a 96  
cm



62 cm



58 cm



56 cm



31x34  
cm



160 kg

9.5 kg 



## ROLLY-HD BARIATRICO IN ALLUMINIO

Rollator in alluminio, pratico e funzionale, adatto a pazienti bariatrici.

- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa portaoggetti di serie

### CODICE

**15605900** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>RUOTE ANTERIORI</b>  | 19 cm |
| <b>RUOTE POSTERIORI</b> | 19 cm |

### MISURE



85-98  
cm



73 cm



70 cm



57 cm



50x34  
cm



225 kg

9.2 kg 



## COMFORT ASSIST CARLETT

- Struttura in alluminio
- Altezza del manubrio regolabile
- Progettato per potersi sedere
- Facile da piegare e compatto
- Tessuto resistente all'acqua
- Ruote girevoli con varie posizioni e silenziose
- Borsa di grande capienza, estraibili ed impermeabile
- Freno di stazionamento e freno istantaneo
- Vano portaoggetti
- Supporto per ombrelli, bastone o stampelle

Prodotto in distribuzione.



### CODICE

**LETT900P-S1** VOLCANO

**LETT900P-S2** RUBY

**LETT900P-S4** MOON

**LETT900P-S5** PINE

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**RUOTE CON 3 POSIZIONI**

fisse 90° e 360°

**DIMENSIONI BORSA**

32 x 39 x 29 cm

### MISURE



89 cm



52.5 cm



65 cm



50 cm



30 x  
35.5  
cm



x kg

7 kg



# ROLLATOR PER ESTERNI



## MISURE



da 79  
a 92  
cm



63 cm



66 cm



53 cm



24.5x45  
cm



136 kg

8.1 kg  Kg

## ROLLATOR EPIC COMFORT

Rollator in alluminio, pratico e funzionale.

- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa portaoggetti di serie

### CODICE

**15607600** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi 

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI DA CHIUSO 27 x 79 x 66 cm

RUOTE ANTERIORI 20 cm

RUOTE POSTERIORI 20 cm



## MISURE



da 80  
a 93  
cm



60 cm



70 cm



55 cm



24x44  
cm



130 kg

6.1 kg  Kg

## ROLLATOR EPIC ELEGANCE

Rollator in alluminio dal design moderno e funzionale: l'ingombro ridotto lo rende perfetto per muoversi anche in ambienti ristretti.

- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa portaoggetti di serie

### CODICE

**15607500** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi 

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI DA CHIUSO 29 x 80 x 70 cm

RUOTE ANTERIORI 20 cm

RUOTE POSTERIORI 20 cm



## ROLLATOR EPIC PRESTIGE

Rollator in alluminio, pratico e funzionale, dotato di ruote anteriori con diametro 24.5 cm per superare ancora più facilmente piccoli ostacoli.

- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa portaoggetti di serie

### CODICE

**15607400**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| DIMENSIONI DA CHIUSO | 28 x 80 x 70 cm |
| RUOTE ANTERIORI      | 24.5 cm         |
| RUOTE POSTERIORI     | 20 cm           |

### MISURE



da 80  
a 94  
cm



63 cm



70 cm



55 cm



25x45  
cm



130 kg

8.7 kg 



## MAGIC ROLLATOR

Rollator salvaspazio in alluminio, pratico e funzionale, dotato di un esclusivo meccanismo di chiusura che permette di abbattere in un istante l'intera struttura delle impugnature.

- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa portaoggetti di serie

### CODICE

**15615210**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### MISURE



da 83  
a 95  
cm



66 cm



67 cm



50 cm



25x44  
cm



136 kg

8 kg 

# ROLLATOR PER INTERNI



## Accessorio



COD. 15601504  
Sedile imbottito per rollator

## ROLLATOR ASCELLARE

Deambulatore rollator per uso interno.

- Struttura in acciaio pieghevole e smontabile
- 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno azionabile in unica manovra
- Regolazione dell'altezza degli appoggi ascellari

### CODICE

**15601502/R** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| LARGHEZZA INTERNA         | 47 cm           |
| H APPOGGIO MANI IMBOTTITO | 81 cm           |
| H APPOGGIO ASCELLARE      | da 108 a 150 cm |

### MISURE



68 cm



74 cm



130 kg

10 kg 



## ROLLATOR CON TAVOLINO

Deambulatore rollator pieghevole, smontabile in acciaio per uso interno, con tavolino incavo per il massimo comfort dell'utilizzatore, regolabile in altezza.

- Predisposto di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno inseribile e disinseribile con manovra unica.
- Tavolino regolabile in altezza e supporti antibrachiali regolabili in profondità e inclinazione.
- Come optional, il deambulatore può essere utilizzato con sedile imbottito
- 2 ruote piroettanti anteriori e 2 ruote fisse posteriori

### CODICE

**15601509** Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| LARGHEZZA INTERNA   | 47 cm           |
| TAVOLINO REGOLABILE | da 108 a 150 cm |

### MISURE



68 cm



74 cm



130 kg

10 kg 



## ROLLATOR CON APPOGGI ANTI-BRACHIALI

Deambulatore rollator pieghevole, smontabile in acciaio per uso interno, con appoggi antibrachiali, regolabili in altezza.

- Predisposto di 4 ruote piroettanti
- Appoggi anti-brachiali completi di impugnatura regolabile in inclinazione e larghezza con freno azionabile in unica manovra
- Disponibile come accessorio ampio piano imbottito per seduta
- Telaio smontabile

### CODICE

**15601508**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| LARGHEZZA INTERNA        | 47 cm           |
| H APPOGGIO ANTIBRACHIALI | da 108 a 150 cm |

### Accessorio



COD. 15601504  
Sedile imbottito per rollator

### MISURE



68 cm



74 cm



130 kg

10 kg 



## GIRELLINO

Prodotto Made in Italy.

- Essenziale
- Stabile, robusto
- In acciaio cromato di dimensione ridotte
- 2 ruote piroettanti anteriori e 2 ruote piroettanti con freno posteriori

### CODICE 73

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| PROFONDITA'        | 45 cm         |
| LARGHEZZA          | 55 cm         |
| ALTEZZA REGOLABILE | da 78 a 95 cm |

5 kg 

150 kg 

Prodotto in distribuzione.





## SOLLEVATORE ELETTRICO CON IMBRAGATURA E MOTORE

Prodotto in distribuzione.

Sollevamalati mobile consigliato sia per l'utilizzo domiciliare che nelle strutture sanitarie.

- Sistema elettrico a bassa tensione dotato di batteria e attivatore elettrico
- Tasto di emergenza per abbassare il pistone in caso di malfunzionamento
- Pulsante di blocco di sicurezza quando si sposta il paziente
- Base regolabile in larghezza mediante l'apposita leva

150 kg



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| H GANCIO                   | da 72 a 173 cm |
| LARGHEZZA BASE APERTA      | 86 cm          |
| ALTEZZA MANIGLIE DI SPINTA | 114 cm         |

### CODICE

15030110

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## SOLLEVATORE ELETTRICO

Prodotto in distribuzione.

Sollevatore elettrico regolabile a mezzo pulsantiera che aziona un attuatore elettrico. Colonna ad innesto nella base.

- Tubo in acciaio a sezione variabile
- Bilancino con 4 attacchi per imbracatura
- Regolazioni a mezzo di pulsantiera, è possibile sollevare od abbassare il braccio
- Sicurezza antischiacciamento
- Gambe divaricabili a mezzo pedale con rinvii meccanici con blocco nelle due posizioni aperte / chiuse
- Ruote anteriori piroettanti
- Ruote posteriori con freno totale (rotazione e piroettamento)

150 kg



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| H DA TERRA  | 145 mm                              |
| PROFONDITA' | 110 cm                              |
| RUOTE       | 4 ruote piroettanti diametro 100 mm |

### CODICE

90600080N

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## SOLLEVATORE 205

Prodotto in distribuzione.

Sollevamali elettrico consigliato per utilizzo professionale o per movimentare pazienti obesi.

- Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno
- Base regolabile elettricamente tramite telecomando
- 4 ruote piroettanti, diametro 100 mm di cui 2 con freno
- Colonna portante con maniglione di accompagnamento
- Comando a filo
- Motore Timotion elettrico con batterie ricaricabili
- Comandi azionabili da telecomando o direttamente sulla centralina
- Caricabatterie
- Braccio di sollevamento
- Bilancino
- Discesa di emergenza attivabile direttamente sul motore

### CODICE

#### 90600210N

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| H BILANCERE REGOLABILE    | da 65 cm a 180 cm |
| LARGHEZZA BASE REGOLABILE | da 57 cm a 94 cm  |
| INGOMBRO MASSIMO          | 128 x 107 cm      |

250 kg



### Accessorio

COD. 90600017 Imbragatura contenzione capo - portata 250 kg



## SOLLEVATORE IDRAULICO

Prodotto in distribuzione.

Sollevatore oleodinamico regolabile a mezzo pompa oleodinamica. Colonna ad innesto nella base.

- Tubo in acciaio a sezione variabile
- Bilancino con 4 attacchi per imbracatura
- Regolazioni a mezzo leva applicata alla pompa per il sollevamento
- Gambe divaricabili a mezzo pedale con rinvii meccanici con blocco nelle due posizioni aperte / chiuse
- Ruote anteriori piroettanti
- Ruote posteriori con freno totale (rotazione e piroettamento)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| H DA TERRA  | 145 mm                              |
| PROFONDITA' | 110 cm                              |
| RUOTE       | 4 ruote piroettanti diametro 100 mm |

### CODICE

#### 90600040N

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



150 kg



## IMBRAGATURE



### CODICE

### DESCRIZIONE

15020101

Imbragatura standard - portata 180 kg



### CODICE

### DESCRIZIONE

15020102

Imbragatura contenzione capo - portata 180 kg



### CODICE

### DESCRIZIONE

90600017

Imbragatura contenzione capo - portata 250 kg

Questi 3 articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



# SOLLEVATORI DA VASCA



## SOLLEVATORE DA VASCA KANJO

Kanjo è un sollevatore da vasca compatto ed elegante.

- 2 alette poste lateralmente al sedile, facilitano le manovre di trasferimento entrata/uscita dalla vasca da bagno
- Sollevatore facilmente ripiegabile per essere riposto negli spazi più piccoli
- 4 ventose poste sulla base per assicurare maggiore stabilità
- Montaggio e installazione senza utilizzo di attrezzi
- Pacco batterie estraibili senza manutenzione

### CODICE

Prodotto in distribuzione.

**913100**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### Accessorio



COD. 900100  
Disco di trasferimento

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**INCLINAZIONE MASSIMA** 40° (3° per secondo)

### MISURE



115 cm



69-90  
cm



6,5  
-45,5  
cm



50x71  
cm



140 kg

VIDEO  
TUTORIAL



## SOLLEVATORE DA VASCA KANJO SILVER LINE

Sollevatore da vasca compatto ed elegante, con rivestimento antibatterico.

- 2 alette poste lateralmente al sedile, facilitano le manovre di trasferimento entrata/uscita dalla vasca da bagno
- Sollevatore facilmente ripiegabile per essere riposto negli spazi più piccoli
- 4 ventose poste sulla base per assicurare maggiore stabilità
- Montaggio e installazione senza utilizzo di attrezzi
- Pacco batterie estraibili senza manutenzione

### CODICE

Prodotto in distribuzione.

**912300**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### Accessorio



COD. 500210  
Disco di trasferimento



## AUSILIO PER TRASFERIMENTO

Indossata in vita da parte del paziente o del caregiver, la cintura Transac è un semplice ma valido strumento che facilita enormemente ogni tipo di trasferimento assistito.

- Lavabile in lavatrice a 60

Prodotto in distribuzione.

### CODICE DESCRIZIONE

|               |          |   |
|---------------|----------|---|
| <b>430911</b> | misura M | Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi |
| <b>430912</b> | misura L |   |



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| LUNGHEZZA            | misura M: 120 cm<br>misura L: 135 cm |
| MANIGLIE VERTICALI   | misura M: 5<br>misura L: 6           |
| MANIGLIE ORIZZONTALI | misura M: 4<br>misura L: 5           |

## BASTONI IN LEGA



### CODICE

**250811 BASTONE DERBY ADVANCE**

### DESCRIZIONE

Bastone in lega leggera con impugnatura anatomica universale.

- Manico rivestito in gomma morbida per il massimo comfort dell'utilizzatore.

### LUNGHEZZA REGOLABILE

da 75 cm a 98 cm

Prodotto in distribuzione.



### CODICE

**250280 BASTONE PIEGHEVOLE**

### DESCRIZIONE

Bastone in lega leggera in 4 sezioni.

- Pratico e maneggevole da portare ovunque
- Massima robustezza
- Leggero

### LUNGHEZZA REGOLABILE

da 83 cm a 93,5 cm

### PESO

450 gr

Prodotto in distribuzione.



### DESCRIZIONE

Bastone in lega con impugnatura anatomica.

- La particolare forma del manico garantisce una salda e sicura presa sull'ausilio
- Il bastone con impugnatura anatomica disponibile sia con manico destro sia con manico sinistro

### LUNGHEZZA REGOLABILE

da 68.5 cm a 92 cm

Prodotto in distribuzione.

### CODICE

**243623**

### DESCRIZIONE

Bastone con impugnatura anatomica destra

**243624**

Bastone con impugnatura anatomica sinistra

# BASTONI IN LEGNO

Prodotti in distribuzione.



**CODICE**                    **25000018**  
**DESCRIZIONE**           **PUNTALE BASTONE diametro 18 mm**



## STAMPELLE CANADESI

Stampelle leggera in lega, prodotto Made in Italy.

- Appoggio brachiale in polipropilene
- Disponibili in 2 misure: bambino e adulto

Prodotto in distribuzione.

ADULTO: **0.98 kg**  
BAMBINO: **0.74 kg** 

ADULTO: **130 kg**  
BAMBINO: **100 kg** 

| CODICE   | DESCRIZIONE |
|----------|-------------|
| 0604     | PER BAMBINI |
| 0612/NPN | PER ADULTI  |



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPUGNATURA REGOLABILE IN ALTEZZA

ADULTO: da 85,5 a 100 cm  
BAMBINO: da da 67 a 80,5 cm

## STAMPELLE ASCELLARI

Stampelle in acciaio con appoggio ascellare imbottito e puntale antiscivolo.

- Disponibili in 2 misure: media e large

100 kg 

| CODICE   | DESCRIZIONE |
|----------|-------------|
| 15614020 | MEDIA       |
| 15614030 | LARGE       |



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA APPOGGIO ASCELLARE REGOLABILE

MEDIA: da 115 a 135 cm  
LARGE: da 135 a 155 cm

## TRIPODE - QUADRIPODE

Tripode a base stretta, offre stabilità e supporto per persone con limitazioni parziali della deambulazione e dell'equilibrio.

Quadrupode a base stretta, offre stabilità e supporto per persone con limitazioni parziali della deambulazione e dell'equilibrio.

Questo ausilio è particolarmente indicato per salire e scendere le scale grazie alla base in acciaio con baricentro ribassato.

| CODICE   | DESCRIZIONE |
|----------|-------------|
| 15613000 | TRIPODE     |
| 15613010 | QUADRIPODE  |



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA REGOLABILE

71-94 cm - Tripode  
74-97 cm - Quadrupode

SUPERFICIE D'APPOGGIO

25 x 25 cm - Tripode  
13 x 18 cm - Quadrupode



## PEDALIERA

Ideale per chiunque non abbia la possibilità di andare in bicicletta o sia costretto in luoghi chiusi ed abbia la necessità di un trattamento di riabilitazione motoria agli arti. Può essere utilizzata sul pavimento per gli arti inferiori o appoggiata su un tavolo per la riabilitazione delle braccia.

**CODICE**



**15605075**

Questo articolo è dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi

**2.1 kg**  Kg

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|             |       |
|-------------|-------|
| LARGHEZZA   | 42 cm |
| PROFONDITA' | 50 cm |
| ALTEZZA     | 30 cm |



## PEDALIERA CON CONTAPASSI

Pedaliera in acciaio cromato.

- Dotata di manopola di regolazione d'intensità dello sforzo.
- Display LCD con calcolo in tempo reale di calorie consumate, contapedalate, RPM e cronometro.
- Dotata di piedini antiscivolo.
- Cinturini di bloccaggio in plastica ai pedali.

**CODICE**



**15615075**

Questo articolo è dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| INGOMBRO MAX        | 3.6 x 45.8 cm |
| DISTANZA MAX PEDALI | 42.5 cm       |



## MANO PRENSILE

Prodotto in distribuzione.

Pinza in alluminio anodizzato con manico e uncino prendi-oggetti. Disponibile in 2 diverse misure.

**CODICE DESCRIZIONE**

**820066** 66 cm

**820076** 86 cm



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**DIMENSIONI**

Disponibile in due diverse lunghezze: 66 e 86 cm

# POLTRONE





# LEGENDA ICONE

ALTEZZA POLTRONA



LARGHEZZA POLTRONA



LARGHEZZA SEDUTA




PROFONDITA' SEDUTA



PROFONDITA' POLTRONA



PROFONDITA' MASSIMA DISTESA



PROFONDITA' POGGIAPIEDI



ALTEZZA POGGIAPIEDI APERTO DA TERRA



ALTEZZA SEDUTA DA TERRA



PORTATA MASSIMA



MECCANICA E4 | 2 motori relax + **alzainpiedi**



MECCANICA E5 | 2 motori relax  
+ **alzainpiedi** + **posizione letto**  
+ **verticalizzazione**



## POLTRONA RELAX | 1 motore

Poltrona con ingombro ridotto.

Poltrona Comfort Slim, dalle linee morbide e proporzionate che si contraddistingue dalle altre per la sua linea dolce e l'aspetto confortevole.


- Braccioli imbottiti
- Dotata di 2 ruote posteriori
- Dotata di regolazione della zona piedi, dello schienale e funzione alzainpiedi
- Granfoulard coordinato con la poltrona disponibile come accessorio
- Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

### Accessorio



Traversa lavabile  
COD. 1000003357

### MISURE




\* Margine di tolleranza +/- 3cm

## Caratteristiche



Bracciolo arrotondato



Ingombro ridotto



## Accessori

Il Granfoulard dello stesso colore della poltrona, per proteggere i rivestimenti:

- COD. 57999941 Tessuto verde
- COD. 57999942 Tessuto terracotta
- COD. 57999943 Tessuto bordeaux
- COD. 57999944 Tessuto beige
- COD. 57999945 Tessuto blu
- COD. 56700002 Tavolino



**CODICE**  
57451013/N

**COLORE**  
BORDEAUX



**CODICE**  
57451023/N

**COLORE**  
BLU



**CODICE**  
57451010/N

**COLORE**  
TERRACOTTA



**CODICE**  
57451016/N

**COLORE**  
BEIGE



**CODICE**  
57451006/N

**COLORE**  
VERDE



## POLTRONA RELAX | 2 motori

Poltrona Lady Slim Plus, 2 motori, dalle linee morbide e proporzionate. Poltrona dall'ingombro ridotto che può essere facilmente collocata in qualsiasi ambiente.

- Braccioli imbottiti
- Dotata di 2 ruote posteriori
- Tessuto antigoccia e antimacchia
- Dotata di regolazione della zona piedi, dello schienale e funzione alzainpiedi
- Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

### Accessorio



Traversa lavabile  
COD. 1000003357

### MISURE



50 cm



68 cm



108 cm



83 cm



50 cm



48 cm



160 cm



48 cm



35 cm




150 kg

\* Margine di tolleranza +/- 3cm

## Caratteristiche



Braccioli imbottiti



Ingombro ridotto



**CODICE**  
**57571003**

**COLORE**  
BORDEAUX  
MARSALA



**CODICE**  
**57571002**

**COLORE**  
BLU  
OCEAN



**CODICE**  
**57571001**

**COLORE**  
BEIGE  
ALMOND



**CODICE**  
**57571004**

**COLORE**  
GRIGIO  
LIGHT GREY



**CODICE**  
**57571005**

**COLORE**  
VERDE  
CITRIC



## POLTRONA RELAX | 2 motori

Poltrona Lady Slim Plus, 2 motori, dalle linee morbide e proporzionate.  
Poltrona dall'ingombro ridotto che può essere facilmente collocata in qualsiasi ambiente.

- Dotata di Roller System per facilitare lo spostamento dell'utente in poltrona
- Braccioli imbottiti
- Dotata di 2 ruote posteriori
- Tessuto antigoccia e antimacchia
- Dotata di regolazione della zona piedi, dello schienale e funzione alzainpiedi
- Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

### Accessorio



Traversa lavabile  
COD. 1000003357

### MISURE



50 cm



68 cm



108 cm



83 cm



50 cm



48 cm



160 cm



48 cm



35 cm




150 kg

\* Margine di tolleranza +/- 3cm

## Caratteristiche



ROLLER  
SYSTEM



Ingombro  
ridotto



**CODICE**  
57571003/R

**COLORE**  
BORDEAUX  
MARSALA



**CODICE**  
57571002/R

**COLORE**  
BLU  
OCEAN



**CODICE**  
57571001/R

**COLORE**  
BEIGE  
ALMOND



**CODICE**  
57571004/R

**COLORE**  
GRIGIO  
LIGHT GREY



**CODICE**  
57571005/R

**COLORE**  
VERDE  
CITRIC



## POLTRONA RELAX | 2 motori

Indicata per chi cerca una poltrona con movimento di posizione letto.  
Poltrona Lady Wi, dalle linee morbide con un pratico movimento relax.

- L'imbottitura extra dello schienale garantisce un comfort in tutte le posizioni
- Dotata di 2 ruote posteriori
- Dotata di regolazione della zona piedi, dello schienale e funzione alzainpiedi
- Tessuto antigoccia e antimacchia
- Granfoulard coordinato di serie
- Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

### Accessorio



Traversa lavabile  
COD. 1000003357

### MISURE



50 cm



80 cm



110 cm



90 cm



52 cm



51 cm



183 cm



51 cm



49 cm



150 kg

\* Margine di tolleranza +/- 3cm



## Caratteristiche



L'imbottitura extra dello schienale garantisce comfort in tutte le posizioni



**CODICE**  
57460013/L

**COLORE**  
BORDEAUX  
MARSALA



**CODICE**  
57460022/L

**COLORE**  
BLU  
OCEAN



**CODICE**  
57460016/L

**COLORE**  
BEIGE  
ALMOND



**CODICE**  
57460006/L

**COLORE**  
GRIGIO  
LIGHT GREY



**CODICE**  
57460005/L

**COLORE**  
VERDE  
CITRIC



## POLTRONA RELAX | 2 motori

Indicata per chi cerca una poltrona con movimento di posizione letto.

Poltrona della linea Lady che si caratterizza per il suo gusto classico.


- La seduta morbida ed accogliente, nasconde un pratico movimento relax
- Schienale con grandi orecchie sui lati che permettono di riposare anche appoggiando il capo
- Tessuto antigoccia e antimacchia
- Granfoulard coordinato di serie
- Dotata di 2 ruote posteriori
- Dotata di regolazione della zona piedi, dello schienale e funzione alzainpiedi
- Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

### Accessorio



Traversa lavabile  
COD. 1000003357

### MISURE



\* Margine di tolleranza +/- 3cm

## Dettagli



Tipico  
Bracciolo  
bergere



Grandi orecchie  
sui lati  
per riposare



**CODICE**  
57480003/L

**COLORE**  
BORDEAUX  
MARSALA



**CODICE**  
57480004/L

**COLORE**  
BLU  
OCEAN



**CODICE**  
57480005/L

**COLORE**  
BEIGE  
ALMOND



**CODICE**  
57480006/L

**COLORE**  
GRIGIO  
LIGHT GREY



**CODICE**  
57480001/L

**COLORE**  
VERDE  
CITRIC



## POLTRONA RELAX | 1+1 motore

Indicata per chi cerca una poltrona con movimento di alzata verticale (in posizione seduta o sdraiata).

Poltrona con motore 1+1: l'unica della linea Lady con questa particolare caratteristica.


- Un motore consente la regolazione simultanea dello schienale e poggiatesta, l'altro motore permette il sollevamento verticale della poltrona fino ad un massimo di 16 cm da terra sia in posizione sia sdraiata che seduta
- 4 ruote piroettanti, di cui due con freno di stazionamento
- Maniglione di spinta
- Braccioli e alette poggiatesta estraibili per facilitare i trasferimenti dalla poltrona al letto e viceversa
- Cintura di contenimento
- Dotata di regolazione della zona piedi, dello schienale e funzione alzainpiedi
- Granfoulard coordinato di serie
- Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

### Accessorio



Traversa lavabile  
COD. 1000003357

### MISURE



\* Margine di tolleranza +/- 3cm

## Dettagli



Maniglione di spinta



Cintura di contenimento



4 ruote piroettanti



## Accessori

Il Granfoulard dello stesso colore della poltrona, per proteggere i rivestimenti:

- COD. 57999941 Tessuto verde
- COD. 57999942 Tessuto terracotta
- COD. 57999943 Tessuto bordeaux
- COD. 57999944 Tessuto beige
- COD. 57999945 Tessuto blu
- COD. 56700002 Tavolino



**CODICE**  
**57630001**

**COLORE**  
BORDEAUX



**CODICE**  
**57630002**

**COLORE**  
BLU



**CODICE**  
**57630003**

**COLORE**  
TERRACOTTA



**CODICE**  
**57630004**

**COLORE**  
BEIGE



**CODICE**  
**57630005**

**COLORE**  
VERDE



## POLTRONA RELAX | 4 motori

Indicata per chi cerca una poltrona con posizione letto + possibilità di regolazione zona lombare/cervicale. L'unico modello dotato di regolazione della zona lombare e regolazione del poggiatesta per una poltrona adatta ad ogni esigenza.

- Seduta morbida e accogliente
- Telecomando retroilluminato dotato di 4 motori che rendono possibile le varie regolazioni
- Tessuto antigoccia e antimacchia
- Dotata di regolazione della zona piedi, dello schienale e funzione alzainpiedi
- Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

### Accessorio



Traversa lavabile  
COD. 1000003357

### MISURE



50 cm



78 cm



111 cm



72 cm



49 cm



49 cm



182 cm



46 cm



57 cm



160 kg

\* Margine di tolleranza +/- 3cm

## Caratteristiche uniche



REGOLAZIONE poggiatesta

REGOLAZIONE zona lombare



**CODICE**

**57640003**

**COLORE**

BORDEAUX  
MARSALA

**CODICE**

**57640004**

**COLORE**

BLU  
OCEAN

**CODICE**

**57640005**

**COLORE**

BEIGE  
ALMOND

**CODICE**

**57640006**

**COLORE**


GRIGIO  
LIGHT GREY

**CODICE**

**57640007**

**COLORE**

VERDE  
CITRIC



**CODICE**  
**56730205**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 205  
Grigio



**CODICE**  
**56730130**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 130  
Sabbia



**CODICE**  
**56730639**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 639  
Mare



**CODICE**  
**56730010**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 010  
Rosso



**CODICE**  
**56730643**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 643  
Pavone

#### CONFIGURABILE

personalizzazione

· COLORE

· TESSUTO

· ACCESSORI

tramite il configuratore

COD. **56730000**

## POLTRONA ITALIA | 2 motori



Movirelax Italia

Poltrona classica, elegante, e raffinata che si adatta a ogni tipologia di ambiente.

Presenta dettagli estremamente curati come le cuciture che disegnano i contorni della poltrona, rendendola unica nella sua linea classica.

Disponibile di serie nella versione 2 motori con meccanica E4 (dotata di reclinazione dello schienale e regolazione del poggiatesta indipendenti e di movimento alzainpiedi). Su richiesta disponibile anche nella versione 2 motori con meccanica E5 (dotata di Posizione Letto + Alzata Verticale, reclinazione dello schienale e regolazione del poggiatesta indipendenti e di movimento alzainpiedi).

• Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357



### MECCANICA E4 | 2 motori relax + alzainpiedi

## Accessori

consultare pagina 174-177

## Accessorio



Traversa lavabile  
COD. 1000003357

## MISURE



52 cm



85 cm



110 cm



86 cm



49 cm



50 cm



160 cm



59.5 cm




32 cm



120 kg

\* Margine di tolleranza +/- 3cm





**CODICE** **TESSUTO**  
**56712205** MARACAIBO 205  
 Grigio



**CODICE** **TESSUTO**  
**56712130** MARACAIBO 130  
 Sabbia



**CODICE** **TESSUTO**  
**56712639** MARACAIBO 639  
 Mare



**CODICE** **TESSUTO**  
**56712010** MARACAIBO 010  
 Rosso



**CODICE** **TESSUTO**  
**56712643** MARACAIBO 643  
 Pavone

**CONFIGURABILE**  
 personalizzazione  
 · COLORE  
 · TESSUTO  
 · ACCESSORI  
 tramite il configuratore  
 COD. **56710000**

## POLTRONA ITALIA | 2 motori Movirelax Italia

Poltrona della linea Italia elegante e classica, altamente configurabile.

Poltrona Wimed della linea Italia: disponibile nella versione 2 motori quindi dotata di reclinazione dello schienale e regolazione del poggiatesta indipendenti e di movimento alzain piedi.

Disponibile di serie nella versione con meccanica E4 (dotata di reclinazione dello schienale e regolazione del poggiatesta indipendenti e di movimento alzain piedi).

Su richiesta disponibile anche nella versione **2 motori con meccanica E5** (dotata di Posizione Letto + Alzata Verticale, reclinazione dello schienale e regolazione del poggiatesta indipendenti e di movimento alzain piedi).

### Accessori

consultare pagina 174-177

### Accessorio




Traversa lavabile  
 COD. 1000003357




### MECCANICA E4 | 2 motori relax + alzain piedi

### MISURE



\* Margine di tolleranza +/- 3cm



**CODICE** **TESSUTO**  
**56715205** MARACAIBO 205  
 Grigio



**CODICE** **TESSUTO**  
**56715130** MARACAIBO 130  
 Sabbia



**CODICE** **TESSUTO**  
**56715639** MARACAIBO 639  
 Mare



**CODICE** **TESSUTO**  
**56715010** MARACAIBO 010  
 Rosso



**CODICE** **TESSUTO**  
**56715643** MARACAIBO 643  
 Pavone

**CONFIGURABILE**  
 personalizzazione  
 • COLORE  
 • TESSUTO  
 • ACCESSORI  
 tramite il configuratore  
 COD. **56715601**

**POLTRONA ITALIA | 2 motori** 

Poltrona della linea Italia con Braccioli estraibili di serie e Maniglione di spinta.  
 Disponibile di serie nella versione 2 motori con meccanica E4 (dotata di reclinazione dello schienale e regolazione del poggiatesta indipendenti e di movimento alzain piedi). Su richiesta disponibile anche nella versione 2 motori con meccanica E5 (dotata di Posizione Letto + Alzata Verticale, reclinazione dello schienale e regolazione del poggiatesta indipendenti e di movimento alzain piedi). Dotata di serie di:

- 4 Ruote di diametro 50 mm
- Maniglione di spinta
- Braccioli estraibili per favorire la traslazione della persona
- Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

**Accessori**

consultare pagina 174-177

**Accessorio**




Traversa lavabile  
 COD. 1000003357




**MECCANICA E4 | 2 motori relax + alzain piedi**

**MISURE**



\* Margine di tolleranza +/- 3cm



**CODICE**  
**56784205**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 205  
Grigio



**CODICE**  
**56784130**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 130  
Sabbia



**CODICE**  
**56784639**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 639  
Mare



**CODICE**  
**56784010**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 010  
Rosso



**CODICE**  
**56784643**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 643  
Pavone

### CONFIGURABILE

personalizzazione

· COLORE

· TESSUTO

· ACCESSORI

tramite il configuratore

COD. **56715500**

## POLTRONA ITALIA | 2 motori MovirelaxItalia

Poltrona della linea Italia dotata di Roller System, Maniglione di spinta, Braccioli estraibili di serie.

Disponibile di serie nella versione 2 motori con meccanica E4

(dotata di reclinazione dello schienale e regolazione del poggiatesta indipendenti

e di movimento alzain piedi). Su richiesta disponibile anche nella versione

2 motori con meccanica E5 (dotata di Posizione Letto + Alzata Verticale,

reclinazione dello schienale e regolazione del poggiatesta indipendenti

e di movimento alzain piedi).

• Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

### Accessori

consultare pagina 174-177



### MECCANICA E4 | 2 motori relax + alzain piedi

### Caratteristiche



maniglione



Roller System



braccioli estraibili

### Accessorio



Traversa lavabile  
COD. 1000003357

### MISURE



52 cm



72 cm



110 cm



86 cm



54 cm



50 cm



160 cm



59.5 cm




32 cm



120 kg

\* Margine di tolleranza +/- 3cm



**CODICE** **TESSUTO**  
**56770205** MARACAIBO 205  
 Grigio



**CODICE** **TESSUTO**  
**56770130** MARACAIBO 130  
 Sabbia



**CODICE** **TESSUTO**  
**56770639** MARACAIBO 639  
 Mare



**CODICE** **TESSUTO**  
**56770010** MARACAIBO 010  
 Rosso



**CODICE** **TESSUTO**  
**56770643** MARACAIBO 643  
 Pavone

**CONFIGURABILE**  
 personalizzazione  
 • COLORE  
 • TESSUTO  
 • ACCESSORI  
 tramite il configuratore  
 COD. **56738900**

**POLTRONA ITALIA | 2 motori**  **MovirelaxItalia**

Poltrona della linea Italia con dimensioni ridotte e massimo comfort.  
 Nicole Small è una speciale poltrona WIMED della linea Italia.  
 Il design della poltrona è appositamente pensato per gli spazi ristretti.  
 • Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

**Accessori**  
 consultare pagina 174-177




**MECCANICA E4 | 2 motori relax + alzainpiedi**

**Accessorio**




Traversa lavabile  
 COD. 1000003357



\* Margine di tolleranza +/- 3cm

56750XXX

## MARILU' SMALL



**CODICE**  
**56750205**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 205  
Grigio



**CODICE**  
**56750130**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 130  
Sabbia



**CODICE**  
**56750639**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 639  
Mare



**CODICE**  
**56750010**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 010  
Rosso



**CODICE**  
**56750643**

**TESSUTO**  
MARACAIBO 643  
Pavone

**CONFIGURABILE**

personalizzazione

· COLORE

· TESSUTO

· ACCESSORI

tramite il configuratore

COD. **56750000****POLTRONA ITALIA | x motori**

Movirelax Italia

Poltrona della linea Italia con dimensioni ridotte e massimo comfort, con Roller System di serie.

Speciale poltrona WIMED della linea Italia.

Il design della poltrona è appositamente pensato per gli spazi ristretti.

• Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

**Accessori**

consultare pagina 174-177

**Accessorio**

Traversa lavabile  
COD. 1000003357

**MECCANICA E4 | 2 motori relax + alzainpiedi****MISURE**

51 cm



59 cm  
braccioli chiusi  
85 cm  
braccioli aperti



108 cm



83 cm



48 cm



47 cm



150 cm



61 cm



47 cm



120 kg

\* Margine di tolleranza +/- 3cm

**CONFIGURABILE**

personalizzazione

· COLORE


· TESSUTO

· ACCESSORI

tramite il configuratore

COD. **56714400****Caratteristiche**

- Poltrona speciale Wimed
- Adatta a supportare un carico fino a 160 kg / 230 kg.

**POLTRONA ITALIA | 2 e 3 motori**

Movirelax Italia

Poltrona Bariatrica della linea Italia.

La poltrona Nadia XXL, è una poltrona speciale adatta a ospitare utenti da peso fino a 160 kg nella versione a 2 motori e fino a 230 kg nella versione a 3 motori.

Nadia XXL è dotata di inclinazione dello schienale e regolazione del poggiatesta indipendenti e del pratico movimento alzain piedi.

- Disponibile come accessorio la traversa lavabile per seduta Abena COD. 1000003357

**Accessori**

consultare pagina 174-177

**Accessorio**Traversa lavabile  
COD. 1000003357**MECCANICA E4 | 2 motori relax + alzain piedi****MISURE**

63 cm



83 cm



111 cm



76 cm



51 cm



50 cm



160 cm



59.5 cm



32 cm

2M 160 kg  
3M 230 kg

# TESSUTI

## MARACAIBO



001  
Avorio



615  
Rosa



010  
Rosso



639  
Mare



080  
Borgogna




643  
Pavone



130  
Sabbia



2100  
Castagna




205  
Grigio



4010  
Grigio  
Nuvola

## MALIBÙ




102  
Canapa




626  
Perla




9  
Rosso  
acceso




80  
Uva



12  
Salvia



619  
Avana



15  
Blu



623  
Panna



16  
Avio



613  
Grigio

## NOBILBOND



009  
Rosso  
cardinale



090  
Bordeaux



014  
Blu notte




104  
Noc-  
ciola



015  
Petrolio



615  
Rosa  
antico



019  
Grigio  
chiaro



648  
Salmone



023  
Pale pink




655  
Abete

## SWEET DREAMS



001  
Beige




70  
Mosto




13  
Mu-  
schio



104  
Camel




14  
Zaffiro




130  
Tortora




20  
Cache-  
mire



643  
Turche-  
se



27  
Pietra



655  
Giada

**Caratteristiche** Tessuto antigoccia, lavabile a 30°C, non candeggiare, stirare max 110°C, non utilizzare l'asciugatrice, utilizzabile qualsiasi solvente eccetto tetracloroetilene. Come optional disponibile la versione ignifugo 11M.

**PEDIERA** ESTENSIBILE 7 cm  
cod. 56700021



**BRACCIOLI** ESTRAIBILI  
cod. 56700008



**MANIGLIONE** DI SPINTA  
cod. 56400005



**SEDUTA** IN MEMORY FOAM  
cod. 56700007



**CUSCINETTO** POGGIATESTA  
cod. 56700013



**ROLLER SYSTEM**  
cod. 56700001




**SET 4 RUOTE PIROETTANTI** DA Ø 50 mm  
cod. 56700003



**SET 4 RUOTE PIROETTANTI** DA Ø 100 mm  
cod. 56700004



**VIBRO MASSAGGIO**  
cod. VIBROMASSAGGIO



**GRAN FOULARD**  
cod. GRAN1





**KIT COPRI TESTA + COPRI BRACCIOLI**

cod. 56700011



**KIT COMPLETO COPRI POLTRONA**

cod. 56700012



**TAVOLINO A BAIONETTA**

cod. 56700002



**TAVOLINO SNODABILE**

cod. 56700010



**PIEDINI IN ACCIAIO CROMATO**

cod. PAC



**TELECOMANDO WIRELESS**

cod. ME-TC.ME4WIRELESS



**KIT BATTERIA SENZA FILI**

cod. ACME.KITBATTERIA



**KIT LUCE + USB**

cod. 56700009



**CUSCINO PER ANIMALI DA COMPAGNIA**

cod. 56700060 diametro 60 cm - misura M

cod. 56700090 diametro 90 cm - misura L



**POUF 60 x 120 cm**

cod. 56700020



# ACCESSORI PER MODELLO

|   | NADIA<br>LIFE | BEATRICE | NICOLE<br>SMALL | NADIA | NADIA<br>PROFESSIONAL | NADIA<br>XL | MARILU' |
|---|---------------|----------|-----------------|-------|-----------------------|-------------|---------|
| <b>PEDIERA</b><br>ESTENSIBILE<br>7 cm                                     | X             | X        |                 | X     | X                     |             | X       |
| <b>KIT LUCE</b><br>+<br><b>USB</b>  | X             | X        | X               | X     | X                     | X           |         |
| <b>TAVOLINO</b><br>SNODABILE  | X             |          | X               | X     |                       | X           |         |
| <b>TAVOLINO</b><br>A BAIONETTA  | X             | X        |                 | X     | X                     | X           | X       |
| <b>* VIBRO</b><br><b>MASSAGGIO</b>  | X             | X        | X               | X     | X                     | X           |         |
| <b>SEDUTA</b><br>IN MEMORY<br>FOAM  | X             | X        | X               | X     | X                     | X           | X       |
| <b>KIT</b><br><b>COMPLETO</b><br>COPRI<br>POLTRONA                        | X             | X        | X               | X     | X                     | X           | X       |
| <b>KIT</b><br><b>COPRI TESTA</b><br>+<br><b>COPRI</b><br><b>BRACCIOLI</b> | X             | X        | X               | X     | X                     | X           | X       |
| <b>GRAN</b><br><b>FOULARD</b>   | X             | X        | X               | X     | X                     | X           | X       |
| <b>CUSCINO</b><br>PER ANIMALI<br>DA COMPAGNIA                             | X             | X        | X               | X     | X                     | X           | X       |

|  | <b>NADIA</b><br>LIFE | <b>BEATRICE</b> | <b>NICOLE</b><br>SMALL | <b>NADIA</b> | <b>NADIA</b><br>PROFESSIONAL | <b>NADIA</b><br>XL | <b>MARILU'</b> |
|--|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>POUF</b>                                      | X                    | X               | X                      | X            | X                            | X                  | X              |
| <b>CUSCINETTO</b><br>POGGIATESTA                 | X                    | X               | X                      | X            | X                            | X                  |                |
| <b>ROLLER</b><br><b>SYSTEM</b>                   | X                    | X               |                        | X            | X<br>di serie                |                    | X<br>di serie  |
| <b>SET 4 RUOTE</b><br>PIROETTANTI DA<br>Ø 50 mm  | X<br>di serie        | X               | X                      | X            |                              | X<br>XXL2          |                |
| <b>SET 4 RUOTE</b><br>PIROETTANTI DA<br>Ø 100 mm | X                    |                 |                        | X            |                              |                    |                |
| <b>* KIT</b><br><b>BATTERIA</b><br>SENZA<br>FILI | X                    | X               |                        | X            | X                            |                    | X              |
| <b>MANIGLIONE</b><br>DI<br>SPINTA                | X<br>di serie        | X               |                        | X            | X<br>di serie                | X                  | X              |
| <b>* TELECO-</b><br><b>MANDO</b><br>WIRELESS     | X                    | X               |                        | X            | X                            | X                  | X              |
| <b>BRACCIOLI</b><br>ESTRAIBILI                   | X<br>di serie        |                 |                        | X            | X<br>di serie                | X                  |                |
| <b>PIEDINI</b><br>IN ACCIAIO<br>CROMATO          | X                    | X               | X                      | X            | X                            | X                  |                |

X accessorio disponibile

**RIQUADRO BIANCO** : accessorio NON disponibile

# AUSILI BAGNO





## COMODA IMBOTTITA

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco.

- 4 ruote diametro 100 mm
- Seduta e schienale in spugna
- Piano di seduta WC
- Vaschetta estraibile
- Braccioli estraibili con fianchetto laterale
- Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggiapolpacci imbottiti
- Rivestimento in materiale lavabile

### CODICE DESCRIZIONE

**15591110** 43 cm con foro

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| LARGHEZZA SEDUTA   | 43 cm      |
| LARGHEZZA TOTALE   | 56 cm      |
| PROFONDITA' SEDUTA | 45 cm      |
| ALTEZZA SCHIENALE  | 58 cm      |
| ALTEZZA            | 50 cm      |
| ALTEZZA BRACCIOLO  | 26 cm      |
| PROFONDITA' TOTALE | 84 cm      |
| MISURA FORO        | 18 x 30 cm |

### Accessori

- 15591215 - Spinte laterali
- 15591214 - Divaricatore
- 15591213 - Appoggiatesta
- 15591218 - Tavolino

23.5 kg  Kg

PORTATA MAX: 120 kg



### Accessori

15591215 - Spinte laterali  
 15591214 - Divaricatore  
 15591213 - Appoggiatesta  
 15591218 - Tavolino

## COMODA IMBOTTITA

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco.

- 4 Ruote diametro 200 mm
- Seduta e schienale in spugna
- Piano di seduta WC
- Vaschetta estraibile
- Braccioli estraibili con fianchetto laterale
- Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggipolpacci imbottiti
- Rivestimento in materiale lavabile

24.5 kg 

PORTATA MAX: 120 kg

### CODICE DESCRIZIONE

**15591111** 43 cm con foro

Questo articolo è un dispositivo medico  
 detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| LARGHEZZA SEDUTA   | 43 cm      |
| LARGHEZZA TOTALE   | 62 cm      |
| PROFONDITA' SEDUTA | 45 cm      |
| ALTEZZA SCHIENALE  | 58 cm      |
| ALTEZZA SEDUTA     | 50 cm      |
| ALTEZZA BRACCIOLO  | 26 cm      |
| PROFONDITA' TOTALE | 85 cm      |
| MISURA FORO        | 18 x 30 cm |



### Accessori

- 15591215 - Spinte laterali
- 15591214 - Divaricatore
- 15591213 - Appoggiatesta
- 15591218 - Tavolino

## COMODA IMBOTTITA

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco.

- 2 ruote posteriori diametro 600 mm
- Seduta e schienale in spugna
- Piano di seduta WC
- Vaschetta estraibile
- Braccioli estraibili con fianchetto laterale
- Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggiapolpacci imbottiti
- Rivestimento in materiale lavabile

26 kg  Kg

PORTATA MAX: 120 kg

### CODICE DESCRIZIONE

**15591112** 43 cm con foro

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| LARGHEZZA SEDUTA   | 43 cm      |
| LARGHEZZA TOTALE   | 66 cm      |
| PROFONDITA' SEDUTA | 45 cm      |
| ALTEZZA SCHIENALE  | 58 cm      |
| ALTEZZA SEDUTA     | 50 cm      |
| ALTEZZA BRACCIOLO  | 26 cm      |
| PROFONDITA' TOTALE | 110 cm     |
| MISURA FORO        | 18 x 30 cm |



## CODICE

**364623**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## COMODA BARIATRICA BEST UP XL

Prodotto in distribuzione.

Sedia comoda bariatrica con schienale posteriore ergonomico per il supporto della schiena come una vera poltrona.

- Sedile ergonomico termosaldato con larghezza 65 cm
- Struttura in acciaio
- Sedile ergonomico
- Secchiello rimovibile lateralmente e dall'alto

9.5 kg

PORTATA MAX: 160 kg

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| ALTEZZA TOTALE         | 90 cm        |
| ALTEZZA SEDUTA         | 52 cm        |
| ALTEZZA BRACCIOLI      | 72.5 cm      |
| DISTANZA tra BRACCIOLI | 75 cm        |
| LARGHEZZA TOTALE       | 87 cm        |
| PROFONDITA' TOTALE     | 53 cm        |
| DIMENSIONI PADELLA     | 21 x 25.5 cm |



## CODICE

**15501059/R**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## COMODA SERENA

Elegante sedia comoda con seduta in PVC imbottita e lavabile.

- Regolabile in altezza
- Braccioli imbottiti
- Secchiello rimovibile lateralmente e dall'alto

6.3 kg

PORTATA MAX: 120 kg

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| LARGHEZZA SEDUTA    | 42 cm         |
| PROFONDITA' SEDUTA  | 44 cm         |
| H TOTALE            | 98 cm         |
| INGOMBRO            | 59 cm         |
| PROFONDITA' TOTALE  | 54 cm         |
| H SEDUTA ANTERIORE  | da 40 a 60 cm |
| H SEDUTA POSTERIORE | da 39 a 59 cm |





## COMODA IMBOTTITA

Dimensioni ridotte, essenziale e completa. Utilizzata come sedia comoda, oppure direttamente sul WC se le dimensioni lo permettono.


- Braccioli ribaltabili, 4 ruote piroettanti di cui due 2 con freno di stazionamento
- Pedane poggiagambe ad estrazione rapida
- Poggiatesta regolabili in altezza, ribaltabili, completi di cinturino fermatallon
- Schienale con maniglione di spinta

14.5 kg 

PORTATA MAX: 100 kg

### CODICE

**15501059**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi 

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| LARGHEZZA SEDUTA        | 45 cm |
| PROFONDITA' SEDUTA      | 43 cm |
| ALTEZZA SCHIENALE       | 28 cm |
| INGOMBRO                | 56 cm |
| PROFONDITA' TOTALE      | 88 cm |
| ALTEZZA SEDUTA DA TERRA | 54 cm |



Ruote da 5"

## SEDIA DOCCIA WAVE 2

Carrozzina utilizzabile sia come sedia doccia, sia come sedia comoda.


- Disponibile sia nella versione con ruote posteriori da 5", sia con ruote posteriori da 24"
- Il telaio è interamente realizzato in alluminio trattato con vernice epossidica per una completa protezione da agenti esterni, acqua
- Le imbottiture di seduta, schienale e braccioli sono realizzate in schiuma poliuretanic

### CODICE DESCRIZIONE

**15511162** da 5"

**15511161** da 24"

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi 

da 5": 12.5 kg  
da 24": 13.5 kg   
PORTATA MAX: 120 kg



Ruote da 24"

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                     | da 5"     | da 24"     |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| LARGHEZZA SEDUTA                    | 43 cm     | 43 cm      |
| INGOMBRO MASSIMO                    | +14 cm    | +17 cm     |
| PROFONDITA' SEDUTA                  | 43 cm     | 43 cm      |
| PROFONDITA' TOTALE                  | 77-80 cm  | 107-110 cm |
| DISTANZA SEDUTA/PEDANA              | 40-48 cm  | 40-48 cm   |
| ALTEZZA SCHIENALE                   | 42 cm     | 42 cm      |
| ALTEZZA POSTERIORE/ANTERIORE SEDUTA | 53-57 cm  | 51-53.5 cm |
| ALTEZZA TOTALE                      | 98-102 cm | 96-98.5 cm |
| ALTEZZA BRACCIOLO                   | 21 cm     | 21 cm      |

# COMODE



## CODICE

**15641029/KD** ACCIAIO

**15641030/KD** ALLUMINIO

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## COMODA 3 in 1 KD ACCIAIO-ALLUMINIO

La comoda 3 in 1 è un ausilio multifunzione.

Può essere utilizzata come comoda, supporto per water, sedia doccia.

- Regolabile in altezza
- Lo schienale può essere rimosso per potersi avvicinare il più possibile al muro
- Puntali in gomma antiscivolo
- Disponibile in due versioni: acciaio e alluminio

ACCIAIO: 7.5 kg  
ALLUMINIO: 4 kg



PORTATA MAX: 136 kg

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ALTEZZA TOTALE     | da 62 a 77 cm |
| PROFONDITA' SEDUTA | 41.5 cm       |
| LARGHEZZA SEDUTA   | 36 cm         |
| ALTEZZA SEDUTA     | 42-56 cm      |
| PROFONDITA' TOTALE | 56 cm         |
| LARGHEZZA TOTALE   | 52 cm         |

# LINEA BAGNO KING



## CODICE

**KING-CMDBA-KN**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## COMODA WC con braccioli e schienale KING

Ausilio in polietilene multifunzione, dal design moderno

- Comoda, supporto per water, sedia doccia.
- Regolabile in altezza
- Gambe in alluminio anodizzato
- Puntali in gomma antiscivolo



Prodotto in distribuzione.

4 kg



PORTATA MAX: 120 kg

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| LARGHEZZA SEDUTA   | da 56 a 63 cm |
| PROFONDITA' SEDUTA | 45 cm         |
| H SCHIENALE        | 24 cm         |
| INGOMBRO           | 59 cm         |
| SEDUTA             | 37 cm         |
| H REGOLABILE       | da 41 a 51 cm |

## Accessorio



Secchiello COD. KING-BC-KN

## SEDILE VASCA REGOLABILE in polietilene



Schienale disponibile come accessorio COD. KING-BR-KN.



Prodotto in distribuzione.

### CODICE

#### KING-BS-KN

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



PORTATA MAX: 120 kg

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| LARGHEZZA SEDUTA            | 37 cm    |
| PROFONDITA' SEDUTA          | 30 cm    |
| AGGANCI LATERALI REGOLABILI | 67-77 cm |
| ALTEZZA AGGANCI             | 20 cm    |

## SEDILE VASCA REGOLABILE con schienale in polietilene



### CODICE

#### KING-BSB-KN

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



PORTATA MAX: 120 kg

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| LARGHEZZA SEDUTA            | 37 cm    |
| PROFONDITA' SEDUTA          | 30 cm    |
| AGGANCI LATERALI REGOLABILI | 67-77 cm |
| ALTEZZA AGGANCI             | 20 cm    |
| ALTEZZA SCHIENALE DA SEDUTA | 32 cm    |



## SEDIA DOCCIA REGOLABILE in polietilene



Braccioli disponibili come accessorio COD. KING-A-KN  
Schienale disponibile come accessorio COD. KING-BR1-KN.

Prodotto in distribuzione.

PORTATA MAX: 120 kg

### CODICE

**KING-SS1-KN**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| LARGHEZZA SEDUTA          | 50 cm    |
| PROFONDITA' SEDUTA        | 30 cm    |
| ALTEZZA SEDUTA REGOLABILE | 30-54 cm |



## SEDIA DOCCIA REGOLABILE in polietilene con schienale



Prodotto in distribuzione.

PORTATA MAX: 120 kg

### CODICE

**KING-SS1B-KN**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| LARGHEZZA SEDUTA            | 50 cm    |
| PROFONDITA' SEDUTA          | 30 cm    |
| ALTEZZA SCHIENALE DA SEDUTA | 26 cm    |
| ALTEZZA SEDUTA REGOLABILE   | 30-54 cm |



## SEDIA DOCCIA REGOLABILE in polietilene con schienale e braccioli



Prodotto in distribuzione.

PORTATA MAX: 120 kg

### CODICE

**KING-SS1BA-KN**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| LARGHEZZA SEDUTA            | 50 cm    |
| PROFONDITA' SEDUTA          | 30 cm    |
| ALTEZZA SCHIENALE DA SEDUTA | 26 cm    |
| ALTEZZA SEDUTA REGOLABILE   | 30-54 cm |



## COVER SOFT RETTANGOLARE



### CODICE

**KING-CSS2-KN** Light blue

Cover in EVA, non assorbe acqua o batteri.  
• Per rendere più morbida e confortevole la seduta  
• Funzione antiscivolo per una maggiore sicurezza

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



Prodotto in distribuzione.



## SGABELLO QUADRATO REGOLABILE in polietilene



Prodotto in distribuzione.

PORTATA MAX: 120 kg

### CODICE

**KING-STA-KN**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA SEDUTA 30.5 cm

PROFONDITA' SEDUTA 30.5 cm

ALTEZZA SEDUTA REGOLABILE 30-54 cm



## SGABELLO TONDO REGOLABILE in polietilene



Prodotto in distribuzione.

PORTATA MAX: 120 kg

### CODICE

**KING-STRA-KN**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO SEDUTA 33 cm

H SEDUTA REGOLABILE 39-54 cm



## SGABELLO TONDO GIREVOLE REGOLABILE in polietilene



Prodotto in distribuzione.

PORTATA MAX: 150 kg

### CODICE

**KING-STRRA-KN**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO SEDUTA 33 cm

H SEDUTA REGOLABILE 39-54 cm



## COVER SOFT TONDA



Cover in EVA, non assorbe acqua o batteri.

- Per rendere più morbida e confortevole la seduta
- Funzione antiscivolo per una maggiore sicurezza

### CODICE

**KING-CSTR2-KN** Light blue

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



Prodotto in distribuzione.

# AUSILI PER DOCCIA E VASCA



## MANIGLIA CORRIMANO VENTOSA 40 e 49 cm

Maniglie corrimano con ventosa.  
Facili da installare su qualsiasi superficie liscia, pulita e asciutta, supportano una forza di trazione di 45 kg.



**CODICE**                      **DESCRIZIONE**                      Prodotto in distribuzione.

**580701**                      40 cm

**580702**                      49 cm



| CARATTERISTICHE TECNICHE |        |
|--------------------------|--------|
| DIAMETRO VENTOSA         | 9.5 cm |
| DIAMETRO MANIGLIA        | 3.5 cm |
| DISTANZA BARRA MURO      | 4 cm   |



## MANIGLIONI IN PLASTICA KING


Maniglione ergonomico, con impugnatura rigata, per una maggiore sicurezza e affidabilità. Disponibile in tre lunghezze: 30 - 45 - 60 cm



Prodotto in distribuzione.

PORTATA MAX: 120 kg

**CODICE**  
**KING-30-KN**  
**KING-45-KN**  
**KING-60-KN**

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi 

| CARATTERISTICHE TECNICHE |             |
|--------------------------|-------------|
| LUNGHEZZA                | 30/45/60 cm |
| PROFONDITA'              | 7.5 cm      |
| DIAMETRO IMPUGNATURA     | 3.5 cm      |



## MANIGLIONE RIBALTABILE

Consente nella totale sicurezza l'uso dei servizi igienici.  
• Ribaltabile, consente di non intralciare i movimenti in ambienti di piccole dimensioni.  
• Disponibile in due lunghezze 60 o 70 cm.

PORTATA MAX: 90 kg

**CODICE**                      **DESCRIZIONE**  
**24009041**                      60 cm  
**24009042**                      70 cm

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi 

| CARATTERISTICHE TECNICHE |          |
|--------------------------|----------|
| LUNGHEZZA                | 60/70 cm |
| ALTEZZA                  | 19.5 cm  |
| PROFONDITA'              | 9.5 cm   |

**CODICE****15511060**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi

**ASSE DA VASCA CON MANIGLIA**

Consente, a tutti i soggetti con difficoltà motorie, un uso confortevole della vasca di casa in totale sicurezza.

- Ampia escursione (da 40 a 63 cm) delle regolazioni per essere utilizzata su una vasta gamma di vasche da bagno
- Alloggiamento porta sapone
- Regolazione rapida dei piedini di fissaggio al bordo vasca e senza l'aiuto di attrezzi

PORTATA MAX: 150 kg

**SEDIA GIREVOLE PER VASCA**

Sedile in acciaio verniciato bianco, utilizzabile su tutte le vasche che hanno l'interno vasca da 46 a 62 cm.

- 2 perni bloccano l'ausilio ai bordi interni della vasca per evitare che possa spostarsi accidentalmente dal suo appoggio.
- Il sedile girevole ruota su se stesso di 360° ed è possibile bloccarlo ogni 90° grazie ad una leva che aziona e lo blocca nella posizione desiderata

PORTATA MAX: 136 kg

**CODICE****15641020**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| INGOMBRO TOTALE    | 70 x 51.5 x 53.5 cm |
| SEDUTA             | 42x40 cm (LxP)      |
| SCHIENALE          | 40x38 cm            |
| DISTANZA BRACCIOLI | 49 cm               |

**BIDET DELFIN**

Accessorio adatto per l'alza water Delfin. Consente una semplice e comoda igiene personale.

- Sanificabile in autoclave
- Dimensioni: 36 x 22 x 11 cm
- ACCESSORIO: cod. 24400200 - Coperchio

**CODICE****24400000**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi

200 gr

**BIDET PIEGHEVOLE**

Bidet portatile pieghevole in PVC sanificabile

- Dimensioni: 41 x 31 x 49 cm

**CODICE****1400M**

Prodotto in distribuzione.

PORTATA MAX: 120 kg

# AUSILI PER SANITARI



## ALZAWATER DELFIN PLUS



Alzawater con sistema di bloccaggio laterale compatibile con la maggior parte dei WC in commercio.

- Leggera inclinazione in avanti della seduta che aiuta a mantenere una corretta postura e riduce la flessione dell'anca e delle articolazioni
- Sanificabile in autoclave
- Disponibile in due altezze 10 e 14 cm, opzionabile con o senza coperchio

### CODICE DESCRIZIONE

**24400210** H 10

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



**24400214** H 14

PORTATA MAX: 250 kg

### CARATTERISTICHE TECNICHE

INGOMBRO 36.5 x 40.5 cm

DIMENSIONI INTERNE 26 x 20.6 cm

## COVER MORBIDA per Delfin Plus



### CODICE DESCRIZIONE

**24400201** COVER MORBIDA per DELFIN PLUS

## ALZAWATER MARLIN



Alzawater disponibile senza braccioli, con braccioli fissi e ribaltabili. Altezza: 12 cm.

PORTATA MAX: 130 kg

### CODICE DESCRIZIONE

**24451012** con braccioli fissi

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CODICE

**24450012**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



### CODICE DESCRIZIONE

**24451012R** con braccioli ribaltabili

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## ALZAWATER e ALZABIDET TWIN



Alzawc morbido in poliuretano sovrapponibile alla maggior parte dei WC in commercio. Borsa in tela da trasporto inclusa.



1.5 kg  Kg

### CARATTERISTICHE TECNICHE

INGOMBRO

34.6 x 46.3 cm

ALTEZZA

10 cm

### CODICE

**24422210**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## WC PORTATILE CAMPER



WC portatile chimico, con vano portarotolo.

- Misure: 41x36x h 38 cm
- Vaso: 12 litri

### CODICE


**8850M** WC camper

PORTATA MAX: 120 kg

**FLUIS5** Liquido WC-5 litri

Prodotto in distribuzione.

# SANITARI & AUSILI PER LA RIABILITAZIONE







## PIUMAPED 1

Scarponcino post-operatorio.

- Apertura laterale e superiore della tomaia, pianta larga
- Regolabile con tre chiusure a velcro differenti che evitano attriti o sfregamenti
- Ampia calzata adatta a piedi che hanno subito interventi operatori o diabetici, anche in presenza di ulcere importanti
- Rivestimento in vellutino nero
- Disponibile nelle misure dal 35 al 46

### CODICE

**336611XX**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## PIUMAPED 3

Scarpa post-operatoria.

- Pianta larga ed apertura posteriore e superiore della tomaia, regolabile con due chiusure a velcro
- Adatta a piedi che hanno subito interventi operatori o diabetici, anche in presenza di ulcere importanti
- Rivestimento in vellutino nero
- Disponibile nelle misure dal 35 al 46

### CODICE

**336633XX** Piumaped 3

**336630XX** Piumaped 3 in cotone

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## PIUMAPED 4

Scarpa post-operatoria.

- Pianta larga ed apertura posteriore e superiore della tomaia, regolabile con due chiusure a velcro
- Adatta a piedi che hanno subito interventi operatori o diabetici, anche in presenza di ulcere importanti
- Rivestimento in vellutino nero
- Disponibile nelle misure dal 35 al 46

### CODICE

**336644XX**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## PIUMAPED 8

Scarpa di Baruk ambidestro.

- Tomaia rinforzata nel retropiede con rinforzo semirigido
- Angolazione del plantare per scaricare il peso del corpo dell'avampiede (10°)
- Rivestimento in vellutino blu
- Disponibile nelle misure dal 35-36/37/38/39-40/41-42/43-44/45-46

### CODICE

**336688XX**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## PIUMAPED 16

Zoccolo di Baruk ambidestro.

- Piano di appoggio senza bordo anteriore per un maggior comfort
- Chiusura superiore a velcro
- Rinforzo semirigido avvolgente della tomaia nel retro piede
- Fondo microporoso con angolazione di 10° per scaricare il peso del corpo sull'avampiede
- Rivestimento in vellutino blu
- Disponibile nelle misure dal 35 al 46

### CODICE

**336616XX**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## SCARPA COPRIGESSO

Scarpa in panno nero.

- Dotata di occhielli e suola morbida antiscivolo
- Disponibile nelle misure dal 35 al 48

### CODICE

**33662XXX**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## SOLETTA PLANTARE ESTRAIBILE

Nei modelli PIUMAPED 1-3-4.

### CODICE

**336699XX**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## CERVICAL MEMORY

Prodotto in distribuzione.

Cuscino dall'azione preventiva dei sintomi legati ai disturbi della cervicalgia; consente lo scarico delle tensioni muscolari.

- Struttura interna in poliuretano viscoelastico a memoria di forma, con sagoma doppia altezza
- Sorregge correttamente la testa ed il collo, sia nella posizione supina che in quella di decubito laterale
- Per un maggiore o minore sostegno per il capo ed il collo è sufficiente invertire la posizione del guanciale
- Federa interna in microfibra
- Federa esterna in tessuto traspirante

### **CODICE**

**33101213**



## CERVICAL MED

Prodotto in distribuzione.

Cuscino che svolge un'azione preventiva dei sintomi legati ai disturbi della cervicale.

- Struttura di sostegno sagomata in poliuretano espanso flessibile ed indeformabile
- La nuca appoggia correttamente nella parte centrale adattandosi in modo fisiologico alla lordosi della colonna cervicale
- Fodera di rivestimento in cotone non sfoderabile dal guanciale

### **CODICE**

**33101210**



## CERVICAL EXTRA

Prodotto in distribuzione.

Cuscino dal sostegno fisiologicamente corretto e ottimale per capo e collo con azione preventiva dei sintomi legati ai disturbi della cervicale.

- Struttura di sostegno sagomata in Dryfeel®, innovativa schiuma reticolata con struttura cellulare molto aperta
- Dryfeel® beneficia del miglior flusso d'aria ed assicura un'elevata capacità di traspirazione del guanciale
- Trattato con additivo antibatterico per tenere lontani batteri e muffe, prevenendo la formazione di cattivi odori
- Eccellente permeabilità dell'aria e traspirazione, miglior assorbimento dell'umidità

### **CODICE**

**33101211**



## GUANCIALE IN LATTICE A SAPONETTA



Sagoma in schiuma di lattice morbida ed elastica 100% naturale con fori passanti, per una costante aerazione.

- Ottimo sostegno per capo e collo
- Ventilazione garantita dai numerosi micropori
- Federa di rivestimento trapuntata ed imbottita in tessuto a maglia con filato Tencel®:

**CODICE**

Prodotto in distribuzione.

**33101301**



## SILENT ANTI-RUSSAMENTO



Guancialetto studiato per sollevare le spalle e la testa dal piano del materasso ottenendo così una flessione del capo che facilita lo scivolamento in avanti della lingua, riducendo così il rischio di russamento.

- Struttura di sostegno sagomata in poliuretano espanso flessibile ed indeformabile
- Le 3 impugnature circolari sulla federa di cotone uniscono l'anima interna e l'imbottitura
- Controindicato per persone che soffrono di patologie della regione cervicale

**CODICE**

Prodotto in distribuzione.

**33101112**



## CUSCINO NUVOLETTA NEONATO



Cuscinetto per neonati.

- Bassissimo, opportunamente sagomato, in poliuretano viscoelastico a memoria di forma Breeze®
- Il materiale Breeze® è in grado di garantire il libero passaggio dell'aria e la veloce dispersione di calore ed umidità
- Il foro centrale consente il supporto del capo del neonato, senza esercitare dannose pressioni su di essa
- Non lavabile: è possibile compiere una veloce pulizia superficiale, evitando il ristagno di umidità

**CODICE COLORE**

Prodotto in distribuzione.

**33103113** ROSA

**33103114** BLU



## COLLARE AVVOLGENTE



Prodotto in distribuzione.

Collare avvolgente e protettivo che sorregge correttamente e in modo confortevole il capo avvolgendo il tratto cervicale.

- Sagoma realizzata in schiuma viscoelastica a memoria di forma
- Ideale per il quotidiano relax casalingo, per i viaggi in automobile, treno e aereo

### CODICE

**33103110**



## SALVARENI AVVOLGENTE



Prodotto in distribuzione.

Applicato ad una seduta, favorisce la postura corretta prevenendo dolorose tensioni della muscolatura del rachide lombare.

- Sagoma realizzata in schiuma viscoelastica a memoria di forma, leggermente avvolgente
- Federa di rivestimento in tessuto traspirante

### CODICE

**33103111**



## CUNEO SUPPORT



Prodotto in distribuzione.

Posizionato sul materasso tradizionale e utilizzato in combinazione con un guanciale per la testa, questo prodotto garantisce che il busto rimanga sollevato rispetto alle gambe, creando le corrette condizioni per la prevenzione del reflusso gastroesofageo notturno e per il trattamento degli effetti di alcune patologie cardiache.

- Sagoma realizzata a forma di grande cuneo in poliuretano viscoelastico a memoria di forma nella parte superiore e poliuretano espanso nella parte inferiore
- Adatto per pazienti obbligati a lunghi allettamenti di qualsiasi natura
- Dimensioni: 82x86 cm
- Altezza: da 2 a 17 cm

### CODICE

**33103112**





## TALLONETTA AVVOLGENTE



Accessorio tecnico adatto a qualsiasi calzatura.

- Prodotto adatto alla prevenzione e alla cura di patologie quali: spina calcaneare, tallonite, tendinite, ecc.
- Adatta a coloro che per professione camminano e/o rimangono a lungo in piedi

**CODICE**      **MISURA**

Prodotto in distribuzione.

**19010101**      Misura Small - 35/40

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

**19010102**      Misura Large - 41/46



## TALLONETTA AVVOLGENTE SENZA CUSCINETTO



Accessorio tecnico adatto a qualsiasi calzatura.

- Prodotto adatto alla prevenzione e alla cura di patologie quali: spina calcaneare, tallonite, tendinite, ecc.
- Adatta a coloro che per professione camminano e/o rimangono a lungo in piedi

**CODICE**      **MISURA**

Prodotto in distribuzione.

**19010201**      Misura Small - 35/40

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

**19010202**      Misura Large - 41/46



## TALLONETTA PIATTA



Tallonetta universale.

- Adatta per tutti i tipi di scarpe: eleganti, basse, di uso quotidiano, con poco spazio disponibile
- Le caratteristiche del materiale assicurano un ottimo effetto anti-shock

**CODICE**      **MISURA**

Prodotto in distribuzione.

**19012701**      Misura Small - 35/38

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi

**19012702**      Misura Large - 38/42

**19012703**      Misura Large - 41/46



## CUSCINETTO METATARSALE



Cuscinetto universale adatto a tutte le tipologie di scarpa, in particolare per i modelli con tacco alto.

- Prodotto adatto alla prevenzione e alla cura di patologie quali: ipercheratosi dell'avampiede, attenua la pressione esercitata dalla calzatura e assorbe gli impatti
- La forma sottile ed anatomica consente di essere inserito in qualsiasi tipo di calzatura

**CODICE**      **MISURA**

Prodotto in distribuzione.

**19060000**      Misura unica

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi





## PLANTARE UNIVERSALE CON CUSCINETTI

Plantare universale adatto a tutte le tipologie di scarpe.

- Inserti metatarsali e calcaneari
- Consigliato per stare in piedi, camminare, correre e fare sport

| CODICE          | MISURA       | CODICE          | MISURA       |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>19020300</b> | Misura 35/36 | <b>19020303</b> | Misura 41/42 |
| <b>19020301</b> | Misura 37/38 | <b>19020304</b> | Misura 43/44 |
| <b>19020302</b> | Misura 39/40 | <b>19020305</b> | Misura 45/46 |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



Prodotto in distribuzione.



## PLANTARE 3/4 CON CUSCINETTI

Accessorio tecnico.

- Specifico per la tutela della zona metatarsale con supporto nell' arco del piede
- Consigliato negli sport di scatto, salto e di scalata

| CODICE          | MISURA       | CODICE          | MISURA       |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>19020100</b> | Misura 35/36 | <b>19020103</b> | Misura 41/42 |
| <b>19020101</b> | Misura 37/38 | <b>19020104</b> | Misura 43/44 |
| <b>19020102</b> | Misura 39/40 | <b>19020105</b> | Misura 45/46 |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



Prodotto in distribuzione.



## PLANTARE DUAL SYSTEM SHARK

Con ioni d'argento per un naturale equilibrio batterico della pelle è un dispositivo shock absorber, 100% silicone grado medicale, adatto ad ogni tipo di calzatura (sportiva, elegante, col tacco) femminile e maschile. Pratico e confortevole, aiuta a ridurre l'intensità dei traumi a carico del metatarso.

| CODICE          | MISURA       | CODICE          | MISURA       |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>19026000</b> | Misura 35/36 | <b>19026003</b> | Misura 41/42 |
| <b>19026001</b> | Misura 37/38 | <b>19026004</b> | Misura 43/44 |
| <b>19026002</b> | Misura 39/40 | <b>19026005</b> | Misura 45/46 |

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



Prodotto in distribuzione.



## PALLINE PER RIABILITAZIONE



Set di 8 palline in spugna espansa per la riabilitazione della mano.

- Colori assortiti
- Diametro: 7 cm

**CODICE**

Prodotto in distribuzione.

**0177**



## URINALE UOMO



Prodotto in distribuzione.

Realizzato in polietilene bianco, sterilizzabile a raggi gamma e beta o con ossido di etilene.

Confezionato singolarmente in busta.

**CODICE**

**33551502**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## PADELLA



Prodotto in distribuzione.

Padella confezionata singolarmente in busta.

**CODICE**

**33551500**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



# AUSILI PER L'AUTONOMIA



## INFILACALZE

Infilacalze economico con tiranti a laccio.

**CODICE**

**AA4650Y**

Prodotto in distribuzione.



## INFILA COLLANT

Infilacollant in PVC.

**CODICE**

**AA4654Y**

Prodotto in distribuzione.



## INFILA SCARPE / INFILACALZE

Infilascarpe ed infilacalze a doppio uso.

**CODICE**

**AA4666**

Prodotto in distribuzione.



## POSATE ORIENTABILI

Posate ergonomiche studiate per soggetti con presa deficitaria.

**CODICE**    **DESCRIZIONE**

**A703205**    cucchiaino

**A703206**    cucchiaio

**A703207**    forchetta

**A703208**    coltello

Prodotto in distribuzione.



## BIDET PORTATILE

Prodotto in distribuzione.

Bidet portatile per una semplice igiene personale.  
Sanificabile in autoclave

**CODICE**

**AA2612Y**



## ASSE DI TRASFERIMENTO

Prodotto in distribuzione.

Strumento che permette di facilitare i trasferimenti a soggetti con mobilità e forza limitate.

**CODICE**

**AA8835**

Questo articolo è un dispositivo medico  
detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



PORTATA MAX: 120 kg

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**DIMENSIONI**

70X26 cm (misura dal centro dell'asse)



## VASCHETTA GONFIABILE

Prodotto in distribuzione.

Vaschetta gonfiabile per shampoo a letto.

**CODICE**

**AA1874**



## VASCHETTA PER SHAMPOO IN CARROZZINA

Vaschetta in plastica per shampoo in carrozzina.

**CODICE**

**AA1871**

Prodotto in distribuzione.



## DISCO ROTANTE

Prodotto in distribuzione.

Disco rotante per la movimentazione del paziente.

**CODICE**

**15615076**

# ABENA



## ABRI-SOFT BASIC, TRAVERSE IN FLUFF-NON TESSUTO, PE



**CODICI**  
4118

**PRODOTTO**  
 **Basic**

**MISURE cm**  
60x90

**ASSORBIMENTO**  
1700 ml

**PZ. PER BUSTA/  
CARTONE**  
30/120

ABRI-SOFT



## ABRI-SOFT PREMIUM, TRAVERSE IN FLUFF CON STRATO TRASPIRANTE, SAP



**CODICI**  
254127  
254126

**PRODOTTO**  
 **Premium**  
 **Premium**

**MISURE cm**  
60x90  
100x220

**ASSORBIMENTO**  
1800 ml  
4500 ml

**PZ. PER BUSTA/  
CARTONE**  
10/100  
10/20

ABRI-SOFT  
*Premium*



## ABRI-SOFT SUPERDRY, TRAVERSA IN FLUFF



**CODICI**  
254123  
254114

**PRODOTTO**  
 **Abri-Soft**  
 **Superdry**

**MISURE cm**  
60x90  
70x180

**ASSORBIMENTO**  
1750 ml  
1500 ml

**PZ. PER BUSTA/  
CARTONE**  
30/120  
30/60

ABRI-SOFT



## ABRI-SOFT CLASSIC



**CODICI**  
4115  
254124  
4122  
254125

**PRODOTTO**  
 **Abri Soft Classic**  
 **Abri Soft Classic**  
 **Abri Soft Classic**  
 **Abri Soft Classic**

**MISURE cm**  
40x60  
60x60  
60x75  
60x90

**ASSORBIMENTO**  
900 ml  
1300 ml  
1700 ml  
2100 ml

**PZ. PER BUSTA/  
CARTONE**  
60/240  
10/80  
30/120  
10/80

ABRI-SOFT



# ABRI-SOFT LAVABILI



## ABRI-SOFT, TRAVERSE, PU, POLIESTERE, RAYON



**CODICI**  
407300  
407400  
4172  
4173  
4174  
407500

**PRODOTTO**  
 **Lavabili**  
 **Lavabili**  
 **Lavabili**  
 **Lavabili**  
 **Lavabili**  
 **Lavabili**

**MISURE cm**  
85x90  
85x90  
75x85  
75x85  
75x85  
75x85

**ASSORBIMENTO ALI**  
2500 ml Senza  
2500 ml Con  
2000 ml Senza  
2000 ml Con  
2000 ml Con manici  
1000 ml Senza

**PZ. PER BUSTA/  
CARTONE**  
1/30  
1/30  
1/36  
1/36  
1/36  
40/40\*

ABRI-SOFT





## ABENA-SAN PREMIUM



| CODICI          | CODICI COLORE | MISURE cm | ASSORBIMENTO | STRATI | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------------|
| 1000021308      | 6             | 30x63     | 1600 ml      | 6      | 34/102                    |
| 9381-1000021309 | 7             | 36x63     | 2100 ml      | 7      | 30/120-30/90              |
| 1000021311      | 9             | 37x73     | 2400 ml      | 8      | 28/112                    |
| 1000021312      | 10            | 37x73     | 2800 ml      | 9      | 25/100                    |



## ABENA-SAN PREMIUM, BARIATRIC RANGE



| CODICI     | CODICI COLORE | MISURE cm | ASSORBIMENTO | STRATI | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------------|
| 1000021315 | 7/XXL         | 46x84     | 2000 ml      | 7      | 26/104                    |
| 1000021316 | 11/XXL        | 46x84     | 3400 ml      | 9      | 16/64                     |



## ABENA-LIGHT



| CODICI     | CODICI COLORE | MISURE cm | TEST DI ASSORBIMENTO | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1999905382 | Ultra Mini 0  | 20.6x83   | 100 ml               | 24/240                    |
| 1000021337 | Mini 1        | 21.5x10   | 180 ml               | 20/200                    |
| 1000017156 | Mini Plus 1A  | 28x10     | 200 ml               | 16/256                    |
| 1000021339 | Normal 2      | 26x11     | 350 ml               | 12/144                    |
| 1000021340 | Extra 3       | 33x11     | 500 ml               | 10/200                    |
| 1000017159 | Extra Plus 3A | 33x11     | 650 ml               | 10/200                    |
| 1000021342 | Super 4       | 43.5x20   | 850 ml               | 30/270                    |
| 100005383  | Maxi 4A       | 41x15     | 1000 ml              | 8/48                      |







## ABENA-PANTS PREMIUM



| CODICI           | CODICI COLORE | MISURE cm | ASSORBIMENTO | STRATI | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------------|
| 41071-1000021318 | ■ S1          | 55x78     | 1400 ml      | 6      | 14/84                     |
| 1000021319       | ■ S2          | 55x78     | 1900 ml      | 6      | 16/96                     |



## ABENA-PANTS PREMIUM



| CODICI           | CODICI COLORE | MISURE cm | ASSORBIMENTO | STRATI | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------------|
| 1000021321       | ■ L0          | 78x88     | 1100 ml      | 5      | 15/90                     |
| 1000016664       | ■ M0          | 68x78     | 1100 ml      | 5      | 15/90                     |
| 41083            | ■ M1          | 68x78     | 1400 ml      | 6      | 15/90                     |
| 1000021323       | ■ M2          | 68x78     | 1900 ml      | 7      | 15/90                     |
| 1000021324       | ■ M3          | 68x78     | 2400 ml      | 8      | 15/90                     |
| 1000021325       | ■ L1          | 78x88     | 1400 ml      | 6      | 15/90                     |
| 41087-1000021326 | ■ L2          | 78x88     | 1900 ml      | 7      | 15/90                     |
| 1000021327       | ■ L3          | 78x88     | 2400 ml      | 8      | 15/90                     |



## ABENA-PANTS PREMIUM, BARIATRIC RANGE



| CODICI            | CODICI COLORE | MISURE cm | ASSORBIMENTO | STRATI | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------------|
| 1000021328        | ■ XL1         | 90x105    | 1400 ml      | 6      | 16/96                     |
| 1000021329        | ■ XL2         | 90x105    | 1900 ml      | 7      | 16/96                     |
| 1000016825        | ■ XL3         | 90x105    | 2600 ml      | 8      | 16/96                     |
| 300517-1999905360 | ■ XXL1        | 98x105    | 1600 ml      | 6      | 12/48-20/80               |





## ABENA-SLIP JUNIOR PREMIUM





| CODICI     | CODICI COLORE  | MISURE cm | ASSORBIMENTO | STRATI |
|------------|--|-----------|--------------|--------|
| 1000021279 |  Junior XS2 | 44x59     | 1500 ml      | 7      |

PZ. PER BUSTA/  
CARTONE  
32/128



## ABENA-SLIP PREMIUM



| CODICI     | CODICI COLORE   | MISURE cm | ASSORBIMENTO | STRATI |
|------------|---|-----------|--------------|--------|
| 1000021280 |  XS2 | 44x59     | 1400 ml      | 7      |
| 1000021282 |  S4  | 52x69     | 2200 ml      | 9      |

PZ. PER BUSTA/  
CARTONE  
32/128  
25/75



## ABENA-SLIP PREMIUM



| CODICI     | CODICI COLORE  | MISURE cm | ASSORBIMENTO | STRATI |
|------------|--|-----------|--------------|--------|
| 1000021283 |  M0 | 67x84     | 1500 ml      | 5      |
| 43061      |  M1 | 67x84     | 2000 ml      | 6      |
| 43060      |  M2 | 67x84     | 2600 ml      | 7      |
| 1000021286 |  M3 | 67x84     | 3100 ml      | 8      |
| 1000021287 |  M4 | 67x84     | 3600 ml      | 9      |

PZ. PER BUSTA/  
CARTONE  
27/108  
26/104  
24/96  
23/92  
21/84



## ABENA-SLIP PREMIUM





| CODICI          | CODICI COLORE  | MISURE cm | ASSORBIMENTO | STRATI |
|-----------------|--|-----------|--------------|--------|
| 1000021288      |  L0 | 80x97     | 2000 ml      | 5      |
| 43066-100021289 |  L1 | 80x97     | 2500 ml      | 6      |
| 1000021290      |  L2 | 80x97     | 3100 ml      | 7      |
| 1000021291      |  L3 | 80x97     | 3400 ml      | 8      |
| 1000021292      |  L4 | 80x97     | 4000 ml      | 9      |

PZ. PER BUSTA/  
CARTONE  
26/104  
26/104  
22/88  
20/80  
18/72



## ABENA-SLIP PREMIUM



| CODICI           | CODICI COLORE  | MISURE cm | ASSORBIMENTO | STRATI |
|------------------|--|-----------|--------------|--------|
| 43069-1000021293 |  XL2  | 85x97     | 3400 ml      | 7      |
| 1000021294       |  XL4  | 85x97     | 4000 ml      | 9      |
| 1999905378       |  XXL1 | 70x101    | 2250 ml      | 9      |

PZ. PER BUSTA/  
CARTONE  
20/80-21/84  
12/48  
10/40



# ABRI-MAN PREMIUM



## ABRI-MAN



| CODICI     | CODICI COLORE                                | MISURE cm | TEST DI ASSORBIMENTO | STRATI | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|------------|--|-----------|----------------------|--------|---------------------------|
| 1000021334 | <span style="color: red;">■</span> Formula 0 | 23x19     | 250 ml               | 3      | 14/224                    |
| 1000021335 | <span style="color: red;">■</span> Formula 1 | 29x23     | 450 ml               | 4      | 15/180                    |
| 1000021336 | <span style="color: red;">■</span> Formula 2 | 29x23     | 700 ml               | 5      | 15/180                    |

ABRI-MAN



# ABENA-LET ANATOMIC



## ABENA-LET ANATOMIC



| CODICI     | CODICI COLORE | MISURE cm | ASSORBIMENTO | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 1000021345 | Anatomic      | 20X44     | 500 ml       | 30/270                    |

ABRI-LET 

# BAMBO NATURE



## BAMBO NATURE



| CODICI     | PRODOTTO         |   | PESO     | TAGLIA | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|------------|------------------|---|----------|--------|---------------------------|
| 1000010819 | Premature        |  | 1-3 kg   | 0      | 24/144                    |
| 1000019251 | New Born         |  | 2-4 kg   | 1      | 22/132                    |
| 1000019252 | Mini             |  | 3-6 kg   | 2      | 30/180                    |
| 1000019253 | Midi             |  | 4-8 kg   | 3      | 28/168                    |
| 1000019254 | Midi             |  | 7-14 kg  | 4      | 24/144                    |
| 1000019255 | Maxi             |  | 12-18 kg | 5      | 22/132                    |
| 1000019256 | Maxi             |  | +20 kg   | 6      | 20/120                    |
| 1000019263 | Midi - tall pack |  | 4-8 kg   | 3      | 52/156                    |
| 1000019264 | Midi - tall pack |  | 7-14 kg  | 4      | 48/144                    |
| 1000019265 | Maxi - tall pack |  | 12-18 kg | 5      | 44/132                    |
| 1000019266 | Maxi - tall pack |  | +20 kg   | 6      | 40/120                    |



## BAMBO NATURE TRAINING PANTS



| CODICI     | PRODOTTO       |   | PESO     | TAGLIA | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|------------|----------------|---|----------|--------|---------------------------|
| 1000019257 | XL - tall pack |  | 7-14 kg  | 6      | 20/100                    |
| 1000019258 | Junior         |  | 12-18 kg | 5      | 19/95                     |
| 1000019259 | XL             |  | 18+ kg   | 6      | 18/90                     |

BAMBO Nature





## SALVIETTE WET WIPE

### CODICI

1000012810  
1000012812

### PRODOTTO

- Bambo Nature Salviette wet wipes
- Bambo Nature Salviette wet wipes

### PZ. PER BUSTA/ CARTONE

80/12  
10/24

## CUFFIA SHAMPOO

Ideale per le persone allettate e per le situazioni di limitato accesso all'acqua. Può essere utilizzato a temperatura ambiente o può essere scaldato in forno a microonde per 15-20 secondi.



### CODICE

491917

### PRODOTTO

- Shampoo cap

### MISURE cm

Ø 32 cm

### PZ. PER BUSTA/ CARTONE

1/30

## GUANTI WET WASH

Senza profumi, senza parabeni, i Guanti monouso Wet Wash garantiscono igiene e idratazione. Possono essere utilizzati come efficace alternativa ad acqua e sapone per la detersione delle parti esterne del corpo.



### CODICI

540051

### PRODOTTO

- Guanti Abena 15x22 cm  
Wet Wash

### DIMENSIONE

### PZ. PER BUSTA/ CARTONE

1/30



## SALVIETTA UMIDIFICATA WET WIPE

In tessuto molto soffice, per un piacevole effetto detergente e idratante. Eliminano sudore e cattivi odori.



### CODICI

6595

### PRODOTTO

- Salviette Wet Wipe

### DIMENSIONE

### PZ. PER BUSTA/ CARTONE

80/960

## POMATA ALLO ZINCO

Abena "Zinc Ointment" è una pasta ideale per pelli che richiedono una barriera protettiva in ambiente umido. Contiene Ossido di Zinco, riconosciuto per le sue proprietà antisettiche. Aiuta a sfiammare pelli irritate e/o pelli arrossate grazie al contenuto di allantoina.



**CODICI**

**6963**

**PRODOTTO**

Zinc Ointment 20%

**CAPACITA' ml**

100

**PZ. PER BUSTA/  
CARTONE**

1/12

## ZINCO SPRAY

Spray barriera che protegge e rigenera la pelle. Promuove una naturale preservazione del derma ed ha un effetto di 24 ore dall'applicazione. Grazie al dispositivo spray, viene minimizzata la necessità di frizione e massaggio, prevenendo il fattore ri-contaminazione.



**CODICI**

**1000003933**

**PRODOTTO**

Zinc Spray-On 10%

**CAPACITA' ml**

100

**PZ. PER BUSTA/  
CARTONE**

1/6

## CREMA IDRATANTE

La "Skincare Lotion" è una crema per pelli normali o secche. Idrata delicatamente e può essere utilizzata quotidianamente. Adatta per mani, corpo e viso. Contiene il 14% di grassi ed è velocemente assorbita dalla pelle. Non contiene ne coloranti ne profumi.



**CODICI**

**6653**

**PRODOTTO**

Crema idratante 14% lipidi

**CAPACITA' ml**

500

**PZ. PER BUSTA/  
CARTONE**

1/6

## BORSA CON CERNIERA per assorbente per incontinenza



| CODICE | PRODOTTO | COLORE | MISURE cm | CAPACITA' | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------------------------|
| 108016 | Abri-Bag | Blue   | 26x37     | 6,24 l    | 10/240                    |

## BAVAGLIA LAVABILE PER ADULTI



| CODICE | PRODOTTO           | COLORE | MISURE cm | MATERIALE                    | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|--------|--------------------|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| 408500 | Washable Adult Bib | Blu    | 45x90     | PVC,<br>Poliestere e<br>Ryon | 1/30                      |

## MANOPOLA MOLTON - MANOPOLA AIRLAID

In morbido tessuto non tessuto Molton, particolarmente adatto al contatto con la pelle ed efficace nella rimozione dello sporco.



| CODICE | PRODOTTO                             | MISURE cm | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|--------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 491910 | Manopola secca Molton senza barriera | 23x16     | 50/1000                   |

Realizzate con tessuto di pura cellulosa ottenuto con una lavorazione speciale definita "Airlaid" che aumenta la capacità assorbente e la resistenza del materiale. Particolarmente adatto all'igiene intima.



| CODICE | PRODOTTO                            | MISURE cm | PZ. PER BUSTA/<br>CARTONE |
|--------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 491914 | Manopola secca Airlaid con barriera | 22x16     | 50/1000                   |

# DIAGNOSTICA



# LETTINI DA VISITA

## LETTINO DA VISITA A UNO SNODO



Lettoni con struttura in tubo d'acciaio verniciato

- Imbottitura in gomma piuma con testata rialzabile autobloccante
- Rivestimento in simil pelle, lavabile, in vari colori.
- Portaviso incluso nella confezione



**CODICE**      **COLORE**

**500/1/BI**      BIANCO

**500/1/NE**      NERO

### Accessorio

COD. 500/S1 - Portarotolo

29 kg

PORTATA MAX: 130 kg

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**DIMENSIONI**

189x61x72 cm

## ROTOLO IN CARTA



Lenzuolino medico a 2 veli, 200 strappi.

- Altezza 60x40 cm
- Lunghezza del rotolo 80 m
- Spessore carta 42gr/mq
- Venduto in confezione da 6 rotoli



**CODICE**

**660A200-42**

## SCALETTA



Scalette con struttura smontabile in tubo di acciaio cromato diametro 22 mm

**CODICE**      **DESCRIZIONE**

**151**      1 gradino h. 23 cm

**152**      2 gradini h. 42 cm



## LETTINO DA VISITA A VALIGIA



**CODICE**      **COLORE**

**600/10/BI**      BIANCO

**600/10V-B/BL**      BLU

17 kg

PORTATA MAX: 120 kg

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**DIMENSIONI APERTO**

173x61x73 cm

**DIMENSIONI CHIUSO**

13x86x61 cm

### Accessorio

COD. 600/V - Portarotolo



# SFIGMOMANOMETRI



## E-MEGA

**Riester**

Sfigmomanometro aneroido moderno con bracciali disinfettabili senza camera d'aria. Disponibili sia ad un tubo che a due tubi con attacco a innesto.

- Gonfiaggio rapido dei bracciali grazie al disegno ottimizzato del cucchiaino
- Precisione permanente grazie al sistema di misurazione inalterabile nel tempo e resistente ad alte pressioni fino a 600 mm/Hg
- Bracciali senza camera d'aria disinfettabili e lavabili, disponibili in diverse taglie
- Valvola di sfiato comfort con regolazione di precisione
- Manometro grande (Ø 63 mm) e disegno delle scale e lancette ottimizzato per una leggibilità maggiore
- Superfici lucidate per una disinfezione più semplice
- Tolleranza d'errore massima: +/- 3 mmHg
- Con micro filtri per la protezione della valvola di sfiato e del sistema di misurazione
- Strumento completamente latex free, con scocca in policarbonato antiurto
- Fornito completo di bracciale e una borsa in vinile

## Accessori

|       |  |
|-------|--|
| 103   | Bracciale a fascia 2 tubi, adulti 40x15 cm                   |
| 106   | Bracciale a ganci 2 tubi, adulti 58x16 cm                    |
| 141   | Bracciale a velcro, con barra e stetoscopio, 1 tubo 55x15 cm |
| 136   | Bracciale a velcro, con barra e stetoscopio, 2 tubi 55x15 cm |
| 107W  | Bracciale a velcro, polmone 1 tubo 55x15 cm colore nero      |
| 108W  | Bracciale a velcro, polmone 2 tubi 55x15 cm                  |
| 109W  | Bracciale a velcro, polmone con doppio tubo 55x15 cm         |
| 129   | Bracciale bambino 1 tubo 35.5x10 cm                          |
| 130LF | Bracciale bambino 2 tubi 35.5x10 cm                          |
| 132W  | Bracciale infanti 1 tubo 23x7.2 cm                           |
| 133W  | Bracciale infanti 2 tubi 23x7.2 cm                           |
| 134   | Bracciale neonati 1 tubo 15.5x5 cm                           |
| 135LF | Bracciale neonati 2 tubi 15.5x5 cm                           |
| 120   | Bracciale velcro 1 tubo, adulti small 42x13 cm               |
| 121   | Bracciale velcro 2 tubi, adulti small 42x13 cm               |
| 122   | Bracciale obesi 1 tubo 70x15 cm                              |
| 123LF | Bracciale obesi 2 tubi 70x15 cm                              |
| 125   | Cosciale adulti 1 tubo 70x22 cm                              |
| 126   | Cosciale adulti 2 tubi 70x22 cm                              |
| 127W  | Cosciale adulti 1 tubo XL 100x26 cm                          |
| 128   | Cosciale adulti 2 tubi XL 100x26 cm                          |

## CODICI DESCRIZIONE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>1370-150</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, adulto, 1-tubo                |
| <b>1370-152</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, obeso, 1 tubo                 |
| <b>1370-160</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, adulto stretto, 1-tubo        |
| <b>1370-154</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, bambino 1-tubo                |
| <b>1370-158</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, lattante, 1-tubo              |
| <b>1370-156</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, neonato 1-tubo                |
| <b>1370-100</b> | e-mega® bianco, 1-tubo, latex free senza bracciale              |
| <b>1375-150</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, adulto, 1-tubo                  |
| <b>1375-152</b> | e-mega® nero, con bracciale obeso LF, 1 tubo                    |
| <b>1375-160</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, adulto stretto, 1-tubo          |
| <b>1375-154</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, bambino 1-tubo                  |
| <b>1375-158</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, lattante, 1-tubo                |
| <b>1375-156</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, neonato 1-tubo                  |
| <b>1375-100</b> | e-mega® nero, 1-tubo, latex free senza bracciale                |
| <b>1371-151</b> | e-mega® bianco, con bracciale monocomponente, 2-tubi latex free |
| <b>1371-153</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, obeso, 2-tubi                 |
| <b>1371-161</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, adulto stretto, 2-tubi        |
| <b>1371-155</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, bambino 2-tubi                |
| <b>1371-159</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, lattante, 2-tubi              |
| <b>1371-157</b> | e-mega® bianco, con bracciale LF, neonato 2-tubi                |
| <b>1371-100</b> | e-mega® bianco, 2-tubi, latex free senza bracciale              |
| <b>1376-151</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, adulto, 2-tubi                  |
| <b>1376-153</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, obeso, 2-tubi                   |
| <b>1376-161</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, adulto stretto, 2-tubi          |
| <b>1376-155</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, bambino 2-tubi                  |
| <b>1376-159</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, lattante, 2-tubi                |
| <b>1376-157</b> | e-mega® nero, con bracciale LF, neonato 2-tubi                  |
| <b>1376-100</b> | e-mega® nero, 2-tubi, latex free senza bracciale                |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>SCocca</b>             | Policarbonato lucido antiurto                       |
| <b>MONO PALLA</b>         | In gomma siliconica, con valvola di ritegno a sfera |
| <b>VALVOLA</b>            | Comfort con regolazione di precisione               |
| <b>BRACCIALE</b>          | Nylon   |
| <b>CHIUSURA BRACCIALE</b> | con velcro/gancio                                   |
| <b>MANOMETRO</b>          | Ø 63 mm   |



## R-1 SHOCK-PROOF

**Riester**

Sfigmomanometro aneroido con tecnologia brevettata shock-proof (anti urto). I misuratori aneroidi tradizionali sono sensibili ai colpi dovuti a cadute e rischiano, dopo un colpo, di falsare la calibrazione causando o diagnosi errate oppure costi non indifferenti per procedere alla loro ri-calibrazione.

- Conduzione dell'aria brevettata per un movimento stabile del puntatore
- Gonfiaggio rapido ed ergonomico, grazie alla pratica forma della pompetta con cucchiaino integrato
- Valvola di decompressione che si apre senza resistenza per un utilizzo preciso e confortevole
- Shock-proof: garanzia anti-urto e anti-caduta fino a 120 cm di altezza
- Dotato di bracciale con polmone a 1 tubo.
- Manovrabile con una sola mano grazie alla soffiera direttamente collegata al manometro

### CODICI DESCRIZIONE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>1250-150</b> | R1 shock-proof® nero, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free, adulti      |
| <b>1251-150</b> | R1 shock-proof® bianco, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free, adulti    |
| <b>1250-152</b> | R1 shock-proof® nero, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free adulti obesi |
| <b>1250-154</b> | R1 shock-proof® nero, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free bambini      |
| <b>1251-152</b> | R1 shock-proof® bianco, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free obesi      |
| <b>1251-154</b> | R1 shock-proof® bianco, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free bambini    |

## Accessori

### BRACCIALI MONOCOMPONENTE

| 1 TUBO  | 2 TUBI  |
|---|---|
| 150 Bracciale Adulto<br>Circonferenza braccio<br>(24-32 cm) | 151 Bracciale Adulto<br>Circonferenza braccio<br>(24-32 cm) |
| 152 Bracciale Adulto<br>Large<br>(32- 41 cm)                | 153 Bracciale Adulto<br>Large<br>(32- 41 cm)                |
| 160 Bracciale Adulto<br>Small<br>(17-24 cm)                 | 161 Bracciale Adulto<br>Small<br>(17-24 cm)                 |
| 154 Bracciale Ragazzo<br>zo<br>(13-20 cm)                   | 155 Bracciale Ragazzo<br>(13-20 cm)                         |
| 158 Bracciale Bam-<br>bino<br>(8-13 cm)                     | 159 Bracciale Bambino<br>(8-13 cm)                          |
| 156 Bracciale Neonato<br>(5-8 cm)                           | 157 Bracciale Neonato<br>(5-8 cm)                           |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>RESISTENZA ALLE CADUTE</b>                    | Fino ad una altezza di 120 cm |
| <b>SCALA</b>                                     | Ø 52 millimetri               |
| <b>BORSA</b>                                     | In vinile zip inclusa         |
| <b>MATERIALI RIVESTIMENTO CONDOTTO ARIA</b>      | ABS bi-componente             |
| <b>MATERIALE SCOCCA</b>                          | Plastica ABS                  |
| <b>VALVOLA PRECISIONE</b>                        | Metallo                       |
| <b>ATTACCO A VITE PER SOSTITUZIONE BRACCIALE</b> | Metallo                       |
| <b>DIAMETRO TUBOLARE IN ACCIAIO</b>              | 5 cm                          |
| <b>PESO</b>                                      | 173 gr                        |
| <b>TIPO</b>                                      | Aneroido                      |
| <b>BRACCIALE</b>                                 | Nylon - monocomponente        |
| <b>DECOMPRESSIONE</b>                            | Valvola a rubinetto           |
| <b>CUCCHIAIO</b>                                 | integrato                     |

# SFIGMOMANOMETRI

## BIG BEN®

**Riester**

Una linea di sfigmomanometri altamente professionale.

- Disponibile con ampi manometri (Ø 14,5 cm) in 2 forme (tondi e quadrati) e in 4 versioni: da tavolo, su stativo (altezza da 75 a 120 cm), da parete e con morsetto universale
- Bracciali velcro con tubo spirale estensibile fino a 3 m
- Disponibili come accessori i bracciali monocomponente (vedi pag. 207)

### CODICI DESCRIZIONE

- 1453** big ben rotondo da tavolo
- 1456** big ben quadrato da tavolo
- 1459** big ben rotondo da parete
- 1465** big ben quadrato da parete
- 1468** big ben rotondo - stativo
- 1478** big ben quadrato - stativo
- 1488** big ben rotondo - con morsetto universale
- 1498** big ben quadrato - con morsetto universale



## MINIMUS® II

**Riester**

Sfigmomanometro aneroido robusto di altissima qualità.

- Rivestimento in metallo cromato extralucido con anello in metallo anticorrosione
- Attacco a vite in metallo del tubo sulla parte superiore del manometro
- Manico a cucchiaino in acciaio inox
- Monopalla latex free con valvola di sfiato cromata
- Completo di custodia in vinile

### CODICE DESCRIZIONE

- 1312** per adulti
- 1312 - 122** per obesi
- 1312 - 129** per bambini





## PRECISA® N



Sfigmomanometro economico, ideale come strumento di scorta, comodo e portatile.

- Manometro Ø 63 mm in materiale plastico molto resistente e in metallo, con attacchi cromati
- Manico robusto, corpo in ABS, attacco del tubo a vite in metallo cromato
- Membrana speciale in rame - berillio temperato, componente di precisione

| CODICE     | DESCRIZIONE |
|------------|-------------|
| 1360-107LF | LATEX FREE  |



## MINIMUS® III



Evoluzione del Minimus® II con uscita a 2 tubi.

- Manometro Ø 49 mm
- Tolleranza d'errore massima +/- 3 mHg

| CODICI     | DESCRIZIONE |
|------------|-------------|
| 1342       | per adulti  |
| 1342 - 123 | per obesi   |
| 1342 - 130 | per bambini |



## PRECISA® N SHOCK PROOF



Evoluzione del Precisa® N con rivestimento antiurto e anticaduta resistente alle cadute fino a 1 m di altezza.

- Microfiltro di protezione della valvola dell'aria
- Valvola in metallo
- Cucchiaino in acciaio inossidabile

| CODICI     | DESCRIZIONE |
|------------|-------------|
| 1364 - 107 | per adulti  |
| 1364 - 122 | per obesi   |
| 1364 - 129 | per bambini |



## SANAPHON®

**Riester**

Sfigmomanometro aneroidale con stetoscopio incorporato per l'autocontrollo della pressione.

- Manometro leggero Ø 64 mm in alluminio anticorrosione
- Bracciale a velcro con anello
- Completo di borsa
- Garantisce precisione nelle misurazioni dei valori anche per pazienti con aritmie cardiache
- Cucchiaino in acciaio inox
- Microfiltro per la protezione della valvola dell'aria

**CODICE**

**1370-141 LF**



## RI-SAN®

**Riester**

Sfigmomanometro aneroidale a 1 tubo, dal design ergonomico e piacevole.

- Valvola di sfiato regolabile facilmente con il pollice
- Manometro in 4 colori, Ø 64 mm
- Bracciale in velcro
- Adatto anche per mancini
- Monopalla latex free
- Completo di borsa in vinile

**CODICI**

**COLORI**

**1512 RI-SAN**

GRIGIO

**1517 RI-SAN**

BLU

**1522 RI-SAN**

ZAFFERANO

**1527 RI-SAN**

VERDE



## DUPLEX® 2.0

 **Riester**

Uno stetoscopio dalle straordinarie prestazioni acustiche.

- Sistema acustico innovativo per un'auscultazione di tutta la gamma di frequenze
- Doppio padiglione (Ø 48 e 36 mm)
- In alluminio anodizzato o in acciaio inox
- Dotato di anelli anti-freddo, 2 membrane e 2 coppie di olive di ricambio
- Disponibile in vari colori
- Lunghezza totale 74 cm
- Latex free

| <b>CODICE</b> | <b>DESCRIZIONE</b> |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>4200-XX</b> | Alluminio |
|----------------|-----------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>4210-XX</b> | Acciaio inox |
|----------------|--------------|



## DUPLEX®

 **Riester**

Uno stetoscopio unico per combinazione tra qualità e convenienza.

- Doppio padiglione
- Disponibile in due tipi: in alluminio anodizzato o ottone cromato (Ø 48 e 36 mm)
- Dotato di anelli anti-freddo, membrana ed olive di ricambio
- Disponibile in vari colori
- Lunghezza totale 77 cm

| <b>CODICE</b> | <b>DESCRIZIONE</b> |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| <b>4001-01</b> | duplex® Padiglione in alluminio nero |
|----------------|--------------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| <b>4001-02</b> | duplex® Padiglione in alluminio grigio antracite |
|----------------|--|

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <b>4001-03</b> | duplex® Padiglione in alluminio blu |
|----------------|-------------------------------------|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>4011-01</b> | duplex® Padiglione in ottone cromato nero |
|----------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>4011-02</b> | duplex® Padiglione in ottone cromato grigio antracite |
|----------------|---|

|                |  |
|----------------|--|
| <b>4011-03</b> | duplex® Padiglione in ottone cromato blu |
|----------------|--|

## DUPLEX® BABY 2.0

 **Riester**

Stetoscopio pediatrico.

- Doppio padiglione in alluminio anodizzato (Ø 36 e 28 mm) con anelli anti-freddo
- Corredato di membrana ed olive di ricambio
- Disponibile nel colore blu



**CODICE**

**4041**

## DUPLEX® NEONATAL 2.0

 **Riester**

Stetoscopio per lattanti e neonati.

- Doppio padiglione in alluminio anodizzato (Ø 28 e 22 mm) con anelli anti-freddo
- Corredato di membrana ed olive di ricambio
- Disponibile nel colore blu



**CODICE**

**4051**

### NOME PRODOTTO

DUPLEX® 2.0

DUPLEX®

DUPLEX® NEONATAL 2.0

DUPLEX® BABY 2.0

### ANALISI DI FREQUENZA

da 20 Hz a 100 Hz max 3,9 dB a 100 Hz  
da 100 Hz a 1.500 Hz max 22,0 dB a 300 Hz

da 20 Hz a 100 Hz max 3,6 dB a 100 Hz  
da 100 Hz a 1.500 Hz max 21,7 dB a 300 Hz

da 20 Hz a 100 Hz max 1,2 dB a 55 Hz  
da 100 Hz a 1.500 Hz max 8,5 dB a 300 Hz

da 20 Hz a 100 Hz max 3,85 dB a 100 Hz  
da 100 Hz a 1.500 Hz max 14,3 dB a 300 Hz



## ANESTOPHON®

**Riester**

Stetoscopio dalle elevate prestazioni.

- Padiglione piatto in alluminio (Ø 28 mm) dal design innovativo
- Maggior comfort dell'operatore sanitario durante la misurazione
- Archetto cromato, regolabile, corredato di membrana ed olive di ricambio
- Tubo a Y rinforzato per proteggere dai rumori di fondo
- Lunghezza totale 77 cm
- Latex free

| CODICI         | COLORI           |
|----------------|------------------|
| <b>4177-01</b> | NERO             |
| <b>4177-02</b> | GRIGIO ANTRACITE |
| <b>4177-03</b> | BLU              |



## CARDIOPHON® 2.0

**Riester**

Stetoscopio per cardiologia in acciaio inox/alluminio.

- Sistema acustico innovativo per auscultazione del range di frequenze da 200 a 500 Hz
- Membrana bilaterale ad alta precisione acustica (Ø 44 e 32 mm)
- Archetto interno regolabile e cromato
- Olive auricolari extrasoft rotanti per un maggior comfort
- Tubo a Y con 2 vie separate del canale uditivo per una migliore trasmissione acustica
- Corredato di anelli anti-freddo
- Lunghezza totale 71 cm
- Latex free

| CODICI         | COLORI |
|----------------|--------|
| <b>4240-01</b> | NERO   |
| <b>4240-03</b> | BLU    |
| <b>4240-04</b> | ROSSO  |



## TRISTAR®

**Riester**

Stetoscopio di alta qualità.

- Dotato di tre padiglioni doppi di diversa grandezza per adulti, bambini e neonati
- Ideale per una perfetta auscultazione di tutti i campi di frequenza
- Tubo a Y rinforzato per proteggere dai rumori di fondo
- Lunghezza totale 78.5 cm
- Latex free
- Dotato di olive e membrane di ricambio

**CODICE**  
**4093**





## OTOSCOPIO e OFTALMOSCOPIO E-SCOPE®

Otoscopio e oftalmoscopio con nuova tecnologia a luce chiara e bianca.

- Riduce i riflessi e migliora la differenziazione dei colori, favorendo una diagnosi più efficace rispetto alle lampadine alogene
- Risparmio energetico sia in termini di durata della batteria che della lampadina

### CODICI

Otoscopio a illuminazione diretta :

Lampadina Vacuum 2,7V:

**2100-200** bianco

**2101-200** nero

Lampada allo xenon 2,5V:

**2100-201** bianco

**2101-201** nero

Lampada a LED 3,7V:

**2110-203** bianco

**2111-203** nero



e-scope® OTOSCOPI CON LUCE DIRETTA

• Vacuum 2.7 V, in bag

**2100-200** bianco

**2101-200** nero

• XL 2.5 V, in bag

**2100-201** bianco

**2101-201** nero

e-scope® F.O. OTOSCOPI

• XL 2.5 V, in case

**2110-202** bianco

**2111-202** nero

• LED 3.7 V, in case

**2110-203** bianco

**2111-203** nero



e-scope® OFTALMOSCOPI

• Vacuum 2.7 V, in bag

**2120-200** bianco

**2121-200** nero

• XL 2.5 V, in case

**2122-201** bianco

**2123-201** nero

• LED 3.7 V, in case

**2122-203** bianco

**2123-203** nero

#### Aperture L1



## RI-SCOPE® SET



Set di strumenti per otoscopia, oftalmoscopia, retinoscopia e dermatologia.

Sono disponibili una grande varietà di possibili combinazioni di testine e manici.

Mostriamo qui solo una parte di tutte le opzioni esistenti, disponibili su richiesta.

- Gli strumenti sono dotati di lampade XL allo xenon o a LED da 2,5 V e 3,5 V
- Tutti i set sono forniti in una custodia rigida deluxe con fermi di sicurezza.
- La sostituzione delle testine dello strumento risulta facilitata grazie al raccordo a baionetta
- Sono disponibili manici con batterie alcaline, con batterie al litio o ricaricabili al litio

#### Aperture L2



#### Filtro



#### CODICI

- 3700** RI-SCOPE OTO L1/HL 2,5V-PILA  
**3703-550** RI-SCOPE L.F.O/OT.L2-LED3,5V-M.C  
**3703** RI-SCOPE L.F.O/OT.L2-LED3,LITIO  
**3716** RI-SCOPE C OTO 2,5V -F.O.  
**3723** RI-SCOPE OFT.L2/HL 2,5V-PILA  
**3746-203** RI-SCOPE OTO/OFTL L2 3,5V MAN.AA

#### Aperture L3



#### Filters





## METPACK® Infusori a pressione Riester

Apparecchio per infusione di soluzioni o sacche sangue.

- Bracciale in cotone con supporto trasparente di lettura
- Disponibile da 500 ml e 1000 ml

| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|-------------|
| 5270   | 500ml       |
| 5275   | 1000ml      |



## FORTELUX N Penne Luminose Riester

- Luce a LED 3V
- 24.000 LUX
- ALIMENTAZIONE: 2 batterie alcaline AAA1.5V

| CODICI | DESCRIZIONE   |
|--------|---|
| 507X   | Fortelux N LED - confezione singola colore nero (5)/silver (4)/rosso (7)/blu (1)/bianco (8)/verde (2) |
| 5070   | Fortelux N LED - confezione 6 pz. colori assortiti  |



## MARTELLETTI



Martelletti classici per percussione.

- Realizzati in acciaio inox
- Disponibili anche i modelli Troemner, Babinsky, Berliner e Queens
- Latex free

### CODICI

**5030** Taylor - 20 cm

**5038** Dejerine con ago - 21 cm

**5035** Buck con ago - 18 cm



## TOURNIQUET®



Tourniquet o laccio emostatico per amputazioni o per indurre l'ischemia negli arti.

- Dotato di bracciale per braccio e bracciale per gamba (entrambi latex free)
- Manometro robusto e molto preciso in metallo cromato

### CODICE

**5255**

# SMART



# MISURATORE DI PRESSIONE



**MEMORIA**  
memorizza fino  
a 90 misurazioni  
per due utenti

**METODO  
DI MISURAZIONE**  
misurazione  
della pressione  
in salita,  
per un maggiore  
comfort del paziente

**DISPLAY**  
extra large,  
retroilluminato.

Retroilluminazione  
ROSSA  
ARANCIO  
VERDE  
in base al valore misurato

## DIGI-TECH PLUS Arm LD-537

Prodotto in distribuzione.



- Metodo di misura oscillometrico
- Indicatore di aritmia cardiaca
- Classificazione valori pressori secondo WHO
- Display extra large retroilluminato
- Retroilluminazione rossa/arancio/verde in base al valore misurato
- Memorizza fino a 90 misurazioni per 2 utenti
- Calcola automaticamente la media delle ultime 3 misurazioni
- Funziona con 4 batterie AA
- Indicazione errore e batterie scariche
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
- Dimensioni: 105x120x55 mm
- Peso 310 gr senza batterie
- Certificato BHS

### CODICE

**78005103**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## DIGI-TECH PLUS Arm LD-533

Prodotto in distribuzione.



- Metodo di misura oscillometrico
- Indicatore di aritmia cardiaca
- Classificazione dei valori pressori secondo WHO
- Memorizza fino a 60 misurazioni per 2 utenti
- Calcola automaticamente la media delle ultime 3 misurazioni
- Funziona con 4 batterie AA
- Indicazione errore e batterie scariche
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
- Dimensioni: 105x120x55 mm
- Peso 310 gr senza batterie
- Certificato BHS

### CODICE

**78005102**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## DIGI-TECH WRIST LD-752

Prodotto in distribuzione.

- Metodo di misura oscillometrico
- Indicatore di aritmia cardiaca
- Classificazione dei valori pressori secondo WHO
- Grande display
- Speciale design del polsino (molto comodo da posizionare)
- Memorizza fino a 60 misurazioni per due utenti
- Calcola automaticamente la media delle ultime 3 misurazioni
- Funziona con 2 batterie AAA
- Dimensioni 66x70x30 mm
- Peso 110 gr senza batterie

### CODICE

**78005101**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



# PULSOSSIMETRI DA DITO



## CLASSIC FS10E e FS10C

Prodotto in distribuzione.

- Display a LED di alta qualità
- Indicazione saturazione d'ossigeno 70-100%
- Indicazione frequenza cardiaca 25-250 bpm
- Icona battito cardiaco
- Indicatore livello di carica batterie
- Funzionamento con 2 batterie AAA
- Spegnimento automatico entro 10 secondi in assenza di segnale rilevato
- Dimensioni 58x33x35 mm
- Peso include batterie 100 gr

### CODICE

**78005600** FS10E

**78005700** FS10C

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## COLOR FS20D

Prodotto in distribuzione.

- Display OLED 4 lati di visualizzazione, a colori, di alta qualità e luminosità
- Indicazione saturazione d'ossigeno 70-100%
- Indicazione frequenza cardiaca 25-250 bpm
- Icona battito cardiaco
- Onda battito cardiaco
- Indicatore livello di carica batterie
- Funzionamento con 2 batterie AAA
- Spegnimento automatico entro 10 secondi in assenza di segnale rilevato
- Cover strumento in silicone
- Dimensioni 58x33x35 mm
- Peso include batterie 100 gr
- Indicazione sonora della frequenza cardiaca

### CODICE

**78005500**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





# SFIGMOMANOMETRI AD ANEROIDE



## DOCTOR HS201Q3

Prodotto in distribuzione.

- Grande quadrante di facile lettura, diametro 59,5 mm
- Manometro in metallo, placcato nickel
- Anello di protezione antiurto in PVC
- Utilizzo per ambidestri
- Bracciale in nylon con anello, Latex-free
- Monopalla rigata in PVC

### CODICE

**78005406**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## TECHNO HS201Y

Prodotto in distribuzione.

- Quadrante ampio, diametro 55 mm
- Tecnologia resistente agli shock fino ad un metro e conforme alla normativa ISO81060
- Bracciale in nylon con anello, Latex-free
- Speciale monopalla piatta in PVC

### CODICE

**78005405**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## LIGHT HS201S

- Quadrante ampio, diametro 55 mm
- Manometro Shock-Protected in ABS
- Bracciale in nylon con anello, Latex-free

Prodotto in distribuzione.

### **CODICE**

**78005407**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## CLASSIC HS2000

- Manometro in alluminio
- Bracciale in nylon a due tubi con anello, Latex-free
- Confortevole valvola di scarico dell'aria a molla
- Monopalla in PVC

Prodotto in distribuzione.

### **CODICE**

**78005402**

**78005403**

**78005404**

### **COLORE**

BLU

ROSSO

VERDE

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



# STETOSCOPI



## SPRAGUE RAPPAPORT HS30C Prodotto in distribuzione.

- Testine in lega di zinco
- 3 testine a campana di misure diverse, adulti, media, pediatrica
- 2 diaframmi, grande e piccolo
- Olive di ricambio, misura grande e piccola, 2 coppie
- Tubi in PVC, con fermaglio in metallo
- Busta di plastica per accessori

### CODICE

**78025108**



Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## CLASSIC HS30A2 Prodotto in distribuzione.

- Testina piatta in alluminio anodizzato diametro 47 mm, utilizzo adulti
- Tubo in PVC

### CODICE

**78025102**

**78025103**

**78025104**

### COLORE

BLU

ROSSO

VERDE



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



## DOUBLE HS30B Prodotto in distribuzione.

- Testina doppia in alluminio anodizzato, piatta diametro 47 mm, campana piccola, utilizzo adulti
- Tubo in PVC

### CODICE

**78025105**



Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## SINGLE KID HS30E Prodotto in distribuzione.

- Testina piatta in alluminio anodizzato, piatta diametro 38 mm, utilizzo pediatrico
- Tubo in PVC

### CODICE

**78025106**



Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## DOUBLE KID HS30F Prodotto in distribuzione.

- Testina piatta in alluminio anodizzato, piatta diametro 38 mm, campana piccola, utilizzo pediatrico
- Tubo in PVC

### CODICE

**78025107**



Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## TERMOFORO STANDARD

Prodotto in distribuzione.

- 6 livelli di calore
- Display digitale
- Potenza 100 watt
- Riscaldamento rapido
- Autospegnimento con timer a 45-90 minuti
- Cavo separabile
- Fodera in microfibra lavabile
- Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento
- Dimensioni 32x41 cm

**CODICE**

**AR4H01W**



## TERMOFORO SCHIENA E CERVICALE

- 6 livelli di calore
- Dimensioni 65x38 cm

Prodotto in distribuzione.

**CODICE**

**AR4H02**



## TERMOFORO LOMBARE

- 6 livelli di calore
- Dimensioni 69x28 cm

Prodotto in distribuzione.

**CODICE**

**AR4H03**



## TERMOFORO SPALLE E CERVICALE

- 6 livelli di calore
- Dimensioni 47x53 cm

Prodotto in distribuzione.

**CODICE**

**AR4H04**



## SCALDAPIEDI

Prodotto in distribuzione.

- 6 livelli di calore
- Potenza 100 watt
- Display digitale
- Cavo separabile
- Spegnimento automatico
- Protezione contro il surriscaldamento
- Dimensioni 31x25x27 cm

**CODICE**

**AR4H05**



## TERMOCOPERTA MATRIMONIALE

- Sistema di sicurezza TPS (total protection system)
- Sistema di extra riscaldamento piedi
- 2 commutatori separabili a 2 posizioni con lampada spia
- Potenza 2 x 62 watt
- Riscaldamento indipendente per ogni singola piazza
- Rivestimento in pura lana
- Lavabile a mano
- Dimensioni 160x160 cm

Prodotto in distribuzione. **CODICE**

**AR4U140**



## TERMOCOPERTA SINGOLA

- Sistema di sicurezza TPS (total protection system)
- Sistema di extra riscaldamento piedi
- 1 commutatore a due posizioni
- Potenza 1 x 62 watt
- Rivestimento in pura lana
- Lavabile a mano
- Dimensioni 160x80 cm

Prodotto in distribuzione. **CODICE**

**AR4U80**



## UMIDIFICATORE A CALDO



- Potenza 400 watt
- Autonomia 8 ore
- Doppio serbatoio isolante
- Capacità serbatoio 2 litri
- Dispositivo di sicurezza brevettato
- Regolatore vapore
- Per stanze fino a 60 metri cubi
- Indicatore livello acqua
- Autospegnimento
- Vaschetta per essenze balsamiche
- Made in Italy

Prodotto in distribuzione. **CODICE**

**AR820**



## UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI

- Potenza 30 watt
- Nebulizzazione regolabile, tre potenze selezionabili tramite unico tasto
- Basso consumo energetico
- Capacità serbatoio 4 litri
- Autonomia 12 ore
- Indicatore laterale di livello dell'acqua
- Per stanze fino a 60 metri cubi
- Rumorosità inferiore a 35 db
- Autospegnimento

**CODICE**

**AR8U10**

Prodotto in distribuzione. Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi





## BRACCIALE INTERO

- 4 Camere
- Compressione indipendente
- Lunghezza: 78,7 cm
- Circonferenza al polso: 51,4 cm
- Circonferenza alla spalla: 60 cm

Prodotto in distribuzione.

### CODICE

**G2116508**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## POMPA PER PRESSOTERAPIA SEQUENZIALE EZLYMPH M

Prodotto in distribuzione.

### CODICE

**V2416501**

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## GAMBALE INTERO

- 4 Camere
- Compressione indipendente
- Lunghezza: 83,8 cm
- Circonferenza coscia: 66 cm

Prodotto in distribuzione.

### CODICE

**G2316515** - MISURA M

**G2316516** - MISURA L

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi





## YT-1 TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Dispositivo progettato per rilevare mediante infrarossi la temperatura corporea frontale.

È adatto per ogni età ad eccezione di neonati prematuri.

- Campo di misurazione 32°-43°
- Schermo LCD
- Possibile memorizzare fino a 9 misurazioni
- Funzionamento con 2 batterie AAA da 1,5V
- 2 batterie AAA da 1.5 V

Prodotto in distribuzione. **CODICE**

**YT-1**



# DOPPLER & PRESSOTERAPIA







## D900

HUNTLEIGH  
sonicaid

Il Dopplex® D900 è un dispositivo Doppler non direzionale e solo audio a basso costo utilizzato principalmente per le misurazioni dell'ASPI da parte di infermieri e medici per la gestione delle ulcere alle gambe.

- Audio chiaro per l'auscultazione del flusso sanguigno e del battito cardiaco fetale
- Gestione ottimale della batteria
- Compatibilità con l'intera gamma di sonde vascolari
- Quando utilizzato in combinazione con la sonda Easy 8 è la soluzione ideale per gli utenti saltuari nell'identificazione di arterie brachiali e podaliche
- Capiente valigetta di trasporto
- Cuffie in dotazione

### CODICE

D900

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## SD2

HUNTLEIGH  
sonicaid

Il dispositivo Dopplex® SD2 fornisce all'esperto vascolare informazioni vascolari bidirezionali tra cui la possibilità di visualizzare la direzione del flusso. È la soluzione ideale per gli specialisti clinici che desiderano condurre studi Doppler avanzati.

- Compatibilità con tutte le sonde vascolari ad alta sensibilità (solo audio con OP2 e OP3)
- Soluzione ideale per la valutazione dell'ASPI
- Fornisce informazioni bidirezionali sul flusso sanguigno
- Uscita audio stereo migliorata
- Capiente valigetta di trasporto
- Cuffie stereo in dotazione

### CODICE

SD2

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## DMX

HUNTLEIGH  
sonicaid

Doppler bi-direzionale offre un'elevata qualità dell'analisi clinica. La forma d'onda bidirezionale viene generata con una tecnica unica dallo spettro del Doppler digitale algoritmi ottimizzano la presentazione delle forme d'onda e migliorano la qualità del suono grazie al nostro sistema unico DDNR (Dynamic Digital Noise Reduction) e al filtro per gel.

- Display a colori ad alta risoluzione
- Forma d'onda bidirezionale generata dallo spettro Doppler digitale con funzionalità di auto-scaling
- Archiviazione dei dati su scheda micro SD
- Funzioni di ricarica e connettività integrate (ricaricabile tramite connettore USB)
- Sonde intercambiabili ad alta sensibilità.

### CODICE

DMX

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



| Caratteristiche del prodotto  | DMX-R  | DMX                         | SD2                               | D900   |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
| Codice d'ordine del prodotto  | DMX-R  | DMX                         | SD2                               | D900   |
| Display a colori ad alta risoluzione                                | •  | •                           |                                   |        |
| Visualizzazione della forma d'onda bidirezionale                    | •  | •                           |                                   |        |
| Capacità APPG   | •  | •                           |                                   |        |
| Riduzione del rumore  | DDNR   | DDNR                        | Atti                              | Attiva |
| Scheda di memoria Micro SD  | •  | •                           |                                   |        |
| Scorrimento memoria   | 20 sec.  | 20 sec.                     |                                   |        |
| Base dei tempi  | 3, 6 e 12 sec.   | 3, 6 e 12 sec.              |                                   |        |
| Compatibile con le sonde XS intercambiabili                         | •  | •                           | •                                 | •      |
| Altoparlante integrato  | •  | •                           | •                                 | •      |
| Uscita su cuffie stereo separata dal flusso                         | •  | •                           | •                                 |        |
| Controllo di guadagno   | Auto   | Auto                        | Man                               |        |
| Possibilità d'uso in ambito ostetrico con sonde XS                  | • le   | •                           | Audio                             | Audio  |
| Compatibile con software Dopplex                                    | DR5Lite  | DR5Lite                     |                                   |        |
| Connettività USB  | Micro  | Micro                       |                                   |        |
| Connettività Bluetooth  | •  | •                           |                                   |        |
| Tipo di batteria  | 2 batterie ricaricabili tipo AA  | 2 batterie alcaline tipo AA | Si raccomandano                   |        |
| 110-240 V Kit di ricarica per uso medic (fornito con adattatori di) | o •  | o                           |                                   |        |
| Durata delle batterie (num. di esami di 1 minuto)                   | 500  | 500                         | 250                               | 500    |
| Garanzia*   | 1 anno   | 1 anno                      | 5 anni                            |        |
| Peso  | 310 g  | 310 g                       | 295 g                             |        |
| Dimensioni  | Unità principale:<br>Altezza 140 mm  |                             | Altezza 140 mm<br>Larghezza 74 mm |        |
| Accessori   | Tutti i modelli palmari sono forniti completi di: gel, borsa morbida per trasporto, manuale utente. Tutti i kit sono forniti in dotazione con la custodia morbida per il trasporto. Dopplex Ability: Fornito con un set di bracciali standard, due rotoli di carta, una confezione di manicotti, cavo di alimentazione e istruzioni per l'uso. |                             |                                   |        |
| Conformità agli standard di sicurezza***                            | IEC 60601-1: Edizione 3.1, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005, CAN/CSAC22.2 N. 60601-1:14, IEC 60601-1:1998+A2:1995 (2ª edizione), JIS T 0601-1:2012, EN 60601-1-11:2015, EN 60601-2-37:2008+A11:2011, IEC 60601-1-2:2014   |                             |                                   |        |

• Standard

° Opzione

\* Fare riferimento ai contratti di garanzia separati

\*\* L'utilizzo della serie di sonde Dopplex HS fornirà solo informazioni audio, senza forme d'onda, DDNR o filtro ge

\*\*\* In base al modello

Per le applicazioni di ostetricia fare riferimento alla relativa brochure da richiedere al proprio fornitore.

† I dispositivi DOPPLEX MD2 e DOPPLEX MD200 calcolano e stampano anche la FCF

\* 5 anni (3 anni per MD200) di garanzia per il dispositivo, 1 anno per cavo e testina sonda

- condizioni complete e termini di garanzia a richiesta.

Riferimenti a richiesta.

Tutti i modelli palmari sono forniti completi di: gel, borsa morbida per trasporto, manuale utente.



## SRX - FETALE

HUNTLEIGH  
sonicaid

Doppler con display della frequenza cardiaca e del tracciato con sonde ostetriche e vascolari opzionali intercambiabili.

- Utilizzabile con sonde intercambiabili non impermeabili
- Utilizzabile con l'intera gamma di sonde XS incluse le sonde ostetriche da 2 e 3 Mhz (OP2XS, OP3XS) nonché con l'intera gamma di sonde vascolari VPxXS per l'analisi audio del flusso ematico venoso e arterioso
- Visualizzazione istantanea della frequenza cardiaca fetale e del tracciato
- Orologio in tempo reale e Timer di auscultazione doglie
- Dotato di batterie ricaricabili e può essere dotato di caricatori e cavo di alimentazione per la rete elettrica di grado medicale

### CODICE

SRX

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## D930

HUNTLEIGH  
sonicaid

Doppler audio e sonda impermeabile fissa da 3 MHz.

- Compatto e leggero
- Luci LED per accensione, spegnimento e livello batteria
- Fornisce un' auscultazione di base con le medesime sensibilità e qualità audio elevate, nonché una lunga durata della batteria
- Sonde impermeabili, adatte anche al parto in acqua

### CODICE

D930

Questo articolo è un dispositivo medico detraibile in fase di dichiarazione dei redditi



## SR2-SR3

HUNTLEIGH  
sonicaid

Doppler con display della frequenza e del tracciato con modelli di sonde impermeabili fisse da 2 Mhz o 3 Mhz. Adatte per l'analisi del cuore del feto in ogni età gestazionale dalle prime 8-10 settimane fino alla fase delle doglie. Le sonde connesse sono impermeabili (IPX7) per offrire alta sensibilità di rilevamento della frequenza FHR sia in condizioni normali che in condizioni di parto in acqua. Visualizzazione istantanea della frequenza cardiaca fetale e del tracciato. Orologio in tempo reale e Timer di auscultazione doglie. Dotati di batterie ricaricabili e possono essere dotati di caricatori e cavo di alimentazione per la rete elettrica di grado medicale.

### CODICE

SR2  
SR3

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi



| Caratteristiche del prodotto  |   |                             |                                 |                             |                                 |                             |   |                |  |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|----------------|--|
| Codice d'ordine del prodotto  | SR2-R   | SR2                         | SR3-R                           | SR3                         | SRX-R                           | SRX                         | D920  | D930           |  |
| Display a colori ad alta risoluzione  | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           | Indicatori LED  | Indicatori LCD |  |
| Visualizzazione FHR con "GRANDI" numeri e tracciato                           | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           |   |                |  |
| Frequenza della sonda   | 2MHz  | 2MHz                        | 3MHz                            | 3MHz                        | 2 / 3MHz                        | 2 / 3MHz                    | 2MHz  | 3MHz           |  |
| Sonde impermeabili connesse   | •   | •                           | •                               | •                           |                                 |                             | •   | •              |  |
| Soppressione rumore gel   | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           |   |                |  |
| Riduzione del rumore  | DDNR  | DDNR                        | DDNR                            | DDNR                        | DDNR                            | DDNR                        | Attiva  | Attiva         |  |
| Scheda di memoria Micro SD rimovibile   | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           |   |                |  |
| Indicatori di soglia FHR regolabili dall'utente                               | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           |   |                |  |
| Timer per auscultazione doglie di 15 minuti                                   | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           |   |                |  |
| Registrazione, riproduzione e scaricamento FHR e audio                        | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           |   |                |  |
| Altoparlante integrato  | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           | •   | •              |  |
| Uscita per cuffie   | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           | •   | •              |  |
| Compatibile con software Sonicaid   | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           |   |                |  |
| Connettività Micro USB  | •   | •                           | •                               | •                           | •                               | •                           |   |                |  |
| Tipo di batterie fornito come dotazione standard                              | 2 batterie ricaricabili tipo AA   | 2 batterie alcaline tipo AA | 2 batterie ricaricabili tipo AA | 2 batterie alcaline tipo AA | 2 batterie ricaricabili tipo AA | 2 batterie alcaline tipo AA | Si raccomandano batterie alcaline da 9 Volt 6LR61, 6LF22 o tipo equivalente (es.: MN1604) |                |  |
| 110-240 V Kit di ricarica per uso medico (fornito con adattatori di campagna) | •   | ◦                           | •                               | ◦                           | •                               | ◦                           |   |                |  |
| Durata delle batterie (num. di esami di 1 minuto)                             | 500   | 500                         | 500                             | 500                         | 500                             | 500                         | 500   | 500            |  |
| Garanzia*   | 1 anno  | 1 anno                      | 1 anno                          | 1 anno                      | 1 anno                          | 1 anno                      | 5 anni  | 5 anni         |  |
| Accessori   | Tutti i modelli palmari sono forniti completi di: gel, borsa morbida per trasporto, manuale utente. Il modello MD200 è fornito con cavo di alimentazione, gel e manuale utente.   |                             |                                 |                             |                                 |                             |   |                |  |
| Conformità agli standard di sicurezza   | Tutti i modelli sono conformi a: IEC 60601-1: Edizione 3.1, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005, CAN/CSAC22.2 N. 60601-1:08, IEC 60601-1:1998+A2:1995 (2° edizione), JIS T 060606-1:2012, EN 60601-1-11:2010, EN 60601-2-37:2008+A11:2011, IEC 60601-1-2:2007 |                             |                                 |                             |                                 |                             |   |                |  |
| Peso  | 310 g   |                             |                                 |                             |                                 |                             | 295 g   |                |  |
| Dimensioni  | Altezza 140 mm Larghezza 75 mm Profondità 30 mm   |                             |                                 |                             |                                 |                             | Altezza 140 mm<br>Larghezza 74 mm<br>Profondità 27 mm                                     |                |  |

• Standard

◦ Opzione

\* Fare riferimento ai contratti di garanzia separati



## AQUASONIC 100

Gel conduttore ad altissima conducibilità per la trasmissione di ultrasuoni.

- Ipoallergenico, inodore, non contiene sale, privo di bolle
- Disponibile in flacone da 250 gr o in confezione da 2 taniche da 5 litri (con flacone vuoto)

**HUNTLEIGH**  
sonicaid

### CODICE DESCRIZIONE

**01-08** Flacone 250 gr. confezione 12 pezzi

**01-50** Tanica 5 Kg.

# LAME & BISTURI

Swann Morton produce dal 1932 nella cittadina inglese di Sheffield, famosa per i suoi acciai, lame bisturi apprezzate dai chirurghi di tutto il mondo.

### LAME NON STERILI

In CARBONIO.

Confezione da 5 lame e scatole da 100 pezzi..

### LAME STERILI

In ACCIAIO o CARBONIO inossidabile.

Confezionate singolarmente, scatole da 100 pezzi.

Sterilizzazione a raggi gamma.



#### MISURA

|       | <b>CODICE<br/>STERILE<br/>ACCIAIO</b> | <b>CODICE<br/>STERILE<br/>CARBONIO</b> | <b>CODICE<br/>NO STERILE<br/>CARBONIO</b> |
|-------|---------------------------------------|--|---|
| N°6   | <b>0316</b>                           | <b>0216</b>                            | <b>0116</b>                               |
| N°9   | <b>0317</b>                           | <b>0217</b>                            | <b>0117</b>                               |
| N°10  | <b>0301</b>                           | <b>0201</b>                            | <b>0101</b>                               |
| N°10A | <b>0302</b>                           | <b>0202</b>                            | <b>0102</b>                               |
| N°10R | <b>0390</b>                           |  |   |
| N°11  | <b>0303</b>                           | <b>0203</b>                            | <b>0103</b>                               |
| N°11P | <b>0391</b>                           | <b>0291</b>                            | <b>0191</b>                               |
| N°12  | <b>0304</b>                           | <b>0204</b>                            | <b>0104</b>                               |
| N°12D | <b>0318</b>                           | <b>0218</b>                            | <b>0118</b>                               |
| N°13  | <b>0339</b>                           | <b>0239</b>                            |   |
| N°14  | <b>0319</b>                           | <b>0219</b>                            | <b>0119</b>                               |
| N°15  | <b>0305</b>                           | <b>0205</b>                            | <b>0105</b>                               |
| N°15A | <b>0320</b>                           | <b>0220</b>                            | <b>0120</b>                               |
| N°15C | <b>0321</b>                           | <b>0221</b>                            | <b>0121</b>                               |
| N°15T | <b>0392</b>                           | <b>0292</b>                            | <b>0192</b>                               |
| N°16  | <b>0322</b>                           | <b>0222</b>                            | <b>0122</b>                               |
| N°40  |                                       | <b>0240</b>                            |   |



#### MISURA

|            | <b>CODICE<br/>STERILE<br/>ACCIAIO</b> | <b>CODICE<br/>STERILE<br/>CARBONIO</b> | <b>CODICE<br/>NO STERILE<br/>CARBONIO</b> |
|------------|---------------------------------------|--|---|
| N°E/11     | <b>0325</b>                           | <b>0225</b>                            | <b>0125</b>                               |
| Sabre D/15 |                                       | <b>0265</b>                            | <b>0185</b>                               |
| Sabre E/11 |                                       | <b>0263</b>                            | <b>0183</b>                               |
| N°18       | <b>0323</b>                           | <b>0223</b>                            | <b>0123</b>                               |
| N°19       | <b>0324</b>                           | <b>0224</b>                            | <b>0124</b>                               |
| N°20       | <b>0306</b>                           | <b>0206</b>                            | <b>0106</b>                               |
| N°21       | <b>0307</b>                           | <b>0207</b>                            | <b>0107</b>                               |
| N°22       | <b>0308</b>                           | <b>0208</b>                            | <b>0108</b>                               |
| N°22A      | <b>0309</b>                           | <b>0209</b>                            | <b>0109</b>                               |
| N°23       | <b>0310</b>                           | <b>0210</b>                            | <b>0110</b>                               |
| N°24       | <b>0311</b>                           | <b>0211</b>                            | <b>0111</b>                               |
| N°25       | <b>0312</b>                           | <b>0212</b>                            | <b>0112</b>                               |
| N°25A      | <b>0315</b>                           | <b>0215</b>                            | <b>0115</b>                               |
| N°26       | <b>0313</b>                           | <b>0213</b>                            | <b>0113</b>                               |
| N°27       | <b>0314</b>                           | <b>0214</b>                            | <b>0114</b>                               |
| N°36       |                                       | <b>0236</b>                            |   |
| Sabre B/23 |                                       |  | <b>0190</b>                               |





## MANICI PER LAME BISTURI



Lama in acciaio inossidabile e manico in plastica.  
Confezionati singolarmente in blister, scatole da 10 pezzi.  
Sterilizzati a raggi gamma.

### CODICE

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>0933</b> | No. 3G S/S            |
| <b>0913</b> | No. 3L S/S            |
| <b>0905</b> | No. 5B (NICHEL: 0805) |
| <b>0907</b> | No. 7 S/S             |
| <b>0909</b> | No. 9 S/S             |
| <b>0923</b> | No. B3                |
| <b>0934</b> | No. 4G S/S            |
| <b>0914</b> | No. 4L S/S            |
| <b>0906</b> | No. 6B Misura 35/36   |



## MANICI PER LAME



Manici adatti sia a lame sterili che non sterili:

- LAME STERILI E MANICO 'FINE RANGE'
- LAME LEVA PUNTI
- BISTURI MONOUSO DI SICUREZZA
- BISTURI MONOUSO STERILI
- LAME e BISTURI PER PODOLOGI
- ESTRATTORI DI LAME CODICE

Imbustati singolarmente.

### CODICE

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>0933</b> | bisturi 3G S/S |
| <b>0907</b> | bisturi 7 S/S  |
| <b>0923</b> | bisturi B3     |




## LAME STERILI E MANICO 'FINE RANGE'

Lame sterili in acciaio inossidabile per incisioni fini.  
Confezionate singolarmente in scatole da 25 pezzi.  
Sterilizzate a raggi gamma.



### CODICE

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>6051</b> | MANICO SF1         |
| <b>6061</b> | MANICO SF13        |
| <b>6052</b> | MANICO SF2         |
| <b>6062</b> | MANICO SF23        |
| <b>6053</b> | MANICO SF3         |
| <b>6054</b> | MANICO SF4         |
| <b>5901</b> | LAMA STERILE SM61  |
| <b>5902</b> | LAMA STERILE SM62  |
| <b>5903</b> | LAMA STERILE SM63  |
| <b>5904</b> | LAMA STERILE SM64  |
| <b>5905</b> | LAMA STERILE SM65  |
| <b>5906</b> | LAMA STERILE SM65A |
| <b>5907</b> | LAMA STERILE SM67  |
| <b>5908</b> | LAMA STERILE SM68  |
| <b>5909</b> | LAMA STERILE SM69  |
| <b>5921</b> | LAMA STERILE SP90  |
| <b>5922</b> | LAMA STERILE SP91  |



## ESTRATTORE DI LAME



In plastica, monouso, per evitare il rischio di infezioni incrociate rimuovendo la lama dal manico.

### CODICE

- 5505** estrattore non sterile - scatola da 100 pezzi
- 5502** estrattore sterile - scatola da 50 pezzi



## ESTRATTORE DI LAME



Questo prodotto di rimozione lame unisce semplicità d'uso e sicurezza durante il suo utilizzo.

Adatto anche ai meno esperti e in particolare a chi lavora in aree in cui la disponibilità di eliminare gli oggetti taglienti non è immediata. Può contenere fino a 100 lame.

### CODICE

- 5525** estrattore non sterile BRU - scatola da 10 pezzi



## LAME LEVA PUNTI



In acciaio inossidabile.

### CODICE

- 0420** lama sterile leva - punti, corta - conf. 100 pezzi
- 0421** lama sterile leva - punti, lunga - conf. 100 pezzi



## BISTURI RETRATTILI MONOUSO DI SICUREZZA

Bisturi dalla lama retraibile che garantisce di non subire tagli accidentali.

Course a scatto con chiusura di sicurezza.

Sterile.

Colore rosso ben visibile - Latex free.



### CODICE

**390X**



## LAME E BISTURI PER PODOLOGI



Lame per podologi. Lame in confezione da 100 pezzi e bisturi in confezione da 10 pezzi. **CODICE**

- 0125** lama non sterile
- 0225** lama sterile
- 0525** bisturi monouso

Per maggiori informazioni riguardanti tutta la GAMMA PRODOTTI Swann Morton, rivolgersi al CUSTOMER SERVICE.

## **CONTATTI**

SITO [www.wimed.it](http://www.wimed.it)  
CENTRALINO MOVI S.p.A. WIMED  
TELEFONO 02-50.90.51  
chiedere dell'ufficio COMMERCIALE WIMED

## **UFFICIO ORDINI**

02-50.90.54.06  
02-50.90.53.40  
02-50.90.54.04

EMAIL [wimedordini@movigroup.com](mailto:wimedordini@movigroup.com)

## **CONSULENZA COMMERCIALE PRODOTTI**

TELEFONO

02-50.90.52.70 consulenza tecnica  
02-50.90.59.77 consulenza commerciale  
EMAIL [infotecnichewimed@movigroup.com](mailto:infotecnichewimed@movigroup.com)

## **SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA**

TELEFONO

02-50.90.54.11  
02-50.90.52.81

EMAIL [satwimed@movigroup.com](mailto:satwimed@movigroup.com)

## **ORARI DI SERVIZIO**

da LUNEDI' a GIOVEDI'  
08.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00  
VENERDI' chiusura ore 17.00



Movi S.p.A.  
si riserva di modificare  
in qualsiasi momento  
senza preavviso,  
le caratteristiche  
dei prodotti  
nel catalogo

**Scopri  
chi siamo**

