

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21006_MATERASSO VISCOFLEX EVOLUTIV LP+AIR_P161MFRPMHI

NOME PRODOTTO MATERASSO ANTIDECUBITO VISCOFLEX EVOLUTIV CON INSERTI AD ARIA + BASSA PRESSIONE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

I materassi Viscoflex Evolutive sono dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle Lesioni da Pressione. Prodotto in polimero Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m³), stampato su base in Poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m³), anatomicamente sagomato. Viscoelastico 6 cm di spessore su tutto il materasso ed 8 cm nella zona sacrale, maggior protezione del paziente. Presenta una sezione antiaffondamento nella zona sacrale costituita da un maggiore spessore di polimero viscoelastico (8cm) a protezione della seduta. Garantisce una lunga durata ed è in grado di memorizzare la sagoma del corpo, ciò permette di aumentare la superficie di contatto riducendo le pressioni sui singoli punti di appoggio. Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione. Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali. Angoli arrotondati, utili per alloggiamenti. L' "effetto pelle" protegge da aggressioni esterne anche meccaniche. Disponibile in versione Materasso Sostitutivo, si adatta a tutte le esigenze specifiche. Presenta due alloggiamenti con inserti uno nella zona talloni e uno in quella sacrale. L'inserto arancione AIR in laxeprone è costituito da celle d'aria a nido d'ape a bassissima pressione di contatto (inserto arancione - AIR). L'inserto bianco LP è in viscoelastico più morbido per uno scarico ottimale delle pressioni. Gli inserti sono interscambiabili nei due alloggiamenti (sacrale e talloni). Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile ma traspirante Polymaille® che assicura il massimo comfort ed una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante.

DESTINAZIONE D'USO

Indicate per pazienti a medio-alto rischio di piaghe da decubito. Superfici antidecubito indicate per pazienti con lesioni da pressione dal I fino al IV stadio.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P161MFRPMHI	Materasso Viscoflex Air in materiale viscoelastico con 1 inserto a bassa pressione e 1 inserto Polyair, 90x200xh.14 con copertura Polymaille 1.IM BD/RDM: 873235 CND: Y033306
P301CR51432HW	Inserto Polyair per Viscoflex Evolutiv BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio italiano CND: Y033306
P161MO2	Inserto a bassa pressione per Viscoflex Evolutiv BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio italiano CND: Y033306



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P101M20	Inserito di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio italiano CND: Y033306
P462PM	Telo Polymaille integrale per Viscoflex Air 90x200x14 cm BD/RDM: N.A. CND: N.A.

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	86x197xh.14 cm
Peso	15,8 kg
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	Poliuretano espanso - 40 kg/m ³
Materiale/Densità della parte in Viscoelastico	Materiale Viscoelastico a memoria di forma ad alta densità - 80 kg/m ³
Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
Permeabilità della Copertura	>500 gr/m ² /24h
Portata Terapeutica	130 kg
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Schiuma: pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Disinfettare con prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciuga biancheria.



CFC	Completamente assente
Lattice	free
Confezionamento	Il prodotto viene confezionato in busta di cellophane e inserito in scatola di cartone

Accessori e Ricambi

Cod. P462PM Telo Polymaille integrale per Viscoflex Air 90x200x14 cm. Cod. P101M20 Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm. Cod. P301CR51432HW Inserto Polyair per Viscoflex Evolutiv. Cod. P161MO2 Inserto a bassa pressione per Viscoflex Evolutiv.

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regulatorio