

## SCHEDA TECNICA

### WI H\_ST 21021\_SCHIENALE ANATOMICO PER CARROZZINA

<b>NOME PRODOTTO</b>	SCHIENALE ANATOMICO PER CARROZZINA
----------------------	------------------------------------



<b>DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE</b>	Schienale in schiuma viscoelastica "memory foam" e superficie a portanza differenziata per la prevenzione delle lesioni da pressione
--	--

<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Migliora la posizione in carrozzina a rotelle. Diminuisce lo scivolamento in avanti.
---------------------------	---

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P951D1HW	SCHIENALE ANATOMICO PER CARROZZINA BD/RDM: 66397/R CND: Y033399
P951DS1HW	SCHIENALE VISCOFLEX+PMAILLE S BD/RDM: 882881 CND: Y033399
P951DL1HW	SCHIENALE VISCOFLEX+PMAILLE L BD/RDM: 882898 CND: Y033399

### INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	<b>DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA</b>
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia



## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE Copertura

**Materiale della copertura** Fodera rimovibile traspirante completamente idrorepellente

## SPECIFICHE TECNICHE

**Dimensioni**  
44x39x9 cm  
49x44x9 cm  
49x50x10 cm

**Materiale/Densità della parte in Viscoelastico** 80 kg/m<sup>3</sup>

**Materiale della copertura** Fodera rimovibile e traspirante

**REDATTA da**

WIMED

**APPROVATA da**

Ufficio Qualità e Regulatorio