

## SCHEDA TECNICA

### WI H\_ST 21025\_POSIZIONATORE LATERALE 30°\_P910L1HW

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>NOME PRODOTTO</b> | POSIZIONATORE LATERALE A 30° |
|----------------------|------------------------------|



|  |  |
|--|--|
| <b>DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE</b> | Esclusivo ed innovativo posizionatore in schiuma "memory foam" con anima stabilizzatrice in schiuma ad alta resilienza.<br>Bilaterale. |
|--|--|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b> | Supporto coscia.<br>Facilita il mantenimento in asse della colonna. |
|---------------------------|---|

## GAMMA PRODOTTI

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE   |
|-----------------|---|
| P910L1HW        | POSIZIONATORE LATERALE A 30°<br>BD/RDM: 66560/R<br>CND: Y033399 |

## INFORMAZIONI GENERALI

| FABBRICANTE   | DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA   |
|---|---|
| SYST'AM System Assistance Medical SAS<br>ZAE Route de Casseneuil<br>Le Lédat<br>47300 Villeneuve sur Lot<br>Francia | Movi Spa<br>Divisione Wimed<br>Via Dione Cassio, 15<br>20138 Milano<br>Italia |

## DATI REGOLATORI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b> | I |
|--------------------------------------|---|

## SPECIFICHE TECNICHE Copertura

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Materiale della copertura</b> | Fodera rimovibile, antiscivolo e impermeabile in polymaille |
|----------------------------------|---|

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Pulizia</b> | Lavabile a 90° |
|----------------|----------------|



## SPECIFICHE TECNICHE

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Dimensioni</b>                                     | 99x55x15 cm                    |
| <b>Materiale/Densità della parte in Viscoelastico</b> | 80kg/m3                        |
| <b>Materiale della copertura</b>                      | Fodera integrale in polymaille |
| <b>REDATTA da</b>                                     | <b>APPROVATA da</b>            |
| WIMED   | Ufficio Qualità e Regolatorio  |