

## SCHEDA TECNICA N° WI H\_ST 21037\_CUSCINO PER POSIZIONAMENTO LATERALE\_P9707B1HW

<b>NOME PRODOTTO</b>	CUSCINO PER IL POSIZIONAMENTO LATERALE
----------------------	--



<b>DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE</b>	Cuscino in microsfere di polistirolo con fodera incernierata e rimovibile.
--	--

<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Cuscino indicato per il posizionamento dei pazienti a letto
---------------------------	---

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P9707B1HW	CUSCINO PER IL POSIZIONAMENTO LATERALE BD/RDM: 882854 CND: Y033303

### INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédât 47300 Villeneuve sur Lot Francia

### DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>
I



## SPECIFICHE TECNICHE Copertura

<b>Materiale della copertura</b>	Polymaille traspirante e idrorepellente
<b>Materiale della copertura elemento terapeutico</b>	Poliestere spalmato
<b>Peculiarità del rivestimento</b>	Traspirante idrorepellente
<b>Pulizia</b>	Lavabile a 95°
<b>Disinfezione fodera supporto terapeutico / base PU</b>	Lavabile a 95°

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Dimensioni</b>	180x54 cm
<b>Peso</b>	0,5 kg
<b>Materiale della copertura</b>	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
<b>Permeabilità della Copertura</b>	>500 gr/m2/24h
<b>Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione</b>	Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciuga biancheria.
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio