

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21038_ABDUTTORE PER GINOCCHIA VISCOFLEX_P911L1HW

NOME PRODOTTO ABDUTTORE PER GINOCCHIA VISCOFLEX IN VISCOELASTICO CON COPERTURA POLYMAILLE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Prodotto in polimero viscoelastico ad alta densità (80 kg/m³), anatomicamente sagomato per tenere separate le gambe

DESTINAZIONE D'USO Indicato per tenere separate le ginocchia sia in posizione sdraiata che seduta sulla carrozzina

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P911L1HW	ABDUTTORE PER GINOCCHIA VISCOFLEX IN VISCOELASTICO CON COPERTURA POLYMAILLE BD/RDM: 882904 CND: Y033309

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

SYST'AM System Assistance Medical SAS
ZAE Route de Casseneuil
Le Lédat
47300 Villeneuve sur Lot
Francia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I



SPECIFICHE TECNICHE Copertura

Materiale della copertura	Polymaille traspirante e idrorepellente
Materiale della copertura elemento terapeutico	Poliestere spalmato
Peculiarità del rivestimento	Traspirante idrorepellente
Pulizia	Lavabile a 95°
Disinfezione fodera supporto terapeutico / base PU	Lavabile a 95°

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	24x16x18 cm
Peso	0,3 kg
Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
Permeabilità della Copertura	>500 gr/m2/24h
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciuga biancheria.
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio