

SCHEMA TECNICA

WI_ST 1012_SCOOTER LYNX_L4D

NOME PRODOTTO SCOOTER LYNX

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scoter dal design moderno di medie dimensioni

- 4 Ruote pneumatiche
- Piantone dello stezo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa e velocità
- Freno stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Cestino portaoggetti anteriore di serie
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

L4D

SCOOTER LYNX ROSSO BRILLANTE
BD/RDM: 1335377
CND: Y122124

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Wu's Tech Co., Ltd
NO. 225 Yuan Pier St., Hsin-Chu
Taiwan

MANDATARIO

Drive DeVilbiss Healthcare Limited
healthfield Lane, Birkenshaw, West Yorkshire
BD 11 2HW - Regno Unito

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore ROSSO

Dimensioni
Ingombro larghezza: 68 cm
Profondità totale: 143 cm
Altezza sedile da terra: 70 cm
Altezza sedile- pedana: 45 cm
Altezza pedana terra: 22 cm
Larghezza seduta: 46 cm
Velocità massima: 12,8 km/h
Pendenza massima: 8°
Autonomia: 31 km¹ batterie standard / 43 km¹ batterie standard
Ruote anteriori: 75x356 mm / 3"x14" (Pneumatiche)
Ruote posteriori: 75x356 mm / 3"x14" (Pneumatiche)
¹ L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

Peso
71 Kg senza batteria
104 Kg con batterie 50 Ah standard
129 Kg con batterie 75 Ah standard

Portata massima 160 kg

Alimentazione Elettrica
Batterie standard: 2 da 12V 50 Ah
Batterie potenziata: 2 da 12V 75 Ah
Motore: 800W/ 4800rpm
Centralina: Dynamic Rhino II S-Drive 110Ah

Accessori e Ricambi

Cod. S37-061-00100 - Bauletto
Cod. S37-005-00800 - Portabastone
Cod. SPFCFS001 - Cappottina pieghevole Scooterpac
Cod. 94018036 - Cestino posteriore

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio