

SCHEMA TECNICA

WI_ST 2912_ASTA PORTAFLEBO CON RUOTE

NOME PRODOTTO

ASTA PORTAFLEBO

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Asta porta flebo Made in Italy con due ganci.
- Struttura in acciaio cromato
- Base in plastica a 5 razze e 5 ruote piroettanti

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15005050

DESCRIZIONE

ASTA PORTAFLEBO
BD/RDM: 427305
CND: V0880

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Altezza: regolabile da 120 cm a 220 cm
-------------------	--

Portata massima	5 kg
------------------------	------

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio