

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0031_CARROZZINA DA TRASPORTO TWEETY

NOME PRODOTTO CARROZZINA DA TRASPORTO TWEETY

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Sedia adatta per il trasporto, compatta e facilmente richiudibile

- telaio pieghevole in alluminio
- braccioli lunghi e ribaltabili
- sedile e schienale in tessuto lavabile
- schienale abbattibile
- appoggiagambe estraibili e appoggiapiedi regolabili in altezza con cinturino fermatallon
- freno sulle manopole per l'accompagnatore
- cintura pelvica di contenimento

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15750000

DESCRIZIONE

CARROZZINA DA TRASPORTO TWEETY
BD/RDM: 1570512
CDN: Y122103

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore GRIGIO

Dimensioni
Larghezza seduta: 43 cm
Larghezza massima d'ingombro: 58 cm
Larghezza trasporto: 22 cm
Profondità seduta: 40 cm
Profondità massima: 88 cm
Altezza schienale: 37 cm

Peso 10 Kg

Portata massima 100 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15750090 - Borsa porta carrozzina

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio