

SCHEDA TECNICA

WI_ST 3015_ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO COLORE ROSSO

NOME PRODOTTO ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO COLORE ROSSO

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Rollator in acciaio verniciato, particolarmente indicato per l'uso esterno.
- 4 Ruote in PU, 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse
- Struttura arricchita con sostegno lombare per la schiena
- Impugnature regolabili in altezza
- Cestello porta oggetti

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15615100	ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO COLORE ROSSO BD/RDM: 1704363 CND: Y120609

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore ROSSO

Dimensioni	Larghezza: 60 cm Profondità: 61 cm Altezza: regolabile da 77 a 91 cm Dimensione seduta: 30 x 30 cm Altezza seduta da terra: 53 cm Altezza fascia schienale: 4 cm Distanza tra seduta e fascia schienale: 20 cm Dimensioni cestino: 21 x 37 cm H 10 cm
Peso	8,3 Kg
Portata massima	136 Kg
REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio