

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 4014\_ROLLATOR EPIC HD 50 BLU

<b>NOME PRODOTTO</b>	ROLLATOR EPIC HD 50 BLU
----------------------	-------------------------

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Rollator in alluminio, pratico e funzionale

- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa porta oggetti di serie

### GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

15607700

**DESCRIZIONE**

ROLLATOR EPIC HD 50 BLU  
BD/RDM: 1792201  
CND: Y120609

### DATI REGOLATORI

**CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO**

I

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	BLU
<b>Dimensioni</b>	Larghezza: 73 cm Profondità: 70 cm Altezza manopole: regolabile da 87 a 100 cm Dimensioni ruote posteriori: 20 cm Dimensioni ruote anteriori: 20 cm Dimensioni da chiuso: 41 x 87 x 70 cm Dimensioni seduta: 36 x 48 cm Altezza seduta: 55 cm
<b>Peso</b>	9 Kg
<b>Portata massima</b>	200 Kg
<b>REDATA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio