

## SCHEDA TECNICA

### WI\_ST 8006\_COMODA EASY COMODE\_RUOTE DA 200 MM

**NOME PRODOTTO** EASY COMODE RUOTE DA 200 mm

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco.

- 4 Ruote diametro 200 mm
- Seduta e schienale in spugna
- Piano di seduta WC
- Vaschetta estraibile
- Braccioli estraibili con fianchetto laterale
- Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggia polpacci imbottiti
- Rivestimento in materiale lavabile e ignifugo

## GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

15591111

**DESCRIZIONE**

COMODA IMBOTTITA EASY COMODE  
Ruote da 200 mm - 43 cm - con foro - blu  
BD/RDM: 1576505  
CND: V0802

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

**CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO**

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
--------	-----

Dimensioni	Larghezza seduta: 43 cm Larghezza totale: 62 cm Profondità seduta: 45 cm Altezza schienale: 58 cm Altezza seduta: 50 cm Altezza braccioli: 26 cm Profondità totale: 85 cm Misura foro: 18 cm x 30 cm
------------	---

Peso	24,5 Kg
------	---------

Portata massima	120 Kg
-----------------	--------

## Accessori e Ricambi

Cod. 15591215 - Spinte laterali  
Cod. 15591214 - Divaricatore  
Cod. 15591213 - Appoggiatesta  
Cod. 15591218 - Tavolino

<b>REDATTA da</b> WIMED	<b>APPROVATA da</b> Ufficio Qualità e Regolatorio
----------------------------	--