

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 8008\_COMODA EASY COMODE\_RUOTE ANTERIORI 600 MM

**NOME PRODOTTO** EASY COMODE RUOTE ANTERIORI DA 600 mm

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere situazioni di instabilità del tronco.

- 2 Ruote anteriori diametro 600 mm
- Seduta e schienale in spugna
- Piano di seduta WC
- Vaschetta estraibile
- Braccioli estraibili con fianchetto laterale
- Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggiapolpacci imbottiti
- Rivestimento in materiale lavabile e ignifugo

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15591217	COMODA IMBOTTITA EASY COMODE Ruote anteriori da 600 mm - 43 cm - senza foro - blu BD/RDM: 1661757 CND: V0802
15591113	COMODA IMBOTTITA EASY COMODE Ruote anteriori da 600 mm - 43 cm - con foro - blu BD/RDM: 1576532 CND: V0802

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore

BLU

### Dimensioni

Larghezza seduta: 43 cm  
Larghezza totale: 66 cm  
Profondità seduta: 45 cm  
Altezza schienale: 58 cm  
Altezza seduta: 50 cm  
Altezza braccioli: 26 cm  
Profondità totale: 89 cm  
Misura foro: 18 cm x 30 cm

Peso

26 Kg

Portata massima

120 Kg

## Accessori e Ricambi

Cod. 15591215 - Spinte laterali  
Cod. 15591214 - Divaricatore  
Cod. 15591213 - Appoggiatesta  
Cod. 15591218 - Tavolino

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio