

SCHEDA TECNICA WI_ST 8009_COMODA 3 IN 1

NOME PRODOTTO COMODA 3 IN 1

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE

La comoda 3 in 1 è un ausilio multifunzione.
Può essere utilizzata come comoda - comoda supporto per water - sedia doccia.
Regolabile in altezza, struttura leggera in alluminio anodizzato e puntali in gomma antiscivolo.
Lo schienale può essere rimosso per potersi avvicinare il più possibile al muro.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15511030

DESCRIZIONE

COMODA 3 IN 1
BD/RDM: 1398527
CND: Y091203

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	GRIGIO
Dimensioni	Larghezza seduta: 37 cm Profondità seduta: 37 cm Ingombro: 60 cm Profondità totale: 45 cm Altezza: regolabile da 56 a 63 cm
Portata massima	120 kg
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio