

SCHEDA TECNICA WI_ST 8010_COMODA SERENA

NOME PRODOTTO COMODA SERENA

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Elegante sedia comoda con seduta in PVC imbottita e lavabile.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15501051/R

DESCRIZIONE

COMODA SERENA
BD/RDM: 1336961
CND: V0802

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 40 cm Profondità seduta: 45 cm Altezza schienale: 24 cm Ingombro: 59 cm Profondità totale: 54 cm Altezza regolabile da 41 a 51 cm
Peso	6,3 kg
Portata massima	100 kg
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio