

SCHEDA TECNICA WI_ST 8011_COMODA TRAVEL

NOME PRODOTTO COMODA TRAVEL

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Pratico modello facilmente ripiegabile .
Costruita in acciaio con 4 ruote piroettanti di cui 2 dotate di freno. Braccioli estraibili, seduta imbottita,
pedana poggiapiedi sfilabile.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

100/27

DESCRIZIONE

COMODA TRAVEL
BD/RDM: 274960
CND: Y122103

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Pini Pierangelo
Via G. Di Vittorio, 16
27022 Casorate Primo (PV)
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 45 cm Profondità seduta: 50 cm Profondità totale: 65 cm Altezza da terra: 101 cm Larghezza foro: 14 x 39 cm
Portata massima	100 KG
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio