

## SCHEDA TECNICA

### WI\_ST 8021\_SEDIA DOCCIA WAVE-2 5"

**NOME PRODOTTO** SEDIA DOCCIA WAVE 2 da 5"

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE** Carrozzina utilizzabile sia come sedia doccia , che come sedia comoda.

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15511162	SEDIA DOCCIA WAVE-2 da 5" BD/RDM: 1493655 CND: Y091203

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**  
Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

**CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO**

I

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	BIANCO/NERO
<b>Dimensioni</b>	Larghezza Seduta: 43 cm Ingombro Massimo: +17 cm Profondità Seduta: 43 cm Profondità Totale: 77cm - 80 cm Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 48 cm Altezza Schienale: 42 cm Altezza Posteriore Seduta: 53 cm - 57 cm Altezza Anteriore Seduta: 53 cm - 57 cm Altezza Tot: 98 cm - 102 cm Altezza Bracciolo: 21 cm
<b>Peso</b>	12,5 kg
<b>Portata massima</b>	120 kg
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio