

## SCHEDA TECNICA WI\_ST 8023\_SEDIA GIREVOLE PER VASCA

**NOME PRODOTTO** SEDIA GIREVOLE PER VASCA

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Sedile in acciaio verniciato bianco, utilizzabile su tutte le vasche che hanno l'intero vasca da 46 cm a 62 cm. Due perni bloccano l'ausilio ai bordi interni delle vasca per evitare che possa spostarsi accidentalmente dal suo appoggio.  
Il sedile giravole, ruota su se stessi di 360° ed è possibile bloccarlo ogni 90° grazie ad una leva che aziona e lo blocca nella posizioni desiderata.

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15511020	SEDA GIREVOLE PER VASCA BD/RDM: 1398525 CND: Y093303

### INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

### DATI REGOLATORI

**CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO**

I

### SPECIFICHE TECNICHE

**Colore** BIANCO

**Dimensioni**  
Ingombro bracci della base: 70 x 51,5 x 53,5 cm  
Seduta: h 35 cm  
Schienale: 40 x 38 cm  
Distanza braccioli: 49 cm



**MOVI® spa**  
*attrezzature biomediche*  
Via Dione Cassio, 15  
I - 20138 MILANO

Tel. +39 02 50 90 51  
Fax +39 02 50 61 048  
PEC [direzione@pec.movigroup.com](mailto:direzione@pec.movigroup.com)  
[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)

R.E.A.: MI 1477333  
Capitale €. 7.072.000 i.v.  
C.F./P.IVA - VAT No: IT 11575580151  
Certified Quality System ISO 13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della LEMAR spa - Milano

<b>Portata massima</b>	120 kg
------------------------	--------

<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio