

SCHEDA TECNICA WI_ST 8031_ALZAWATER MARLIN

NOME PRODOTTO ALZAWATER MARLIN

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Alzawater adatto a tutti i tipi di water.
L'area di seduta è ergonomicamente corretta per ridurre le pressioni di appoggio ed offrire il maggior comfort all'utente.
Il profilo della seduta incorpora un'apertura frontale per permettere una maggiore accessibilità per l'igiene personale.
L'alzawater viene bloccato sul water da un meccanismo di bloccaggio anteriore e posteriore.
La superficie lucida è facile da lavare e resiste alle macchie e agli odori.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
24450012	ALZAWATER MARLIN BD/RDM: 1384071 CND: Y091215
24451012	ALZAWATER MARLIN - BRACCIOLI FISSI BD/RDM: 1384066 CND: Y091215
24451012R	ALZAWATER MARLIN - BRACCIOLI RIBALTABILI BD/RDM: 1384068 CND: Y091215

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BIANCO
Dimensioni	Dimensioni: 42 cm x 40,5 cm Altezza: 12,5 cm Apertura foro: 26 cm x 19 cm
Portata massima	130 Kg
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio