

SCHEDA TECNICA

WI_ST 8032_ALZAWATER DELFIN PLUS H 10

NOME PRODOTTO ALZAWATER DELFIN PLUS H 10

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Alzawater con sistema di bloccaggio laterale compatibile con la maggior parte dei WC in commercio. Sanificabile in autoclave e con una leggera inclinazione in avanti per ridurre la flessione dell'anca.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
24400210	ALZAWATER DELFIN PLUS H 10 BD/RDM : 732810 CND : Y091215

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BIANCO

Dimensioni Ingombro: 36,5 x 40,5 cm
Dimensioni interne: 26 x 20,6 cm
Altezza: 10 cm

Portata massima	200 Kg
-----------------	--------

Accessori e Ricambi

Cod. 24400200 - Coperchio

REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio