

SCHEMA TECNICA

WI_ST 8033_ALZAWATER DELFIN PLUS H 14_24400214

NOME PRODOTTO ALZAWATER DELFIN PLUS H 14

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Alzawater con sistema di bloccaggio laterale compatibile con la maggior parte dei WC in commercio. Sanificabile in autoclave e con una leggera inclinazione in avanti per ridurre la flessione dell'anca.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
24400214	ALZAWATER DELFIN PLUS H 14 BD/RDM : 732810 CND : Y091215

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BIANCO

Dimensioni Ingombro: 36,5 x 40,5 cm
Dimensioni interne: 26 x 20,6 cm
Altezza: 14 cm

Portata massima	200 Kg
-----------------	--------

Accessori e Ricambi

Cod. 24400200 - Coperchio

REDATTA da WIMED	APPROVATA da Ufficio Qualità e Regolatorio
----------------------------	--