

SCHEDA TECNICA

WI_ST 9017_PEDALIERA CON CONTAPASSI

NOME PRODOTTO PEDALIERA CON CONTAPASSI

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Pedaliera in acciaio cromato, dotata di manopola di regolazione di intensità dello sforzo.
Display LCD con calcolo in tempo reale di calorie consumate, contapedalate, RPM e cronometro.
Dotata di piedini antiscivolo.
Cinturini di bloccaggio in plastica ai pedali.

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI

Detergere con acqua tiepida e sapone neutro.
Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o spugne abrasive.
Asciugare con un panno morbido e asciutto.
Evitare assolutamente di utilizzare alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.
Non autoclavabile.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15615075

DESCRIZIONE

PEDALIERA CON CONTAPASSI

BD/RDM: 1704350

CND: Z120603

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU/GRIGIO
Dimensioni	Ingombro massimo: 38,6 cm x 45,8 cm Distanza massima pedali: 42,5 cm
Portata massima	2,9 kg
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio