


**TUTTI I  
COLORI  
DEL  
BENESSERE**



**CATALOGO  
2024**



# INDICE

**TLM - TUTTI I COLORI DEL BENESSERE • 6**

**CORSETTI SPINALI • 20**

Spinfast.....	22
Back Up.....	28
Itaylor.....	30
Spinocross.....	34

**CORSETTI RIGIDI • 38**

Iperstensori.....	40
-------------------	----

**CORSETTI SEMIRIGIDI • 42**

IperTex.....	44
Max/Maximo.....	48
Riccardo/Vittorio.....	50
Spring Plus.....	52
Summer.....	56
647.....	62

**CORSETTI DINAMICI • 64**

Crossover.....	66
Penta.....	72
Roll.....	74
Runnet+/Winnet+.....	76
Up.....	78
Rinforzo Regolabile.....	84
Rinforzo Fisso.....	90

**RADDRIZZASPALLE • 94**

Opta/Dorsoplus.....	96
---------------------	----

**ORTESI ADDOMINALI • 100**

**ORTESI PER ARTI • 112**

**FUTURO • 116**

**CRIOTERMICA • 122**

**THERABAND • 126**

**ACCESSORI • 132**

**Realizzazione: Ellisse s.a.s. di Sergio Abate & C.**

Direzione editoriale: Sergio Abate

Progetto grafico e impaginazione: studio allegriopantico

Coordinamento redazionale: Debora Paolantonio

Immagini e illustrazioni: archivio TLM e archivio Adobe Stock

Stampato nell'anno 2024

presso AGF Printing Solutions - San Giuliano Milanese (MI)





# TUTTI I COLORI DEL BENESSERE



## COMPETENZA E RICERCA AL SERVIZIO DELLE PERSONE

*Un'azienda storica, proiettata  
nel futuro, con un solo obiettivo:  
offrire sollievo e benessere!*

### **ECCCELLENZA NEL MONDO**

TLM è la corsetteria ortopedica italiana per eccellenza, ma non solo. Da 80 anni l'azienda lombarda progetta e produce corsetti e dispositivi ortopedici all'avanguardia. Distribuiti e apprezzati in tutto il mondo, sono riconosciuti e certificati, nonché premiati come soluzioni terapeutica eccellenti ed efficaci.

### **ARTIGIANALITÀ HI-TECH**

Dalla progettazione e selezione dei materiali alla cucitura rigorosamente a mano di ogni singolo pezzo, dalla produzione alla commercializzazione e distribuzione: l'intera filiera TLM è squisitamente italiana e si avvale tanto delle competenze storiche di maestranze artigiane quanto della migliore innovazione e tecnologia dell'imprenditorialità 4.0.

*TLM è il connubio perfetto tra l'artigianato sartoriale, la ricerca medica e l'innovazione tecnica dei materiali, al servizio del benessere della persona.*

## **INNOVAZIONE CONTINUA**

In costante dialogo con il mondo della ricerca medica, dell'innovazione tecnologica e della sperimentazione sul campo, TLM è leader nella realizzazione di prodotti sicuri, confortevoli, durevoli e facili da indossare, anche per persone debilitate o con deficit motori.



*“Trasformare un momento di sofferenza in un sorriso è la migliore gratificazione che si possa ottenere dal nostro lavoro.”*

Claudio Testi



### **TLM IN CIFRE**

Oltre 65.000 prodotti ogni anno  
100% italiani  
80 anni di storia  
32 dipendenti interni  
39 collaboratori esterni  
Oltre 1.200 punti vendita in Italia  
11 categorie di prodotti  
21 reclami pari allo 0,03% dei pezzi prodotti

(rif. anno 2023)





# PREMI E CERTIFICAZIONI

*Scegliere di indossare un capo TLM significa scegliere di prendersi cura di sé a tutto tondo.*

Ogni supporto ortopedico prodotto dall'azienda è infatti sinonimo di comfort, protezione e cura. In una parola: benessere.

E un benessere certificato e premiato.



TLM ha vinto nel 2018 la menzione d'onore di Compasso d'Oro con il corsetto Spinfast.



TLM è una società italiana che produce interamente in Italia



TLM è certificata ISO9001 e ISO13485 dal 1997 (tra le prime del settore a ottenere la certificazione)



Testato per sostanze nocive secondo Oeko-Tex® Standard 100 00000000

TLM utilizza materie prime di prima scelta conformi allo standard Oeko - tex: non contengono sostanze tossiche né per l'uomo né per l'ambiente. Non irrita la pelle. Ideali per pelli sensibili.



TLM ha vinto nel 2016 il premio Orthopedic Awards nella categoria "Industria".



TLM produce dispositivi medici C€ in maniera artigianale: cuciti a mano da busticie ortopediche.



Scarica le nostre certificazioni

**“***In TLM teniamo in grande considerazione anche il design e lo stile dei nostri prodotti: funzionali e contemporanei al tempo stesso.*

Claudio Testi

## COLLABORAZIONI PRESTIGIOSE

*Oltre alla produzione originale della corsetteria e delle ortesi artigianali made in Italy, TLM distribuisce questi prestigiosi marchi internazionali nel settore del benessere*



BRACES & SUPPORTS

FUTURO, ortesi per gli arti e il tronco dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Marchio di 3M, multinazionale statunitense che opera, fra gli altri, anche nel settore salute.



PER IL TUO BENESSERE

La linea Criotermica TLM, con i suoi prodotti naturali, genera un effetto di benessere immediato e duraturo.



THERABAND, prodotti della qualità eccezionale per la riabilitazione professionale e domestica. È il marchio più prestigioso del settore.

# MATERIE PRIME ESCLUSIVE PER PRODOTTI INCLUSIVI



*A noi piacciono le sfide complesse. Come mettere insieme, davvero, artigianalità e innovazione, sartorialità e tecnologie esclusive per la realizzazione di prodotti alla portata di tutti.*

## TLMTEx® CON TECNOLOGIA MICROSENSE

Frutto della ricerca TLM, questo tessuto tecnologico innovativo sfrutta la combinazione di micro e multi filamenti per offrire elasticità, resistenza, versatilità climatica, traspirabilità e morbidezza. Il risultato è un tessuto dalle prestazioni ottimali, prodotto nel rispetto della sostenibilità e della salute dei lavoratori.

## TESSUTI

Bendaggio MICROGRIP  
Bendaggio cotone traforato  
Tessuti elastici  
Tessuto Gardenia  
Tessuto Jeans  
Tessuto broccato e fodera



## VELCRO E STECCATURA

La cura del dettaglio fa parte del nostro stile progettuale e di realizzazione. Il velcro è tessuto a telaio per renderlo indemagliabile. La maggior parte dei nostri corsetti prevede l'estrazione delle stecche paravertebrali, per consentirne la sostituzione, previa consulenza e assistenza tecnica ortopedica, con altre stecche di spessore diverso per assecondare le esigenze di medico e paziente.



## LAVAGGIO E MANUTENZIONE

Rimuovere le stecche estraibili e lavare a mano in acqua fredda a 30° con sapone neutro. Non strizzare né centrifugare. Asciugare all'ombra e non stirare. Conservare il prodotto lontano da fonti di calore e dai raggi del sole. Il corretto utilizzo, la scelta della misura adatta, l'osservanza delle istruzioni di manutenzione e di conservazione garantiranno lunga vita al vostro corsetto TLM.





# LA SCIENZA AL SERVIZIO DEL BENESSERE

*Tra il 2020 e il 2023 TLM si è resa protagonista di un'indagine scientifica volta a sondare, prima, e a promuovere, poi, le conoscenze relative alle ortesi spinali per fratture vertebrali da fragilità.*

**La ricerca, denominata S.O.F.T. (Survey Ortesi Fratture Tronco), ha visto finora due fasi distinte:**


1. Un'indagine conoscitiva somministrata a oltre 100 fisiatrici sul territorio nazionale, per verificare le modalità di prescrizione di ortesi spinali.
2. Un'indagine sperimentale somministrata a pazienti con fratture vertebrali da fragilità, a cui è stato prescritto un corsetto TLM Spinafast al fine di testarne l'efficacia tramite questionari validati.



PublMed



PublMed



*“  
Ottimi risultati che ci permettono di dire, senza presunzione, di saper offrire l'eccellenza del mercato.*

Claudio Testi



- A. RX vista laterale senza corsetto in paziente con curvatura scoliotica dorso-lombare e ipercifosi dorsale
- B. RX vista laterale con corsetto nella stessa paziente
- C. RX vista frontale con corsetto nella stessa paziente




**Dagli studi pubblicati emerge sia l'esigenza di una divulgazione scientifica più capillare e approfondita, sia l'efficacia dei dispositivi TLM nel rispondere al bisogno di una migliore qualità di vita dei pazienti.**



# PERCHÉ E COME FUNZIONA L'ORTESI VERTEBRALE

## La funzionalità dell'ortesi si basa su una specifica azione biomeccanica:


Cingendo il basso addome e il tronco si determina un aumento della pressione intra-addominale con conseguente aumento della pressione idrostatica (A nella figura sotto). Poiché la cavità peritoneale contiene liquidi non comprimibili, le forze componenti indotte (B e C), non potendo espandersi in basso verso il bacino, si riflettono verso l'alto provocando una diminuzione del carico sul rachide, che determina la riduzione della sintomatologia algica (D).



## DOPIA FASCIA SPECIALE

I corsetti con la doppia fascia anteriore sono particolarmente adatti per:

- il paziente con addome prominente che, a seconda della maggiore o minore sovrapposizione di una fascia sull'altra, può ottenere l'altezza anteriore più adatta alla sua conformazione anatomica;
- il paziente debilitato che, grazie alle due fasce anteriori indipendenti, riesce a indossare il corsetto con risparmio di energia agendo su una fascia alla volta;
- il paziente con altre patologie oltre a quella vertebrale, che può tendere le due fasce anteriori in modo tra loro differenziato evitando compressioni controindicate sull'alto addome.



## SPALLACCI ANTERO-POSTERIORI

L'iperestensione controllata della colonna, determinata dagli spallacci imbottiti con trazione antero-posteriore, si traduce in un miglioramento di:

- angolo di cifosi dorsale;
- dolore (riduzione scala VAS da 7,53 a 3,53 dopo 12 settimane di utilizzo, come da studi scientifici);
- libertà di movimento;
- indipendenza nelle attività della vita quotidiana;
- forza.



- A. Bracciale imbottito per maggior comfort
- B. Trazione ANTERO-POSTERIORE degli spallacci
- C. Sottoscaglia libero da costrizioni



# CORSETTI SPINALI

**PER LA PREVENZIONE  
E LA CURA DELLE FRATTURE  
VERTEBRALI DA FRAGILITÀ  
O TRAUMATICHE**

*Realizzati con tessuti elastici  
altamente performanti  
e progettati per l'inserimento  
di una placca spinale.*

I filati più resistenti garantiscono stabilità e sostegno al tratto vertebrale interessato, mentre i filati più elastici donano morbidezza, comfort e ottima vestibilità. L'utilizzo dei corsetti spinali, sfruttando il principio di biomeccanica e il sostegno derivante dalle placche spinali, consente di trattare al meglio le fratture vertebrali, secondo i protocolli presenti in letteratura.



# SPINEFAST®


La linea SPINEFAST® è caratterizzata dalla presenza della placca spinale e della bretella antero-posteriore, entrambe ideate da TLM e protette da copyright.

È progettata con il tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort. I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche paravertebrali permettono la stabilizzazione dell'articolazione sacro-iliaca. Le stecche paravertebrali sono estraibili ed utilizzabili al bisogno.

**SPINEFAST®** è progettata con una tasca imbottita per contenere la placca spinale senza arrecare fastidio al paziente.

L'unione di questi elementi rende l'ortesi utilizzabile in molteplici configurazioni atte a garantire differenti risposte terapeutiche.

La linea SPINEFAST® garantisce la cura delle fratture vertebrali traumatiche e delle fratture da fragilità che interessano l'intero tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura anteriore in VELCRO oppure in MICROGRIP
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 2 stecche posteriori (mm 15 x 0,80)
5. Placca spinale in lega leggera di alluminio
6. Bretelle antero-posteriori imbottite



## Placche Spinali

### CONFIGURAZIONI

- Le placche spinali sono realizzate in lega leggera di alluminio e progettate con un disegno esclusivo, a protezione delle apofisi spinose. Devono essere modellate manualmente dal tecnico ortopedico in base alla morfologia del rachide del paziente e inserite nelle ortesi vertebrali in un'apposita tasca imbottita, morbida e confortevole. Sono di altezze differenti a seconda del tratto vertebrale da proteggere.
- Le placche spinali **TLM SPIN** che si sviluppano solamente in verticale garantiscono controllo e/o limitazione della flessione/estensione del rachide e protezione delle vertebre fratturate.
  - Le placche spinali **TLM TECLA** si sviluppano anche in orizzontale con una losanga a livello sacro-iliaco. Garantiscono controllo e stabilizzazione sia della flessione/estensione del rachide sia del bending laterale.
- TRE ortesi in un solo acquisto.** Tutte le caratteristiche descritte rendono la linea SPINEFAST® estremamente versatile, fornendo al paziente, in un'unica ortesi, molteplici prestazioni: **SPINEFAST®** può quindi essere utilizzata sia in presenza di sintomi acuti sia in situazioni di gravi cronicità, nel post-acuto e durante la fase riabilitativa per il pieno recupero e il ritorno alla normale attività di tutti i giorni.

### Legenda icone



Unisex



Tessuto TLMTEX® MICROSENSE



Bretella antero-posteriore




Doppia fasciera speciale



Bretella personalizzabile



Placca spinale TLM SPIN




Placca spinale TLM TECLA



## SPINFAST®

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale  
con spillacci antero-posteriori e placca spinale TLM Spin



MD CE

I Tratto colonna: D4-L5

● Nero



### Disponibile nelle versioni:

Altezza post.	42	48	53
Altezza ant.	14	17	17
Altezza placca spinale	36	44	49

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125

Osteoporosi  
Fratture vertebrali  
Cedimenti vertebrali  
Ipercifosi  
Artrosi  
Morbo di Scheuermann



video  
Indossamento

## SPINFAST®/S

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale  
con spillacci antero-posteriori e placca spinale TLM Spin



MD CE

I Tratto colonna: D4-L5

● Nero



### Disponibile nelle versioni:

Altezza post.	42	48	53
Altezza ant.	16/24	16/26	16/26
Altezza placca spinale	36	44	49

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125


Osteoporosi  
Fratture vertebrali  
Cedimenti vertebrali  
Ipercifosi  
Artrosi  
Morbo di Scheuermann



video  
Indossamento


## SPINFAST®/GRIP

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spillacci antero-posteriori e placca spinale TLM Spin



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D4-L5 ● Grigio



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125


Osteoporosi  
Fratture vertebrali  
Cedimenti vertebrali  
Ipercifosi  
Artrosi  
Morbo di Scheuermann



video  
indossamento

## SPINFAST®/PLUS

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spillacci antero-posteriori e placca spinale TLM Tecla



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D4-L5 ● Grigio



### Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135


Osteoporosi  
Fratture vertebrali  
Cedimenti vertebrali  
Ipercifosi  
Artrosi  
Sindrome di Pisa  
Stabilizzazione sacro-iliaca



video  
indossamento

## SPINFAST®/PLUS/S

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spillacci antero-posteriori e placca spinale TLM Tecla



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 16/26 cm  
Tratto colonna: D4-L5 ● Grigio



### Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Osteoporosi  
Fratture vertebrali  
Cedimenti vertebrali  
Ipercifosi  
Artrosi  
Sindrome di Pisa  
Stabilizzazione sacro-iliaca

# BACK UP

*La linea BACK UP è caratterizzata dalla presenza della placca spinale e dalla possibilità di regolazione in altezza del fulcro delle bretelle.*

È progettata con il tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

I tiranti in bendaggio elastico MICROGRIP che originano dalle stecche paravertebrali permettono una forte azione di supporto.

Le bretelle morbide, con possibilità di regolazione in altezza del fulcro tramite velcro, permettono di ottenere una gestione personalizzata dell'assetto posturale del tratto dorsale e delle spalle.

L'ortesi può essere utilizzata con e senza placca, a seconda della necessità, al fine di ottenere differenti risposte terapeutiche.

Per le placche spinali e le configurazioni vedi pag. 23. La linea BACK UP garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

## Legenda icone



Unisex



Tessuto TLMTEX® MICROSENSE




Doppia fascia speciale



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura anteriore in MICROGRIP
3. Tiranti in bendaggio elastico MICROGRIP
4. 2 stecche posteriori (mm 15 x 0,80)
5. Placca spinale in lega leggera di alluminio
6. Bretelle morbide

## BACK UP/48

*Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spillacci e placca spinale TLM Tecla*



Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D4-L5  
Disponibile in versione doppia fascia nel modello BACK UP/S/48



## BACK UP/SPI/48

*Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spillacci e placca spinale TLM Spin*



Altezza: post. 48 cm / ant. 18 cm  
Tratto colonna: D4-L5



### Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Osteoporosi  
Fratture vertebrali  
Cedimenti vertebrali  
Artrosi  
Sindrome di Pisa  
Traumi severi  
Stabilizzazione sacro-iliaca

Osteoporosi  
Fratture vertebrali  
Cedimenti vertebrali  
Artrosi  
Dorso-lombalgia  
Traumi severi



video indossamento



video indossamento

# 3 ITAYLOR


La linea **ITAYLOR** è caratterizzata dalla presenza della placca spinale **TLM TAYLOR** con una losanga di larghezza variabile e regolazione in altezza del fulcro delle bretelle.

È progettata con il tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.


I tiranti in bendaggio elastico **MICROGRIP** che originano dalle stecche paravertebrali permettono una forte azione di supporto.

Le bretelle morbide, con possibilità di regolazione in altezza del fulcro tramite velcro, permettono di ottenere una gestione personalizzata dell'assetto posturale del tratto dorsale e delle spalle.

La linea **ITAYLOR** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.



1. Tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**
2. Chiusura anteriore in **MICROGRIP**
3. Tiranti in bendaggio elastico **MICROGRIP**
4. 2 stecche posteriori (mm 15 x 0,80)
5. Placca spinale **TLM TAYLOR** in lega leggera di alluminio
6. Bretelle morbide



## Placche Spinali

Le placche spinali **TLM TAYLOR** sono realizzate in lega leggera di alluminio e sono state progettate con un disegno esclusivo, affinché vengano protette le apofisi spinose.

Devono essere modellate manualmente dal tecnico ortopedico in base alla morfologia del rachide del paziente e successivamente inserite all'interno delle ortesi vertebrali tramite un'apposita tasca imbottita che garantisce morbidezza e comfort.


Le placche spinali **TLM TAYLOR** sono di altezze differenti a seconda del tratto vertebrale da proteggere e con una losanga di larghezza variabile.

Le placche spinali **TLM TAYLOR**, tramite una losanga posta a livello sacro-iliaco, garantiscono controllo e/o stabilizzazione sia della flessione/estensione del rachide che del bending laterale. Per un maggior controllo dell'articolazione sacro-iliaca sono disponibili tre differenti sviluppi della losanga fino alle creste iliache anteriori.

- Base 40 cm
- Base 48 cm
- Base 56 cm

## CONFIGURAZIONI

- **Strong** (rigido): utilizzo concomitante della placca spinale e delle stecche paravertebrali
- **Normal** (semirigido): utilizzo della singola placca spinale.



Placca spinale **TLM TAYLOR**

### Legenda icone



Unisex



Tessuto  
**TLMTEX®**  
**MICROSENSE**




Doppia  
fasciatura  
speciale




## ITAYLOR/S/34 B.56

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con placca spinale TLM Taylor base cm 56



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 18/30 cm ● Grigio  
Tratto colonna: D8-L5



**Circonferenza bacino**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Fratture vertebrali multiple  
Fratture di bacino  
Artrosi  
Traumi severi  
Decorso post-operatorio  
Stabilizzazione sacro-iliaca

## ITAYLOR/48 B.40

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci e placca spinale TLM Taylor base cm 40



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 14 cm ● Grigio  
Tratto colonna: D4-L5



**Circonferenza bacino**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Fratture vertebrali multiple  
Fratture di bacino  
Artrosi  
Traumi severi  
Decorso post-operatorio  
Stabilizzazione sacro-iliaca

## ITAYLOR/S/48 B.48

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci e placca spinale TLM Taylor base cm 48



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 20/27 cm ● Grigio  
Tratto colonna: D4-L5



**Circonferenza bacino**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	68	78	88	98	108	118	128
a cm	80	94	104	114	125	135	145

Fratture vertebrali multiple  
Fratture di bacino  
Artrosi  
Traumi severi  
Decorso post-operatorio  
Stabilizzazione sacro-iliaca



video  
indossamento

## ITAYLOR/S/48 B.56

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale con spallacci e placca spinale TLM Taylor base cm 56



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 20/27 cm ● Grigio  
Tratto colonna: D4-L5



**Circonferenza bacino**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	68	78	88	98	108	118	128
a cm	80	94	104	114	125	135	145

Fratture vertebrali multiple  
Fratture di bacino  
Artrosi  
Traumi severi  
Decorso post-operatorio  
Stabilizzazione sacro-iliaca



video  
indossamento



# 4 SPINOCROSS

La linea SPINOCROSS è caratterizzata dalla presenza della placca spinale.

È progettata con il tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano un'azione di supporto regolabile e personalizzabile.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. Le placche spinali sono di altezze differenti a seconda del tratto vertebrale da proteggere.

Per le configurazioni delle placche spinali vedi pag. 23.

La linea SPINOCROSS garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.



Unisex



Tessuto TLMTEX® MICROSENSE



Doppia fasciatura speciale



Bretella personalizzabile

## Legenda icone



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura anteriore in MICROGRIP
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 15 x 0.50)
5. Placca spinale in lega leggera di alluminio

## SPINOCROSS /19

Corsetto spinale lombo-sacrale con placca spinale TLM Spin cm 16



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm

Tratto colonna: D12-L5

● Grigio



### Circonferenza vita

Misura da cm	S	M	L	XL	XXL	120
a cm	68	78	88	98	108	118
	80	94	104	114	125	135




Artrosi  
Spondilolistesi  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi severi  
Decorso post-operatorio  
Sacralgia



video  
indossamento

## SPINOCROSS/S/34

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale  
con placca spinale TLM Spin cm 30



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 16/21 cm ● Grigio  
Tratto colonna: D8-L5



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	63	79	89	99	109	119	129
a cm	78	88	98	108	120	135	145

Artrosi  
Spondilolisi  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi severi  
Decorso post-operatorio



video  
indossamento

## SPINOCROSS/S/48

Corsetto spinale toraco-lombo-sacrale  
con spillacci  
e placca spinale TLM Spin cm 44



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 18-26 cm ● Grigio  
Tratto colonna: D4-L5



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	63	79	89	99	109	119	129
a cm	78	88	98	108	120	135	145

Artrosi  
Spondilolisi  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi severi  
Decorso post-operatorio



video  
indossamento

# CORSETTI RIGIDI

**PER LA CURA DELLE  
FRATTURE VERTEBRALI,  
BLOCCANDO IL MOVIMENTO**

*Realizzati con un telaio in lega leggera  
di alluminio, telescopico, regolabile  
e modellabile in base alla morfologia  
del paziente.*

L'utilizzo dei corsetti rigidi, sfruttando il principio dell'antagonismo dei 3 punti di spinta, consente di gestire le fratture vertebrali traumatiche del paziente con un'immobilizzazione efficace e un'iperestensione controllata della colonna vertebrale.



# IPERESTENSORI

*Gli iperestensori sono caratterizzati da 3 punti di spinta: due anteriormente e uno posteriormente.*

Sono realizzati con un telaio telescopico a cornice in lega leggera di alluminio, modellabile manualmente dal tecnico ortopedico.

I 3 punti di spinta (pelotta sternale, banda pelvica e placca dorso-lombare) sono imbottiti e rivestiti in simil pelle per garantire comfort e vestibilità.

La pelotta sternale è snodata e con differenti possibilità di regolazione.

La banda pelvica basculante (con ritorno a molla) può essere bloccata nella posizione desiderata tramite l'inserimento di appositi perni di bloccaggio.


La placca dorso-lombare può essere posizionata orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze.

Gli iperestensori garantiscono un'immobilizzazione efficace e un'iperestensione controllata della colonna vertebrale, necessaria in casi di fratture vertebrali traumatiche che interessano il tratto dorso-lombare.

## Legenda icone



Unisex



1. Pelotta sternale
2. Banda pelvica
3. Placca dorso-lombare
4. Chiusura a scatto con regolazione della cintura

## TLM 35

*Iperestensore basculante*



Tratto colonna: D10-L3



## T45BS

*Iperestensore basculante con snodo sottoascellare*



Tratto colonna: D10-L3



**Tabella vestibilità**

	S	MS	M	ML
Circonferenza bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90
Altezza sterno/pubes cm	39/46	39/43	42/49	45/52
Circonferenza bacino cm	LS	L	XLS	XL
Altezza sterno/pubes cm	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza sterno/pubes cm	42/49	45/52	45/52	49/56

**Tabella vestibilità**

	S	MS	M	ML
Circonferenza bacino cm	60/75	75/90	75/90	75/90
Altezza sterno/pubes cm	39/46	39/43	42/49	45/52
Circonferenza bacino cm	LS	L	XLS	XL
Altezza sterno/pubes cm	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza sterno/pubes cm	42/49	45/52	45/52	49/56

Fratture vertebrali traumatiche

Fratture vertebrali traumatiche

# CORSETTI SEMIRIGIDI

**PER LA CURA DELLA  
PATOLOGIA, CONTROLLANDO  
IL MOVIMENTO**

*Realizzati con tessuti semirigidi altamente  
performanti, nei quali si intrecciano  
in maniera calibrata componenti rigidi  
ed elastici. Talvolta in aggiunta vi è anche  
una fodera interna. In questa categoria  
rientrano i cosiddetti corsetti 'stoffa e stecche'.*

I filati rigidi garantiscono sostegno e controllo al tratto vertebrale interessato, mentre i filati elastici donano una confortevole vestibilità e un'armoniosa linea estetica.



# IPERTEX®

La linea IPERTEX® è caratterizzata dalla presenza della bretella antero-posteriore e da un sistema di tiranti che agisce tramite fibbie.

È progettata con il tessuto **GARDENIA**, in cotone elasticizzato.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano una forte azione di controllo, regolabile e personalizzabile grazie alla presenza delle fibbie in acciaio. Le stecche posteriori paraventrebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. La presenza delle bretelle imbottite a trazione antero-posteriore, mantenendo le spalle in posizione corretta, permette di ottenere un effetto di iperestensione controllata della colonna e stabilizzazione del rachide. La linea **IPERTEX®** garantisce un efficace contrasto dell'iperflessi, migliorando la postura e la qualità di vita del paziente.

## Legenda icone



Unisex




Bretella antero-posteriore



Doppia fascia speciale



Bretella personalizzabile



1. Tessuto semirigido **GARDENIA**
2. Chiusura anteriore in velcro oppure in **MICROGRIP**
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato con fibbie
4. 2 stecche posteriori (mm 20 x 0,8)
5. Bretelle antero-posteriori imbottite

## IPERTEX®/44

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale con spillacci antero-posteriori

MD CE



Altezza: post. 44 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D4-L3

● Nudo



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	80	94	104	114	125	135

Iperflessi  
Artrosi  
Dorsolombalgia  
Ernia discale  
Decorso post-operatorio  
Traumi moderati



video  
indossamento

## IPERTEX®/52

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale  
con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 52 cm / ant. 18 cm  
Tratto colonna: D4-L5  
Variante in altezza 58 cm

● Nudo



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	70	80	90	100	110
a cm	72	83	93	103	113	125

Iperfitosi  
Artrosi  
Dorsolombalgia  
Ernia discale  
Decorso post-operatorio  
Traumi moderati



video  
Indossamento

## IPERTEX®/S/52

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale  
con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 52 cm / ant. 16/26 cm  
Tratto colonna: D4-L5

● Nudo



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130	145
da cm	65	70	80	90	100	110	120	135
a cm	72	83	93	103	113	125	135	150

Iperfitosi  
Artrosi  
Dorsolombalgia  
Ernia discale  
Decorso post-operatorio  
Traumi moderati



video  
Indossamento





# MAX MAXIMO

La linea MAX/MAXIMO è caratterizzata dalla presenza di un tessuto in cotone con fodera in cotone e da un supporto dorso-lombare rimovibile.

È progettata con il tessuto MANON foderato MODENA.

La chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto microgrip garantisce morbidezza, comfort e possibilità di tensionature differenti.

Il rinforzo in bendaggio elastico è regolabile in altezza e rimovibile, garantendo una forte azione di controllo dorso-lombare, personalizzabile nella posizione più corretta per il paziente. Le stecche posteriori paravertebrali e laterali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi.

La linea MAX/MAXIMO garantisce la cura delle patologie cronico-degenerative che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, grazie alla massima spinta biomeccanica raggiunta dall'unione della struttura semirigida e dall'importante sofferenza.



1. Tessuto in cotone foderato
2. Chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto MICROGRIP
3. Rinforzo (rimovibile) in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 15 x 0,8)
5. Tasca per facilitare l'indossamento

## Legenda icone



Unisex



Doppia fasciatura speciale

## MAX/30

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 30 cm / ant. 18/24 cm ● Nudo  
Tratto colonna: D10-S1  
Variante in altezza 35 cm



## MAXIMO/35

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 35 cm / ant. 22/30 cm ● Nudo  
Tratto colonna: D8-S1  
Variante in altezza 30 cm



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	63	70	80	90	100
a cm	72	82	92	102	113
Misura	120	130	145		
da cm	110	123	138		
a cm	125	140	155		

Artrosi  
Lombalgia cronica  
Spondilolisi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Esiti di fratture e cedimenti:

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	63	70	80	90	100
a cm	72	82	92	102	113
Misura	120	130	145	160	
da cm	110	123	138	153	
a cm	125	140	155	170	

Artrosi  
Lombalgia cronica  
Spondilolisi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Esiti di fratture e cedimenti:



video  
indossamento

# 8 RICCARDA VITTORIO

La linea **RICCARDA/VITTORIO** è caratterizzata dalla presenza di un tessuto in cotone con fodera in cotone e da un tessuto elastico in maglia.

È progettata con il tessuto **GIUNONE (RICCARDA)** e **MANON (VITTORIO)**, foderati in **MODENA** e maglia elastica **VIENNA** ai fianchi.

La chiusura anteriore a tre velcri indipendenti garantisce possibilità di tensionature differenti.

Le stecche posteriori fisse sono rinforzate alle estremità con puntali in pelle.

La linea **RICCARDA/VITTORIO** garantisce la cura delle patologie cronico-degenerative che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, grazie alla massima spinta biomeccanica raggiunta dall'unione della struttura semirigida e dall'importante sofferenza.



1. Tessuto in cotone foderato
2. Maglia elastica ai fianchi
3. Chiusura anteriore a tre velcri
4. 4 stecche posteriori (mm. 15 x 0,80 – Riccarda) (mm. 20 x 0,80 – Vittorio)
5. Puntali in pelle di rinforzo alle stecche

## RICCARDA/35

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale donna

MD CE

● Nudo

Altezze: post. 35 cm / ant. 23 cm  
Tratto colonna: D8-S1



## VITTORIO/32

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale uomo

MD CE

● Crema

Altezze: post. 32 cm / ant. 25 cm  
Tratto colonna: D8/D10-L5



### Circonferenza vita

Misura	65	70	75	80	85	90	95
da cm	69	74	79	84	89	94	99
a cm	73	78	83	88	93	98	103
Misura	100	105	110	115	120	125	130
da cm	104	109	114	119	124	129	134
a cm	108	113	118	123	130	135	140

Artrosi  
Lombalgia cronica  
Spondilolisi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Esiti di fratture e cedimenti:

### Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95	100
da cm	75	80	85	90	95	100	105
a cm	79	84	89	94	99	104	109
Misura	105	110	115	120	125	130	
da cm	110	115	120	125	130	135	
a cm	114	119	124	129	134	139	

Artrosi  
Lombalgia cronica  
Spondilolisi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Esiti di fratture e cedimenti:

# SPRING PLUS

La linea **SPRING PLUS** è caratterizzata dalla presenza di una chiusura anteriore molto confortevole e da un sistema di tiranti regolabili con velcro.


È progettata con il tessuto **GARDENIA**, in cotone elasticizzato.

La chiusura anteriore in tessuto **MICROGRIP** garantisce morbidezza, comfort e ottima vestibilità.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche paravertebrali permettono un'azione di controllo, regolabile e personalizzabile.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi.

La linea **SPRING PLUS** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.



1. Tessuto semirigido **GARDENIA**
2. Chiusura anteriore in tessuto **MICROGRIP**
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0,6)

## Legenda icone



Unisex



Doppia fascia speciale

## SPRING PLUS/28

Corsetto semirigido lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 18 cm

● Nudo

Tratto colonna: D10-L5



## SPRING PLUS/34

Corsetto semirigido torco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 18 cm

● Nudo

Tratto colonna: D8-L5



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

Artrosi  
Lombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

Artrosi  
Lombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio


## SPRING PLUS/50

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale con spillacci



MD CE

Altezza: post. 50 cm / ant. 18 cm ● Nudo  
Tratto colonna: D4-L5  
Disponibile in versione con bretelle imbottite  
nel modello SPRING PLUS/BM/50



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

Artrosi  
Dorsolombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Patologie reumatologiche  
Decorso post-operatorio

## SPRING/50

Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale con spillacci



MD CE

Altezza: post. 50 cm / ant. 22/27 cm ● Nudo  
Tratto colonna: D4-L5



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130	145
da cm	65	76	87	98	109	119	129	144
a cm	75	86	97	108	119	130	145	160

Artrosi  
Dorsolombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Patologie reumatologiche  
Decorso post-operatorio



video  
indossamento



# SUMMER


La linea **SUMMER** è caratterizzata dalla presenza di un sistema di tiranti che agisce tramite fibbie.

È progettata con il tessuto **GARDENIA**, in cotone elasticizzato.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano una forte azione di controllo, regolabile e personalizzabile grazie alla presenza delle fibbie in acciaio.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. La linea **SUMMER** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

La linea **SUMMER/JEANS** ha una chiusura anteriore velcro 'velour', che la rende particolarmente morbida, e le fibbie in plastica.



1. Tessuto semirigido **GARDENIA**
2. Chiusura anteriore in velcro
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato con fibbie
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0,6)

## Legenda icone



Unisex



Doppia fascia speciale

## SUMMER/26

Corsetto semirigido lombo-sacrale



Altezza: post. 26 cm / ant. 18 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nudo



## SUMMER/30

Corsetto semirigido torco-lombo-sacrale



Altezza: post. 30 cm / ant. 19 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Nudo



### Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

### Circonferenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

Artrosi  
Lombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio

Artrosi  
Lombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio



video  
indossamento



## SUMMER/34

Corsetto semirigido  
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 20 cm  
Tratto colonna: D8-L5

● Nudo



## SUMMER/40

Corsetto semirigido  
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 40 cm / ant. 21 cm  
Tratto colonna: D6-L5

● Nudo



## SUMMER/S/34


Corsetto semirigido  
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 20/26 cm  
Tratto colonna: D8-L5

● Nudo



### Circonfenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

### Circonfenza vita

Misura	S/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	76	81	87	92
a cm	75	82	86	91	97	102
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	130
da cm	98	103	109	114	119	129
a cm	108	113	119	124	129	139

### Circonfenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	65	75	85	95	105	115	125
a cm	78	88	98	108	120	130	140

Artrosi  
Lombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio

Artrosi  
Dorsolombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio

Artrosi  
Lombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio



video  
Indossamento

## SUMMER/JEANS/30

Corsetto semirigido  
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 30 cm / ant. 19 cm ● Nero  
Tratto colonna: D10-L5  
Disponibile nelle altezze retro  
cm 26 (modello SUMMER/JEANS/26)  
e cm 34 (modello SUMMER/JEANS/34)



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	119
a cm	75	86	97	108	119	134

Artrosi  
Lombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio



video  
indossamento

## SUMMER/44

Corsetto semirigido  
toraco-lombo-sacrale  
con spillacci



MD CE

Altezza: post. 44 cm / ant. 17 cm ● Nudo  
Tratto colonna: D4/D6-L5



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	120
a cm	75	86	97	108	119	133

Artrosi  
Dorsolombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio

## SUMMER/50

Corsetto semirigido  
toraco-lombo-sacrale  
con spillacci



MD CE

Altezza: post. 50 cm / ant. 22 cm ● Nudo  
Tratto colonna: D4-L5



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	65	76	87	98	109	120	130
a cm	75	86	97	108	119	133	143

Artrosi  
Dorsolombalgia  
Spondilolistesi  
Ernia discale  
Traumi moderati  
Patologie reumatologiche  
Decorso post-operatorio



video  
indossamento

# 647

*La linea 647 è caratterizzata dalla presenza di tiranti dorsali che consentono di contrastare l'ipercifosi senza l'utilizzo della bretella.*

È progettata con il tessuto elastico **MICROGRIP**.

La chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto microgrip garantisce morbidezza, confort e possibilità di tensionature differenti.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano a livello scapolare esercitano una forte azione di contrasto dell'ipercifosi, regolabile e personalizzabile. Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. Al modello **647** possono essere applicate le bretelle per spallacci disponibili in tre diversi modelli (vedi pag. 135).

La linea **647** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, anche in presenza di complicanze post-chirurgiche (mastectomia), oppure patologie afferenti agli arti superiori (per esempio linfedemi).

### Legenda icone



Unisex



Doppia fascia speciale



1. Tessuto elastico MICROGRIP
2. Chiusura anteriore a due fasce indipendenti in tessuto MICROGRIP
3. Tiranti dorsali in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (2 da mm 20 x 0,80 e 2 da mm 15 x 0,80)
5. Tasca per facilitare l'indossamento

## 647

*Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale (all'occorrenza con spallacci)*



MD CE

Altezze: post. 47 cm / ant. 20/32 cm ● Nudo  
Tratto colonna: D4-L5



## 647/B/43

*Corsetto semirigido toraco-lombo-sacrale (all'occorrenza con spallacci)*



MD CE

Altezze: post. 43 cm / ant. 16/26 cm ● Nudo  
Tratto colonna: D4-L5



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130	145
da cm	62	82	92	102	112	122	132	140
a cm	81	91	101	111	121	131	141	160

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	62	82	92	102	112	122	132
a cm	81	91	101	111	121	131	141

Cedimenti vertebrali  
Dorsolombalgia  
Artrosi  
Decorso post-operatorio



video  
indossamento

Cedimenti vertebrali  
Dorsolombalgia  
Artrosi  
Decorso post-operatorio



# CORSETTI DINAMICI

**PER LA CURA DELLA  
PATOLOGIA, ASSECONDANDO  
IL MOVIMENTO**

*Realizzati con tessuti elastici  
altamente performanti nei quali  
si intrecciano filati con differenti  
caratteristiche e tensionature.*

I filati più resistenti garantiscono stabilità e sostegno al tratto vertebrale interessato, mentre i filati più elastici donano morbidezza, comfort e ottima vestibilità. L'utilizzo dei corsetti dinamici, sfruttando il principio di biomeccanica, consente al paziente di gestire al meglio la sua condizione, mantenendo pienamente attiva la funzionalità del suo apparato muscolo-scheletrico.

# CROSSOVER

La linea **CROSSOVER** è caratterizzata dalla presenza di incroci elastici posteriori embriacati.

È progettata con il tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche laterali esercitano un'azione di supporto regolabile e personalizzabile.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi. Sono presenti due stecche spirali ai fianchi.

La linea **CROSSOVER** garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide.

La linea **CROSSOVER PLUS**, studiata per lo sportivo, ha una chiusura anteriore velcro "velour" che la rende particolarmente morbida.



1. Tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**
2. Chiusura in velcro anteriore
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0,60)

## CROSSOVER/19


Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D12-L5

● Grigio



## CROSSOVER/26

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Grigio



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	68	78	92	102	112	123
a cm	80	93	105	115	125	135

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	65	76	87	98	109	119	129
a cm	75	86	97	108	119	130	140

Sacralgia  
Lombalgia  
Traumi moderati  
Contratture muscolari



video  
indossamento

Lombalgia  
Traumi moderati  
Discopatie  
Contratture muscolari



video  
indossamento

### Legenda icone



Unisex



Tessuto  
**TLMTEX®**  
**MICROSENSE**



Predisposto  
per Pioletta  
**TLM**



Braccia  
personalizzabile

## CROSSOVER/30

Corsetto dinamico  
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 30 cm / ant. 19 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Grigio



**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	119
a cm	75	86	97	108	119	130

Dorsolombalgia  
Traumi moderati  
Discopatie  
Contratture muscolari

## CROSSOVER/34


Corsetto dinamico  
toraco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: 34 cm / ant. 20 cm  
Tratto colonna: D8-L5

● Grigio



**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	119
a cm	75	86	97	108	119	130

Dorsolombalgia  
Traumi moderati  
Discopatie  
Contratture muscolari

## CROSSOVER/48

Corsetto dinamico  
toraco-lombo-sacrale  
con spillacci



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 22 cm  
Tratto colonna: D4-L5

● Grigio




**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	63	79	89	99	109	119
a cm	78	88	98	108	120	135

Dorsolombalgia  
Traumi moderati  
Discopatie  
Contratture muscolari  
Patologie reumatologiche

## CROSSOVERPLUS/19

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE


Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D12-L5

● Nero



## CROSSOVERPLUS/26

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE


Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nero



## CROSSBABY



Corsetto dinamico  
lombo-sacrale per gestanti



MD CE

Altezza: post. 19 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D12-L5

● Grigio



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	97	107	117
a cm	80	91	102	112	122	132

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	97	107	117
a cm	80	91	102	112	122	132

CROSSBABY è dotato di tre pannelli anteriori di conformazione bombata e lunghezza differente per accompagnare la crescita addominale durante la gravidanza.

CROSSBABY è dotato di un pannello anteriore piatto per l'utilizzo nel decorso post-parto.

Sacralgia  
Lombalgia  
Traumi moderati  
Contratture muscolari



video  
Indossamento

Discopatia  
Lombalgia  
Traumi moderati  
Contratture muscolari



video  
Indossamento

Lombalgia in gravidanza  
Post-intervento addominale  
Post-parto  
Sostegno dell'addome

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL
da cm	80	85	90	95
a cm	110	120	130	140

# PENTA

La linea PENTA è realizzata con bendaggio in cotone traforato.

È progettata con l'unione del bendaggio in cotone traforato traspirante e confortevole e la morbidezza della chiusura anteriore in **MICROGRIP**.

I corsetti **PENTA** sono particolarmente indicati per sportivi, autisti, motociclisti e per la prevenzione delle lombalgie.



1. Bendaggio in cotone traforato
2. Chiusura anteriore in **MICROGRIP**
3. 4 steche posteriori (mm 13 x 0,35)
4. Rinforzo in bendaggio in cotone traforato

Legenda icone



Unisex

## PENTA/24

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Grigio  
● Nero



**Circonferenza vita**

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	75	80	85	90	95	100
a cm	82	90	95	100	105	110

Misura	100	105	110	115	120
da cm	105	110	115	120	125
a cm	115	120	125	130	135

Lombalgia  
Contratture muscolari  
Prevenzione

## PENTA/28

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Grigio  
● Nero



**Circonferenza vita**

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	75	80	85	90	95	100
a cm	82	90	95	100	105	110

Misura	100	105	110	115	120
da cm	105	110	115	120	125
a cm	115	120	125	130	135

Lombalgia  
Contratture muscolari  
Prevenzione



video  
Indossamento

# ROLL

La linea ROLL è caratterizzata dall'unione di tre differenti tipologie di tessuto e dai tiranti che agiscono tramite uno speciale sistema 'a carrucola'.

È progettata con lo scopo di unire la leggerezza del tessuto alla forza biomeccanica dei tiranti. I tiranti di rinforzo permettono una regolazione personalizzata e di intensità variabile, fornendo una piacevole e immediata sensazione di benessere del tratto lombare.

È particolarmente consigliato l'utilizzo della PELOTTA TLM.

La linea ROLL, grazie al sistema di tiranti appositamente progettato, garantisce un immediato sollievo dal dolore in acuto ed è particolarmente indicata per la manipolazione dei carichi pesanti.

## Legenda icone



Unisex



Predisposto per Pelotta TLM



1. Tessuto rigido posteriore
2. Tessuto elastico traforato laterale
3. Tessuto 'velour' imbottito anteriore
4. 4 stecche posteriori (mm 13 x 0,35)
5. Tiranti con speciale regolazione a carrucola

## ROLL/20

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 20 cm / ant. 17 cm  
Tratto colonna: D12-L5

● Nero



## ROLL/26

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nero



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	62	70	82	95	105
a cm	70	85	95	115	125

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	62	70	82	95	105
a cm	70	85	95	115	125

Lombalgia acuta  
Contratture muscolari  
Prevenzione  
Manipolazione carichi pesanti  
Attività lavorativa  
Sacralgia

Lombalgia acuta  
Contratture muscolari  
Prevenzione  
Manipolazione carichi pesanti  
Attività lavorativa



video  
indossamento



video  
indossamento

# 5 RUNNER+ WINNER+

*I corsetti RUNNER+ e WINNER+ sono caratterizzati dal tessuto elastico MICROGRIP e da un rinforzo lombare rimovibile.*

Sono progettati con l'esclusivo tessuto **MICROGRIP** che garantisce la chiusura a velcro in qualsiasi posizione. Il rinforzo in bendaggio elastico è regolabile in altezza e garantisce una forte azione di controllo lombare in fase acuta.

Nella prevenzione o nella risoluzione della patologia, i corsetti possono essere utilizzati senza rinforzo.

Il corsetto **WINNER+** è predisposto per l'utilizzo della **PELOTTA TLM**.

I corsetti **RUNNER+** e **WINNER+** sono particolarmente indicati per sportivi, autisti, motociclisti e per lavori usuranti.

## Legenda icone



Unisex



Doppia fascia



Predisposto per Pelotta TLM



1. Tessuto elastico MICROGRIP
2. Chiusura anteriore in tessuto MICROGRIP (a due fasce indipendenti nel modello WINNER+)
3. Rinforzo in bendaggio elastico rigato rimovibile
4. 4 stecche posteriori (mm 20 x 0,50)

## RUNNER+

*Corsetto dinamico lombo-sacrale*



Altezza: post. 24 cm / ant. 15 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nero



## WINNER+

*Corsetto dinamico lombo-sacrale*



Altezza: post. 27 cm / ant. 16/26 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Nero  
● Nudo



**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	60	81	91	101	111	121	131
a cm	80	90	100	110	127	137	147

**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	63	79	89	99	109	119
a cm	78	88	98	108	120	133
Misura	130	145	160			
da cm	129	144	159			
a cm	145	164	179			

Lombalgia  
Traumi moderati  
Contratture muscolari  
Ernie discali  
Prevenzione

Lombalgia  
Traumi moderati  
Contratture muscolari  
Ernie discali  
Prevenzione



video  
indossamento



video  
indossamento

# UP

La linea UP è caratterizzata dalla presenza di un inserto paravertebrale semirigido per la stabilizzazione e il controllo del rachide.

È progettata con il tessuto **TLMTEX®** con tecnologia **MICROSENSE**, alternando trama e ordito per fornire massimo comfort.

L'inserto in tulle traforato mantiene la giusta tensioneatura tra le due stecche paravertebrali.

I tiranti in bendaggio elastico rigato che originano dalle stecche paravertebrali permettono una forte azione di supporto.

Le stecche posteriori paravertebrali sono estraibili per permettere una maggior personalizzazione dell'ortesi.

La linea **UP** comprende una vasta gamma di ortesi vertebrali che garantisce la cura delle patologie che interessano il tratto dorso-lombo-sacrale del rachide, anche in presenza di molteplici complicanze (obesità, stomia, ipercifosi, post-mastectomia).

## Legenda icone



Unisex




Tessuto  
**TLMTEX®**  
MICROSENSE



Doppia  
fascia




Braccia  
personalizzabile



1. Tessuto TLMTEX® con tecnologia MICROSENSE
2. Chiusura in velcro anteriore
3. Tiranti in bendaggio elastico rigato
4. 4 stecche posteriori (mm 14 x 0,60)
5. Inserto in tulle traforato

## UP/20

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE


Altezza: post. 20 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D12-L5

● Grigio



## UP/28

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 17 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Grigio



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	73	87	100	113	126	139
a cm	88	101	114	127	140	153

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

Sacralgia  
Lombalgia  
Traumi moderati  
Contratture muscolari

Discopatia  
Lombalgia  
Traumi moderati  
Contratture muscolari




video  
indossamento



## UP/34

Corsetto dinamico  
toraco-lombo-sacrale



MD CE


Altezza: post. 34 cm / ant. 19 cm  
Tratto colonna: D8-L5

● Grigio



## UP/40

Corsetto dinamico  
toraco-lombo-sacrale



MD CE


Altezza: post. 40 cm / ant. 22 cm  
Tratto colonna: D6-L5

● Grigio



## UP/C/28

Corsetto dinamico lombo-sacrale  
per addome prominente



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 32 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Grigio



## UP/STOM/28


Corsetto dinamico lombo-sacrale  
per pazienti colostomizzati



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 25 cm  
Tratto colonna: D10-L5  
Pannello anteriore fornito  
separatamente (vedi pag. 109)

● Grigio



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

### Circonferenza vita

Misura	80	85	90	95	100	105
da cm	88	93	98	103	108	113
a cm	92	97	102	107	112	117

### Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	71	76	81	86	91	96
a cm	76	81	86	91	96	101

Discopatia  
Dorsolombalgia  
Traumi moderati  
Contratture muscolari

Artrosi  
Dorsolombalgia  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio

Artrosi  
Dorsolombalgia  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio  
Addomi prominenti  
Sventramento

Artrosi  
Dorsolombalgia  
Traumi moderati  
Decorso post-operatorio



video  
indossamento

## UP/647

Corsetto dinamico  
toraco-lombo-sacrale  
(all'occorrenza con spallacci)



MD CE

Altezza: post. 47 cm / ant. 16/26 cm ● Grigio  
Tratto colonna: D4-L5




**Circonferenza vita**

Misura	570	M80	L90	XL100	XXL110	120
da cm	75	85	95	105	115	125
a cm	87	97	107	117	127	137

Cedimenti vertebrali  
Dorsolombalgia  
Artrosi  
Decorso post-operatorio


## UP/48

Corsetto dinamico  
toraco-lombo-sacrale  
con spallacci



MD CE

Altezza: post. 48 cm / ant. 17 cm ● Grigio  
Tratto colonna: D4-L5




**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	74	84	94	104	114	124
a cm	86	96	106	116	128	140

Artrosi  
Dorsolombalgia  
Traumi moderati  
Discopatie  
Contratture muscolari  
Patologie reumatologiche

## UP/X/52

Corsetto dinamico  
toraco-lombo-sacrale  
con spallacci antero-posteriori



MD CE

Altezza: post. 52 cm / ant. 17 cm ● Grigio  
Tratto colonna: D4-L5



**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	70	80	97	109	121	132
a cm	80	98	110	122	134	146

Iperfiosi  
Artrosi  
Dorsolombalgia  
Ernia discale  
Decorso post-operatorio  
Traumi moderati



video  
Indossamento

# RINFORZO REGOLABILE

La linea è caratterizzata dalla presenza di un rinforzo regolabile anteriormente in velcro.

La linea 555 e il modello SMART sono progettati con il tessuto MILLERIGHE e sono ideati per la cura delle lombalgie.

I modelli FIVE, FIRST e ILSA sono progettati con lo stesso principio (rinforzo regolabile) ma realizzati con tessuti differenti.



1. Tessuto elastico MILLERIGHE
2. Rinforzo regolabile
3. 4 steche posteriori
4. Doppia fascia anteriore nel modello 555/S
5. Asola per facilitare l'indossamento

## Legenda icone



Unisex



Doppia fascia



Predisposto per Poletta TLM

## FIVE/24

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



Altezza: post. 24 cm / ant. 15 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5  
Variante in altezza 28 cm

● Nero



## FIRST

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



Altezza: post. 27 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Nero



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	75	85	95	105	115
a cm	79	89	99	109	119	129

### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	60	70	80	90	100	110
a cm	78	88	98	108	120	132

Lombalgia  
Traumi lievi  
Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione

Lombalgia  
Traumi lievi  
Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione

## ILSA

Cintura  
sacro-iliaca



MD CE

Altezza: post. 14 cm / ant. 10 cm  
Tratto colonna: L4-S2

● Nero



### Circonferenza bacino

Misura	S	M	L	XL
da cm	65	75	90	110
a cm	85	95	110	130

Lombalgia  
Sacralgia

## SMART

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 18 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Grigio



### Circonferenza vita

Misura	S	M	L	XL	XXL	XXXL
da cm	65	73	83	93	103	113
a cm	75	86	98	108	120	135

Lombalgia  
Traumi lievi  
Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione

## 555/24

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 18 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nudo



### Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	66	72	77	82	87	92
a cm	73	79	84	89	94	99

Misura	100	105	110	115	120	125
da cm	97	103	109	115	120	125
a cm	105	111	117	123	128	133

Lombalgia  
Traumi lievi  
Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione



video  
Indossamento

## 555/27

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 17 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Nudo



**Circonferenza vita**

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	66	72	77	82	87	92
a cm	73	79	84	89	94	99
Misura	100	105	110	115	120	125
da cm	97	103	109	115	120	125
a cm	105	111	117	123	128	133

Lombalgia  
Traumi lievi  
Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione

## 555/A/32

Corsetto dinamico  
torco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 32 cm / ant. 19 cm  
Tratto colonna: D8/D10-L5

● Nudo



**Circonferenza vita**

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	66	72	77	82	87	92
a cm	73	79	84	89	94	99
Misura	100	105	110	115	120	125
da cm	97	103	109	115	120	125
a cm	105	111	117	123	128	133

Dorsolombalgia  
Traumi lievi  
Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione

## 555/S/27

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 16/26 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Nudo



**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	62	82	92	102	112	122
a cm	81	91	101	111	121	131
Misura	130	145				
da cm	132	145				
a cm	145	160				

Lombalgia  
Traumi lievi  
Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione

## 555/S/32

Corsetto dinamico  
torco-lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 32 cm / ant. 20/32 cm  
Tratto colonna: D8/D10-L5

● Nudo



**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	62	82	92	102	112	122
a cm	81	91	101	111	121	131
Misura	130	145	160			
da cm	132	145	160			
a cm	145	160	175			

Dorsolombalgia  
Traumi lievi  
Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione




video  
Indossamento

# RINFORZO FISSO

La linea 500 è caratterizzata  
da un incrocio fisso tipo  
“criss-cross”.

È progettata con il tessuto **MILLERIGHE**.

La linea dei corsetti con incrocio fisso tipo “criss-cross” è ideale per la prevenzione e la cura delle lombalgie moderate e dei dolori muscolari.



## 500

1. Tessuto elastico millerighe
2. Incrocio fisso tipo criss-cross
3. 4 stecche posteriori
4. TESSUTO in cotone traforato
5. 4 stecche posteriori

## FOUR/24

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



Altezza: post. 24 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Grigio



## 500/DRY

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



Altezza: post. 26 cm / ant. 16 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Grigio



### Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	75	80	85	90	95	100
a cm	82	90	95	100	105	110
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	105	110	115	120	125	
a cm	115	120	125	130	135	

### Circonferenza vita

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	72	77	82	87	92	97
a cm	77	82	87	92	97	102
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	102	107	112	117	122	
a cm	107	112	117	122	127	

Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione  
Dispositivo di protezione individuale

Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione  
Dispositivo di protezione individuale

### Legenda icone



Unisex



Tessuto  
TLMATEX®  
MICROSENSE



Predisposto  
per Poletta  
TLM

## 500/24

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 24 cm / ant. 17 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nudo



### Circonferenza vita

Misura	65	70	75	80	85	90
da cm	62	66	72	77	82	87
a cm	67	73	79	84	89	94
Misura	95	100	105	110	115	120
da cm	92	97	103	109	115	120
a cm	99	105	111	117	123	128

Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione  
Dispositivo di protezione individuale

## 500/27

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 27 cm / ant. 17 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Nudo



### Circonferenza vita

Misura	5/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	70	75	80	85	90
a cm	75	80	85	90	95	100
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	
da cm	95	100	105	110	115	
a cm	105	110	115	120	130	

Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione  
Dispositivo di protezione individuale

## 500/F

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale donna



MD CE

Altezza: post. 28 cm / ant. 18 cm  
Tratto colonna: D10-L5

● Nero



### Circonferenza vita

Misura	5/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	71	76	81	86	91
a cm	78	83	88	93	98	103
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	
da cm	96	101	106	111	116	
a cm	108	114	119	124	130	

Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione  
Dispositivo di protezione individuale



video  
indossamento

## 500/W

Corsetto dinamico  
lombo-sacrale



MD CE

Altezza: post. 26 cm / ant. 17 cm  
Tratto colonna: D10/D12-L5

● Nero



### Circonferenza vita

Misura	5/70	75	M/80	85	L/90	95
da cm	65	72	77	82	87	92
a cm	80	85	90	95	100	105
Misura	XL/100	105	XXL/110	115	120	
da cm	97	102	106	111	116	
a cm	110	115	119	124	130	

Contratture muscolari  
Decorso post-traumatico  
Prevenzione  
Dispositivo di protezione individuale

# RADDRIZZA SPALLE

**PER LA CURA  
DELLA DORSALGIA,  
MIGLIORANDO LA POSTURA**

*Realizzati con tessuti elastici  
altamente performanti nei quali  
si intrecciano filati con differenti  
caratteristiche e tensionature.*

L'utilizzo dei raddrizzaspalle nelle dorsalgie acute genera un immediato beneficio antalgico. L'impiego della bretella antero-posteriore permette inoltre di contrastare efficacemente l'atteggiamento ipercifotico anche nella giovane età.






# OPLÀ DORSOPLUS

La linea è caratterizzata dalla presenza di bretelle imbottite e/o elastiche regolabili anteriormente per calibrare il sostegno dorsale.

La linea **OPLÀ** è particolarmente adatta a contrastare atteggiamenti posturali scorretti.

La linea **DORSOPLUS** è indicata specialmente nella riprogrammazione posturale, contrastando l'atteggiamento in ipercifosi.



- OPLÀ**
1. Tessuto **TLMTEX®**, **GARDENIA** o **JEANS** con chiusura anteriore in bendaggio **MICROGRIP**
  2. Bretelle in bendaggio **MICROGRIP**
  3. 2 stecche posteriori (mm 12 x 0.38)
- DORSOPLUS**
4. Tessuto **TLMTEX®** con chiusura anteriore in bendaggio **MICROGRIP**
  5. Bretelle antero-posteriori imbottite
  6. 2 stecche posteriori (mm 14 x 0.60)

## Legenda icone



Unisex



Tessuto **TLMTEX®** **MICROSENSE**



Bretella antero-posteriore



Bretella personalizzabile

## OPLÀ 04/SKY

Raddrizzaspalle steccato



MD CE

Altezza: post. 36 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D4-L1

● Grigio



## OPLÀ 04/JEANS

Raddrizzaspalle steccato



MD CE

Altezza: post. 36 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D4-L1

● Nero



**Circonferenza sottoseno**

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	70	80	90	100
a cm	80	95	110	120	130

Dorsocurvo  
Dorsalgia  
Spalle anteposte

**Circonferenza sottoseno**

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	70	80	90	100
a cm	80	95	110	120	130

Dorsocurvo  
Dorsalgia  
Spalle anteposte



video  
Indossamento

## OPLÀ

Raddrizzaspalle



MD CE

Altezza: post. 36 cm / ant. 14 cm  
Tratto colonna: D4-L1

● Nudo



## DORSOPLUS

Raddrizzaspalle steccato  
con bretella antero-posteriore



MD CE

Altezza: post. 34 cm / ant. 8 cm  
Tratto colonna: D4-L1

● Nero



## ZAINET

Reggispalle elastico



MD CE

○ Bianco



## OTTO

Reggispalle elastico



MD CE

○ Bianco



### Circonfenza sottoseno

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	70	80	90	100
a cm	80	95	110	120	130

Dorsocurvo  
Dorsalgia  
Spalle anteposte



video  
indossamento

### Circonfenza sottoseno

Misura	XS	S	M	L	XL
da cm	50	60	80	100	120
a cm	80	90	120	140	160

Ipercifosi  
Dorsocurvo  
Dorsalgia  
Spalle anteposte



video  
indossamento

### Circonfenza torace

Misura	1/S	2	3/M	4	5/L	6	7/XL
da cm	75	79	83	87	91	95	99
a cm	82	86	90	94	98	102	105

Dorsocurvo  
Dorsalgia  
Spalle anteposte

### Circonfenza torace

Misura	1	2	3	4	5	6	7	8
da cm	76	80	84	88	92	96	100	104
a cm	82	86	90	94	98	102	106	110

Dorsocurvo  
Dorsalgia  
Spalle anteposte

# ORTESI ADDOMINALI

**PER LA CURA DELLE  
PROBLEMATICHE ADDOMINALI  
CON LA CONTENZIONE  
E IL SOSTEGNO**

*Realizzate con tessuti elastici,  
bendaggi millerighe e microgrip  
con predisposizione per  
l'applicazione di pelotte contenitive.*

L'utilizzo delle ortesi toraciche è indicato  
per la cura delle fratture toraciche e in cardiocirurgia.  
L'impiego delle ortesi addominali è adatto  
alla contenzione delle ernie  
e nel decorso post-chirurgico e post-parto.

## BIANCA/13

Fascia toracica



MD CE

Altezza: 13 cm  
Tessuto MICROGRIP

○ Bianco



Taglia unica 110 cm

## BIANCA/24

Fascia post-operatoria



MD CE

Altezza: 24 cm  
Variante in altezza 30 cm  
Tessuto MICROGRIP

○ Bianco



Circonferenza vita

Misura	M	L	XL	XXL	120	130	140
da cm	70	80	90	100	110	120	130
a cm	90	100	110	120	130	140	150

## ALBERTA/18

Fascia addominale per ernia ombelicale  
Fascia toracica



MD CE

Altezza: 18 cm  
Tessuto MICROGRIP

● Nudo



Circonferenza

Misura	70	80	90	100	110	120	130
da cm	80	90	100	110	120	130	140
a cm	90	100	110	120	130	140	150

Decorso post-operatorio addominale  
Fratture costali  
Ernia ombelicale

## BERTA/16

Fascia addominale per ernia ombelicale  
Fascia toracica



MD CE

Altezza: 16 cm  
Tessuto elastico MILLERIGHE

● Nudo



Circonferenza

Misura	60	65	70	75	80	85	90
da cm	70	75	80	85	90	95	100
a cm	75	80	85	90	95	100	105
Misura	95	100	105	110	115	120	125
da cm	105	110	115	120	125	130	135
a cm	110	115	120	125	130	135	140

Decorso post-operatorio addominale  
Fratture costali  
Ernia ombelicale

Decorso post-operatorio  
Fratture costali

Decorso post-operatorio addominale

Decorso post-operatorio addominale  
Fratture costali  
Ernia ombelicale

Decorso post-operatorio addominale  
Fratture costali  
Ernia ombelicale

## CLELIA

Cintura per ernia ombelicale



MD CE

Altezza: 13 cm  
Con cuscinetto PRESSOR  
(vedi pag. 134)

● Crema



**Circonferenza vita**

Misura	70	75	80	85	90	95
da cm	80	85	90	95	100	105
a cm	85	90	95	100	105	110
Misura	100	105	110	115	120	
da cm	110	115	120	125	130	
a cm	115	120	125	130	135	

Contenzione ernia ombelicale

## SPORT & WORK

Cintura lombo-sacrale



MD CE

Altezza: 27 cm

○ Bianco



**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	60	75	90	100	115
a cm	80	95	115	130	160

Prevenzione di dolori lombari

## JOLLY

Cintura per ernia inguinale



MD CE

Altezza: post. 7 cm / ant. 15 cm  
Con pelotta POCKET  
(vedi pag. 134)

● Crema



**Circonferenza bacino**

Misura	75	80	85	90	95	100	105	110
da cm	85	90	95	100	105	110	115	120
a cm	90	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

## JOLLY/10

Cintura per ernia inguinale



MD CE

Altezza: post. 10 cm / ant. 18 cm  
Con pelotta POCKET  
(vedi pag. 134)

● Crema



**Circonferenza bacino**

Misura	75	80	85	90	95	100	105	110
da cm	85	90	95	100	105	110	115	120
a cm	90	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale



## BOSTON

Cinto per  
ernia inguinale



MD CE

● Crema



Boston semplice (DX o SX)



Boston doppio



### Circonferenza bacino

Misura	80	85	90	95	100	105	110
da cm	90	95	100	105	110	115	120
a cm	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

## DENVER

Cinto per  
ernia inguinale



MD CE

● Crema



Denver semplice (DX o SX)



Denver doppio

### Circonferenza bacino

Misura	80	85	90	95	100	105	110
da cm	90	95	100	105	110	115	120
a cm	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

## SANSONE

Cinto per  
ernia inguinale



MD CE

● Crema



Sansone semplice (DX o SX)



Sansone doppio

### Circonferenza bacino

Misura	80	85	90	95	100	105	110
da cm	90	95	100	105	110	115	120
a cm	95	100	105	110	115	120	125

Contenzione ernia inguinale

## UGO


Fascia post-operatoria  
per colostomizzati



MD CE

Altezza: 25 cm  
Pannello anteriore fornito  
separatamente (vedi pag. 109)

○ Bianco



Esempio di applicazione

**Circonferenza vita**

Misura	70	75	80	85	90	95	100	105	110
da cm	80	85	90	95	100	105	110	115	120
a cm	85	90	95	100	105	110	115	120	125

## PANNELLI PER UGO

Pannello per stomia



MD CE

Altezza: 25 cm

○ Bianco



Pannello bombé  
(foro disponibile in tutti i diametri)

**Diametro foro**  
cm 5,5 7,5 8,5 9,5



## IRIS

Fascia post-operatoria  
o post-parto



MD CE

Altezza: 28 cm  
Tessuto 3 strisce

Bianco



**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	78	88	98	108	118
a cm	88	100	110	120	135

Decorso post-operatorio addominale  
Decorso post-parto

## ILARIA

Fascia post-operatoria  
o post-parto



MD CE

Altezza: 28 cm  
Tessuto MILLERIGHE

Bianco



**Circonferenza vita**

Misura	S	M	L	XL	XXL
da cm	70	80	90	100	110
a cm	85	95	105	115	125

Decorso post-operatorio addominale  
Decorso post-parto

## TEX


Fascia post-operatoria  
o post-parto



MD CE

Altezza: 28 cm  
Tessuto 3 strisce

Bianco



**Circonferenza vita**

Misura	XS	S	M	L	XL	XXL
da cm	68	78	88	98	108	118
a cm	78	88	100	110	120	135

Decorso post-operatorio addominale  
Decorso post-parto

## FEDE

Fascia  
post-operatoria



MD CE

Altezza: 27 cm  
Tessuto MICROGRIP

Bianco



**Circonferenza vita**

Misura	1	2	3
da cm	75	90	110
a cm	100	120	150

Decorso post-operatorio addominale





# ORTESI PER ARTI

**PER LA CURA DELLE  
PATOLOGIE MINORI  
DEGLI ARTI**

*Realizzate con tessuti elastici  
a maglia e tessuti in microfibra  
morbidi e resistenti.*

L'utilizzo delle ortesi per arti è indicato  
in caso di lievi contusioni e traumi  
e per la protezione delle articolazioni durante  
la pratica sportiva e l'attività lavorativa.



## PLS RIZ

Polaino con pollice  
ambidestro

MD CE

● Nero



Circonferenza polso

Misura Unica  
cm 15-22

Rizartrosi  
Lievi traumi e distorsione del pollice

## EPC 100

Cinturino per gomito

MD CE

Altezza: 7 cm

● Nero



Circonferenza gomito

Misura Unica XL  
cm 21-31 >31

Leggere contusioni  
Lievi traumi e instabilità  
Processi infiammatori  
Tendiniti  
Epicondiliti  
Epitrocletiti

## PLS PLUS

Polaino infuocato  
ambidestro

MD CE

● Nero



Circonferenza polso

Misura Unica XL  
cm 15-22 >22

Leggere contusioni e distorsioni  
Lievi traumi e instabilità  
Processi infiammatori  
Tendiniti - Artrosi

## TN-230

Combinata elastica

MD CE

Altezza: 23 cm

● Crema



Circonferenza gomito

Misura S M L  
cm 22-26 26-30 30-34

Leggere contusioni  
Lievi traumi e instabilità  
Processi infiammatori  
Tendiniti  
Epicondiliti  
Epitrocletiti

## GNC 1110

Ginocchiera aperta  
con stecche

MD CE

● Nero



Circonferenza ginocchio

Misura Unica XL  
cm 35-50 50-65

Artrite - Artrosi - Lievi contusioni  
Lievi traumi e instabilità  
Processi infiammatori  
Supporto, sostegno e prevenzione  
per la pratica di sport e nel lavoro

## TN-241

Cavigliera elastica

MD CE

● Crema



Circonferenza caviglia

Misura S M L  
cm 17-20 20-23 23-26

Leggere contusioni e slogature  
Tendiniti  
Supporto, sostegno e prevenzione  
per la pratica di sport e nel lavoro  
Lievi traumi e instabilità  
Processi infiammatori

## TN-211

Ginocchiera elastica  
con stecche

MD CE

Altezza: 24 cm

● Crema



Circonferenza ginocchio

Misura S M L  
cm 32-36 36-41 41-48

Artrite - Artrosi - Lievi contusioni  
Lievi traumi e instabilità  
Processi infiammatori  
Supporto, sostegno e prevenzione  
per la pratica di sport e nel lavoro

## BIAGIA

Benda elastica autogrippante

Lunghezza: 80 cm Altezza: 8 cm




**FUTURO**  
BRACES & SUPPORTS

**PER LA CURA DELLE  
PATOLOGIE MINORI  
DEGLI ARTI**

*Il marchio FUTURO™ offre  
una gamma completa di tutori  
e supporti per aiutare chi li indossa  
a vivere pienamente la propria vita.*

3M è il venditore di supporti numero 1 al mondo, che vanta  
oltre 100 anni di esperienza e conoscenza della tecnologia della  
compressione e più di 50 brevetti nel mondo per tutori e supporti.



## PLS/4584 NERO

Stabilizzatore per pollice  
Deluxe ambidestro



 Circonferenza polso  
Misura S/M L/XL  
cm 12,7-16,5 16,5-20,3

Supporto pollicci rigidi, deboli o lesionati

## PLS/10770

Tutore reversibile per polso



 Circonferenza polso  
Misura Unica  
cm 14-21,5

Supporto polsi rigidi, deboli o lesionati

## PLS/4584 BEIGE

Stabilizzatore per pollice ambidestro



 Circonferenza polso  
Misura S/M L/XL  
cm 12,7-19,1 17,8-22,9

Circonferenza pollice

Misura S/M L/XL  
cm 5,1-6,4 6,4-7,6

Supporto pollicci rigidi, deboli o lesionati

## PLS/46378

Polstera sport



 Circonferenza polso  
Misura Unica  
cm 14-24,1

Supporto polsi rigidi, deboli o lesionati

## PLS/09033

Supporto regolabile per polso sport



 Circonferenza polso  
Misura Unica  
cm 11,4-24,1

Supporto polsi rigidi, deboli, lesionati

## GMT/4786

Gonitiere elastica



 Circonferenza gomito  
Misura S M L  
cm 22,9-25,4 25,4-27,9 27,9-30,5

Supporto gomiti e avambracci rigidi,  
deboli o lesionati

## GMT/7657

Supporto per gomito comfort



 Circonferenza gomito  
Misura S M L  
cm 22,9-25,4 25,4-27,9 27,9-30,5

Supporto gomiti rigidi, deboli o lesionati

## GMT/45975

Supporto per gomito sport



 Circonferenza gomito  
Misura Unica  
cm 17,8-35,6

Supporto gomiti e avambracci rigidi,  
deboli o lesionati

## GNC/7658

Supporto per ginocchio comfort



**Circonfrenza ginocchio**

Misura	S	M	L	XL
da cm	30,5	36,8	43,2	49,5
a cm	36,8	43,2	49,5	55,9

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

## GNC/4616

Ginocchiera elastica



**Circonfrenza ginocchio**

Misura	S	M	L
da cm	30,5	36,8	43,2
a cm	36,8	43,2	49,5

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

## GNC/4569

Supporto per ginocchio sport



**Circonfrenza ginocchio**

Misura	S	M	L
da cm	33	38,1	43,2
a cm	38,1	43,2	48,3

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

## GNC/09189

Supporto per rotula sport



**Circonfrenza ginocchio**

Misura	Unica
cm	31,8-44,5

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

## GNC/4819

Tutore per ginocchio ultra performance



**Circonfrenza**

Misura	S	M
Costia cm	36,8-41,9	41,9-47
Polpaccio cm	30,5-35,6	35,6-40,6
Misura	L	XL
Costia cm	47-52,1	52,1-57,2
Polpaccio cm	40,6-45,7	45,7-50

Supporto ginocchia rigide, deboli o lesionate

## CVG/4787

Cavigliera elastica



**Circonfrenza caviglia**

Misura	S	M	L
da cm	17,8	20,3	22,9
a cm	20,3	22,9	25,4

Supporto caviglie rigide, dolenti o lesionate

## CVG/7658

Supporto per caviglia comfort



**Circonfrenza caviglia**

Misura	S	M	L
da cm	25,4	31,8	38,1
a cm	31,8	38,1	44,5

Supporto caviglie rigide, dolenti o lesionate

## PLS/48462

Supporto notturno per polso



**Circonfrenza polso**

Misura	Unica
cm	13,3-22,9

Supporto polsi rigidi, deboli o lesionati  
Sindrome del tunnel carpale




# CRIOTERMICA®

TLM

PER IL TUO BENESSERE

## PER IL BENESSERE MUSCOLARE E ARTICOLARE

*La linea CRIOTERMICA TLM, con i suoi prodotti cosmetici a rapido assorbimento applicati direttamente sulla pelle, genera un effetto di benessere immediato e duraturo. Contiene estratti naturali clinicamente e dermatologicamente testati. Non contiene alcol.*



# CRIOGEL

## EFFETTO FREDDO



Mentolo e olio essenziale di Eucalipto, conosciuti per il caratteristico aroma balsamico e rinfrescante, duraturo nel tempo.

Estratto di Boswellia, noto per il suo effetto lenitivo e anti-rossore.

Estratto di Consolida Maggiore, conosciuto per la sua azione lenitiva e astringente.

Pantenolo o provitamina B5, utilizzato per le sue proprietà idratanti e lenitive.

### QUANDO USARE CRIOGEL

Quando è indicato l'effetto freddo

Traumi  
Strappi  
Contusioni  
Edemi  
Gonfiore  
Dopo l'attività sportiva

# TERMOGEL

## EFFETTO CALDO



Olio di Mandorle, emolliente e protettivo, contribuisce a favorire la scorrevolezza del massaggio.

Olio essenziale di Gaultheria ed estratto di Capsico, utili per la loro azione distensiva e lenitiva.

Estratto di Artiglio del diavolo, estratto di Arnica Montana e olio essenziale di Lavanda, conosciuti per le note proprietà defaticanti e calmanti.

Il succo di Aloe ha un effetto idratante, particolarmente utile nelle zone cutanee irritate.

### QUANDO USARE TERMOGEL

Quando è indicato l'effetto caldo

Contratture  
Tensioni muscolari  
Rigidità muscolare  
Prima dell'attività sportiva

# NEOARNICA40

## CREMA ATTIVA CONCENTRATA



BioArnica Complex 40%, complesso costituito da acqua attiva di Arnica e infuso di Arnica, ad alta concentrazione di sostanze ad azione antinfiammatoria.

Estratto di Salice bianco e acqua di Rusco ad azione lenitiva.

Succo di Aloe Vera ad azione emolliente.

Glucosamina Solfato e Condroitina Solfato per mantenere la pelle e le articolazioni in buono stato.

### QUANDO USARE NEOARNICA40

Quando non è gradito l'effetto termogenico

Muscoli indolenziti o contratti  
Contusioni  
Strappi  
Artrosi  
Infiammazione alle articolazioni



## PER LA TERAPIA RIABILITATIVA AL FIANCO DEGLI SPECIALISTI

*La sicurezza della linea leader  
nella terapia riabilitativa.*

Theraband: l'originale sistema professionale di resistenza progressiva, leader a livello mondiale per la terapia riabilitativa. Theraband Kinesiology Tape: l'esclusiva tecnologia XactStretch™ permette di avere sempre il corretto allungamento del Tape, grazie agli indicatori visivi a forma di esagono.






La sicurezza della linea leader nella terapia riabilitativa.

**Theraband®** è l'originale sistema professionale di resistenza progressiva, leader a livello mondiale per la terapia riabilitativa. I sistemi di esercizio a resistenza progressiva di **Theraband®** sono utilizzati per:

- aumentare la flessibilità e la gamma di movimento;
- ottenere un migliore movimento funzionale;
- rafforzare i muscoli;
- minimizzare la pressione sulle articolazioni;
- ridurre la possibilità di incorrere in lesioni;
- supportare programmi di fitness completi.

Il sistema **Theraband®** prevede un programma di riabilitazione o rafforzamento personalizzato, grazie all'utilizzo di una sequenza di prodotti a livelli differenziati di resistenza contraddistinti dal colore, dal meno impegnativo al più difficile.



PRINCIPIANTE        **AVANZATO**

La linea di prodotti **Theraband®** comprende fasce elastiche, tubing elastici, flex bar, palline per riabilitazione mano.

## Fascia Elastica

Realizzata con lattice di gomma naturale di altissima qualità, la fascia elastica professionale è disponibile in vari formati.

			Resistenza in Kilogrammi	
Theraband® Fasce	Aumento dal colore precedente al 100% di allungamento	Allungamento al 100%	Allungamento al 200%	
Theraband® Giallo		1,3	2,0	
Theraband® Rosso	25%	1,7	2,5	
Theraband® Verde	25%	2,1	3,0	
Theraband® Blu	25%	2,6	3,9	
Theraband® Nero	25%	3,3	4,6	
Theraband® Silver	40%	4,6	6,9	

Esercizi e studi su **Theraband®** su [www.performancelhealthacademy.com](http://www.performancelhealthacademy.com)

### FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

 Giallo  Rosso  Verde  Blu  Nero



**13 cm x 1,5 m**  
Disponibile in dispenser da 15 pz. per colore

### FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

 Giallo  Rosso  Verde  Blu  Nero  Argento



**13 cm x 2,5 m**  
Disponibile in confezione singola in astuccio







### FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

 Giallo  Rosso  Verde  Blu  Nero



**13 cm x 5,5 m**  
Disponibile in box singolo



### FASCIA ELASTICA PROFESSIONALE

 Giallo  Rosso  Verde  Blu  Nero  Argento



**13 cm x 4,5 m**  
Disponibile in box singolo

### FASCIA ELASTICA AD ANELLO

 Giallo  Rosso  Verde  Blu

**7,6 cm x 20,5 cm**

Disponibile in dispenser da 10 pz.  
Utilizzata per molte applicazioni. In particolare negli esercizi per la parte inferiore del corpo e per aumentare la forza e l'equilibrio. Efficace per rafforzare i muscoli con il vantaggio della praticità e senza la necessità di legare la fascia.



## Tubing Elastico

I tubing elastici **TheraBand®** con impugnatura, realizzati in lattice di gomma naturale di alta qualità, sono ideali per l'esercizio della parte superiore del corpo, la riabilitazione, il fitness e il condizionamento in clinica o a casa, con il vantaggio dell'impugnatura per una soluzione sempre pronta all'uso.

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero ● Argento  
**1,2 m con impugnatura soft grip**  
 Disponibile in confezione singola




## FlexBar®

La **FlexBar®** migliora la forza del braccio, della mano e della spalla, è indicata nella riduzione del dolore nel gomito del tennista e nel gomito del golfista.

La **FlexBar®** ha una struttura facile da impugnare, con nervature, per un uso confortevole durante i movimenti di flessione, torsione e oscillazione.



● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu  
**Lunghezza 30,5 cm**  
 Disponibile in confezione singola




## Palline per riabilitazione mano

Le palline per riabilitazione della mano **TheraBand®** sono progettate per rafforzare le mani, i polsi e gli avambracci. L'allenamento con le palline per riabilitazione è utile per coloro che soffrono di artrite, lesioni da uso eccessivo o da chi effettua attività che prevedono un utilizzo importante di mani, polsi ed avambracci. Possono essere riscaldate o raffreddate.

● Giallo ● Rosso ● Verde ● Blu ● Nero

**Diametro 5,08 cm**  
 Disponibile in confezione singola




## THERABAND™ KINESIOLOGY TAPE



- Sostiene muscoli e articolazioni
- Fornisce sollievo dal dolore
- Non contiene lattice
- Dura fino a 5 giorni



L'esclusiva tecnologia **XactStretch™** permette di avere sempre il corretto allungamento, grazie agli indicatori visivi a forma di esagono.



**Rotolo da 5 cm x 5 m**

Disponibile nei colori:  
 Beige/Beige    Rosa/Bianco  
 Azzurro/Blu    Nero/Grigio

# ACCESSORI

**PER COMPLETARE LA  
FUNZIONALITÀ DELLE ORTESI  
E PER LE LORO MODIFICHE**

*Mettiamo a disposizione dei tecnici  
ortopedici pelotte, semilavorati,  
tessuti, muniterie, stecche e accessori.*

In questa categoria sono rappresentate tutte le materie prime e alcuni semilavorati che TLM utilizza per la fabbricazione dei propri corsetti e che possono essere utili nelle officine ortopediche.

## PELOTTA TLM

*Pelotta lombo-sacrale*



Misura **Orizzontale** **Verticale** **Spessore**  
cm 15,5 16 1,5

## POCKET

*Pelotte per ernia inguinale  
destra o sinistra*



Misura **Orizzontale** **Verticale** **Spessore**  
cm 11 10,5 1,8


## PRESSOR

*Cuscinetto ombelicale*



Misura **Orizzontale** **Verticale** **Spessore**  
cm 11,5 8,5 2

## FILO E SPILLI



- M90** filo Gutermann A382 800 m
  - Nero ○ Neutro
- M91** filo Gutermann A382 5.000 m
  - Nero ○ Grigio ○ Bianco ○ Neutro
- M92** filo Cucirini 402 10.000 yds
  - Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco
- M93** filo Cucirini 1004 1.000 yds
  - Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco
- M98** spilli acciaio 500 g

## BRETELLE PER SPALLACCI



**31** ● Nudo ● Nero ● Crema



**31/647/C** ● Nudo ● Grigio



**36** ● Nudo

## SIM



● Nudo ● Nero ● Grigio

## TIRANTE VELCRO



**33** ● Nudo ● Nero ● Crema

## TESSUTI RIGIDI



**R04 BAVENO** broccato **Altezza:** 140 cm  
● Nudo ● Nero ● Crema




**R05 GIOVE** broccato **Altezza:** 140 cm  
● Nudo ● Nero



**R06 GIUNONE** broccato **Altezza:** 140 cm  
● Nudo ● Nero ● Crema ● Nerofilla



**R08 STRESA** broccato **Altezza:** 140 cm  
● Nudo ● Nero ● Crema ● Nerofilla



**R19 MANON** setin **Altezza:** 140 cm  
● Nudo ● Nero ● Crema



**R09 CAMOGLI** couill **Altezza:** 140 cm  
● Nudo ● Crema



**R24 GARDENIA** tessuto liscio **Altezza:** 140 cm  
● Nudo



**R11 MODENA** couill fodera **Altezza:** 140 cm  
● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco


## TESSUTI ELASTICI



**E04 VIENNA** maglie **Altezza:** 180 cm  
● Nudo ● Nero ● Crema



**E12 PARIGI** tulle **Altezza:** 190 cm  
● Nudo ● Crema



**E13 MADRID** tulle fodera  
**Altezza:** 195 cm  
● Nudo ● Nero ○ Bianco



**B04 DAMINA** bendaggio  
**Altezza:** 8/30/37 cm  
● Nudo ● Crema




**B24 MILLERIGHE** bendaggio  
**Altezza:** 27 cm  
○ Bianco



**B18 RIGATO** bendaggio  
**Altezza:** 6/16/24/27/32 cm  
● Nudo




**B36 RIGATO** bendaggio per supporto  
**Altezza:** 6 cm ● Nero ● Grigio  
**Altezza:** 8 cm ● Nudo ● Nero



**B21 Bianco** bendaggio autograppante  
**Altezza:** 13/24/30 cm  
○ Bianco



**B21 Nudo** bendaggio autograppante  
**Altezza:** 5/14/18/32 cm  
● Nudo



**B21 Grigio** bendaggio autograppante  
**Altezza:** 5/14/18/27 cm  
● Grigio



**B21 Nero** bendaggio autograppante  
**Altezza:** 5/14 cm  
● Nero



**B42 Nero** bendaggio autograppante  
**Altezza:** 27 cm  
● Nero

## FINITURE ELASTICHE E RIGIDE



**B10** elastico per cintro con frangia  
● Crema



**F18** orlatura rush cavallo piegata **Altezza:** 15 mm  
● Nudo ● Nero ● Crema



**F19** orlatura rush **Altezza:** 15 mm  
● Nudo ● Nero ○ Bianco



**F17** orlatura liscia cavallo lucida  
**Altezza:** 20 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco  
**Altezza:** 25 mm ● Nudo ● Nero ● Crema  
**Altezza:** 30 mm ● Nudo ● Nero



**F38** orlatura liscia cavallo leggera **Altezza:** 20 mm  
● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco



**F25** stringa  
● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio



**F11** fettuccia spigata  
**Altezza:** 10 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco  
**Altezza:** 15 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco  
**Altezza:** 20 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco  
**Altezza:** 25 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco  
**Altezza:** 35 mm ● Nudo ● Nero



**F15** gallone rigido  
**Altezza:** 20 mm ● Crema  
**Altezza:** 25 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco  
**Altezza:** 30 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco  
**Altezza:** 35 mm ● Nudo ● Nero ● Crema ○ Bianco

## CHIUSURE



**H06** ganai grossi  
● Nudo ● Nero



**H07** ganai microfibra piccoli doppi  
● Nudo ● Nero ○ Bianco



**H27** ganai microfibra piccoli semplici  
● Nudo ● Nero ○ Bianco



**H35** ganai microfibra medi doppi  
● Nudo ● Nero



**H36** ganai microfibra medi semplici  
● Nudo ● Nero



**135** stacca con ganai  
**Altezza:** 24-32 cm ○ Bianco



**H10** velcro osola  
**Altezza:** 2 cm ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco  
**Altezza:** 3 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco  
**Altezza:** 5 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco  
**Altezza:** 10 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco



**H14** velcro uncinio  
**Altezza:** 2 cm ● Nero ● Crema ○ Bianco  
**Altezza:** 3 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco  
**Altezza:** 5 cm ● Nudo ● Nero ● Crema ● Grigio ○ Bianco  
**Altezza:** 10 cm ● Crema ○ Bianco

## STECHE



**507** spirale  
Larghezza Spessore Lunghezza  
5 mm 10-32 cm




**608** spirale  
Larghezza Spessore Lunghezza  
6 mm 10-44 cm




**1110** spirale  
Larghezza Spessore Lunghezza  
11 mm 10-44 cm



**910** rigliane cucibile  
Larghezza Spessore Lunghezza  
12 mm a metroggio



**704** nastro acciaio rivestito  
Larghezza Spessore Lunghezza  
6,5 mm 0,4 mm 10-44 cm



**1304** nastro acciaio rivestito  
Larghezza Spessore Lunghezza  
12 mm 0,38 mm 10-44 cm



**1505** nastro acciaio rivestito  
Larghezza Spessore Lunghezza  
14 mm 0,6 mm 20-44 cm



**1508** nastro acciaio rivestito  
Larghezza Spessore Lunghezza  
14 mm 0,8 mm 20-44 cm



**1510** nastro acciaio rivestito  
Larghezza Spessore Lunghezza  
14 mm 1 mm 20-44 cm



**2005** nastro acciaio inox  
Larghezza Spessore Lunghezza  
20 mm 0,5 mm 20-34 cm



**2008** nastro acciaio rivestito  
Larghezza Spessore Lunghezza  
19 mm 0,75 mm 22-44 cm



**2010** nastro acciaio rivestito  
Larghezza Spessore Lunghezza  
18 mm 1 mm 22-44 cm

## VARIE



**M17** puntale pelle  
Larghezza: 24, 28, 33 mm  
● Nudo ● Nero ● Crema



**88/28** striscia tessuto piegato  
Larghezza: 24, 28 mm  
● Nudo ● Crema



**88/33** striscia tessuto piegato  
Larghezza: 33 mm  
● Nudo ● Crema



**M03/30** fibbia per velcro  
Altezza: 30 mm  
● Nickel



**M03/35** fibbia per velcro  
Altezza: 35 mm  
● Nickel



**PM99** punzoni per foretture ø 3,5 mm



**PM13** punzoni per applicare occhello M13



**M13** occhello ø 4 mm  
Larghezza: 5 mm  
● Nudo ● Nero ● Crema ● Nickel



**PM30** punzoni per applicare occhello M30



**M30** occhello ø 5 mm  
Larghezza: 7 mm  
● Nickel



**PM01** punzoni per applicare ganci a scarpa M01



**M01** ganci a scarpa  
● Nickel

**NOTE**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**NOTE**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---







**CORSETTI SPINALI**  
**CORSETTI RIGIDI**  
**CORSETTI SEMIRIGIDI**  
**CORSETTI DINAMICI**  
**RADDRIZZASPALLE**  
**ORTESI ADDOMINALI**  
**ORTESI PER ARTI**  
**FUTURO**  
**CRIOTERMICA**  
**THERABAND**  
**ACCESSORI**

TLM srl

Via per Uboldo 48

21040 Gerenzano (VA)

Tel. +39 02 96480094

Fax +39 02 96480165

[www.tlm.it](http://www.tlm.it)

[tlm@tlm.it](mailto:tlm@tlm.it)



**CORSETTI SPINALI**  
**CORSETTI RIGIDI**  
**CORSETTI SEMIRIGIDI**  
**CORSETTI DINAMICI**  
**RADDRIZZASPALLE**  
**ORTESI ADDOMINALI**  
**ORTESI PER ARTI**  
**FUTURO**  
**CRIOTERMICA**  
**THERABAND**  
**ACCESSORI**

TLM srl  
Via per Uboldo 48  
21040 Gerenzano (VA)  
Tel. +39 02 96480094  
Fax +39 02 96480165  
**[www.tlm.it](http://www.tlm.it)**  
**[tlm@tlm.it](mailto:tlm@tlm.it)**

