

Runner+

CORSETTO DINAMICO LOMBO-SACRALE
UNISEX

MD CE

CORSETTI

► Lombalgia, Traumi lombari, Contratture muscolari, Decorso post-operatorio, Prevenzione di dolori lombari, Dispositivo di Protezione Individuale



CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZE retro cm 24 e davanti cm 15.
 TESSUTI bendaggio elastico Microgrip.
 STECCATURA quattro 2005 cm 20 retro, ricoperte con strisce di gallone rigido.
 CHIUSURA velcro anteriore.
 COLORE ● nero.
 AGGIUNTIVO possibilità di applicare il Dorsokit (vedi pag. 114)



RUNNER
CON DORSOKIT
APPLICATO



VIDEO
INDOSSAMENTO

► Particolarità

- Supporto lombare levabile e regolabile con velcro.
- Per la ridotta altezza anteriore è ideale per autisti, motociclisti, lavoratori e sportivi.

CIRCONFERENZA VITA DELL'UTILIZZATORE



Misure	S	M	L	XL	XXL	120	130
da cm	60	81	91	101	111	121	131
a cm	80	90	100	110	127	137	147