

carlett.

ENJOY THE ECOMOTION



Comfort ASSIST

Il deambulatore omologato

Comfort ASSIST

Il deambulatore omologato

Colore



VOLCANO



RUBY




PINE

- Struttura in alluminio
- Altezza del manubrio regolabile
- Progettato per potersi sedere
- Facile da piegare e compatto
- Ruote girevoli con varie posizioni e silenziose
- Borsa di grande capienza, estraibili ed impermeabile
- Freno di stazionamento e freno istantaneo
- Vano portaoggetti
- Supporto per ombrelli, bastone o stampelle
- Peso massimo consigliato per seduta 125 kg
- **Dispositivo medico di classe 1 omologato EU 2017/745 MDR**

Reference	Colour	EAN
LETT900P-S1	VOLCANO	8436589220584
LETT900P-S2	RUBY	8436589220591
LETT900P-S5	PINE	8436589220782

Dimensione



Peso

7 kg

- Carico raccomandato borsa estraibile 15 kg
- Dimensione borsa con manici estraibile 32x39x29 cm
- Tessuto resistente all'acqua
- Dimensione della seduta 30 x 35,5 cm
- Ruote con tre posizioni (fisse, 90° e 360°)

Transport

Dimensione 53,5 x 31,5 x 87,5 (cm)

Weight 8,8 kg (Peso lordo)
7,1 kg (Peso netto)

Unità 1

Pallet

Dimensione 1,2 x 0,8 x 2,07 (m)

Unità / pallet 8

40HC 477

Tutte le dimensioni possono avere una possibile variazione del 4%

Av. Meridiana 350, 8^oD • 08027, Barcelona.

+ 34 930 160 036 • info@carlett.com • carlett.com